



Atout Santé

Professionnels & Collectivités

Nos Garanties

MEDIC ALLIANCE
RESEAU NATIONAL

- ▶ Suivi et assistance médicale
- ▶ Démonstration et formation personnalisées
- ▶ Sélection des meilleures marques
- ▶ Conseils de professionnels
- ▶ Livraison et installation dans les meilleurs délais
- ▶ Suivi technique et service après-vente
- ▶ Sécurité d'un magasin de proximité
- ▶ Sécurité d'un réseau national



Informations sur les conditions de vente des distributeurs (validité : du 1er mai 2017 au 31 mars 2018)

Les prix indiqués sur ce catalogue s'entendent en TTC pour la France métropolitaine, sauf Dom Tom et Corse, prix maximum conseillés.

En application des dispositions du titre IV du Code de l'Environnement certains produits et matériels vendus comprennent le coût de gestion des déchets d'éléments électriques et électroniques ou d'éléments d'ameublement. Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Si un produit venait à manquer ou s'il n'était plus disponible, nous nous engageons à vous le fournir au prix annoncé, ou un produit équivalent de même qualité, et dans les meilleurs délais. Photos non contractuelles.

Le client final s'engage à respecter les conditions générales de vente du magasin distributeur.

Devis sur simple demande* / Possibilité de livraison* / Facilités de financement*

* Vous rapprocher du magasin nommé au dos du catalogue

Edition : Medicalliance. Création : Graphizen - Crédit photo : Shutterstock - N°RC6 MEDICALLIANCE 433 440 682 - Ne pas jeter sur la voie publique - Catalogue réservé aux professionnels.



Sommaire

Consommables ▶ 3 à 40

Instrumentation ▶ 41 à 56

Désinfection ▶ 57 à 70

Diagnostic ▶ 71 à 108

Mobilier ▶ 109 à 126

Kinésithérapie ▶ 127 à 142

Mobilité ▶ 143 à 174

Equipement ▶ 175 à 210

Confort & aides techniques ▶ 211 à 236

Hygiène ▶ 237 à 252

Urgences services ▶ 253 à 267



Consommables

Professionnels & Collectivités

Draps d'examen, essuyage	4 à 9
Gants d'examen	10 à 11
Protections	12 à 14
Instruments à usage unique	15
Sets de soins	16 à 17
Gynécologie	18
Cotons	19
Compresse, pansement, contention et sparadraps	20 à 31
Sutures et ligatures	32
Perfusion	33
Hypodermie	34 à 35
Produits de sécurité	36 à 37
Mésothérapie	38
Récupération de déchets	39 à 40

Draps d'examen



1 Draps ouate de cellulose neutres semi texturé

Distribué par TORK

Ouate de cellulose pour une douceur, un confort, une résistance, une absorption optimum.
Emballage individuel recyclable pour une hygiène parfaite.
150 formats dim. 50 x 38 cm, 2 x 20 g/m².
Le carton de 6 rouleaux.

Réf : 473317
Soit à l'unité

26,70€
4,45€

2 Draps ouate de cellulose - C1 TORK

Draps d'examen en ouate de cellulose pour une douceur et un confort assuré.
L'association des 2 plis par gaufrage et collage garantit une solide tenue des 2 plis, une excellente résistance et une absorption optimum.
Emballage individuel recyclable pour une hygiène parfaite.
150 formats dim. 50 x 38 cm, 2 x 20 g/m².
Le carton de 6 rouleaux.

Réf : 473318
Soit à l'unité

33,50€
5,58€



Consommables

3 Draps gaufrés GLOBAL HYGIENE

100% pure ouate blanche gaufrée collée, texture effet confort, coupe classique.
135 formats de 50 x 35 cm, 2 x 17,5 g/m².
Le carton de 9 rouleaux.

Réf : J226PMR
Soit à l'unité

35,90€
3,99€

4 Draps lisses Ecolabel GLOBAL HYGIENE

Ouate blanche recyclée, coupe classique.
150 formats de 50 x 35 cm, 2 x 18 g/m².
Le carton de 12 rouleaux.

Réf : J219L
Soit à l'unité

45,20€
3,77€

5 Draps lisses ouate 80% GLOBAL HYGIENE

Ouate blanche.
150 formats de 50 x 38 cm, 2 x 18 g/m².
Le carton de 12 rouleaux.

Réf : J215LMR
Soit à l'unité

49,90€
4,16€



1

Draps lisses pure ouate GLOBAL HYGIENE

100% pure ouate blanche.
150 formats de 70 x 38 cm, 2 plis.
Le carton de 6 rouleaux.

Réf : J239LMR
Soit à l'unité

49,50€
8,25€



2

Draps ouate plastifiée GLOBAL HYGIENE

Ouate plastifiée bleue gaufrée collée.
150 formats de 50 x 38 cm, 1 x 36 g/m².
Le carton de 6 rouleaux.

Réf : J230GSM
Soit à l'unité

50,50€
8,42€



3

Draps compacts GLOBAL HYGIENE

100% pure ouate, coupe classique.
300 formats de 50 x 35 cm, 2 x 18 g/m².
Le carton de 6 rouleaux.

Réf : J309LMR
Soit à l'unité

51,00€
8,50€

4

Draps Sentinelle GLOBAL HYGIENE

100% pure ouate blanche, sans substance
allergénique, traitement bactériostatique.
Sous film individuel.
150 formats de 50 x 38 cm, 2 plis.
Le carton de 12 rouleaux.

Réf : J235LBS
Soit à l'unité

52,40€
4,37€

5

Draps lisses moletés pure ouate GLOBAL HYGIENE

Draps 100% pure ouate, finition lisse
moletée.
150 formats de 50 x 38 cm, 2 x 17,5 g/m².
Le carton de 12 rouleaux.

Réf : J225LMR
Soit à l'unité

54,10€
4,51€



A



FABRIQUÉ EN FRANCE



B



A



B



FABRIQUÉ EN FRANCE



A



FABRIQUÉ EN FRANCE



B

1 Distributeur pour Xpress® - H2 TORK

A Idéal hôtellerie, bureaux et secteur de la santé. Distributeur polycarbonate blanc sans contact, feuille à feuille, pour 375 essuie-mains enchevêtrés. Tork Elevation. Design extra-fin, capot à ouverture latérale pour une recharge facile, protection contre le trop-plein.

Réf : 552000 72,50€

B Essuie-mains enchevêtrés gaufrés blancs, 1 pli. Emballage ergonomique Tork Easy Handling. Les 20 cartouches de 250 essuie-mains dim. 23,4 x 21,3 cm.

Réf : 471093 58,90€

C Essuie-mains interfoliés gaufrage torsadé avec effet de coussinets, contact alimentaire. Emballage ergonomique Tork Easy Handling. Le paquet de 20 cartouches de 190 essuie-mains dim. 23,4 x 21,3 cm.

Réf : 471132 83,90€

2 Reflex® Distributeur Mini dévidage central - M3 TORK

A Distributeur polycarbonate bleu pour bobine de 200 formats. Dim. L 18,2 x H 29,7 x P 21 cm.

Réf : 473137 43,50€

B Papier d'essuyage Plus Bobine Mini multi-usages, 2 plis, blanc, contact alimentaire. Les 9 bobines de 200 formats dim. 19,4 x 33,5 cm.

Réf : 473474 41,50€


3 Reflex® Distributeur dévidage central - M4 TORK

A Distributeur ABS bleu pour bobine de 450 formats sans mandrin. Dim. L 26,3 x H 31,8 x P 26,5 cm. Egalement disponible en blanc.

Réf : 473133 53,10€

B Papier d'essuyage Plus Bobine multi-usages, 2 plis, coloris blanc, contact alimentaire. Les 6 bobines sans mandrin de 450 formats dim. 19,4 x 33,5 cm, Ø 19 cm.

Réf : 473472 51,90€



A

global hygiène
gh groupe

B



A

B

4 Distributeur pour essuie-mains pliés GLOBAL HYGIENE

A Avec verrouillage automatique, ouverture par clé, fenêtre de visualisation de niveau. Design Série 5. Livré avec adaptateur pour les essuie-mains étroits. Dim. L 29 x H 42,5 x P 14,5 cm.

Réf : LH56ABU 37,50€

B Essuie-mains extra doux 22 x 34 cm, pliage enchevêtré en W, 2 x 18 g/m². Le carton de 32 paquets x 100 formats.

Réf : H251LSM 52,10€

5 Distributeur à dévidage central GLOBAL HYGIENE

A Fenêtre de visualisation de niveau, ouverture par clé avec verrouillage automatique. Design Série 5. Contenance : 1 rouleau de Ø 20,5 cm max. Dim. L 23 x H 35 x P 23,5 cm.

Réf : LH55ABU 43,40€

B Essuie-mains pure pâte blanche gaufrée collée DC Medium 20 x 25 cm. Traités WS, 2 plis, mandrin 70 mm. Le pack de 6 rouleaux de 450 formats.

Réf : H713POT 23,80€



1 TORK Matic® Distributeur Intuition™ - H1 TORK

Ⓐ Distributeur ABS noir sans contact. Indicateur de niveau, rechargement facile et rapide, contrôle de la consommation (différentes longueurs de formats ajustables) et distribution hygiénique d'essuie-mains en rouleaux. Existe aussi en blanc.
Dim. L 33,7 x H 37,2 x P 20,3 cm.

Réf : 551108 186,90€

Ⓑ Essuie-mains rouleau extra long, 1 pli, blanc. Emballage ergonomique Tork Easy Handling. FSC. Les 6 rouleaux de 280 m.

Réf : 290059 113,90€

Ⓒ Essuie-mains rouleau doux, gaufrés, 2 plis, coloris blanc. Emballage ergonomique Tork Easy Handling. Ecolabel Européen. Les 6 rouleaux de 150 m.

Réf : 290067 87,50€



2 Essuie-mains rouleau pour distributeur électronique TORK

Bobine blanche gaufrée collée, 2 plis, L 143 m. Contact alimentaire. Le carton de 6 rouleaux.

Ⓐ Laize de 24,7 cm pour distributeur H13.

Réf : 471178 116,50€

Ⓑ Laize de 19,5 cm pour distributeur H12.

Réf : 471113 97,50€



3 Distributeur pour savon mousse - S4 TORK

Ⓐ Distributeur ABS noir très grande capacité (2 500 doses) avec bouton poussoir. Système scellé hygiénique : rechargement facile et rapide. Dim. L 11,3 x H 28,6 x P 10,5 cm. Existe en blanc et en Intuition™ sans contact.

Réf : 561508 37,20€

Ⓑ Savon doux Premium parfumé pour un lavage des mains efficace et agréable. Les 6 recharges de 1 L.

Réf : 520501 103,50€

Ⓒ Savon antimicrobien nettoyant 2 en 1 : nettoie et aseptise. Formule unique à faible teneur en éthanol. Les 6 recharges de 1 L.

Réf : 520801 159,90€



4 Distributeur Coup'Auto manuel GLOBAL HYGIENE

Ⓐ Distributeur manuel noir. Produits compatibles essuie-mains en continu. Contenance : 1 rouleau Ø 20 cm, laize 20 cm. Disponible en blanc.

Réf : LH27ANR 96,50€

Ⓑ Rouleau essuie-mains continu ouate gaufrée collée, pure pâte. Effet confort. Laize 20 cm, 2 x 21 g/m², mandrin 39 mm. Le carton de 6 rouleaux de 110 m.

Réf : H782POT 28,20€



5 Distributeur sur pied pour bobines GLOBAL HYGIENE

Ⓐ Dévidoir métal laqué blanc : compatible toutes bobines industrielles (laize utile jusqu'à 37 cm) et tous types de mandrins. Equipé d'une barre d'appui-découpe. Sans roulettes. Dim. l 48 x H 84 x P 20 cm.

Réf : LG00AME 35,00€

Ⓑ Pure pâte de cellulose extra blanche extra douce. Traitée WS, 2 plis, mandrin 70 mm. 1 000 formats de 24 x 30 cm. Le lot de 2 bobines.

Réf : G905LSM 26,90€



1
Mouchoirs Ouatinelle
GLOBAL HYGIENE

Ouate faciale extra blanche extra douce, pure pâte de cellulose. 2 plis, dim. 21 x 21 cm. La boîte de 100.

Réf : H400LOC

1,30€



2
Essuie-tout Ouatinelle
GLOBAL HYGIENE

Essuie-tout ménager gaufré classique, pure pâte extra forte. 2 plis, 50 formats dim. 23 x 22 cm. Le paquet de 2 rouleaux.

Réf : H220GOT

1,70€




3
Essuie-tout Wizzy Box
GLOBAL HYGIENE

L'essuie-tout en boîte de format distribution feuille à feuille. Une seule main suffit pour se saisir d'un format. Qualité super absorbante. 1 boîte = 4 rouleaux essuie-tout. Pure cellulose blanche, 2 plis, dim. 21 x 21 cm. La boîte de 180 formats.

Réf : H229GBU

2,60€



4
Essuie-max triple
GLOBAL HYGIENE

Essuie-tout premium pure pâte blanche gaufrée collée. 50% d'épaisseur en plus, 4 fois plus de formats que dans un rouleau essuie-tout classique. 3 plis, 200 formats dim. 22 x 24 cm. Le rouleau.

Réf : H730P

3,80€



5
Chiffons Wipe-Tex Easy Box
GLOBAL HYGIENE

Chiffons d'essuyage blancs en texture très résistante, non tissés, pour le nettoyage comme la désinfection. S'utilisent indifféremment secs ou imprégnés. 1 pli x 80 gr/m², dim. 34 x 40 cm. La boîte distributrice de 90 formats.

Réf : K432BOX

21,50€

Distributeurs papier toilette



1 SmartOne® Distributeur rouleau - T8 TORK

A Distributeur très grande capacité à dévidage central feuille à feuille blanc pour rouleau de 1150 feuilles. Papier protégé, préhension facile. Dim. L 22,10 x H 21,80 x P 15,5 cm. Egalement disponible en noir.

Réf : 680000 31,20€

B Rouleau très grande capacité, blanc, 2 plis, mandrin SmartCore facile à enlever. Le carton de 6 rouleaux de 1150 feuilles.

Réf : 472242 37,90€



2 SmartOne® Mini Distributeur rouleau - T9 TORK

A Distributeur à dévidage central feuille à feuille noir pour 1 rouleau grande capacité de 620 feuilles. Compact L 21,85 x H 21,80 x P 15,5 cm. Egalement disponible en blanc.

Réf : 681008 30,90€

B Distributeur à dévidage central feuille à feuille noir pour 2 rouleaux grande capacité de 620 feuilles. Positions multiples, jamais de rupture. Dim. L 22,10 x H 21,80 x P 15,5 cm. Egalement disponible en blanc.

Réf : 682008 51,20€

C Rouleau grande capacité, blanc, 2 plis ouate extra douce, mandrin SmartCore facile à enlever. Le colis de 12 rouleaux de 620 feuilles.

Réf : 472193 45,40€



3 Distributeur double rouleau Mid Size - T7 TORK

A Distributeur pour 2 rouleaux Mid Size sans mandrin : zéro rupture. Dim. L 22,2 x H 14,6 x P 33,6 cm. Egalement disponible en blanc.

Réf : 472056 36,70€

B Rouleau Mid-size ouate douce blanche, sans mandrin, 2 plis. 1 rouleau = 4,5 rouleaux traditionnels. Le carton de 48 rouleaux de 450 feuilles. Existe aussi en rouleaux de 800 feuilles.

Réf : 472598 77,50€



4 Distributeur Minirol GLOBAL HYGIENE

A Distributeur ABS blanc avec fenêtre de visualisation. Design Série 5. Pour papier Minirol Ø 20 cm max. Dim. L 21 x H 27 x P 14 cm.

Réf : LI51ABU 31,60€

B Rouleau format collectivité mini jumbo prédécoupé à 25 cm. Ouate blanche pure pâte, 2 x 16 g/m², mandrin 65 mm. Les 12 rouleaux de 200 m.

Réf : I360LMR 37,00€



5 Distributeur double rouleaux GLOBAL HYGIENE

A Distributeur ABS avec ouverture par clé et fenêtre de visualisation de niveau. Design Série 5. Pour 2 rouleaux PH compact (avec système de bascule). Dim. L 14 x H 31 x P 15 cm.

Réf : LI50ABU 26,00€

B Rouleau PH compact format domestique, concept 1=4, pure ouate extra blanche. 2 plis, mandrin 39 mm. Le carton de 36 rouleaux de 500 formats.

Réf : I359LOT 35,60€



6 Distributeur Maxirol GLOBAL HYGIENE

A Distributeur ABS blanc avec fenêtre de visualisation. Design Série 5. Pour papier Maxirol Ø 30 cm max. Dim. L 34 x H 37 x P 15 cm.

Réf : LI57ABU 39,90€

B Rouleau format collectivité. Ouate blanche pure pâte. Prédécoupé à 25 cm, 2 x 16 g/m², mandrin 65 mm. Les 6 rouleaux de 350 m.

Réf : I367LMR 29,30€



1 Gants d'examen latex EMILABO par GAILLARD

Gants latex non stériles AQL 1,5.
Marquage CE Dispositif Médical Classe 1.
Tailles 5/6 - 6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10.
La boîte de 100.

- Ⓐ Poudrés taille 5/6.
Réf : GALXSM 5,30€
- Ⓑ Non poudrés taille 5/6.
Réf : GALXSSP 5,95€

2 Gants d'examen vinyle EMILABO par GAILLARD

Gants vinyle non stériles AQL 1,5.
Marquage CE Dispositif Médical Classe 1.
Tailles 5/6 - 6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10.
La boîte de 100.

- Ⓐ Poudrés taille 5/6.
Réf : GAVGGXS 3,85€
- Ⓑ Non poudrés taille 5/6.
Réf : GAVGGXSSP 4,05€

3 Gants d'examen vinyle Norm EMILABO par GAILLARD

Gants vinyle non stériles AQL 1,5.
Marquage CE Dispositif Médical Classe 1.
Tailles 6/7 - 7/8 - 8/9.
La boîte de 100.

- Ⓐ Poudrés taille 6/7.
Réf : GAVNORM67 3,50€
- Ⓑ Non poudrés taille 6/7.
Réf : GAVNORM67SP 3,60€

EMILABO CE

Ansell

APO
KELIS
La culture du soin



4 Gants d'examen nitrile bleus sans poudre EMILABO par GAILLARD

Gants nitrile sans poudre non stériles AQL 1,5.
Marquage CE Dispositif Médical Classe 1.
Tailles 5/6 - 6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10.
La boîte de 100.

- Réf : GANGGXSSP 6,10€
Taille 5/6.

5 Gants d'examen nitrile noir sans poudre EMILABO par GAILLARD

Gants nitrile noirs sans poudre non stériles
AQL 1,5.
Marquage CE Dispositif Médical Classe 1.
Tailles 6/7 - 7/8 - 8/9.
La boîte de 100.

- Réf : GANGGSPN 7,40€
Taille 6/7.

6 Gants d'examen vinyle non poudrés ANSELL MEDICAL par APOKELIS

Gants vinyle Synsation™ non poudrés AQL 1,5.
Normes : EN 455 - 1,2,3,4 - EN 374 - 1,2,3 et
EN 420.
Tailles 6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10.
La boîte de 100.

- Réf : 4001OS 4,90€
Taille 6/7.



1
Gants d'examen nitrile non poudrés MICRO-TOUCH®
ANSELL MEDICAL par APOKELIS

Blancs non stériles, sans latex, non poudrés AQL 1,5.
 Double marquage CE : dispositif Médical Classe 1 et EPI Catégorie III.
 Normes : EN455 parties 1,2,3.
 Conformité au contact alimentaire.
 Tailles 5/6 - 6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10.

Réf : 700151 11,50€
 La boîte de 150 taille 5/6.



2
Gants d'examen latex non poudrés MICRO-TOUCH® Coated
ANSELL MEDICAL par APOKELIS

Gantage facile pour des changements fréquents et rapides grâce à l'enduction en polyacrylate sur la surface interne.
 Faible potentiel allergénique.
 Double marquage CE : dispositif médical Classe 1 et EPI Catégorie III.
 Tailles XS, S, M, L, XL.
 Normes : EN455 parties 1,2,3.
 La boîte de 100.

Réf : 553301 8,90€
 Taille XS.



3
Gants de soins latex non poudrés MICRO-TOUCH®
ANSELL MEDICAL par APOKELIS

Stériles en latex de caoutchouc naturel.
 Gantage facile, à faible potentiel allergénique.
 Surface texturée des doigts pour une préhension sûre.
 Confort supérieur grâce au revêtement interne en polyacrylate.
 Tailles 6/7 - 7/8 - 8/9.
 La boîte de 50 paires.

Réf : 553342 33,90€
 Taille 6/7.

Ansell



La culture du soin



4
Gants de chirurgie latex non poudrés Gammex® Latex
ANSELL MEDICAL par APOKELIS

Stériles. Gantage facile, confortable.
 Faible potentiel allergénique.
 Revêtement interne polyuréthane et siliconé.
 Tailles 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9.
 La boîte de 50 paires.

Réf : 330048055 61,00€
 Taille 5,5.



5
Gants d'intervention latex non poudrés Medi-Grip® PF™
ANSELL MEDICAL par APOKELIS

Stériles. Pour toute intervention hors bloc nécessitant les propriétés d'un gant d'intervention.
 Gantage facile, à faible potentiel allergénique.
 Surface externe microtexturée pour une préhension sûre.
 Tailles 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9.
 La boîte de 100 paires.

Réf : 354101 74,00€
 Taille 5,5.



6
Gants de chirurgie néoprène non poudrés Gammex® Non-Latex
ANSELL MEDICAL par APOKELIS

Stériles et exempts d'accélérateur.
 Revêtement interne à base d'isomère polyuréthane et silicone pour un gantage facile et un meilleur confort.
 Bonne résistance aux déchirures et aux produits chimiques.
 Tailles 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9.
 La boîte de 50 paires.

Réf : 340006055 145,00€
 Taille 5,5.



1

Blouses de consultation MEDISTOCK

En polypropylène non tissé blanc 30 g/m², non stériles, à usage unique. Élastiques aux poignets, col blanc, fermeture par boutons pression, 2 poches latérales. Tailles L, XL, XXL. Le sachet de 10.

Réf : 69OR1XL
Taille XL.

10,90€



2

Blouses d'isolation MEDISTOCK

En polypropylène non tissé 24 g/m², non stériles à usage unique. Élastiques aux poignets, cordons de fermeture à l'encolure et à la taille. Coloris bleu, blanc, vert ou jaune. Le sachet de 10.

Réf : 69ISO30B
Coloris bleu.

6,40€



3

Pyjamas MEDISTOCK

Non stériles à usage unique, en SMS. Veste col en V, 3 poches. Pantalon avec lien à la taille. Tailles S, M, L, XL. Coloris bleu, vert, lavande, orange ou rose. Les 50 sachets individuels.

Réf : 69PYJMSML à partir de 114,00€
Coloris bleu, taille L.



4

Tabliers de protection MEDISTOCK

Blancs en polyéthylène micro gaufré. Très utiles pour toutes les tâches de nettoyage. Dim. 75 x 125 cm. Taille unique. Le sachet de 100.

Réf : 69DA2846

6,60€



5

Surchaussures non tissé MEDISTOCK

En polypropylène 35 g/m² avec élastique latex. Taille unique L 40 x H 16,5 cm. Existe en antidérapantes ou classiques, coloris bleu ou blanc. Le carton de 1 000.

Ⓐ Classiques blanches.

Réf : 69PSC40

72,90€

Ⓑ Antidérapantes bleues.

Réf : 69PSC40AN

94,00€

6

Surchaussures PE MEDISTOCK

En polyéthylène bleu avec élastique latex. Taille unique L 36 x H 15 cm. Existe en classiques 40 microns ou renforcées.

Ⓐ Le carton de 2 000 classiques 40 microns.

Réf : 69SC36BPE

65,00€

Ⓑ Le carton de 500 renforcées.

Réf : 69SC40BPE

99,00€

**MEDI
STOCK**



1
**Charlottes rondes
MEDISTOCK**

Coloris blanc, en polypropylène non tissé 10 g/m², non stériles, à usage unique avec un élastique.
Ø 53 cm.
La boîte de 100.

Réf : 69BC21W

4,10€



2
**Charlottes à clip
MEDISTOCK**

En polypropylène non tissé 10 g/m², non stériles, à usage unique.
Taille unique. Coloris blanc ou bleu.
La boîte de 250.

Réf : 69MC45WB2
Coloris blanc.

8,20€



3
**Masques de chirurgie
MEDISTOCK**

3 plis, à usage unique, de type II, non stériles. Élastiques ronds sans latex, longue barrette nasale de maintien antibuée. Hypoallergénique et sans fibre de verre. Filtration à 99,8%.
Existe avec élastiques ou à lanières.
Coloris bleu, vert, blanc, rose, jaune ou lavande.
La boîte de 50.

Réf : I9014

Masques élastiques bleus.

3,55€

3M



4
**Masques chirurgical 3M™
3M FRANCE**

Coloris bleu, 3 plis, avec barrette nasale et fixation par lanières.
Haute filtration de type II, filtration bactérienne supérieure à 99,9 %.
Hypoallergénique, sans latex, sans fibre de verre.
Normes : EN 14683.
La boîte de 100.

Réf : 3M 1810F

à partir de 29,95€



5
**Masques de protection respiratoire
3M™ Aura™
3M FRANCE**

Masques pliables de protection respiratoire de type FFP2.
Barrette nasale intégrée.
Filtration bactérienne supérieure à 99,9%.
Sans fibres de verre.
Normes : EN 14683 et EN 149.
La boîte de 20.

Réf : MAS1862

56,50€



1 Gants non stériles COMED

Gants multi-usages en polyéthylène.
Taille unique, ambidextres.
Le sachet de 100.

Réf : 49 400 05

1,60€

2 Doigtiers non stériles COMED

Doigtiers en polyéthylène. Taille unique.
Le sachet de 100.

A Un doigt.

Réf : 49 400 01

1,50€

B Deux doigts.

Réf : 49 400 02

1,40€

3 Doigtiers roulés non stériles COMED

Doigtiers à usage unique en latex.
Tailles S, M, L et XL.
Le sachet de 100.

Réf : 49 400 11

1,95€

Taille small.



4 Gel lubrifiant

Lubrifiant pour tout traitement endoscopique,
exempt de parfum et hypoallergénique.
Le tube de 82 g.

COMED

A Le tube de gel KLY stérile.

Réf : XX X08 10

5,50€

B Le tube de gel KLY non stérile.

Réf : XX X08 04

3,90€

C Le tube de gel KY stérile.

Réf : XX X08 82

5,50€

ASEPT InMed

D Le tube de gel KY stérile.

Réf : 250355

5,50€



5 Lunettes de protection COMED

La paire de lunettes compatible avec
lunettes de vue. En polycarbonate.
Conforme norme EN 166.

Réf : 32 960 00

1,95€



6 Bavoires à usage unique MEDISTOCK

A Bavoires bleus avec une couche de ouate
absorbante et une feuille de polyéthylène.
Dim. 60 x 54 cm. Autres coloris : vert ou
blanc. Le rouleau de 80 bavoires.

Réf : F6401

9,90€

B Bavoir à poche de recueil coloris bleu,
découpe arrondie et bandelettes de fixation.
Composé d'une couche de ouate de cellulose
absorbante et une couche de polyéthylène.
Dim. 38 x 68 cm.

Le rouleau de 100 bavoires.

Réf : F6410

12,50€



1 Rasoirs jetables COMED

Rasoirs jetables à usage unique. Non stériles. La boîte de 100.

- A Rasoirs 1 lame.
 Réf : 29 125 01 14,55€
- B Rasoirs 2 lames.
 Réf : 29 125 02 15,45€



2 Crachoirs non stériles COMED

En polypropylène, avec couvercle attaché. Capacité 130 ml, graduation 20 ml. Le carton de 500.

Réf : 16 434 51 92,00€



3 Spatules d'Ayres COMED

En bois, pour adulte. La boîte de 200.

Réf : 25 107 00 5,90€



4 Abaisse-langues COMED

Haute qualité, finition bois poli.

- A La boîte de 100 taille adulte.
 Réf : 25 105 00 1,65€
- B La boîte de 250 taille enfant.
 Réf : 25 106 00 3,95€



La culture du soin



5 Spéculums auriculaires COMED

Jetables, pour otoscope. Disponibles en 5 coloris, Ø 2,5 ou 4 mm.

- A La boîte de 250 spéculums noirs Ø 2,5 mm.
 Réf : 2470025ACN 6,80€
- B Le sachet de 1 000 spéculums noirs Ø 2,5 mm.
 Réf : 24 700 25 17,90€



6 Tampons alcoolisés Alcomed COMED

Préparent la peau avant l'injection. Alcool à 70%. La boîte de 100.

Réf : 17 310 00 2,50€



7 Urinal à usage unique CURAS par APOKELIS

Urinal droit pour homme avec sachet gélifiant incorporé de 9 g, couvercle et règle graduée. Capacité 1000 ml. Pour le patient en milieu médical et hospitalier. Sans latex, pratique, léger et résistant aux liquides (jusqu'à 4 h). Papier 100 % recyclé et biodégradable, sans aucun colorant ajouté. DM classe I.

Réf : 08056 1,60€



1
Set à pansement 1007
INNOSET

- 1 Blister alvéolé 3 compartiments
- 1 Champ de soins
- 1 Pince Kocher
- 1 Pince Précision
- 5 Compresses NT 7,5 cm
- 5 Boules NT « prune »


Réf : 1007
Le set. 0,98€



2
Set à pansement 5001
INNOSET

- 1 Blister alvéolé 3 compartiments
- 1 Champ de soins
- 1 Pince Kocher
- 1 Pince Précision
- 5 Compresses NT 7,5 cm

Réf : 5001
Le set. 0,95€



3
Set à pansement 103101
INNOSET

- 1 Blister 1 alvéole
- 1 Pince Précision bleue
- 1 Pince Précision verte
- 3 Tampons gaze

Réf : 103101
Le set. 0,69€



4
Set de sutures
INNOSET

- 1 Blister alvéolé 3 compartiments
- 1 Paire de ciseaux pointu
- 1 Champ de soins fenêtré
- 1 Porte aiguille Mayo Hegar 13 cm
- 1 Pince Optimum métal
- 5 Compresses NT 7,5 cm

Réf : 5404
Le set. 4,40€



5
Set d'ablation de
sutures
INNOSET

- 1 Blister alvéolé 3 compartiments
- 1 Lame coupe-fils
- 1 Pince Précision
- 3 Compresses NT 7,5 cm

Réf : 0403
Le set. 0,95€



6
Set à insuline ou
prise de sang ICARE
INNOSET

- 1 Boule de coton
- 1 Pansement
- 1 Tampon d'alcool non stérile

Réf : Icare
Le set. 0,42€



7
Set 1er secours
URGIX
INNOSET

- 1 Dose de désinfectant mains
- 1 Champ de soins
- 1 Paire de gants nitrile
- 1 Pince Kocher
- 1 Pince Précision
- 2 x 5 Compresses NT 7,5 cm
- 2 Tampons alcoolisés
- 1 Pansement Derm 10 x 8 cm
- 1 Pansement spécial brûlure
- 1 Paire de ciseaux bouts ronds
- 2 Bandelettes de fixation
- 1 Bande de gaze 5 cm
- 1 Couverture de survie

Réf : Urgix
Le set. 6,50€



1

Set Post-Op Petites Plaies INNOSET

- 3 Blisters stériles contenant chacun :
- 1 champ de soins
- 2 pinces Précisions
- 5 compresses NT 10 cm
- 3 Pansements film 10 x 12 cm
- 3 Pansements TekniDerm 9 x 10 cm
- 3 Sacs à déchets
- 1 Lame coupe-fils

. Réf : T9920

9,60€

2

Set Post-Op Moyennes Plaies INNOSET

- 3 Blisters stériles contenant chacun :
- 1 champ de soins
- 2 pinces Précisions
- 5 compresses NT 10 cm
- 3 Pansements Film 10 x 17 cm
- 3 Pansements TekniDerm 15 x 9 cm
- 3 Sacs à déchets
- 1 Lame coupe-fils

. Réf : T9921

9,44€

3

Set Post-Op Grandes Plaies INNOSET

- 3 Blisters stériles contenant chacun :
- 1 champ de soins
- 2 pinces Précisions
- 10 compresses NT 10 cm
- 3 Pansements TekniDerm 9 x 25 cm
- 3 Pansements film 10 x 30 cm
- 3 Sacs à déchets
- 1 lame coupe-fils

. Réf : T9922

12,04€



4

Set Post-Op pansement premium INNOSET

- 5 Blisters rigides 22 x 13 cm stériles contenant chacun :
- 1 Champ ouate 39 x 45 cm
- 1 Pince précision bleue
- 1 Pince précision verte
- 1 Paire de Ciseaux
- 10 compresses en non tissé 10 x 10 cm
- 5 Pansements Film 10 x 17 cm
- 5 Sacs à déchets 20 L
- 1 notice d'emploi

. Réf : T9925

10,35€

5

Set Post-Op de détersion INNOSET

- 5 Blisters rigides 22 x 13 cm stériles contenant chacun :
- 1 Champ ouate 39 x 45 cm
- 1 Pince précision bleue
- 1 Pince précision verte
- 10 compresses en de gaze 10 x 10 cm
- 5 Pansements Film 10 x 17 cm
- 5 Sacs à déchets 20 L
- 1 Curette stérile
- 1 notice d'emploi

. Réf : T9930

Nous consulter

6

Set de sondage urinaire Toilette & Soins INNOSET

- 1 Blister 2 compartiments
- Partie toilette :
- 1 Sac à déchets
- 1 Gant de toilette NT
- 1 Essuie-mains
- 1 Champ de soins
- 1 Paire de gants latex
- 10 Compresses NT 7,5 cm
- Partie sondage :
- 1 Champ de soins
- 1 Masque HF
- 1 Sachet de gel antiseptique
- 1 Paire de gants latex
- 1 Champ de soins fenêtré et fendu
- 1 Pochette de gel lubrifiant
- 5 Compresses NT 7,5 cm
- 1 Ampoule d'eau 20 ml
- 1 Seringue 20 ml Luer

Réf : 31250

6,20€



1 Set de pose d'implant INNOSET

- 1 Champ de soins fenêtré
- 2 Compresses NT 7,5
- 1 Seringue 2 ml Luer
- 1 Aiguille 25 G
- 1 Aiguille 16 G
- 1 Pansement Derm 53 x 70 cm

Réf : 409201 2,52€



2 Set de retrait d'implant INNOSET

- 2 Compresses NT 7,5 x 7,5
- 1 Bande de gaze extensible
- 1 Seringue 2 ml Luer
- 1 Aiguille 25 G
- 1 Aiguille n°11
- 1 Pince halstead courbé
- 1 Bandelette de suture 3B
- 1 Sac à déchets

Réf : 409202 5,25€



3 Set de pose de stérilet INNOSET

- Ⓐ Le set avec 1 paire de ciseaux coupe-fils, 1 pince de Pozzi, 1 pince de cheron.

Réf : 2401 9,95€

- Ⓑ La pince de Pozzi, L 25 cm, carton de 25. Tarif à l'unité.

Réf : 403108 5,10€

- Ⓒ La pince de cheron, L 25 cm, carton de 25. Tarif à l'unité.

Réf : 403109 1,45€

- Ⓓ La paire de ciseaux coupe-fils, L 22 cm, carton de 25. Tarif à l'unité.

Réf : 403110 5,10€



4 Hystéromètre INNOSET

Le carton de 25.
Tarif à l'unité. 1,40€

- Ⓐ CH10 bleu 3,30 mm. Réf : 403105
- Ⓑ CH12 gris 4 mm. Réf : 403106
- Ⓒ CH14 vert 4,67 mm. Réf : 403107



5 Brossette cervicale INNOSET

Ø 3,5 mm et 5,5 mm.
Le carton de 50.

Réf : 403111 38,00€



6 Tampon non tissé sur bâtonnet INNOSET

Le carton de 100.

Réf : 403112 42,00€



7 Spatule d'Ayre en bois INNOSET

Le carton de 200.

Réf : 403113 15,90€



8 Ecouvillons INNOSET

Longueur 15 cm avec manche en bois.
Le carton de 100.

Réf : 403114 5,90€



1
Cotopads*
LOHMANN & RAUSCHER

Toilette de bébé, soins de la peau.
DM classe I.

A Carrés de soin dim. 5 x 5 cm.
Le sachet de 500.

Réf : 90000 4,90€

B Rectangles de soin dim. 8 x 10 cm.
Le sachet de 200.

Réf : 90001 6,30€

2
Coton hydrophile*
LOHMANN & RAUSCHER

100% coton.
Pour nettoyage local de la peau sans plaie ouverte.
DM classe I.

A Le sachet accordéon de 250 g.
Réf : 34093 3,85€

B Le sachet accordéon de 500 g.
Réf : 34095 7,90€

3
Boules de coton*
LOHMANN & RAUSCHER

100% coton hydrophile blanchi blanc.
Pour absorption des exsudats et soins des plaies superficielles.
DM classe I.
Le sachet de 500 boules.

Réf : 31218 5,10€



4
Tampons ouate de cellulose
COMED

Rouleau de 500 tampons ouate de cellulose extra-blanchie.
Prédécoupés en carrés de 4 x 5 cm, non stériles et non imbibés (secs).
Vendu par sachet de 2.

A Le rouleau de 500.
Réf : 17 200 00 5,10€

B Le dérouleur plastique.
Réf : 17 200 10 31,40€



5
Bâtonnets de soin glycerinés
COMED

Bâtonnets de soins imprégnés avec tiges plastique, goût citron, sans sucre.
Le sachet de 3 bâtonnets.

A Longueur 10 cm.
Réf : 25 120 10 0,45€

B Longueur 15 cm.
Réf : 25 120 15 0,50€



La culture du soin



6
Soins bouche et nez
APOKELIS

A 5 sachets zippés de 20 bâtonnets mousse blanche, manche bois, petit modèle. Existe en manche bois ou plastique, petit ou grand modèle et différents embouts.

Réf : C104 à partir de 52,00€

B Comprimés effervescents de bicarbonate de sodium pour soins buccaux à utiliser avec les bâtonnets mousse. Arômes : menthol, thymol, orange ou menthe poivrée.
La boîte de 100.

Réf : SCD 5,90€



1 Compresses de gaze Gazin®** LOHMANN & RAUSCHER

Non stériles. 17 fils, 8, 12, ou 16 plis.
Indications : soins des plaies et réalisation de pansements.
DM classe IIa.
Autres tailles disponibles.
La sachet de 100.

- Ⓐ 8 plis, dim. 7,5 x 5 cm.
Réf : 18521 1,90€
- Ⓑ 8 plis, dim. 7,5 x 7,5 cm.
Réf : 18503 2,40€
- Ⓒ 8 plis, dim. 10 x 10 cm.
Réf : 18506 4,10€
- Ⓓ 12 plis, dim. 7,5 x 7,5 cm.
Réf : 18504 3,35€

Stériles. 17 fils, 23 g/m², 8, 12 ou 16 plis.
Autres tailles disponibles.
Le sachet de 50 x 2.
DM classe Is.

- Ⓔ 8 plis, dim. 7,5 x 7,5 cm.
Réf : 98202 7,45€
- Ⓕ 8 plis, dim. 10 x 10 cm.
Réf : 98205 10,19€



2 Compresses Vliwasoft® LOHMANN & RAUSCHER

Ⓐ Compresses en non tissé, non stériles*, 40 g/m², 4 plis.
Indications : soins des plaies.
DM Classe I.

Autres tailles disponibles.
La boîte de 100, dim. 10 x 10 cm.
Réf : 94204 2,80€

Ⓑ Compresses non tissé, stériles**.
Indications : soins des plaies.
DM classe Is.
Autres tailles disponibles.
La boîte de 40 x 5, dim. 10 x 10 cm.
Réf : 94212 10,10€



3 Pansement Curapor®** LOHMANN & RAUSCHER

Pansement adhésif en non tissé stérile pour le traitement des plaies post-opératoires, aiguës ou superficielles. Support non-tissé en polyester, masse adhésive. Perméable à la vapeur d'eau et laisse la peau respirer. DM classe Is.
La boîte de 10.

- Ⓐ Dim. 5 x 7 cm.
Réf : 32960 3,48€
- Ⓑ Dim. 8 x 10 cm.
Réf : 32961 6,92€
- Ⓒ Dim. 10 x 15 cm.
Réf : 32962 12,41€
- Ⓓ Dim. 10 x 20 cm.
Réf : 32963 16,01€



4 Sparadrap Curafix® H** LOHMANN & RAUSCHER

Sparadrap multi-extensible, composé d'un support en non tissé et d'une masse adhésive en polyacrylate. Fixation de pansements. Maintient également en position les canules, drains et sondes.
DM classe I.
Le rouleau.

- Ⓐ Dim. 10 m x 5 cm.
Réf : 82565 4,05€
- Ⓑ Dim. 10 m x 10 cm.
Réf : 82566 8,09€
- Ⓒ Dim. 10 m x 15 cm.
Réf : 82567 9,90€
- Ⓓ Dim. 10 m x 20 cm.
Réf : 82602 11,50€



5 Sparadrap Velpeau® pore** LOHMANN & RAUSCHER

Sparadrap microporeux en non-tissé permettant la fixation et le maintien de pansements ou de bandages.
DM classe I. L'unité.

- Ⓐ Dim. 5 m x 2,5 cm.
Réf : 17895 1,02€
- Ⓑ Dim. 9,14 m x 2,5 cm.
Réf : 17896 1,85€



1 Askina® Dressil Border B.BRAUN

Pansement hydrocellulaire siliconé recommandé pour le recouvrement des plaies modérément exsudatives, superficielles à profondes : escarres, ulcères veineux et artériels, brûlures du 1er et 2ème degré, déchirures cutanées, etc. Bords siliconés.

Existe en plusieurs tailles et en forme sacrum en 16 x 17,5 cm. La boîte de 10.

Ⓐ Dim. 7,5 x 7,5 cm.	
. Réf : 5397510FR	12,75€
Ⓑ Dim. 10 x 10 cm.	
. Réf : 5391010FR	24,61€
Ⓒ Dim. 15 x 15 cm.	
. Réf : 5391510FR	53,49€
Ⓓ Dim. 15 x 20 cm.	
. Réf : 5395210FR	69,91€
Ⓔ Dim. 20 x 20 cm.	
. Réf : 5392010FR	92,93€



2 Askina® Biofilm transparent B.BRAUN

Pansement hydrocolloïde fin recommandé pour le recouvrement des plaies chroniques ou aiguës : escarres, ulcères de jambe ou brûlures du 1er et 2ème degré peu exsudatives. La boîte de 10.

Ⓐ Dim. 10 x 10 cm.	
. Réf : F72090FR	25,13€
Ⓑ Dim. 15 x 15 cm.	
. Réf : F72097FR	54,61€
Ⓒ Dim. 20 x 20 cm.	
. Réf : F72098FR	94,89€


B | BRAUN
SHARING EXPERTISE



3 Askina® Gel B.BRAUN

Pansement hydrogel recommandé pour la déterision des plaies sèches, fibrineuses ou nécrotiques (escarres, ulcères de jambe). La boîte de 5 tubes de 15 g.

. Réf : 001419SFR 26,60€



5 Askina® Derm B.BRAUN

Film adhésif semi-perméable stérile transparent. Résistant à l'eau et aux bactéries et perméable à la vapeur d'eau. Existe en plusieurs tailles. La boîte de 10.

Ⓐ Dim. 10 x 12 cm.	
. Réf : F72035FR	15,02€
Ⓑ Dim. 10 x 20 cm.	
. Réf : F72037FR	16,03€



6 Linovera® B.BRAUN

Solution huileuse (acides gras polyinsaturés) recommandée pour la prévention et le traitement des escarres de stade 1. Améliore la résistance de la peau. Favorise la réparation des capillaires. Le flacon de 30 ml.

Réf : 468157FR 12,85€

4 Askina® Carbosorb B.BRAUN

Pansement charbon actif stérile absorbant découpable recommandé pour les plaies malodorantes, notamment : cancers ORL, peau, sein...

Existe en 10 x 10 ou 10 x 20 cm. La boîte de 12.

. Réf : 9025070FR à partir de 28,62€
Dim. 10 x 10 cm.



1 Urgostart URGO

Pansement hydrocellulaire stérile micro-adhérent issu de la technologie TLC- NOSF brevetée. Le NOSF (Nano-OligoSaccharide Factor) apporte des propriétés complémentaires à la Technologie Lipido-Colloïde : au contact des exsudats de la plaie, le NOSF forme un gel qui se lie préférentiellement aux zones lésées et interagit avec le micro-environnement de la plaie en limitant l'action néfaste des Métallo-Protéases Matricielles (MMP).
Indications : plaies chroniques exsudatives. La boîte de 16.

- Ⓐ Dim. 13 x 12 cm.
Réf : 550248 106,62€
- Ⓑ Dim. 15 x 20 cm.
Réf : 550251 203,96€
- Ⓒ Dim. 12 x 19 cm - talon.
Réf : 550253 155,29€



2 Urgotul URGO

Interface lipido-colloïde souple stérile. Favorise la cicatrisation.
Indications : plaies aiguës et chroniques.

- Ⓐ La boîte de 16 dim. 10 x 12 cm.
Réf : 501151 48,62€
- Ⓑ La boîte de 10 dim. 15 x 20 cm.
Réf : 508512 77,85€
- Ⓒ La boîte de 10 dim. 10 x 40 cm.
Réf : 508541 103,50€



3 Urgotul Ag URGO

Interface lipido-colloïde non adhésive imprégnée de sel d'argent. Stérile. Maîtrise du risque infectieux et favorisation de la cicatrisation.
Indications : plaies à risques ou avec signe d'infection locale (ulcères, escarres, brûlures).
La boîte de 16.

- Ⓐ Dim. 10 x 12 cm.
Réf : 507634 51,83€
- Ⓑ Dim. 15 x 20 cm.
Réf : 507628 126,97€



4 UrgoK2 URGO

Système de compression multi types bi-bandes indiqué dans le traitement des ulcères de jambe d'origine veineuse (IPS $\geq 0,8$) et œdèmes associés. Le PresSure system assure l'application d'une pression de 40 mmHg.
Indications : ulcère de jambe veineux jusqu'à cicatrisation complète.
Avec latex : largeur 8-10-12 cm pour cheville taille 1 (18-25 cm) ou 2 (25-32 cm).
Sans latex : largeur 10 cm pour cheville taille 1 (18-25 cm) ou 2 (25-32 cm).
Le kit composé d'une bande KTECH et d'une bande KPRESS.

- Ⓐ Avec latex taille 1 largeur 8 cm.
Réf : 192099 à partir de 16,25€
- Ⓑ Sans latex taille 1 largeur 10 cm.
Réf : 192088 à partir de 17,78€



5 Sanyrene URGO

Huile pour le traitement préventif des escarres.

- Ⓐ Le flacon pompe de 10 ml.
Réf : 502612 7,90€
- Ⓑ Le flacon pompe de 50 ml.
Réf : 504539 19,70€



1 AQUACEL™ Foam Adhésif CONVATEC

Pansement hydrocellulaire, imperméable à l'eau et découpable. Pose et retrait faciles, repositionnable sans traumatisme. Indications : plaies chroniques ou aiguës, modérément exsudatives. S'utilise en pansement primaire ou secondaire. Autres tailles disponibles, dont les formes anatomiques (sacrum ou talon/multisite). Existe en non adhésif.

- Ⓐ La boîte de 10, dim. 8 x 8 cm.
Réf : 420804 15,84€
- Ⓑ La boîte de 10, dim. 8 x 13 cm.
Réf : 421149 24,61€
- Ⓒ La boîte de 16, dim. 12,5 x 12,5 cm.
Réf : 420620 52,28€
- Ⓓ La boîte de 10, dim. 10 x 20 cm.
Réf : 421151 47,63€
- Ⓔ La boîte de 10, dim. 10 x 30 cm.
Réf : 421155 69,91€
- Ⓕ La boîte de 10, dim. 20 x 16,9 cm (petit sacrum).
Réf : 420656 73,50€



2 AQUACEL® EXTRA™ CONVATEC

Pansement hydrofibre pour toutes les plaies exsudatives, chroniques ou aiguës.


- Ⓐ La boîte de 16, dim. 5 x 10 cm.
Réf : 420818 18,23€
- Ⓑ La boîte de 16, dim. 12,5 x 12,5 cm.
Réf : 420823 53,38€
- Ⓒ La boîte de 16, dim. 13,5 x 15 cm.
Réf : 420819 68,10€
- Ⓓ La boîte de 10, dim. 18 x 23 cm.
Réf : 420824 94,89€
- Ⓔ La boîte de 16, dim. 2,5 x 40 cm mèche.
Réf : 403772 35,18€



3 Foam Lite™ ConvaTec CONVATEC

Pansement hydrocellulaire mince, doux, imperméable à l'eau et découpable. Pose et retrait faciles, repositionnable sans traumatisme. L'adhésif ne colle pas aux gants. Indications : plaies chroniques ou aiguës, peu ou pas exsudatives. S'utilise en pansement primaire.

- Ⓐ La boîte de 10 dim. 5,5 x 12 cm.
Réf : 421563 15,05€
- Ⓑ La boîte de 10 dim. 8 x 8 cm.
Réf : 421557 15,05€
- Ⓒ La boîte de 10 dim. 15 x 15 cm.
Réf : 421561 50,82€



4 AQUACEL® Ag CONVATEC

Pansement hydrofibre aux ions argent pour plaies chroniques, aiguës infectées ou à risques d'infection. Pouvoir bactéricide des ions argent. Activité anti-microbienne continue pour la plaie. Pansement découpable, confortable pour le patient. Autres tailles disponibles.


- Ⓐ La boîte de 16, dim. 10 x 12 cm.
Réf : 403722 48,00€
- Ⓑ La boîte de 16, dim. 2,5 x 40 cm (mèches).
Réf : 403773 40,00€



5 IRRICLENS® CONVATEC

Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9% pour le nettoyage de tous types de plaies. Indolore, incolore. Le flacon de 240 ml.

- Ⓐ Réf : 651014 6,55€



6 DuoDERM® Extra-Mince CONVATEC

Pansement hydrocolloïde découpable imperméable à l'eau, aux bactéries et aux micro-organismes. Indications : protection de la peau. Autres tailles disponibles.

- Ⓐ La boîte de 10, dim. 12,5 x 12,5 cm.
Réf : 421644 38,13€
- Ⓑ La boîte de 10, dim. 6 x 11 cm.
Réf : 421645 16,17€
- Ⓒ Le tube de gel stérile de 15 g.
Réf : 187990 38,00€



1 Suprasorb® A - Pansement d'alginate de calcium** LOHMANN & RAUSCHER

Indications : prise en charge des plaies chroniques ou aiguës fortement exsudatives, superficielles ou profondes. Fibre d'alginate de calcium pur, grande capacité d'absorption des exsudats. Autres tailles disponibles.

- Ⓐ La boîte de 10, dim. 10 x 10 cm (DM classe IIb).
Réf : 24869 25,13€
- Ⓑ L'unité, dim. 10 x 10 cm - avec argent (DM classe III).
Réf : 20571 8,10€



2 Suprasorb® F- Pansement Film** LOHMANN & RAUSCHER

Film transparent adhésif en polyuréthane imperméable aux micro-organismes et à l'eau, perméable à la vapeur d'eau. Système de pose pratique pour une application aisée. Autres tailles disponibles.

- Ⓐ La boîte de 100, dim. 5 x 7 cm (DM classe IIa).
Réf : 20461 44,00€
- Ⓑ La boîte de 50, dim. 10 x 12 cm (DM classe IIa).
Réf : 20463 49,90€
- Ⓒ Le rouleau, dim. 10 x 10 cm (DM classe I)*.
Réf : 82063 40,40€



3 Vliwasorb® Pro** LOHMANN & RAUSCHER

Pansement super-absorbant indiqué dans la prise en charge des plaies modérément à fortement exsudatives. Limite l'adhésion à la plaie grâce à son interface en polyéthylène, prévient le phénomène de macération favorisant le confort du patient. DM Classe I. La boîte de 10.

- Ⓐ Dim. 10 x 10 cm.
Réf : 34460 22,02€
- Ⓑ Dim. 12,5 x 12,5 cm.
Réf : 34461 33,41€
- Ⓒ Dim. 12,5 x 22,5 cm.
Réf : 34462 47,86€
- Ⓓ Dim. 22 x 22 cm.
Réf : 34463 95,51€
- Ⓔ Dim. 22 x 32 cm.
Réf : 34464 124,34€



4 Suprasorb® G - Pansement hydrogel stérile** LOHMANN & RAUSCHER

Indications : prise en charge des brûlures superficielles jusqu'au 2° degré (derme moyen), lésions épidermiques, lésions causées par radiothérapie et ulcères de la jambe. Produit avec une teneur importante en eau offrant une action rafraîchissante et apaisante. Découpable, perméable à l'eau et à l'air. DM classe IIb. Autres tailles disponibles.

- Ⓐ La boîte de 5, dim. 10 x 10 cm.
Réf : 34631 26,60€
- Ⓑ Les 10 seringues de 6 g de gel amorphe.
Réf : 30984 26,60€



5 Suprasorb® H - Pansement hydrocolloïde** LOHMANN & RAUSCHER

Formation de gel lors de l'absorption des exsudats, qui favorise le maintien de la plaie en milieu humide. Pansement semi occlusif. Plusieurs tailles disponibles.

- Ⓐ Pansement standard. Indications : plaies chroniques ou aiguës superficielles faiblement à modérément exsudatives. La boîte de 10, dim. 10 x 10 cm (DM classe IIb).
Réf : 20431 25,13€
- Ⓑ Pansement fin. Indications : plaies superficielles faiblement exsudatives, telles que ulcères, escarres et pieds diabétiques. La boîte de 10, dim. 10 x 10 cm (DM classe IIa).
Réf : 82057 25,13€



6 Suprasorb® P - Pansement hydrocellulaire** LOHMANN & RAUSCHER

Indications : prise en charge des plaies chroniques ou aiguës superficielles modérément exsudatives (ulcères, escarres, sites de prélèvement de greffons, ...). Composé d'une mousse de polyuréthane à pores fins et d'une interface micro-perforée au contact de la plaie. Favorise la cicatrisation grâce au maintien du milieu humide, gère efficacement l'exsudat. Retrait facile. DM classe IIb. Autres tailles disponibles. La boîte de 10.

- Ⓐ Adhésif, dim. 10 x 10 cm.
Réf : 82035 24,61€
- Ⓑ Non adhésif, dim. 10 x 10 cm.
Réf : 82045 25,91€

Pansements MOLNLYCKE



1

Mepitel® One MOLNLYCKE

Pansement interface siliconé d'un seul côté à micro-adhérence sélective (Technologie Safetac®).
Indications : plaies en phase d'épidermisation, brûlures superficielles, dermabrasions, déchirures cutanées protection des peaux fragiles.

- A La boîte de 10 dim. 5 x 7,5 cm.
. Réf : 289120-00 10,66€
- B La boîte de 10 dim. 7,5 x 10 cm.
. Réf : 289320-00 20,40€
- C La boîte de 10 dim. 10 x 18 cm.
. Réf : 289520-00 47,11€
- D La boîte de 5 dim. 24 x 27,5 cm.
. Réf : 289620-00 84,46€



2

Mepilex® XT MOLNLYCKE

Pansement hydrocellulaire siliconé avec canaux de drainage.
Indications : plaies exsudatives / ulcères de jambe - plaies du pied diabétique.

- A La boîte de 16 dim. 14 x 15 cm.
. Réf : 211121 70,20€
- B La boîte de 16 dim. 10 x 21 cm.
. Réf : 211221 70,20€
- C La boîte de 10 dim. 17,5 x 17,5 cm.
. Réf : 211321 73,59€
- D La boîte de 10 dim. 21 x 22 cm.
. Réf : 211421 112,36€



3

Mepilex® Border Flex MOLNLYCKE

Pansement hydrocellulaire auto-fixant morpho-adaptable.
Indications : tous types de plaies exsudatives (zones non planes et articulations), escarres/ulcères de jambe / plaies du pied diabétique / plaies traumatiques / plaies post-opératoires.

- A La boîte de 16 dim. 7,5 x 9,5 cm.
. Réf : 283520 22,18€
- B La boîte de 16 dim. 10 x 12,5 cm.
. Réf : 283620 41,10€
- C La boîte de 16 dim. 13,5 x 16,5 cm.
. Réf : 283320 66,68€
- D La boîte de 10 dim. 16 x 20 cm.
. Réf : 283420 69,91€



4

Mepilex® Border MOLNLYCKE

Pansement hydrocellulaire siliconé auto-fixant atraumatique.
Indications : plaies chroniques exsudatives / escarres.

- A La boîte de 16 dim. 7,5 x 8,5 cm.
. Réf : 295221 22,18€
- B La boîte de 16 dim. 14 x 15 cm.
. Réf : 295021 66,68€
- C La boîte de 10 dim. 17,5 x 17,5 cm.
. Réf : 295421 69,91€
- D La boîte de 10 dim. 17,5 x 23 cm.
. Réf : 295621 92,93€
- E La boîte de 10 dim. 10 x 30 cm.
. Réf : 295920 69,91€



5

Mepilex® Border Sacrum MOLNLYCKE

Pansement hydrocellulaire siliconé auto-fixant atraumatique pour la région du sacrum.
Indications : plaies exsudatives de la région du sacrum / escarres sacrées - kystes pilonidaux.

- A La boîte de 10 dim. 20 x 20 cm.
. Réf : 282220 89,42€
- B La boîte de 10 dim. 23 x 23 cm.
. Réf : 282420 109,57€



6

Tubifast® 2-Way Stretch® MOLNLYCKE

Bandage tubulaire en jersey extensible en longueur et en largeur.
Indications : fixation et protection / fixation de pansements - protection cutanée (sous plâtre ou sous bande de contention).
Le rouleau.

- A Diam. 7,5 cm x 10 m (ligne bleue).
. Réf : 2446 11,25€
- B Diam. 10,75 cm x 10 m (ligne jaune).
. Réf : 2447 11,25€
- C Diam. 20 cm x 10 m (ligne violette).
. Réf : 2448 18,50€
- D Diam. 3,5 cm x 1 m (ligne rouge).
Réf : 2480 3,00€
- E Diam. 5 cm x 1 m (ligne verte).
Réf : 2481 3,00€

Consommables



1 Leukomed® BSN MEDICAL

Pansement adhésif stérile non-tissé avec compresse neutre, absorbante, non-adhérente, coins arrondis. Adhésif sur les 4 côtés (meilleure tenue et protection optimale). Haute tolérance cutanée.
Indications : recouvrement des plaies post-opératoires, peu à moyennement exsudatives. Disponible en plusieurs tailles.

. Réf : 72380-16 à partir de 2,96€
La boîte de 5, dim. 5 x 7,2 cm.



2 Leukomed® T BSN MEDICAL

Film adhésif transparent stérile semi-perméable : perméable à l'air et à la vapeur d'eau, imperméable à l'eau, bactéries et virus. Indications : recouvrement imperméable des plaies sèches (ex. sutures) et pansements, fixation des matériels.
Permet la douche et le bain. Disponible en plusieurs tailles.

. Réf : 72381-17 à partir de 5,19€
La boîte de 5, dim. 5 x 7,2 cm.



3 Leukomed® T plus BSN MEDICAL

Pansement adhésif transparent stérile semi-perméable avec compresse centrale neutre absorbante et non-adhérente. Adhésif sur 4 côtés (meilleure tenue, protection). Haute tolérance cutanée.
Indications : recouvrement imperméable des plaies post-opératoire, peu à moyennement exsudatives. Permet la douche et le bain. Disponible en plusieurs tailles.

. Réf : 72382-19 à partir de 5,74€
La boîte de 5, dim. 5 x 7,2 cm.



4 Fixomull® BSN MEDICAL

Bande adhésive non-extensible non stérile en gaze enduite sur une seule surface d'une masse adhésive acrylique, le tout recouvert d'un élément protecteur papier imprimé.
Très bonne tolérance cutanée, radiotransparent, perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
Indications : fixation de pansements de grande largeur, réalisation de pansements compressifs, fixation des matériels, protection cutanée avant traitement fonctionnel du pied-bot. Disponible en plusieurs tailles.

. Réf : 02110-02 à partir de 14,20€
La bande dim. 10 m x 10 cm.



5 Cutimed® Sorbion® BSN MEDICAL

Pansement stérile superabsorbant hydro-actif. Peut s'utiliser sous bandage compressif sans risque de fuite.
Indications : pour les plaies fortement exsudatives, fibrineuses ou non, telles que ulcère du membre inférieur, escarre et plaie tumorale.

Existe aussi en : 7,5 x 7,5 cm, 10 x 20 cm et 45 x 25 cm, sachet XL.

. Réf : 73232-60 à partir de 22,02€
La boîte de 10, dim. 10 x 10 cm, sachet S.



6 Cutimed® HydroControl BSN MEDICAL

Pansement stérile régulateur d'humidité
Indications : pour les plaies sèches et légèrement exsudatives. S'adapte aux besoins de la plaie : apporte de l'humidité à la plaie sèche ; absorbe de légères quantités d'exsudat lorsque la plaie en produit plus que nécessaire.
Semi-perméable : protège des contaminants externes en laissant la peau respirer.
Existe aussi en : 4,5 x 4,5 cm, 7,5 x 7,5 cm.

Ⓐ La boîte de 10, dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 73231-06 à partir de 25,91€
Ⓑ La boîte de 10, dim. 7,5 x 7,5 cm.
. Réf : 73231-05 à partir de 13,42€



1 3M™ Adheban Plus 3M FRANCE

Bande élastique adhésive. Sans latex. Pose facile, y compris sur les zones mobiles. Perméable à l'air : laisse respirer la peau. Élastique en longueur. Indications : traumatologie (entorse, tendinite ou déchirure), compression, fixation de dispositifs et de pansements. Existe aussi en 10 cm x 2,50 m. La bande.

- Ⓐ Dim. 3 cm x 2,5 m. Réf : 2987A 4,15€
- Ⓑ Dim. 6 cm x 2,5 m. Réf : 2987B 5,70€
- Ⓒ Dim. 8 cm x 2,5 m. Réf : 2987C 6,90€

2 Accessoires pour résines d'immobilisation 3M™ 3M FRANCE

Ⓐ Bande de protection en polyester hydrofuge dim. 7,5 cm x 2,7 m. Étirable, confortable et sécable à la main. Autres tailles disponibles. Le sachet de 12.

Réf : MW03 11,30€

Ⓑ Jersey tubulaire en polyester hydrofuge dim. 5 cm x 22,8 m. Autres tailles disponibles. La bande.

Réf : MS02 29,10€

3 3M™ Soft Cast 3M FRANCE

Bande de résine blanche semi-rigide souple et flexible (contention modulable). Autres tailles disponibles. La bande.

- Ⓐ Dim. 5 cm x 3,60 m. Réf : 82102 13,10€
- Ⓑ Dim. 7,60 cm x 3,60 m. Réf : 82103 16,15€
- Ⓒ Dim. 10,10 cm x 3,60 m. Réf : 82104 19,10€

4 3M™ Scotchcast™ Plus Couleur 3M FRANCE

Bande de résine rigide pour immobilisation stricte (temps de prise modulable) confortable et légère pour le patient. Plusieurs coloris au choix. Autres tailles disponibles. La bande.

- Ⓐ Dim. 5 cm x 3,60 m. Réf : 82002 11,85€
- Ⓑ Dim. 7,60 cm x 3,60 m. Réf : 82003 14,70€
- Ⓒ Dim. 10,10 cm x 3,60 m. Réf : 82004 17,30€



5 3M™ Coban™2 3M FRANCE

Système de compression bi-bandes 100% allongement court pour les ulcères veineux et les œdèmes associés. Sans latex. Pose simplifiée sans étalonnage - glissements limités - reste en place jusqu'à 7 jours - bandage fin et confortable. Le kit est composé d'une bande semi-cohésive 10 cm x 2,7 m et d'une bande cohésive 10 cm x 4,7 m (étirée).

Réf : 5387943 22,45€



6 Bandes cohésives élastiques 3M FRANCE

Bande élastique cohésive. N'adhère que sur elle-même, sans coller à la peau. Élastique et adaptable sur toutes les parties du corps. Respirante et antidérapante, confortable à porter. Facile à utiliser sans sparadrap ni agrafe - ne laisse pas de résidus. Particulièrement adaptée aux peaux fragiles et sensibles.

Indications : maintien des membres et compression de l'œdème associé en cas de tendinites ou d'entorses. Maintien de pansements ou de dispositifs médicaux. Disponibles en plusieurs tailles et coloris. La bande.

Ⓐ 3M™ Coban™ dim. 2,5 cm x 4,5 m (longueur étirée). Réf : 1581 chair coban à partir de 1,50€

Ⓑ 3M™ Coheban™ dim. 2,5 cm x 4,5 m (longueur étirée). Réf : 1581 chair coheban à partir de 2,35€



7 3M™ Tegaderm™ Superabsorber 3M FRANCE

Ce pansement super absorbant stérile permet une absorption et rétention optimales des exsudats y compris sous contention. Préviens la macération des plaies. Capture les MMPs, responsables du retard de cicatrisation. Réduit la fréquence de changement du pansement. Peut être utilisé en pansement primaire ou secondaire.

Indications : plaies fortement à très fortement exsudatives. Autres tailles disponibles. La boîte de 10.

Ⓐ Dim. 10 x 10 cm. Réf : 90701 22,02€

Ⓑ Dim. 20 x 20 cm. Réf : 90703 83,15€



1 Bande extensible Raucolast®* LOHMANN & RAUSCHER

Bande blanche extensible 100% polyester.
Indications : maintien et fixation de pansements, de canules ou d'attelles.
DM classe I.
Autres tailles disponibles.

- Ⓐ La boîte de 100, dim. 3 m x 5 cm.
Réf : 15439 20,70€
- Ⓑ La boîte de 75, dim. 3 m x 7 cm.
Réf : 15440 16,65€



2 Velpeau® strap** LOHMANN & RAUSCHER

Bande de compression adhésive élastique indiquée lors de traumatologie : contention souple dans les pathologies musculaires, tendineuses, ligamentaires et phlébologie. Fixation de pansements et d'attelles. Perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
DM classe I.
L'unité.

- Ⓐ Dim. 2,5 m x 8 cm.
Réf : 81611 5,10€
- Ⓑ Dim. 2,5 m x 6 cm.
Réf : 81610 4,10€
- Ⓒ Dim. 2,5 m x 3 cm.
Réf : 81609 3,25€
- Ⓓ Dim. 2,5 m x 10 cm.
Réf : 81612 6,35€



3 Rosidal K** LOHMANN & RAUSCHER

Bande de compression à allongement court indiquée après sclérothérapie ou chirurgie des varices, œdèmes, ulcère veineux de jambe, thrombose veineuse, lymphoedème. Peut rester en place jour et nuit.
DM Classe I.
L'unité.

- Ⓐ Dim. 5 m x 4 cm.
Réf : 22199 5,11€
- Ⓑ Dim. 5 m x 6 cm.
Réf : 22200 9,94€
- Ⓒ Dim. 5 m x 8 cm.
Réf : 22201 13,15€
- Ⓓ Dim. 5 m x 10 cm.
Réf : 22202 15,17€
- Ⓔ Dim. 5 m x 12 cm.
Réf : 22203 16,51€



4 Filet tubulaire tg fix®* LOHMANN & RAUSCHER

Large mailles et très grande élasticité permettant une fixation aisée sur toutes les parties du corps. En polyamide/élastodiène (= latex), coloris blanc. Lavable et résistant mécaniquement à la stérilisation.
Indications : maintien de pansement.
DM classe I.
Autres tailles disponibles.
Le rouleau de 25 mètres, longueur non étirée : 6 mètres.

- Ⓐ Taille A, doigt.
Réf : 24250 4,15€
- Ⓑ Taille B, plusieurs doigts, main, pied.
Réf : 24251 5,15€



5 Bande Velpeau® Crêpe HB* LOHMANN & RAUSCHER

Bande de crêpe 100% coton blanchi - 100 g/m².
Indications : fixation de pansements.
Soutien léger.
Autres tailles disponibles.
DM classe I.

- Ⓐ La boîte de 20, dim. 4 m x 7 cm.
Réf : 32401 22,10€
- Ⓑ La boîte de 20, dim. 4 m x 10 cm.
Réf : 32402 28,10€



6 Bande Velpeau® press* LOHMANN & RAUSCHER

Bande de compression cohésive non tissée séable à la main. Sans latex. Adhère sur elle-même sans coller à la peau.
Indications : bandage de maintien et de soutien.
DM classe I.
Existe aussi en 3 m x 7 cm.
La bande blanche ou chair.

- Ⓐ Réf : 32598 11,41€
Blanc, dim. 3,5 m x 10 cm.



1 Co-Plus® sans latex BSN MEDICAL

Bande cohésive polyvalente de contention légère à moyenne.
Adhère sur elle-même et non sur la peau.
Indications : traumatologie, angiophlébologie et soins infirmiers.
Sécable à la main, lavable et réutilisable.
Autres tailles disponibles.
La bande blanche ou chair.

- Ⓐ Blanche, dim. 3 m x 7 cm.
Réf : 72100-48 10,50€
- Ⓑ Blanche, dim. 3,5 m x 10 cm.
Réf : 72100-50 13,30€

2 Coveredmed® BSN MEDICAL

Pansement adhésif non tissé en bande à découper, multi extensible à haute tolérance cutanée.
Indications : soin des plaies superficielles (coupures, vaccins, prises de sang...)
Autres tailles disponibles.
La bande.

- Ⓐ Dim. 5 m x 4 cm.
Réf : 72151-00 11,00€
- Ⓑ Dim. 5 m x 6 cm.
Réf : 72152-00 14,50€
- Ⓒ Dim. 5 m x 8 cm.
Réf : 72153-00 17,70€

3 Hypafix® BSN MEDICAL

Bande de fixation adhésive en rouleau non tissé, multi-extensible à haute tolérance cutanée, perméable à l'air et à la vapeur d'eau. Hautement conforme.
Autres tailles disponibles.
La bande.

- Réf : 71444-02 14,00€
Dim. 10 m x 10 cm.



4 Hypafix® transparent BSN MEDICAL

Film adhésif transparent semi-perméable en rouleau.
Imperméable aux liquides, aux bactéries et aux virus, permet la douche et le bain.
Perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
Quadrillage facilitant la découpe.
Autres tailles disponibles.
Le rouleau.

- Ⓐ Dim. 2 m x 10 cm.
Réf : 72378-04 8,75€
- Ⓑ Dim. 10 m x 10 cm.
Réf : 72378-06 35,40€

5 Delta-Lite® Plus BSN MEDICAL

Bande d'immobilisation rigide (fibre de verre). Rigidité, maniabilité et confort du patient.
Coloris blanc, bleu clair, vert, noir, violet ou rose.
Autres tailles disponibles.
La bande.

- Ⓐ Blanche, dim. 3,6 m x 5 cm.
Réf : 73458-11 12,95€
- Ⓑ Blanche, dim. 3,6 m x 7,5 cm.
Réf : 73458-12 15,80€
- Ⓒ Blanche, dim. 3,6 m x 10 cm.
Réf : 73458-13 18,30€

6 Delta-Dry® BSN MEDICAL

Rembouffage orthopédique résistant à l'eau, utilisable sous tous types d'appareils d'immobilisation.
Le rouleau.

- Ⓐ Dim. 2,4 m x 5 cm.
Réf : 73443-06 16,20€
- Ⓑ Dim. 2,4 m x 7,5 cm.
Réf : 73443-07 18,60€
- Ⓒ Dim. 2,4 m x 10 cm.
Réf : 73443-08 20,50€

Sparadraps et pansements



1 3M™ Micropore™ 3M FRANCE

Sparadrapp microporeux hypoallergénique. Laisse respirer la peau. S'adapte aux microreliefs de la peau. Ne se décolle pas, même mouillé. Dévidoir pratique et rechargeable. Existe en blanc et en chair. Indications : fixation de pansements notamment sur les peaux fragiles. Existe en 9,14 m x 2,5 cm et 9,14 m x 5 cm. La boîte de 6 rouleaux.

- Ⓐ Sparadrapp seul dim. 9,14 m x 5 cm.
Réf : 1530-2 19,75€
- Ⓑ Avec dévidoir, dim. 9,14 m x 5 cm.
Réf : 1535E-2 21,50€
- Ⓒ Le dévidoir blanc hermétique dim. 9,14 m x 2,5 cm.
Réf : 1530P-1D 2,25€



2 3M™ Micropore™ Silicone 3M FRANCE

Sparadrapp avec adhésif silicone. Fixation sûre et atraumatique. Minimise la douleur au retrait. Repositionnable, hypoallergénique. Coloris bleu. Indications : fixation de pansements notamment sur les peaux fragiles ou pour les pansements fréquemment renouvelés.

- Ⓐ La boîte de 12 rouleaux dim. 5 m x 2,5 cm.
Réf : 2770-1 55,90€
- Ⓑ La boîte de 6 rouleaux dim. 5 m x 5 cm.
Réf : 2770-2 58,50€



3 3M™ Transpore™ 3M FRANCE

Sparadrapp plastique transparent microperforé. Découpe facile sans ciseaux dans les deux sens. Résistant à l'eau et extensible. Laisse respirer la peau et hypoallergénique. Bonne adhésivité, même en cas de transpiration. Indications : fixation de pansements et d'autres dispositifs médicaux.

- Ⓐ La boîte de 24 rouleaux dim. 9,14 m x 1,25 cm.
Réf : 1527-0 25,50€
- Ⓑ La boîte de 12 rouleaux dim. 9,14 m x 2,5 cm.
Réf : 1527-1 24,90€
- Ⓒ La boîte de 6 rouleaux dim. 9,14 m x 5 cm.
Réf : 1527-2 25,60€

3M




5 3M™ Durapore™ 3M FRANCE

Sparadrapp tissé. Adhésivité forte et durable. Découpe facile sans ciseaux. Résistant à l'eau. Hypoallergénique. Indications : fixation de pansements volumineux, de tubulures et confection d'attelle.

- Ⓐ La boîte de 12 rouleaux dim. 9,14 m x 2,5 cm.
Réf : 1538-1 40,40€
- Ⓑ La boîte de 6 rouleaux dim. 9,14 m x 5 cm.
Réf : 1538-2 40,40€

GILBERT
Healthcare



6 Anti-adhésif** GILBERT HEALTHCARE

Décolle les sparadraps, élimine les traces de masse adhésive. Le flacon de 125 mL.

- Ⓐ Réf : 612621 2,80€

Consommables

4 3M™ Blenderm™ 3M FRANCE

Sparadrapp plastique transparent pour un rendu esthétique et une surveillance de la peau. Résistant à l'eau. Souple pour des applications sur zones difficiles à panser. Hypoallergénique - pour les peaux sensibles. Indications : pour la protection transparente occlusive contre les liquides et les contaminants extérieurs.

- Ⓐ La boîte de 24 rouleaux dim. 4,57 m x 1,25 cm.
Réf : 1525-0 28,60€
- Ⓑ La boîte de 12 rouleaux dim. 4,57 m x 2,5 cm.
Réf : 1525-1 28,60€
- Ⓒ La boîte de 6 rouleaux dim. 4,57 m x 5 cm.
Réf : 1525-2 28,60€

Sparadraps et pansements



1

3M™ Medipore™ 3M FRANCE

Sparadrapp non-tissé extensible pré-découpé. Facile à utiliser sans ciseaux. Doux, extensible et adaptable - pour une liberté de mouvement optimale. Laisse respirer la peau pour un confort amélioré. Tenue optimale : peu traumatique pour la peau au retrait. Hypoallergénique : pour peaux sensibles.

Indications : fixation de pansements tout en facilitant le mouvement des zones mobiles. Le rouleau.

- Ⓐ Dim. 9,14 m x 2,5 cm, sous film plastique.
Réf : 2861 **3,90€**
- Ⓑ Dim. 9,14 m x 5 cm, sous film plastique.
Réf : 2862 **4,80€**
- Ⓒ Dim. 9,14 m x 10 cm, en boîtes individuelles.
Réf : 2864L/P **9,95€**

2

3M™ Medipore™ + Pad 3M FRANCE

Pansement non-tissé adhésif avec compresse absorbante. Compresse absorbante pour plaies modérément exsudatives. Compresse non adhésive à la plaie. Tenue optimale : adhésif doux pour la peau. Extensible et adaptable : pour une liberté de mouvement optimale. Laisse respirer la peau pour un confort amélioré. Indications : pour couvrir les plaies telles que les coupures, brûlures, abrasions et incisions chirurgicales. Autres dimensions disponibles.

- Ⓐ La boîte de 50 dim. 5 x 7,2 cm.
Réf : 3562 E **23,50€**
- Ⓑ La boîte de 25 dim. 10 x 10 cm.
Réf : 3566 E **30,90€**
- Ⓒ La boîte de 25 dim. 10 x 15 cm.
Réf : 3569 E **38,60€**

3

3M™ Tegaderm™ Film 3M FRANCE

Pansement fin, transparent, semi-perméable, utilisé en pansement secondaire permettant la douche ; pour la protection, le recouvrement de plaie et le maintien de cathéter. Autres tailles disponibles.

- Ⓐ La boîte de 10 stériles dim. 6 x 7 cm.
Réf : 1624W/10 **13,60€**
- Ⓑ Le rouleau non stérile dim. 10 cm x 10 m.
Réf : 16004 **49,00€**
- Ⓒ La boîte de 100 stériles dim. 6 x 7 cm, forme U.
Réf : 1623W **72,00€**
- Ⓓ La boîte de 50 stériles dim. 10 x 12 cm.
Réf : 1626W **69,90€**



4

3M™ Tegaderm™ + Pad 3M FRANCE

Pansement film transparent semi-perméable avec compresse absorbante. 100% imperméable à l'eau : permet la douche et le bain. Imperméable aux virus et aux bactéries. Protège contre les saletés. Compresse absorbante et non adhésive à la peau. Laisse respirer la peau pour un confort amélioré. Cadre de pose pratique : application facilitée.

Indications : plaies telles que les coupures, brûlures, abrasions et incisions chirurgicales. Autres tailles disponibles.

- Ⓐ La boîte de 50 dim. 5 x 7 cm.
Réf : 3M3582 **34,95€**
- Ⓑ La boîte de 25 dim. 9 x 10 cm.
Réf : 3586 **39,90€**
- Ⓒ La boîte de 25 dim. 9 x 20 cm.
Réf : 3590 **74,50€**

3M

5

Nexcare™ Active™ 360° 3M FRANCE

Pansement mousse antichoc hypoallergénique, lavable, résistant à l'eau et à la transpiration. Isole la plaie des souillures, favorise la cicatrisation en milieu humide. Surface adhésive plus large sur les côtés pour une meilleure adhérence ; très flexible, il épouse toutes les zones du corps et en particulier les articulations. Ne laisse pas de résidu adhésif. La boîte de 30 pansements assortis.

- Ⓐ Réf : 6285937 **4,90€**



Consommables



1
Flexocrin® non résorbable
B.BRAUN

Monofilament non résorbable synthétique de Polyamide 6/6.6, coloré en bleu.
Indications : fermeture de plaies cutanées superficielles.
Longueur des fils : 45 à 90 cm. Aiguilles rondes ou triangulaires.
La boîte de 12.

Ref : G086

Nous consulter



2
Silkam® non résorbable
B.BRAUN

Tresse noire de soie naturelle enduite non résorbable.
Longueur des fils : 45 à 75 cm. Aiguille triangulaire 3/8 cercle.
La boîte de 36.

Ref : C0761273 à partir de 118,20€
Silkam 5/0 (1) L 75 cm DS16.



3
Safil® résorbable
B.BRAUN

Tresse synthétique 100% acide polyglycolique enduite, résorbable à moyen terme par hydrolyse pour chirurgie ophtalmique, gynécologie, urologie, sous-cutané, microchirurgie.
Longueur des fils : 45 à 90 cm.
Aiguilles rondes ou spatulées.
Coloris incolore ou violet.
La boîte de 36.

Ref : C1048242
Safil violet 2/0 L 70 cm HS26.

186,50€

BSN medical



4
Leukosan® Strip
sutures adhésives
BSN MEDICAL

Sutures cutanées stériles pour la fermeture cutanée de petites plaies franches non infectées, sans tension et sans perte de substance. Support élastique, perméable à l'air et à la vapeur d'eau, excellente tolérance cutanée, bords arrondis.
Disponible en plusieurs tailles.

Ref : 72629-00 38,90€
La boîte de 50 x 6 sutures, dim. 6 x 38 mm.



5
Leukosan® Adhesive
colle cutanée
BSN MEDICAL

Colle cutanée stérile ultra haute viscosité, avec 2 embouts applicateurs (large ou précis).
Indications : fermeture cutanée rapide et sûre des plaies superficielles non infectées (lacérations, coupures, incisions).
Résistant à l'eau, barrière microbienne.
La boîte de 10 sachets.

Ref : 72541-00 209,00€
Sachets de 0,7 ml.



6
Suture cutanée adhésive
stérile 3M™ Steri-Strip™
3M FRANCE

Renforcée. Maintien de la plaie bord à bord. Cicatrisation rapide et résultat esthétique. Laisse respirer la peau. Bonne adhésivité. Utilisé dans les hôpitaux pour améliorer les résultats esthétiques.
Indications : pour maintenir ou fermer les coupures et les plaies.
Autres tailles disponibles.
La boîte de 50 pochettes.

Ref : 1541/R à partir de 27,20€
Pochettes de 3 sutures dim. 6 x 75 mm.

Consommables



1
Easypump® II LT/ST
B.BRAUN

Diffuseur portable élastométrique en silicone pour perfusion intraveineuse, sous-cutanée, péridurale continue (chimio, antibio...). Convient aux enfants. Clapet de protection, piston télescopique breveté et tubulure triangulaire antipicature. Vol. de 50 à 500 ml. La boîte de 10.

Ref : 45400 **Nous consulter**



2
Seringue Omnifix® F solo tuberculine
B.BRAUN

Seringue 3 pièces pour injection. Tête de piston en silicone. Vol. 1 ml - Graduation 0,01 ml. Sous blister individuel. La boîte de 100.

Ref : 9161406V 13,25€



3
Obturbateurs
B.BRAUN

La boîte de 10.

A Rouge : Combi Stopper universels.

Ref : 4495101 5,20€

B Jaune : mâles pour embrase femelle In Stopper avec site d'injection.

Ref : 4238010 5,20€

C Blanc : mâles pour embrase femelle Stopper.

Ref : 4097076 2,35€



4
Robinet de perfusion
Discofix®
B.BRAUN

3 voies avec obturbateur, embrases femelles verrouillables, embout mâle à verrou mobile. Volume résiduel : 0,8 ml. Disponible en luer verrou ou luer verrou rotatif, coloris bleu ou rouge. A l'unité.

Ref : 4095120 à partir de 1,05€ Luer verrou rouge.



Essentiellement simple...et tout simplement Essentiel



5
Prolongateur LP
B.BRAUN

Prolongateur LP linéaire en PVC sans DEHP, embrases femelles verrouillables, embout mâle à verrou mobile, Lock purgeable. La boîte de 50.

A 1 voie - L 0,25 m - Vol. résiduel 2,5 ml.

Ref : 86659S 74,20€

B 1 voie - L 0,5 m - Vol. résiduel 2,5 ml.

Ref : 86660T 74,20€

C 3 voies - L 0,5 m - Vol. résiduel 2,7 ml.

Ref : 86672F 96,90€



6
Perfuseur Intrafix
Primeline®
B.BRAUN

Prise d'air à clapet protecteur, chambre transparente rigide avec compte-gouttes, tubulure transparente, embout terminal type Luer Lock.

A Le perfuseur 1 voie.
Ref : 4064007 1,10€

B Le perfuseur 3 voies avec site d'injection.
Ref : 4064008 1,80€



7
Epicrânien Venofix
B.BRAUN

Aiguille à paroi mince, biseau microsilloné acéré, ailettes de préhension flexibles, tubulure en PVC sans DEHP de 30 cm, embout Luer Lock, obturbateur lock.


Disponible en différentes tailles et gauges. La boîte de 50.
Ref : 4056310 13,85€
Ø 1,1 mm - 19G.



8
Régulateur de débit
Dosiflow 3 avec
perfuseur
ASEPT InMed

Le régulateur de débit avec perfuseur de 5 à 250 ml/heure. Chambre compte-gouttes en filtre.

Ref : 201108 **Nous consulter**



1 Microperfuseurs à ailettes Surflo® TERUMO

Longueur tubulure : 30 cm.
Plusieurs modèles disponibles.
La boîte de 50.

- Ⓐ 21G : 0,8 x 19 mm.
Réf : 1015104071 17,50€
- Ⓑ 22G : 0,7 x 19 mm.
Réf : 1015103031 17,50€
- Ⓒ 23G : 0,6 x 19 mm.
Réf : 1015102061 17,50€
- Ⓓ 25G : 0,5 x 19 mm.
Réf : 1015101091 17,50€



2 Cathéters Surflo® TERUMO

Cathéter intraveineux Surflo®.
Plusieurs modèles disponibles, sans ou avec ailettes.
La boîte de 50.

Réf : 1011106101 à partir de 55,00€
1,10 x 51 mm rose sans ailettes.



3 Aiguilles Agani TERUMO

Aiguille hypodermique stérile, apyrogène, siliconée à usage unique, sans latex, conforme à la norme NF EN ISO 7864. Aiguille à paroi ultra mince et triple biseau. Plusieurs diamètres et longueurs disponibles. La boîte de 100.

Réf : 1001141041 à partir de 3,15€
Marron L 13 x Ø 0,45 mm.



4 Seringues 3 pièces TERUMO

En polypropylène médical transparent. Excellente lisibilité des graduations. Joint en élastomère thermoplast pour une injection sans à-coup. Autres volumes disponibles. La boîte de 100.

- Ⓐ Luer centré vol. 2,5 ml.
Réf : 1031101001 à partir de 7,90€
- Ⓑ Luer centré vol. 5 ml.
Réf : 1031102001 à partir de 10,90€
- Ⓒ Luer centré vol. 10 ml.
Réf : 1031103001 à partir de 14,40€



5 Seringues à tuberculine stérile Terucristal® TERUMO

Seringues vol. 1 ml graduation au 100ème, avec ou sans aiguille. La boîte de 100.

Réf : 1033101001 à partir de 11,50€
1 ml sans aiguille.

6 Seringues à insuline 100 U/ml TERUMO

Seringues 3 pièces, vol. 1 ml graduation 0,01 ml, avec ou sans aiguille. La boîte de 100.

Réf : 2569101001 à partir de 13,90€
1 ml 100 U sans aiguille.



1
**Aiguilles hypodermiques
BD Microlance™ 3
BD par APOKELIS**

Aiguilles hypodermiques compatibles avec des seringues Luer simple et Luer Lock. Plusieurs tailles et coloris disponibles. La boîte de 100.

Réf : 304622 à partir de **3,00€**
Roses - 18G 1 1/2 - L 40 mm - Ø 125/100 mm
- paroi mince - biseau court.



2
**Seringues 2 corps BD
Discardit™ II
BD par APOKELIS**

Seringues stériles sans aiguille. Egalement disponibles en 10 et 20 ml. La boîte de 100.

A 2 ml - H 902 S - Embout centré - Grad. 1/10 ml.

Réf : 300928 **4,50€**

B 5 ml - H 905 S - Embout excentré - Grad. 2/10 ml.

Réf : 309050 **6,35€**



3
**Seringues 3 corps
BD Plastipak™
BD par APOKELIS**

Seringues stériles sans aiguille. Verrou Luer-Lock.

A La boîte de 120 - 20 ml - H 820 LL.
Réf : 300629 **42,20€**

B La boîte de 60 - 30 ml - H 830 LL.
Réf : 301229 **37,90€**

C La boîte de 60 - 50 ml - H 850 LL.
Réf : 300865 **36,00€**



BD



La culture du soin



4
**Seringues 3 pièces
BD EMERALD™
BD par APOKELIS**

Seringues stériles sans aiguille. Embout centré. Eco responsable. La boîte de 100.

A 2 ml - Grad. 0,1 ml.
Réf : 307727 **7,20€**

B 3 ml - Grad. 0,1 ml.
Réf : 302986 **7,80€**

C 5 ml - Grad. 0,2 ml.
Réf : 307731 **9,60€**

D 10 ml - Grad. 0,5 ml.
Réf : 307736 **13,30€**



5
**Cathéters BD Insyte™
BD par APOKELIS**

Plusieurs tailles et coloris disponibles. La boîte de 50.

A Sans ailettes - gris - 16G - Ø ext. 1,7 mm - L 45 mm.
Réf : 381257 **54,90€**

B Avec ailettes - gris - 16G - Ø ext. 1,7 mm - L 45 mm.
Réf : 381357 **54,90€**



6
**Seringues BD PosiFlush™
BD par APOKELIS**

Seringues stériles pré-remplies de NaCl 0,9%. Usage médical et chirurgical pour le rinçage des dispositifs médicaux d'accès intravasculaire. Apyrogène, sans latex, sans DEHP et sans phtalate. Disponibles en 3, 5 et 10 ml. Classe III. La boîte de 30.

A PosiFlush™ SP : oranges - stériles intérieur - hors champ stérile (soins propres) - vol. 3 ml.
Réf : 306573 à partir de **21,00€**

B PosiFlush™ XS : bleues - stériles intérieur/ extérieur - pour les soins stériles - vol. 3 ml.
Réf : 306570 à partir de **43,00€**



1 Lancettes BD Sentry™ BD par APOKELIS

Lancettes sécurité avec aiguilles, stériles, à usage unique, pour ponction capillaire. Dispositif médical Classe IIa. La boîte de 100.

- Ⓐ Aiguille standard
1,5 mm x 28G.
. Réf : 369528 10,76€
- Ⓑ Aiguille peau épaisse
1,8 mm x 23G.
. Réf : 369523 10,76€



2 Microperfuseurs avec cathéter BD Saf-T Intima BD par APOKELIS

Microperfuseurs de sécurité en Y. Idéal pour la réhydratation sous-cutanée. Plusieurs tailles disponibles. La boîte de 25.

Réf : 383348 186,00€
Vertes - 18G 1 - Ø ext. 1,3 mm - L 25 mm.



3 Cathéters BD Insyte™ Autoguard™ BD par APOKELIS

Cathéters de sécurité disponibles sans ou avec ailettes en plusieurs tailles de gauges et coloris. La boîte de 50.

Réf : 381867 86,00€
14G - Ø 2,1 mm - L 45 mm, sans ailettes.



4 Cathéters BD Insyte™ Autoguard™ Blood Control BD par APOKELIS

Cathéters de sécurité maximale disponibles avec ou sans ailettes, en plusieurs tailles de gauges et coloris. La boîte de 50.

Réf : 382934 102,50€
20G - Ø 1,1 mm - L 30 mm, avec ailettes.



La culture du soin



5 Unités de prélèvement Safety-Lok™ BD Vacutainer® BD par APOKELIS

Unités de prélèvement sécurité. Système de protection intégré, mise en sécurité irréversible, technique unimanuelle, efficacité de la sécurité démontrée, réductions importantes des A.E.S. de 85 à 100 %.

La boîte de 50 sans corps pré-monté ou de 25 avec corps pré-monté.
Réf : 367282 à partir de 75,50€
50 vertes - 21G 3/4 - L 19 mm x 8/10 - tub. 178 mm.



6 Seringues à insuline BD SafetyGlide™ BD par APOKELIS

Réduit le risque de blessure par aiguille, limite la douleur à l'injection pour le patient : capuchon protecteur, dispositif de sécurité activable d'une seule main rotatif. Aiguille lubrifiée à trois biseaux. Conçues pour de l'insuline U100. Vol. nominaux : 0,3 ml, 0,5 ml et 1 ml. Sous blister individuel. Classe IIa. La boîte de 100.

. Réf : 305930 59,00€
1 ml - Aiguille sertie 29 G - L 13 mm.



7 Seringues BD SafetyGlide™ TNT BD par APOKELIS

Seringues Tuberculine / Allergie de sécurité stériles, usage unique. Sans latex et sans DEHP. Aiguille lubrifiée, capuchon protecteur, dispositif de sécurité. Emballage individuel sous papier spécial. Classe IIa. 2 modèles disponibles. La boîte de 100.

Réf : 305945 79,00€
1 ml - Aig. sertie 27G - Biseau normal - L 13 mm.



BD



La culture du soin



1
Aiguilles à stylo sécurité BD Duo
BD par APOKELIS

Aiguilles à stylo insuline 30G avec système d'auto-verrouillage. Existe aussi en dim. 8 x 0,30 mm. La boîte de 100.

. Réf : 329605 **86,50€**
Dim. 5 x 0,33 mm.



2
Connecteur et capuchons
B.BRAUN

A Valve bidirectionnelle transparente à pression positive dotée d'un septum pré-fendu Caresite. L'unité.

Réf : 415122 **3,50€**

B Capuchons Swabcap® : protecteurs et désinfectants pour valve bidirectionnelle (éponge imprégnée d'alcool isopropylique à 70%). Sans latex ni PVC. La boîte de 200.

Réf : EM-SCXT3 **189,00€**



3
Aiguille de Huber de type II
B.BRAUN

Aiguille sécurisée reliée à un prolongateur se terminant une embase femelle luer lock avec bouchon obturateur. Sans latex / sans DEHP.

Plusieurs tailles de gauges et longueurs disponibles. L'unité.

A 19G - 15 mm sans site en Y.

. Réf : 4447000V **8,95€**

B 19G - 15 mm avec site en Y.

. Réf : 4447028V **8,95€**

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE



Diabetescare

YPSOMED
SELFCARE SOLUTIONS



4
Cathéters courts
Introcan® Safety™
B.BRAUN

Cathéters courts de sécurité en polyuréthane munis de 4 bandes longitudinales de radio-opacité, sans ailettes. Aiguille à triple biseau siliconé pour une insertion moins traumatique. Plusieurs tailles disponibles. Existe aussi avec ailettes. La boîte de 50.

Réf : 4251644-01 **75,00€**
20G - 32 mm.

5
Obturbateurs Introcan®
Safety™
B.BRAUN

Obturbateurs à membrane hydrophobe pouvant se désadapter pour permettre la connexion. Plusieurs tailles disponibles. La boîte de 50.

Réf : 4214110 **48,10€**
20G - 32 mm.

6
Epicrânien Venofix
Safety™
B.BRAUN

Micro-perfuseur de sécurité pour accès veineux périphériques de courte durée. Aiguille acier inoxydable, ailettes de préhension flexibles avec orifices, chambre de reflux transparente, tubulure en PVC 18 ou 30 cm et embout luer lock avec capuchon protecteur. Dispositif médical de Classe IIa. Plusieurs tailles disponibles. La boîte de 50.

Réf : 4056501-01 **44,20€**
14 mm - G27 - tubulure 30 cm.

7
Aiguilles à stylo
Penfine® Classic
YPSOMED

Fixation sécurisée en 2 tours de vissage seulement. Compatible avec toutes les marques principales de stylos injecteurs.

Revêtement en silicone spécial pour un confort d'injection maximal. Modèles disponibles : 4 mm 32G, 6 mm 32G et 8 mm 31G (codage couleurs).

Réf : 3300009 **15,23€**
La boîte de 100 - 8 mm 31G.



1 Pistolets électroniques DHN 1, 2, 3 et 4 TECHDENT

Pistolets de mésothérapie avec possibilité de travail avec injection continue, en coup par coup et/ou rafale. Conçus pour tous les traitements classiques, le nappage et le méso-lift. Des leds visualisent la fonction sélectionnée. Ils utilisent les kits stériles, simplifiés ou complets, à usage unique. Livrés avec des notices détaillées précisant les modalités d'utilisation. Classe IIa.

- Ⓐ Le DHN1 : l'appareil de base.
Réf : DHN1 1.415,00€
- Ⓑ Le DHN2 : le plus vendu.
Réf : DHN2 1.797,00€
- Ⓒ Le DHN3 : le plus complet.
Réf : DHN3 2.555,00€
- Ⓓ Le DHN4 : un appareil très efficace.
Réf : DHN4 2.223,00€

2 Pistolet mécanique DEN'HUB TECHDENT

Le plus simple et le plus connu, il fonctionne au coup par coup par simple pression du pistolet sur la peau par rétraction de la mire et/ou en continu par action manuelle sur la gâchette. Réglage de la profondeur de pénétration de l'aiguille en IDS, IDP, DHD grâce à une molette. Confort et stabilité lors de l'injection. Livré avec notice détaillée précisant les modalités d'utilisation. Classe I.

Réf : DH1100 669,00€

3 Pistolet mécanique MESO TECH CLASSIC TECHDENT

Pistolet léger et peu encombrant, il fonctionne au coup par coup par simple pression du pistolet sur la peau par rétraction de la mire et/ou en continu par action manuelle sur la gâchette. Il utilise les mêmes kits stériles à usage unique que ceux employés sur la gamme des pistolets DHN. Livré avec notices détaillées précisant les modalités d'utilisation. Normes : agrément médical CE. Classe I.

Réf : TEC2600 825,00€



Consommables



4 Kits complets pour DHN et MESO TECH CLASSIC TECHDENT

Kits stériles à usage unique avec aiguille 0,4 x 4 mm ou 0,3 x 6 mm ou 0,3 x 13 mm. Contient 1 seringue cône luer centré 10 ml, 1 aiguille de prélèvement, 1 mire, 1 clapet et 1 aiguille de mésothérapie. Limite les risques de contamination. Normes : CE 0373 ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA.

Réf : CDHN404 177,50€
Le carton de 100 avec aiguilles 0,4 x 4 mm.

5 Kits simplifiés pour DHN et MESO TECH CLASSIC TECHDENT

Kits stériles à usage unique avec une mire et un clapet. Normes : CE 0373 ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA. Le carton de 100.

Réf : D50 135,00€

6 Aiguilles de mésothérapie PIC SOLUTION par APOKELIS

Aiguille stérile à usage unique, apyrogène, non-toxique pour injections intradermiques, notamment durant les traitements de mésothérapie et les microinjections. Paroi ultra-fine. Embout Luer Lock. Blister individuel « Peel-Open ». Triple affilage avec traitement anti-coring contre l'amoncellement d'imperfections superficielles. Système de lavage à ultrasons. Traitement au silicone anti-friction. DM classe II A. La boîte de 100.

- Ⓐ Diam. G27/0,40 mm - L 4 mm.
Réf : 70994.300.800 16,50€
- Ⓑ Diam. G27/0,40 mm - L 6 mm.
Réf : 70996.30.80 16,50€



1 Sacs liens coulissants INTERPACK

Résistants à la déchirure, aux chutes et aux déchets humides. Garantis par la norme NFX30-501.

- A** Le carton de 500 de 20 L.
Réf : INTERPACK5001 42,90€
- B** Le carton de 500 de 50 L.
Réf : INTERPACK5003 119,90€
- C** Le carton de 200 de 110 L.
Réf : 5005 82,00€

2 Sacs hydrosolubles INTERPACK

Sacs à base d'alcool polyvinylique soluble à l'eau chaude ou à l'eau froide. 26 microns d'épaisseur. Dim. 660 x 840 mm.

- A** Le carton de 100 sacs transparents (eau chaude).
Réf : 8200-R 67,50€
- B** Le carton de 100 sacs rouges (eau chaude).
Réf : 8207-R 69,50€
- C** Le carton de 200 sacs transparents (eau froide).
Réf : 8201 179,40€



3 Carton a déchets HOSPIDEX

Pour déchets de soins non perforants à risques infectieux. Haute résistance à l'humidité. Poignées pour transport. Conformés aux normes ADR Normes ONU, NFX30-507.

- A** Le carton 12 litres.
Réf : OND-ANDEC12 2,41€
- B** Le carton 25 litres.
Réf : OND-ANDEC25 2,65€
- C** Le carton 50 litres bas.
Réf : OND-ANDAP50 3,74€
- D** Le carton 50 litres haut.
Réf : OND-HOSPI50 3,74€

4 Fûts plastiques Hospisafe® HOSPIDEX

Fûts rectangulaires utilisés pour l'élimination des déchets de soins. Poignée sur le couvercle. Résistants à la perforation. Conformés aux normes ADR Normes ONU, ISO 23-907 et NF X30-511.

- A** Le fût 30 litres.
Réf : SAN-BG30LATEGH+ 10,55€
- B** Le fût 50 litres.
Réf : SAN-BG50LATEGH+ 12,83€
- C** Le fût 60 litres.
Réf : SAN-BG60LATEGH+ 14,90€

5 Collecteur pocket PAROLAI STIL'ECO

Collecteur de poche 0,25 L, utilisé pour le transport et l'élimination d'objets perforants. Equipé d'une fermeture provisoire et d'une fermeture permanente inviolable. Conformités : NF EN ISO23-907, NF X30-511 et ADR UN 3291. L'unité.

- Réf : ST03825 1,85€

sharpsafe™

Hospidex



1

Modèles Sharpsafe™ HOSPIDEX

Récupération de déchets d'activités de soins.
En polypropylène rigide avec poignée.
Résiste aux chocs et aux perforations.
Fermeture provisoire et définitive.
Non polluant. Certifications.
Conformités : ADR Normes ONU, NFX30-500, NF302,
ISO 23-907 et NFX30-511.
Les 10 récupérateurs.

- A Récupérateurs 1 litre.
Réf : SHA-41602610 22,90€
- B Récupérateurs 2 litres avec clapet.
Réf : SHA-41405610 30,00€
- C Récupérateurs 3 litres avec clapet.
Réf : SHA-41455610 32,40€
- D Récupérateurs 4 litres avec clapet.
Réf : SHA-41005610 40,00€
- E Récupérateurs 7 litres avec clapet.
Réf : SHA-41105610 58,10€



STIL'eco



2

Modèles Stil'Eco PAROLAI STIL'ECO

Collecteurs pour déchets d'activités de soins à risques infectieux :
- fermeture provisoire très efficace et fermeture définitive parfaitement inviolable.
- haute résistance chute et perforation.
Conformités : ADR UN 3291, NF EN ISO 23907, NF X30-511 et label NF302.
Les 10 collecteurs.

- A Le mini collecteur Essentia 0,6 L.
Réf : ST07004 17,00€
- B Le mini collecteur Essentia 0,8 L.
Réf : ST07005 18,30€
- C Le collecteur Essentia 1,8 L.
Réf : ST07001 24,90€
- D Le collecteur Essentia 3 L.
Réf : ST07030 28,80€
- E Le collecteur Essentia 4,5 L.
Réf : ST07045 35,30€
- F Le collecteur Essentia 7 L.
Réf : ST07007 53,00€





Instrumentation

Professionnels & Collectivités

Pinces, ciseaux et instruments	42 à 45
 Instruments gynécologiques	46
 Haricots et cuvettes	47
 Bistouris	48
 Cryogénie et sutures	49
 Scies à plâtre	50
 Manucure et pédicure	51
Vêtements professionnels et accessoires	52 à 53
 Mallettes	54 à 55
 Garrots et bracelets	56



1
Styler
HOLTEX

- A** Le styler porte-coton de 14 cm.
Réf : IS09414 2,30€
- B** Le styler olivaire de 14 cm.
Réf : IS08614 2,00€



2
Sonde cannelée
HOLTEX

La sonde de 14 cm.
Réf : IS02414 1,95€



3
Porte-aiguille
Mayo-Hegar
HOLTEX

Longueur 14 cm.
Réf : IP29414 8,35€



4
Aimant oculaire
avec boucle
COMED

Fourni avec étui.
Réf : 33 430 00 19,85€



5
Pince anti-tique
COMED

Fournie avec étui.
Réf : 33 600 00 4,80€

6
Pincés hémostatiques
HOLTEX



- A** Péan Murphy 14 cm.
Réf : IP21414 7,00€
- B** Kocher 14 cm droite avec griffes.
Réf : IP02014 6,90€
- C** Rochester-Péan-Kocher 14 cm droite sans griffe.
Réf : IP02214 6,90€
- D** Rochester-Péan-Kocher 24 cm courbe sans griffe.
Réf : IP02324 22,50€
- E** Halstead 13 cm droite avec griffes.
Réf : IP08013 7,30€
- F** Halstead 13 cm droite sans griffe.
Réf : IP08213 7,20€

- G** Hartmann 9 cm droite avec griffes.
Réf : IP13109 7,10€
- H** Kelly 14 cm droite sans griffe.
Réf : IP16414 7,60€
- I** Leriche 15 cm droite avec griffes.
Réf : IP17015 9,40€
- J** Leriche 15 cm droite sans griffe.
Réf : IP17215 8,85€
- K** Leriche 15 cm courbe avec griffes.
Réf : IP17115 10,10€
- L** Leriche 15 cm courbe sans griffe.
Réf : IP17315 9,70€





1
Pince à disséquer
HOLTEX

En inox, avec ou sans griffe.
Réf : IP26014 à partir de 3,90€
14 cm avec griffes.



2
Pince Michel
HOLTEX

En inox de 15 cm.
Pour poser les agrafes.
Réf : IP19615 4,80€



3
Pince Michel
Ote-agrafes
HOLTEX

En inox de 14 cm.
Réf : IP19614 7,80€



4
Pince à
glissement
Hartmann
HOLTEX

En inox de 14 cm.
Réf : IP14514 37,00€



5
Pince Magill
HOLTEX

En inox. Premiers secours :
permet d'aller chercher un
objet coincé dans la gorge et
libérer les voies aériennes.

- Ⓐ Nourrisson - 15 cm.
Réf : IP18515 14,40€
- Ⓑ Enfant - 20 cm.
Réf : IP18520 14,70€
- Ⓒ Adulte - 24 cm.
Réf : IP18524 18,80€



6
Diapason
HOLTEX

- En acier inoxydable.
- Ⓐ L 16 cm - VD. 512 Hz - sans curseur.
Réf : ID26512 55,30€
 - Ⓑ L 16 cm - VD. 256 Hz - avec curseur.
Réf : ID26256 55,30€
 - Ⓒ L 20 cm - VD. 128 Hz - avec curseur.
Réf : ID26128 55,30€



7
Pince Troelsch
HOLTEX

En inox de 14 cm, avec ou sans
griffe, coudée, fine et pointu.
Finition haut de gamme pour
utilisation ORL.
Réf : IP01314 à partir de 4,30€
La pince sans griffe.



8
Anse Billeau
HOLTEX

En inox.
Dim. 160 x 4 x 6 mm.
Réf : IA04600 20,40€



9
Pince à échardes
HOLTEX

En inox de 10 cm.
Réf : IP26410 3,90€

Ciseaux



1
Ciseaux mousse droits

La paire de 14 cm.

HOLTEX

Ⓐ Réf : IC11414 4,70€

COMED

Ⓑ Réf : C1 001 14 4,50€



2
Ciseaux pointus droits

La paire de 14 cm.

HOLTEX

Ⓐ Réf : IC12414 4,70€

COMED

Ⓑ Réf : C1 003 14 4,50€



3
Ciseaux Dauphin droits

La paire de 14 cm.

HOLTEX

Ⓐ Réf : IC05414 4,70€

COMED

Ⓑ Réf : C1 002 14 4,50€



4
Ciseaux d'iridectomie droits

HOLTEX

Ⓐ La paire de 11,5 cm droits.
Réf : IC09411 5,50€

Ⓑ La paire de 11,5 cm courbes.
Réf : IC09511 5,90€

COMED

Ⓒ La paire de 11 cm droits.
Réf : C1 060 11 5,30€



5
Ciseaux universels de Jesco

Disponible en noir, jaune, rouge et bleu.

HOLTEX

Ⓐ La paire de 17 cm noir.
Réf : IC14400 5,40€

COMED

Ⓑ La paire de 19 cm noir.
Réf : 29 102 45 5,40€



6
Ciseaux à fil de Spencer

La paire de 13 cm.

HOLTEX

Ⓐ Réf : IC03613 6,50€

COMED

Ⓑ Réf : C1 150 13 6,30€



7
Ciseaux Mayo droits

La paire de 14 cm.

HOLTEX

Ⓐ Réf : IC07414 6,90€

COMED

Ⓑ Réf : C1 050 14 6,90€



8
Ciseaux Metzemaum droits

La paire de 14 cm.

HOLTEX

Ⓐ Réf : IC08414 7,10€

COMED

Ⓑ Réf : C1 040 14 7,10€

Instrumentation à usage unique

Stériles



1 Pince précision INNOSET

Pince précision en polypropylène de 13 cm. Le carton de 200.

Tarif à l'unité.

Ⓐ Coloris vert.

Réf : 0901 0,49€

Ⓑ Coloris bleu.

Réf : 0902 0,49€



2 Pince Kocher INNOSET

Bleue, en polypropylène de 14 cm. Le carton de 100.

Tarif à l'unité.

Réf : 0903 0,85€



3 Curette double embouts INNOSET

Le carton de 200.

Tarif à l'unité.

Réf : 5590 1,39€



4 Porte aiguille INNOSET

Haute qualité. En métal inoxydable de 13 cm. Le carton de 150.

Tarif à l'unité.

Réf : 0904 2,30€



5 Ote agrafe INNOSET

En métal inoxydable de 10 cm. Le carton de 150.

Tarif à l'unité.

Réf : 5507 1,60€



6 Pince Optimum INNOSET

Griffe métal de 13 cm. Le carton de 200.

Tarif à l'unité.

Réf : 5503 1,90€



Non stériles



7 Ciseaux Metzemaum droits INNOSET

Ⓐ La paire de 12 cm stérile en métal inoxydable. Le carton de 200.

Tarif à l'unité.

Réf : 0905 1,60€

Ⓑ La paire de 14 cm non stérile. Vendus en pochette présentoir. Le carton de 20.

Tarif à l'unité.

Réf : MDISE006 3,90€



8 Ciseaux mousse droits INNOSET

La paire de 14 cm. Vendus en pochette présentoir. Le carton de 20.

Tarif à l'unité.

Réf : MDISE004 3,90€



9 Ciseaux Daurphin droits INNOSET

La paire de 14 cm. Vendus en pochette présentoir. Le carton de 20.

Tarif à l'unité.

Réf : MDISE005 3,90€



10 Ciseaux à fil de Spencer INNOSET

La paire de 13 cm. Vendus en pochette présentoir. Le carton de 20.

Tarif à l'unité.

Réf : MDISE003 5,90€



11 Ciseaux universels de Jesco INNOSET

Vendus en pochette présentoir. Disponibles en noir, jaune, rouge et bleu. Le carton de 20.

Tarif à l'unité.

Réf : MDISE007 4,20€

Instrumentation



1 Hystéromètres stériles MEDISTOCK

Classe I.
Existe en 10 CH, 12 CH et 14 CH.
La boîte de 50.

Réf : M50431 32,00€
Hystéromètres 12 CH.



2 Prélèvements gynécologiques MEDISTOCK

- A Les 100 brosses de prélèvement.
Réf : M50450 22,00€
- B Les 50 brosselettes endocervicales stériles.
Réf : M50411 34,00€
- C Les 50 brosselettes exo/endo cervicales stériles.
Réf : M50401 16,00€
- D Les 50 endocytés stériles.
Réf : M50440 43,60€



3 Marteau de Babinsky HOLTEX

Le marteau L 25 cm.

- A Métal.
Réf : ID0660_G 7,25€
- B Rouge.
Réf : ID0660_R 7,25€
- C Noir.
Réf : ID0660_N 7,25€
- D Bleu.
Réf : ID0660_B 7,25€
- E Vert.
Réf : ID0660_V 7,25€



4 Pince gynécologique HOLTEX

La pince ronde en inox de 14 cm avec griffes.

- A Pince Chéron.
Réf : IP13624 21,10€
- B Pince Pozzi.
Réf : IP22424 21,75€
- C Pince Museux.
Réf : IP20624 23,30€
- D Pince Foerster.
Réf : IP43424 25,30€



5 Spéculum de Cusco à usage unique MEDISTOCK

Stériles, en polystyrène avec système de blocage à clé en polypropylène. Existe en Ø 20, 24, 26 et 30 mm (reconnaissance des tailles par code couleurs). Classe I. En emballage individuel. La boîte de 50.

Réf : M50303 24,50€
Taille Medium Ø 26 mm (rouge).



6 Spéculum de Cusco inox HOLTEX

Le spéculum vaginal pliant en inox. Autres modèles disponibles.

- A Ø 16 mm - L 75 mm.
Réf : IS05616 28,45€
- B Ø 32 mm - L 90 mm.
Réf : IS05632 28,45€
- C Ø 40 mm - L 95 mm.
Réf : IS05640 28,45€



7 Spéculum de Collin HOLTEX

Le spéculum vaginal en inox. Autres modèles disponibles.

- A Ø 16 mm - L 85 mm.
Réf : IS04616 32,40€
- B Ø 32 mm - L 110 mm.
Réf : IS04632 32,40€
- C Ø 40 mm - L 110 mm.
Réf : IS04640 32,40€



1

Boîte aluminium couleur HOLTEX

La boîte en aluminium coloris bleu, azur, rouge, vert ou doré. DM classe I. Autres dimensions disponibles.

- Ⓐ Bleu, dim. L 170 x l 70 x H 30 mm.
Réf : AC1773_B 19,90€
- Ⓑ Bleu, dim. L 180 x l 90 x H 30 mm.
Réf : AC1893_B 22,90€
- Ⓒ Bleu, dim. L 210 x l 100 x H 30 mm.
Réf : AC2113_B 28,50€



2

Cupule à bec inox HOLTEX

Autres diamètres et contenances disponibles.

- Ⓐ Contenance 30 ml (Ø 40 mm).
Réf : AI15040 4,30€
- Ⓑ Contenance 165 ml (Ø 80 mm).
Réf : AI15080 5,35€



3

Cupule polypropylène LOHMANN & RAUSCHER

Contenant pour liquides ou solides. Résiste mécaniquement à une stérilisation à l'autoclave à 137°. Existe aussi en 250 ml. La boîte de 100.

- Ⓐ Contenance 60 ml. Réf : 31378 9,90€
- Ⓑ Contenance 120 ml. Réf : 31202 16,90€

HOLTEX +



La culture du soin



4

Plateaux HOLTEX

Ⓐ Le plateau aluminium azur. Dim. 20 x 10 cm. DM classe I. Coloris disponibles gris, bleu, azur, rouge, vert ou doré.

- Ⓐ Le plateau aluminium azur. Dim. 20 x 10 cm. DM classe I. Coloris disponibles gris, bleu, azur, rouge, vert ou doré.
Réf : AAX201_A 10,60€
- Ⓑ Le plateau inox dim. L 17 x l 11 x H 2,5 cm. Autres dimensions disponibles.
Réf : AI17112 10,30€

5

Haricot inox HOLTEX

L'unité.

- Ⓐ Dim. L 16 x l 8,5 x H 3,5 cm.
Réf : AI16124 6,30€
- Ⓑ Dim. L 21 x l 11,5 x H 4 cm.
Réf : AI20124 6,90€
- Ⓒ Dim. L 25 x l 13,5 x H 4 cm.
Réf : AI12544 8,60€
- Ⓓ Dim. L 30 x l 14 x H 4,5 cm.
Réf : AI28124 11,50€

6

Haricots fibre Curas CURAS par APOKELIS

Hygiène Pulp™. Haricot à usage unique Curas®. Autres modèles disponibles.

- Ⓐ Dim. L 16 x l 8,5 x H 3,5 cm.
Réf : 08070 63,60€
- Le carton de 600 vol. 700 ml.

Ansell



1
Bistouris stériles gradués
HOLTEX

Manche stérile gradué. Lames chirurgicales en acier inoxydable à usage unique disponibles en n°10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24. CE0483, DM classe IIa.

Réf : CPBJET01 à partir de **4,85€**
La boîte de 10, lame n°10.

2
Bistouris stériles gradués
SWANN MORTON par APOKELIS

Manche en plastique bleu gradué, lame en acier inoxydable. Stérilisation par irradiation au cobalt 60. Existe en plusieurs tailles.

Réf : 0501 à partir de **6,80€**
La boîte de 10, lame n°10.

3
Scalpels sécurité stériles
Neox™
ANSELL MEDICAL par APOKELIS

Avec embout protecteur transparent coulissant pour prévenir les blessures accidentelles. Non lesté, manche plastique, lame en acier inoxydable. Lames n°10, 11, 15 avec manche n°3 et lames n°21, 22, 23, 24 avec manche n°4. La boîte de 10.

Réf : 2510-K à partir de **16,00€**
Manche n°3 - lame n°10.

HOLTEX + CE

Swann-Morton CE

APOKELIS
La culture du soin



4
Manche inox et lames stériles
HOLTEX

A Le manche inox n°3 pour lames n°10 à 15. Existe en embouts étroits ou larges n°3, 4, 5, 7, 9, 10, 11. DM classe I.

Réf : ID05403 à partir de **3,25€**

B La boîte de 100 lames standards stériles en acier carbone n°10. Existe en n°10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24. CE0120, DM classe IIa.

Réf : CL05310 à partir de **13,80€**

5
Manche acier et lames stériles
SWANN MORTON par APOKELIS

A Le manche acier inoxydable gradué n°3 court - embout étroit. Sous emballage cellophane avec numéro de lot. Différents embouts et modèles disponibles.

Réf : 0933 à partir de **6,70€**

B La boîte de 100 lames n°10 - embout étroit. En acier carbone, lames standards stériles. Existe en n°6 à 15 embout étroit et n°18 à 26 embout large.

Réf : 0201 à partir de **23,40€**

6
Lames stériles sécurisées
Kleen
SWANN MORTON par APOKELIS

Acier inoxydable SF100, qualité chirurgicale. Lames n°10, 11, 15 pour manche de type 3 et lames n°20, 21, 22, 23, 24 pour manche de type 4. En sachets individuels. La boîte de 50.

Réf : LS10 à partir de **138,00€**
Lame n°10.

Instrumentation



HOLTEX +



1

Histofreezer HOLTEX

Système cryochirurgical local pour la destruction ou le retrait de tissu.
Taille des applicateurs : 2 ou 5 mm.
DM classe IIa.

- Ⓐ Les 2 flacons de 80 ml + 60 applicateurs de 2 mm.

Réf : DMHIST06 99,00€

- Ⓑ Les 2 flacons de 80 ml + 50 applicateurs de 5 mm.

Réf : DMHIST07 99,00€



2

Agrafeuse cutanée 3M™ Precise™ 3M FRANCE

Agrafes en acier inoxydable.

- Ⓐ L'agrafeuse 5 agrafes.

Réf : DS5W 11,90€

- Ⓑ L'agrafeuse 15 agrafes.

Réf : DS15W 12,70€

- Ⓒ L'ôte-agraves à usage unique.

Réf : SR1 9,40€

3M

3

Tondeuse chirurgicale à tête fixe 3M™ 9681 3M FRANCE

Design spécifique qui combine rapidité, efficacité et sécurité.
Autonomie de 160 min., indicateur de niveau de charge, temps de charge 3 heures.
Lame unique pour tous les types de tonte, qui minimise les pincements de la peau et les micro-traumatismes cutanés.
Peut être immergée pour un nettoyage facilité.
La tondeuse, le socle-chargeur et les lames sont vendus séparément.

Réf : 9681 114,90€



Scies à plâtre



1
Scie à plâtre électrique
COMED

Scie à plâtre oscillante à une main avec variateur. 12 000 à 21 000 oscillations/min. Puissance 250 W. Poids 1,1 Kg. Fournie avec 2 lames Ø 50 et 65 mm pour plâtre dur synthétique.

Réf : 47 300 03

499,90€



2
Scie à plâtre électronique
COMED

Scie électronique oscillante avec variateur. 6 500 à 24 000 oscillations/min. Puissance 500 W. Poids 1,528 Kg. Fournie avec 2 lames Ø 50 et 65 mm pour plâtre naturel.

Réf : 47 300 00

801,90€



3
Lame pour scie à plâtre
4730000
COMED

Disponible en Ø 50 et 65 mm.

A Lame dure pour plâtre synthétique Ø 50 mm.

Réf : 47 300 51

27,00€

B Lame en Titanium pour résine Ø 50 mm.

Réf : 47 300 53

56,10€

HOLTEX +



COMED



4
Ecarteur à plâtre
de Henning

Longueur de 28 cm.

HOLTEX

A Mors de 3 cm. DM classe I. Existe en mors de 5 cm.

Réf : IE01603

49,50€

COMED

B Acier inoxydable.

Réf : 47 320 00

47,50€



5
Cisaille à plâtre
HOLTEX

A Cisaille pour plâtre standard L 21 cm.
Réf : IC01621 37,90€

B Cisaille de Brun dentelée pour plâtre en résine L 23 cm.
Réf : IC01522 49,50€

C Cisaille de Stille pour gros plâtres, en inox L 26 cm.
Réf : IC27426 162,90€



6
Cisaille à plâtre de Stille
COMED

Cisaille de Stille pour gros plâtres, en inox L 37 cm.

Réf : 47 310 00

79,90€

HOLTEX +



1
**Pince à Envie
HOLTEX**

La pince manucure/pédicure en inox de 11,5 cm pour couper les peaux mortes. DM classe I.

Réf : IP05411 24,10€



2
**Pince coupe-ongle
HOLTEX**

La pince manucure/pédicure en inox de 12 ou 15 cm. DM classe I.

Réf : IP05412 à partir de 31,70€
L 12 cm.



3
**Pince coupe-ongle
incarné
HOLTEX**

La pince à ongles incarnés en inox de 13 cm. DM classe I.

Réf : IP05413 29,90€



4
**Pince coupe-ongle
sécateur
HOLTEX**

La pince professionnelle en inox de 13 cm pour ongles épais. DM classe I.

Réf : IP05423 31,50€

FRAFITO

DIAGNOSTIC & CONFORT MEDICAL



5
**Promed Feeling
New
FRAFITO**

Appareil sans fil, grande autonomie, changement de sens de rotation, 2 vitesses de 7 000 & 12 000 t/m. Convient aux diabétiques. Livré avec 5 outils, son chargeur et son transformateur.

Réf : PRO040 63,90€



6
**Promed Sensitive
FRAFITO**

Ergonomique, touches d'accélération et de rotation (+ 12 000 t/m), double éclairage LED, changement du sens de rotation, fonctionne sur secteur. Convient aux diabétiques. Livré dans un coffret luxueux avec 12 outils.

Réf : PRO055 105,00€



7
**Promed Ultra
Pro S
FRAFITO**

Appareil professionnel, touches d'accélération, vitesse + 15 000 t/m, changement du sens de rotation, fonctionne sur secteur. Convient aux diabétiques. Livré dans un coffret luxueux avec 10 outils.

Réf : PRO028 179,00€



8
**Podoscope éclairage
tangentiel
ELLA LEGROS**

Podoscope fluorescent pour l'examen clinique de la charge sur la plante des pieds. Conditions de diagnostic idéales : excellente image lumineuse et contrastée des zones d'appui. Capacité de charge : 150 kg.

Réf : P4 679,00€



1

Porte-stylos COMED

Se clipse sur la poche.
Capacité de 3 stylos.

Réf : 24 500 00

4,95€



2

Montre d'infirmière COMED

En silicone, s'agrafe sur toutes les
poches. Respect de l'hygiène.
10 coloris unis et 4 à motifs au
choix.

Réf : 24 300 48

La montre violette.

11,35€



3

Kit montre infirmière COMED

Composé d'un cadran et de 3 coques
interchangeables en silicone (rose, blanc
et bleu). S'attache avec une épingle de
sécurité.
Pour le respect des procédures de
lavage des mains.

Réf : 24 303 00

11,95€



4

Tunique homme Corail HOLTEX

Tunique sergé, col officier, 3 poches,
fermeture par boutons-pression.
Tailles T0 à T6.

Réf : WCOR07_94
La tunique T4.

28,90€



5

Blouse mixte Sargasse HOLTEX

Blouse sergé, col en V, 3 poches,
manches longues, fermeture par
boutons-pression.
Tailles T0 à T5.

Réf : WSAR07_93
La blouse T3.

32,10€



6

Blouse mixte Caspienne HOLTEX

Blouse sergé, col en V, 3 poches,
manches courtes, fermeture par
boutons-pression.
Tailles T0 à T5.

Réf : WCAS07_95
La blouse T5.

32,50€



1
**Tunique femme
Baltique**
HOLTEX

Tunique sergé, col V, 3 poches, manches Kimono courtes, fermeture décalée par boutons-pression. Tailles T00 à T5.

Ref : WBAL08_92 29,90€
La tunique T2.



2
**Tunique femme
Méditerranée**
HOLTEX

Tunique sergé, col rond, 3 poches, manches kimono courtes, fermeture décalée par boutons-pression. Tailles T00 à T5.

Réf : WMED07_00 28,90€
La tunique T00.



3
**Marinière femme
Egée**
HOLTEX

Marinière sergé, col goutte d'eau, 3 poches, manches kimono courtes. Tailles T0 à T5.

Réf : WEGE07_94 28,50€
La marinière T4.



4
Veste polaire Java
HOLTEX

Veste polaire, col officier, boutons-pression. Coloris bleu, blanc ou rose. Tailles 0 à 5.

Réf : WJAV11_95 41,00€
La veste rose T5.

HOLTEX +



5
**Pantalon mixte
Bering**
HOLTEX

Pantalon sergé, taille élastique. Tailles T00 à T5.

Réf : WBER07_93 26,90€
Le pantalon T3.



6
**Pantalon femme
Arral**
HOLTEX

Pantalon sergé, ceinture bandeau. Tailles T00 à T6.

Réf : WARR08_92 27,20€
Le pantalon T2.



7
Sabots Mediplogs
HOLTEX

Sabots perforés antistatiques à semelles antidérapantes et anti-frottements. Forme ergonomique avec arrière du talon incliné. Coloris blanc, bleu marine, vert, bleu-ciel ou fuchsia. Pointures : du 35 au 47. DM classe I.

Réf : WSAM_38V 65,50€
Les sabots verts T38.



8
Sabots Bubble
NEUT

Sabots unisexes antistatiques et respirants avec semelle antidérapante et sangle amovible. Stérilisables en autoclave jusqu'à 134°C et lavable en machine jusqu'à 90°C. Respirants et parfumés au citron, leur membrane protectrice empêche l'entrée de tout liquide. Pointure 36 à 41 pour les roses ou verts, 36 à 44 pour les blancs, 39 à 44 pour les navy.

Réf : 4997013536 47,90€
Les sabots roses T36.

Mallettes

ELITE BAGS



1

Mallette Medic ELITE BAGS par HOLTEX

Mallette sportive sanitaire. Organisation interne adaptable grâce aux séparateurs extractibles en velcro. Anse matelassée avec fermeture en velcro, porte cartes et documents, ampoulier isotherme, poche externe de grande capacité. Intérieur en nid d'abeille réglable, 2 poches plates à filets pour instruments, poche externe pour les objets personnels. Capacité de charge : 12 kg. Dim. 50 x 25 x 31 cm.

Réf : MEMED102_B 189,00€
La mallette bleue.

2

Trousse d'assistance à domicile Call ELITE BAGS par HOLTEX

Mallette en tissu à fermeture éclair cadencassée. 1 sac auxiliaire grand volume, 1 bourse filet, 7 compartiments extractibles avec un côté frontal transparent dont 1 opaque. 1 compartiment avec séparateurs velcro et 1 isotherme avec élastiques. Bandoulière, anse, bretelles de sac à dos dissimulées. Dim. L 40 x l 30 x H 12 cm.

Réf : MECALL01_B 189,00€
La mallette bleue.

3

Mallette d'assistance sanitaire Practi ELITE BAGS par HOLTEX

Mallette d'assistance sanitaire en 420D polyester pour consultations à domicile ou urgence. Lavable. Poids : 1,82 kg. Capacité maximum recommandé : 4 kg. Dim. L 40 x l 30 x H 16 cm. Existe également en noir.

Réf : MEPRACT02_B 167,00€

HOLTEX +

De Boissy



4

Mallette Smart Médical Bag DE BOISSY par HOLTEX

Mallette médicale en tissu très résistant à nombreux compartiments : cloisons intérieures amovibles, 2 poches latérales à velcro, 1 poche avant à pression avec range stylos, 2 compartiments arrière à soufflet, porte-téléphone à mousqueton. Coloris noir, bleu, bordeaux, chocolat ou gris foncé. Dim. L 39 x l 22 x H 26 cm.

Réf : MSMAR_RF 121,00€
La mallette bordeaux.



5

Mallette Color Medical Bag DE BOISSY par HOLTEX

Sac en polyester 1680D très résistant avec base en caoutchouc. Cloisons intérieures amovibles à velcro, 4 poches filet à fermeture éclair, 2 latérales à soufflet, 1 frontale renforcée. Poignée de transport, bandoulière réglable. Dim. 49 x 24 x 27,5 cm.

Réf : MECOLO01_O 87,00€
La mallette orange.



6

Mallette City Medical Bag DE BOISSY par HOLTEX

Mallette en tissu très résistant. 2 poignées de transport, 1 bandoulière. Fermeture éclair, 1 poche frontale, plusieurs rangements, cloisons amovibles à fixation velcro. Coloris bleu, chocolat, prune ou vert d'eau. Dim. L 25 x l 46 x H 25 cm.

Réf : MCITY01_L 110,00€
La mallette prune.

Instrumentation

MEDBAG⁺

FRAFITO
DIAGNOSTIC & CONFORT MEDICAL

COMED



1

Mallette Classic Medbag MEDBAG par FRAFITO

Pour le professionnel de santé.
Ultra légère, tissu très résistant, imperméable et lavable, fermeture éclair YKK.
Entièrement capitonnée et molletonnée pour mieux préserver le contenu.
Nombreuses cloisons internes et plusieurs poches externes, fermeture velcro pour doc A4.
Livrée avec bandoulière.
Coloris bordeaux, bleu nuit ou noir.
Dim. L 42 x l 20 x H 32 cm.

Réf : TRI004
La mallette noire.

37,90€

2

Ampoulier Cooler Bag MEDBAG par FRAFITO

Ampoulier isotherme en tissu très résistant et imperméable.
Fermetures éclair YKK, grande capacité de stockage et bandes de fixation élastiques sur les faces intérieures.
Dim. L 20 x l 15 x H 5,5 cm.

Réf : TRI011

14,90€

3

Mallette Comedbag COMED

Mallette en polyester bleu avec cloisons amovibles, fermeture éclair sur le haut, pochettes latérales et bandoulière amovible.
Capacité maximale : 4 kg.
Poids : 1,5 kg.
Dim. L 42 x l 20 x H 29 cm.

Réf : 55 100 00

39,90€

MEDBAG⁺

FRAFITO
DIAGNOSTIC & CONFORT MEDICAL



4

Mallette Swing MedBag MEDBAG par FRAFITO

Mallette semi-rigide idéale pour les médecins et les infirmiers.
En tissu très résistant et imperméable, poche principale modulable grâce à ses séparateurs en velcro, 3 poches externes, range document sur la partie supérieure de la poche centrale.
Coloris gris, prune, orange ou bleu.
Dim. L 50 x l 45 x H 25 cm.

Réf : TRI014
La mallette prune.

69,00€

5

Mallette Swing MedBag Black Edition MEDBAG par FRAFITO

Mallette semi-rigide idéale pour les médecins et les infirmiers.
Finition luxe, surpiqûres blanches, bandes en similicuir, en tissu très résistant et imperméable, poche principale modulable grâce à ses séparateurs en velcro, 3 poches externes, range document sur la partie supérieure de la poche centrale.
Dim. L 50 x l 45 x H 25 cm.

Réf : TRI017

79,00€

6

Mallette Deluxe MedBag MEDBAG par FRAFITO

Mallette en tissu idéale pour les médecins et les infirmiers.
Résistante, souple et imperméable, finition avec bandes en similicuir et fermetures éclair YKK.
Nombreuses poches internes et externes.
Peut être portée en bandoulière, sac à dos ou avec un trolley en option.
Fournie avec un ampoulier isotherme et un porte document bloc-notes.
Dim. L 50 x l 30 x H 29,5 cm.

Réf : TRI007

128,50€

Garrots et bracelets



1

Bracelets d'identification COMED

Bracelet PVC avec étiquette à insérer et feutre spécial. Inviolable : pour 1 seule utilisation.
Coloris rose ou bleu pour bébé, transparent pour adulte.
La boîte de 100.

Réf : 16 106 40 à partir de 20,95€
Bracelets roses.



2

Garrots latex COMED

Garrot latex.
Dim. L 75 cm x l 1,8 cm x H 1,5 mm.
La boîte de 25.

Réf : 42 900 75 19,00€



3

Garrots sans latex COMED

Garrot de coloris vert.
Dim. L 75 cm x l 1,8 cm x H 1 mm.
La boîte de 25.

Réf : 42 901 47 21,00€



A



B



4

Garrot Clipcomed COMED

Garrot clip haute qualité en latex à ouverture rapide et desserrage progressif.
Modèle enfant : 40 x 2,5 cm - Rose, bleu, jaune, multicolore.
Modèle Adulte : 48 x 2,5 cm - Rouge, bleu, noir, violet, vert, orange, multicolore.

- A Le garrot enfant rose. Réf : 42 900 49 9,95€
- B Le garrot adulte multicolore. Réf : 42 900 42 9,95€
- C Le garrot adulte rouge. Réf : 42 900 40 9,75€
- D Le garrot enfant multicolore. Réf : 42 900 43 9,95€

5

Garrot Clipcomed PRO COMED

Ouverture rapide et desserrage progressif.
Modèle enfant : 40 x 2,5 cm - Motifs animaux ou personnages.
Modèle adulte : 45 x 2,6 cm - Rouge, bleu, noir, violet, vert, orange.

- A Le garrot enfant motifs animaux. Réf : 42 920 49 8,95€
- B Le garrot adulte rouge. Réf : 42 920 40 8,95€



Désinfection

Professionnels & Collectivités

Hygiène des mains	58 à 60
Désinfection par voie aérienne	61
Désinfection des surfaces	62 à 63
Désinfection des instruments	64 à 65
Désinfection	66 à 68
Autoclaves et accessoires	69 à 70

Hygiène des mains



1 Aniosgel 800 (2) ANIOS

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.

Propriétés microbiologiques :
Bactéries : EN 1040, EN 13727 (2013) en 30 sec. Selon EN 13727 (2013) sur BMR/BHR.
Mycobactéries : EN 14348 en 30 sec.
Levures/Moisissures : EN 1275, EN 13624 (2013) en 30 sec.
Virus : EN 14476 (2013) sur Poliovirus en 60 sec ; Adenovirus et Norovirus Murin en 30 sec.
Selon EN 14476 (2013) sur BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV), HIV-1, HSV-1, Rotavirus, VRS, Vaccinia virus en 30 sec.

- A** Le flacon pissette de 30 ml.
Réf : 2550651 1,60€
- B** Le flacon pissette de 100 ml.
Réf : 2550505 3,90€
- C** Le flacon pompe de 300 ml.
Réf : 2550762FG 6,95€
- D** Le flacon pompe de 500 ml.
Réf : 2550748UG 8,50€
- E** Le flacon pompe de 1 litre.
Réf : 2550763UG 12,90€
- F** Le flacon de 1 litre Airless/ABS.
Réf : 2550333UG 12,90€
- G** Le flacon de 1 litre Airless/CPA.
Réf : 2550679FG 12,90€

2 Aniosgel 85 NPC (2) ANIOS

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction. Sans parfum, sans colorant.

Propriétés microbiologiques :
Bactéries : EN 1040, selon EN 13727 : BMR, BHR, Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis en 30 sec.
Mycobactéries : EN 14348 en 30 sec.
Levures/Moisissures : EN 1275 en 30 sec. Selon EN 1650 : Tricophyton mentagrophytes en 30 sec.
Virus : EN 14476 : Poliovirus en 2 minutes, Adenovirus, Norovirus Murin en 30 sec. Selon EN 14476 : HIV-1, PRV, BVDV, Rotavirus, Herpesvirus, VRS, Influenzavirus A H5N1 - H1N1, Coronavirus en 30 sec.

- A** Les 500 doses de 3 ml.
Réf : 1644273FG 112,90€
- B** Le flacon pissette de 30 ml.
Réf : 1847761 1,50€
- C** Le flacon pissette de 75 ml.
Réf : 1644274 2,90€
- D** Le flacon pissette de 100 ml.
Réf : 1644505 3,80€
- E** Le flacon pompe de 300 ml.
Réf : 1644762 6,80€
- F** Le flacon pompe de 500 ml.
Réf : 1644748 8,30€
- G** Le flacon pompe de 1 litre.
Réf : 1644763 12,40€
- H** Le flacon de 1 litre Airless/ABS.
Réf : 1644333 12,40€
- I** Le flacon de 1 litre Airless/CPA.
Réf : 1644679FG 12,40€



3 Aniosgel 85 Bleu Parfumé et coloré (2) ANIOS

Gel hydroalcoolique thixotropique parfumé et coloré pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.

Propriétés microbiologiques :
Bactéries : EN 1040. Selon EN 13727 (07/2012) : BMR. Selon EN 13727 : Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis en 30 sec.
Mycobactéries : EN 14348 en 30 sec.
Levures/Moisissures : EN 1275, EN 13624, EN 1650 ; Tricophyton mentagrophytes (EN 1650) en 30 sec. Virus : EN 14476 (Poliovirus, Adenovirus) ; selon EN 14476 : HIV-1, PRV (HBV), BVDV (HCV), Rotavirus, Norovirus, Herpesvirus, VRS, Influenzavirus A, virus H5N1 et H1N1 Coronavirus (SRAS) en 30 sec.

- A** Le flacon pissette de 75 ml.
Réf : 1645274 2,90€
- B** Le flacon pissette de 100 ml.
Réf : 1645505 3,80€
- C** Le flacon pompe de 300 ml.
Réf : 1645366 6,80€
- D** Le flacon pompe de 500 ml.
Réf : 1645363 8,30€
- E** Le flacon pompe de 1 litre.
Réf : 1645364 12,40€
- F** Le flacon de 1 litre Airless/ABS.
Réf : 1645144 12,40€



Désinfection



1

Distributeurs CPA ANIOS

Distributeurs automatique ou mécanique pour gels hydroalcooliques ANIOSGEL 85 NPC et ANIOSGEL 800 ou solutions lavantes ANIOSAFE MANUCLEAR HF, ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF et ANIOSAFE SAVON DOUX HF. Formats Airless CPA : flacons de 1 litre carrés et compacts pour un gain de stockage.

Design moderne, adaptable à tous les environnements, fenêtre de visualisation de niveau, fermeture à clé, ouverture facile avec accès direct au flacon et aux piles (pour la version électronique).

- A** Distributeur manuel gris.
Réf : 425162 44,50€
- B** Distributeur manuel blanc.
Réf : 425161 44,50€
- C** Distributeur à commande électronique sans contact gris.
Réf : 425164 57,30€
- D** Distributeur à commande électronique sans contact blanc.
Réf : 425163 57,30€



Mentions légales :

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.
 (2) Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
 (3) Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d'information.
 Dangereux - respectez les précautions d'emploi.



3

Crème protectrice pour les mains ANIOS

La glycérine et le beurre de karité qu'elle contient apportent les éléments essentiels pour protéger les mains irritées par les agressions quotidiennes (détergents, dissolvants, etc...). Sa formule concentrée non grasse pénètre et agit rapidement. Déposer environ 1 ml sur peau propre et sèche.

- A** Le tube de 50 ml.
Réf : 399756FG 3,95€
- B** Le tube de 100 ml.
Réf : 399372 7,10€
- C** Le flacon pompe de 500 ml.
Réf : 399236E7 16,90€

2

Distributeurs manuels ABS ANIOS

Distributeur pour flacon de 1 litre Airless/ABS.

- A** Le distributeur avec fermeture à clé.
Réf : 425107 44,50€
- B** Le distributeur ABS électronique pour poche 1 L.
Réf : 425157 57,30€
- C** Le support Airless en inox avec commande au coude.
Réf : 425022 34,90€



1 Crème lavante soie ANIOS

Savon pour lavage des mains en douceur, senteur soie. Le flacon de 300 ml.

Réf : 2822676

6,35€

2 Aniosafe Savon doux HF ANIOS

Solution ambrée recommandée pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier, lors d'utilisations fréquentes.

- Ⓐ Le flacon de 30 ml.
Réf : 1918195 1,10€
- Ⓑ Le flacon pissette de 250 ml.
Réf : 1918117 2,30€
- Ⓒ Le flacon pompe de 500 ml.
Réf : 1918228VB 4,90€
- Ⓓ Le flacon pompe de 1 litre.
Réf : 1918229VB 9,55€
- Ⓔ Le flacon de 1 litre Airless.
Réf : 1918144VB 9,35€
- Ⓕ Le bidon de 5 litres.
Réf : 1918034UG 29,90€

Mentions légales :

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.
 (2) Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
 (3) Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d'information.
 Dangereux - respectez les précautions d'emploi.



3 Aniosafe Manuclear HF ANIOS

Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier, lors d'utilisations fréquentes. Enrichi en substances hydratantes, effet protecteur vis-à-vis des éventuels polluants microbiens. Formulé sans substance allergisante.

- Ⓐ Le flacon pompe de 500 ml.
Réf : 1919228 4,85€
- Ⓑ Le flacon pompe de 1 litre.
Réf : 1919229 10,15€
- Ⓒ Le bidon de 1 litre Airless.
Réf : 1919144 9,35€
- Ⓓ Le bidon de 5 litres.
Réf : 1919034 31,15€

4 Aniosafe Manuclear NPC HF ANIOS

Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier, lors d'utilisations fréquentes. Formulé sans parfum ni colorant, enrichi en glycérine et en substance hydratante, effet protecteur vis-à-vis des éventuels polluants microbiens. Testé sous contrôle dermatologique. Convient pour la toilette de l'enfant de moins de 3 ans, pour les peaux sensibles et un usage fréquent.

- Ⓐ Le flacon pompe de 500 ml.
Réf : 1921228VB 4,85€
- Ⓑ Le flacon pompe de 1 litre.
Réf : 1921229UG 10,15€
- Ⓒ Le flacon pompe de 1 litre Airless.
Réf : 1921144UG 9,35€

5 Dermanios Scrub (2) ANIOS

Ⓐ Le flacon pompe de 500 ml de **Dermanios Scrub CG** : savon antiseptique pour le lavage hygiénique des mains. Egalement disponible en 1 litre, 1 litre Airless et 5 litres.

L'ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur simple demande.

Réf : 2082522 à partir de 7,10€

Ⓑ Le flacon de 30 ml de **Dermanios Scrub Chlorhexidine 4%** : lavage et désinfection préopératoire du corps entier, lavage hygiénique et chirurgical des mains. Formulation sur base de chlorhexidine (4%). Egalement disponible 500 ml, 1 litre et 1 litre Airless.

L'ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur simple demande.

Réf : 2173766 à partir de 2,55€



1

Aérosept 100VF ANIOS

Générateur atomisation autonome, mobile et entièrement automatique destiné à la désinfection des surfaces préalablement nettoyées.
Capacité de la réserve : 5 litres.
Volume maximal à traiter : 220 m³.
Débit moyen : 984 ml/h.
Puissance aérosol : 620 VA.
Compresseur étanche à membrane.
Ventilateur hélicoïdal : 375 m³/h.
Alimentation : 220 V - 50 Hz.
Dim. L 43 x P 69 x H 83 cm.

Réf : 417009

2.760,00€



2

Anios spécial DJP SF (2) ANIOS

Désinfection par voie aérienne des surfaces et du matériel médical préalablement nettoyés.
Le bidon de 5 litres.

Propriétés microbiologiques :
Bactéries : EN 1040 en 5 min et EN 14561 : 60 min.
Levures/Moisissures : EN 1275 (Candida albicans) en 60 min et EN 14562 (A. Fumigatus) en 120 min.

Réf : 1574034

61,70€



3

Aérosept Compact 250* ANIOS

A Atomiseur autonome, portatif et entièrement automatisé. Spectre d'activité complet de toutes les surfaces jusqu'à 250 m³ et matériel préalablement nettoyés, même les plus inaccessibles (blocs opératoires, soins intensifs...) sans intervention du personnel.
S'utilise avec ASEPTANIOS AD (actif dès 30 min) en bidon de 2 L.
Efficacité antimicrobienne, normes NF T 72-281 (nouvelle version).
Débit nominal : 1 l/h.
Alimentation : 240/110 V - 50/60 Hz - 5 A.
Dim. L 41 x P 28 x H 31 cm.

Réf : 417600

3.434,20€

B Aseptanios AD 2L (2) : désinfection par voie aérienne des surfaces et du matériel médical préalablement nettoyés.

Efficacité du procédé ASEPTANIOS AD - AEROSEPT COMPACT 250 selon la norme d'application NF T 72-281: Bactéricide et levuricide en 30 min - 7ml/m³ - 55°C. Fongicide et sporicide en 120 min - 7ml/m³ - 55°C. Virucide en 60 min - 7ml/m³ - 55°C.

Réf : 2122724

57,50€



4

Aérosept Optima 500* ANIOS

A Atomiseur autonome entièrement automatisé pour la désinfection des surfaces préalablement nettoyées. Pupitre opérateur tactile, démarrage différé et débit constant de produit. Traitement jusqu'à 300 m³.
Traçabilité sur clé USB et identification salle/intervenant par lecteur code-barres.
S'utilise avec ASEPTANIOS AD (bidon de 5 L).
Débit nominal : 1 l/h.
Alimentation : 240/110 V - 50/60 Hz - 5 A.
Conforme NF T 72-281 (nouvelle version).
Dim. L 35 x P 40 x H 90 cm.

Réf : 418000

5.740,00€

B Aseptanios AD 5L (2) : désinfection par voie aérienne des surfaces et du matériel médical préalablement nettoyés.

Le procédé ASEPTANIOS AD - AEROSEPT 500 est efficace selon la norme Française NF T 72-281 (bactéricide, mycobactéricide, fongicide, virucide, sporicide) - 7ml/m³ - 55°C.
La solution ASEPTANIOS AD est bactéricide (EN 1040, EN 1276, EN 13697), fongicide (EN 1275, EN 1650, EN 13697), mycobactéricide (EN 14348, EN 13697), virucide (EN 14476), sporicide (EN 13704).

Réf : 2122795UG

142,50€

Nettoyage et désinfection des surfaces



1 Lingettes Wip'Anios EXCEL (2) (3) ANIOS

Lingettes imprégnées d'une solution détergente et désinfectante pour le traitement des surfaces, des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs et pour l'essuyage des gaines à endoscope lors du traitement préliminaire avant immersion.

La solution d'imprégnation est :
 Bactéries : EN 13727 en 1 min. EN 16615 en 2 min. EN 13727 sur ERV, A. baumannii βLSE, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, K. pneumoniae OXA 48, SARM en 1 min.
 EN 13697 sur ERV, A. baumannii βLSE, E. coli OXA 48, SARM en 2 min.
 Levuricide : EN 13624, EN 16615 en 2 min.
 Moisissures : EN 1275, EN 13624, EN 13697 en 20 min.
 Virucide : EN 14476 : Adénovirus, Norovirus Murin en 30 min.
 PRV (virus modèle de HBV), BVDV (virus modèle de HCV), Vacciniavirus, HSV, Rotavirus en 1 min. Polyomavirus SV 40 en 5 min.

- A Le sachet de 50 lingettes.
 Réf : 2446424C2 8,50€
- B Le sachet de 100 lingettes.
 Réf : 2446655C4 14,90€
- C Le seau de 350 lingettes KING SIZE.
 Réf : 2446672MD 83,00€
- D Les 2 recharges de 350 lingettes KING SIZE.
 Réf : 2446673MD 142,50€
- E Le sachet de 25 lingettes EXCEL TRAVEL.
 Réf : 2617466FG 4,85€

2 Linget'Anios (2) (3) ANIOS

Lingettes imprégnées d'une solution nettoyante et désinfectante pour le traitement entre deux patients, des surfaces, des structures externes des équipements (respirateurs, générateurs d'hémodialyse...) et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs (stéthoscopes, sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes...). Agréablement parfumées.

La boîte de 120 lingettes dim. 19 x 13 cm.

La solution d'imprégnation est :
 Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 1276, EN 13697 en 1 min.
 Levures : EN 1275, EN 1650, EN 13624, EN 13697 en 5 min.
 Moisissures : EN 1275, EN 1650, EN 13624, EN 13697 en 15 min.
 Virus : HIV, Herpesvirus en 1 minute et Hépatite B en 15 min.

- A La boîte.
 Réf : 299421 8,65€
- B La boîte + 3 recharges.
 Réf : 299303 27,90€

3 Anios Quick'Wipes (2) (3) ANIOS

Lingettes imprégnées d'une solution désinfectante en 30 sec. pour les surfaces et dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés et résistants à l'alcool. Parfum Thé citron. Sans rinçage.

La boîte de 120 dim. 19 x 13 cm.

La solution d'imprégnation est :
 Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 14561, EN 13697, SARM selon EN 14561, Acinetobacter baumannii selon EN 13697 en 30 sec.
 Mycobactéries : Mycobacterium terrae : EN 14348, EN 14563 en 30 sec. Mycobacterium avium : EN 14348, EN 14563 en 5 min.
 Levures : Candida albicans : EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697 en 30 sec.
 Moisissures : Tricophyton mentagrophytes selon EN 14562 en 30 sec, Aspergillus niger : EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697 en 5 min.
 Virus : Adénovirus, HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus* Herpes-virus, Coronavirus, Rotavirus, Influenza virus A (H1N1) en 30 sec, Calicivirus Felin MNV en 5 min.

- Réf : 2333421BZ 9,10€



5 Aniosurf ND Premium (2) (3) ANIOS

Nettoyage et désinfection des sols, murs, matériel médical et dispositifs médicaux non invasifs (stéthoscopes, testeurs de glycémie, marteaux à réflexes...).

Existe en parfum agrumes, citron, fraîcheur et NPC (formule non parfumée, non colorée).

Bactéricide : EN 1040, EN 13727. Actif sur BMR et BHR selon EN 13727 en 15 min. Actif sur K. pneumoniae OXA 48 en 30 min, EN 13697 en 45 min.
 Mycobactéries : M. terrae selon EN 14348 en 240 minutes/2%. M. terrae selon EN 13697 en 240 min/0,5%.
 Levuricide : EN 1275, EN 13624, EN 13697 en 15 min.
 Moisissures : EN 13624, EN 13697 en 90 minutes à 0,5%.
 Virus : Selon EN 14476 : PRV virus modèle de HBV, BVDV (virus modèle HCV), Vacciniavirus, Herpesvirus en 5 min. Selon EN 14476 : Rotavirus en 60 min/1%.

- A Le flacon doseur de 1 litre parfum agrumes.
 Réf : 2436092 8,40€
- B Le bidon de 5 litres parfum agrumes.
 Réf : 2436036UG 35,00€
- C Les 500 doses de 20 ml parfum agrumes.
 Réf : 2436129FG 167,50€



4 Surfa'Safe Premium ANIOS

Mousse détergente désinfectante parfumée, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires. Le flacon de 750 ml.

- A Surfa'Safe Premium spray mousse compacte (pulvérisateur blanc) (2) (3).
 Réf : 2419544 9,75€
- B Surfa'Safe Premium spray mousse diffuse (pulvérisateur rouge) (2) (3).
 Réf : 2419326 9,75€
- C Surfa'Safe' R Premium Parfumé (2).
 Réf : 2478764GP 9,75€



1 Destructeurs d'odeurs Gamme Anios'R ANIOS

L'ANIOS'R détruit les mauvaises odeurs et parfume agréablement vos différentes surfaces et locaux. La version 5L permet un entretien régulier des chambres et parties communes en cabinets médicaux, maisons de retraite. L'ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur simple demande.

Disponible en flacon de 750 ml ou en bidon de 5 litres, parfum sun way ou fresh garden.

A Le destructeur d'odeur (1) : flacon de 750 ml parfum sun way.
Réf : 2110716 **8,90€**

B Le nettoyant désinfectant (2) : bidon de 5 litres parfum fresh garden.
Réf : 2113715 **34,10€**



2 ANIOS DTS (1) ANIOS

Nettoie et détache toutes les surfaces lavables : tâches d'encre, de feutres, de marker, de crayon, de stylo à billes, de peinture, de rouge à lèvres, de caoutchouc (semelles de chaussures, balles...), de tanin (vin, café, thé...), tâches tenaces sur paillasses, instrubacs... S'utilise sur les textiles avant lavage.

Le flacon de 750 ml.

Réf : 2319512UG **9,50€**

Mentions légales :

- (1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.
(2) Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
(3) Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d'information.
Dangereux - respectez les précautions d'emploi.



3 Aniospray Surf 29 (2) (3) ANIOS

Désinfection des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés (stéthoscopes, capteurs de pression, testeurs de glycémie, ...).

Solution prête à l'emploi : bactéricide et levuricide en 5 min à la dose de 80 ml/m² conformément à la norme NF T 72-281. Conforme aux normes d'efficacité antimicrobienne : Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 13697, NF T 72-281 en 5 min. Levures : EN 1275, EN 13624, EN 13697, NF T 72-281 en 5 min. Moisissures : EN 1275, EN 13624, EN 13697 en 30 min. Virus : PRV (virus modèle HCV), BVDV (virus modèle HBV), HSV, Vaccinia virus en 1 min.

A Le flacon de 1 litre.
Réf : 2421073 **10,70€**

B Le bidon de 5 litres.
Réf : 2421034 **37,90€**



4 ANIOS SPS Premium (2) ANIOS

Nettoyage, détartrage et désinfection des sanitaires, de toutes surfaces émaillées, inox ou plastiques.

Le flacon de 750 ml (spray).

Propriétés microbiologiques :
Bactéries : EN 1040, EN13697, EN 1276, EN 13727 en 5 min.
Levures : EN 1275, EN 1650, EN 13624, EN 13697 en 15 min.
Moisissures : EN 1275, EN 13697 : 15 minutes et EN13624 en 60 min.
Virus : Selon EN 14476 : BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV en 5 min.

Réf : 2201515 **7,80€**



5 Aniosept 41 Premium Menthe (2) ANIOS

Désinfection rapide du matériel et des surfaces dans les services médicaux et paramédicaux, services de soins... Désinfection du mobilier, literie, fauteuil... Désodorisation d'atmosphère. Adapté à la salle d'attente.

Le pulvérisateur de 400 ml.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide en 5 min, 20°C (EN 1040, EN 13727, EN 13697).
Mycobactéricide en 15 min, 20°C (EN 14348, EN 13697).
Fongicide en 15 min, 20°C (EN 1275, EN 13624, EN 13697).
Actif sur virus en 1 min, 20°C, sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus, Vaccinia virus.

Réf : 2466330 **10,70€**



6 Insectanios (2) ANIOS

Permet l'éradication des insectes rampants, volants et acariens, associant rapidité d'action et rémanence.

Particulièrement efficace sur le Sarcopite de la Gale.

Le flacon de 750 ml avec pulvérisateur.

Réf : 100114 **11,60€**



1 Aniosyme DD1 (3) ANIOS

Nettoyage renforcé et pré-désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale, des dispositifs médicaux et du matériel endoscopique. Nettoyage en bacs à ultrasons. Ramassage de l'instrumentation souillée.

Propriétés microbiologiques :
Bactéries : EN 1040, EN 13727 (conditions de saleté : albumine et érythrocytes SARM (EN 13727) en 5 min.
Mycobactéries : Mycobacterium tuberculosis (B.K.) en 5 min.
Levures : EN 1275, EN 13624 en 5 min.
Virus : HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpes virus, Influenza virus A [H1N1], Vaccinia virus en 5 min.

- Ⓐ Le bidon doseur de 1 litre.
Réf : 1200095 21,20€
- Ⓑ Le bidon de 5 litres.
Réf : 1200036 85,00€
- Ⓒ Les 200 doses de 25 ml.
Réf : 1200097 125,00€



2 Aniosyme X3 (3) ANIOS

Nettoyage renforcé et pré-désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale et du matériel d'endoscopie. Nettoyage en bacs à ultrasons.

Propriétés microbiologiques :
Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 14561, BMR selon EN 13727 : 5 min à 0,5%.
Levures : EN 1275, EN 13624, EN 14562 : 5 min à 0,5%.
Virus : Selon EN 14476 : actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), Herpesvirus, BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus en 5 min à 0,5%.

- Ⓐ Le bidon doseur de 1 litre.
Réf : 2633095UG 22,60€
- Ⓑ Le bidon de 5 litres.
Réf : 2633036UG 89,00€
- Ⓒ Les 200 doses de 25 ml.
Réf : 2633097FG 134,50€



3 Aniosyme P.L.A. II (3) ANIOS

Nettoyage et pré-désinfection tri-enzymatique des dispositifs médicaux : ramassage de l'instrumentation souillée, nettoyage manuel avant stérilisation, nettoyage en bacs à ultrasons, en machine à laver l'instrumentation.
Le seau de 2 kg.

Propriétés microbiologiques :
Bactéries : EN 1040, NF T 72-170 (conditions de saleté) - 5 min. EN 13727 (conditions de saleté) - 15 min.
Levures / Moisissures : EN 1275 (Candida albicans) - 5 min.
EN 1275 (Aspergillus niger), EN 13624 - 15 min.
Virus : HIV-1, PRV (virus-modèle HBV) ; Herpes virus, Rotavirus - 5 min

Réf : 1307060 46,20€



4 Anios'Clean Excel D (3) ANIOS

Nettoyage et pré-désinfection de l'instrumentation médicochirurgicale, des dispositifs médicaux, des instruments thermosensibles et du matériel d'endoscopie. Ramassage de l'instrumentation souillée. Egalement disponible en doses de 25 ml.

Propriétés microbiologiques :
Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 14561 en 5 min - 0,5%. EN 13727 sur BMR en 15 min - 0,5%.
Mycobactéries : EN 14348, EN 14563 (M. terrae) en 60 min - 2%.
Levures : EN 1275, EN 13624, EN 14562 en 15 min - 0,5%.
Virus : PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), HSV, Vaccinia virus, HIV-1 en 5 min - 0,5%.

- Ⓐ Le bidon doseur de 1 litre.
Réf : 2416095UG 21,60€
- Ⓑ Le bidon de 5 litres.
Réf : 2416036UG 86,50€

Désinfection des instruments



1 Stéranios 2% (3) ANIOS

Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible. Temps de contact : 10 min (1 h sporicide).

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide en 5 min, 20°C (EN 13727, EN 14561). Actif sur SARM en 5 min, 20°C (EN 13727). Mycobactéricide en 10 min, 20°C (EN 14348, EN 14563). Fongicide en 10 min, 20°C (EN 13624, EN 14562).

Virucide en 10 min, 20°C (EN 14476). Sporicide en 1h, 20°C (NF T 72-230, T 72-301 (C.difficile)).

- Ⓐ Le bidon de 2 litres.

Réf : 382062

9,70€

- Ⓑ Le bidon de 5 litres.

Réf : 382047

22,50€

2 Anioxyde 1000 (3) ANIOS

Désinfection de haut niveau du matériel chirurgical, médical, du matériel d'endoscopie, du matériel thermosensible et des dispositifs médicaux. Le bidon de 5 litres.

Propriétés microbiologiques :

Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 14561 en 5 min.

Mycobactéries : EN 14348, EN 14563 en 5 min.

Levures /Moisissures : EN 1275, EN 13624, EN 14562 en 5 min.

Virus : EN 14476 : Poliovirus, Adenovirus, Norovirus Murin en 5 min.

Spores : EN 14347 : Bacillus subtilis, Bacillus cereus. EN 13704 (5 log) :

Bacillus, subtilis, Bacillus cereus, Clostridium sporogenes, Clostridium difficile

en 5 min.

Réf : 1081299UG

50,90€



Mentions légales :

- (1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.
 (2) Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
 (3) Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d'information.
 Dangereux - respectez les précautions d'emploi.



3 Instrubac ANIOS

Bacs de trempage pour le ramassage, la pré-désinfection et la désinfection de l'instrumentation. Plusieurs tailles disponibles. Avec ou sans fente. Avec panier et couvercle.

- Ⓐ Le bac de 2 litres, couvercle plein.

Réf : 404039

49,00€

- Ⓑ Le bac de 10 litres.

Réf : 404002NM

105,90€

- Ⓒ Le bac à ultrasons de 3 litres.

Réf : 404440

726,50€

4 Bacs à ultrasons SONICA ANIOS

Un parfait nettoyage même des objets qui ont des impuretés les plus tenaces situées dans des cavités que l'on ne peut pas nettoyer manuellement.

Minuterie manuelle de 0 à 15 mn + Position manuelle.

Aiguille de puissance ultrasonique : 260 W.

Chauffage fixe à 60 °C - P : 305 à 355 W.

Transducteurs : 4.

Fréquence : 40 KHz.

Livré avec 1 KIT comprenant : support 4 bécards, 4 bécards, couvercle en acier inox et tamis.

Disponible en bacs de 3, 6 ou 9,5 litres et jusqu'à 130 litres sur demande.

Réf : 2200M

à partir de 880,90€

Le bac de 3 litres.



1

Lessive atomisée désinfectante (2) ANIOS PRO

Lavage et désinfection du linge, tous textiles : blancs, couleurs, cotons et synthétiques, dès 40° même en eau très calcaire. Procure d'excellents résultats grâce à sa haute concentration en agents de blanchiment, enzymes, tensio-actifs et agents alcalins. Le sac de 15 kg.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 1276 en 15 min à 40° avec une concentration 10 g/l.
Bactéricide EN 1276 sur souches sauvages.

Réf : 100191FG

71,90€



The natural way of Sweden.



2

Eliminateur d'odeurs atomiseur MEDI-AIRE ARPEGE SANTE par SISSEL

Il permet l'élimination des mauvaises odeurs biologiques (incontinence, vomissement, sanitaires, tabac) en laissant un parfum agréable et durable. Le pulvérisateur de 29 ml parfum inodore, air frais ou citron.

Réf : A41.201

Le pulvérisateur citron.

10,90€



3

Aérosol bactéricide auto-percutant RONT

Stoppe la prolifération des micro-organismes. Volume traité : 150 m³ pour 210 ml.

A Aérosol de 75 ml.

Réf : 9044

8,10€

B Aérosol de 210 ml.

Réf : 9020

6,70€



4

Aérosol bactéricide menthe RONT

Elimine les mauvaises odeurs tout en stoppant la prolifération des micro-organismes. Normes : AFNOR72-151. L'aérosol de 1000 ml.

Réf : 9040

9,75€



5

Aérosol destructeur d'odeurs RONT

Brise durablement la molécule responsable de la mauvaise odeur et dégage un parfum orangé.

L'aérosol de 1000 ml.

Réf : 9046

15,00€



1 Alcool isopropylique 70% RONT

Désinfectant cutané (peau saine) et de surface. Évite le phénomène d'évaporation. Permet une souplesse et sûreté d'utilisation.

- Ⓐ Le pulvérisateur de 50 ml.
Réf : 4154 5,90€
- Ⓑ Le pulvérisateur de 100 ml.
Réf : 4254 6,25€
- Ⓒ Le distributeur à pression (sans gaz) 500 ml.
Réf : 24054 19,60€
- Ⓓ La recharge de 500 ml pour distributeur à pression.
Réf : 24055 8,70€
- Ⓔ Le bidon de 2 L.
Réf : 24056 14,10€
- Ⓕ Le blister de 10 sachets de lingettes individuelles.
Réf : 230601 2,10€



2 Lingettes Assept RONT

Imprégnées d'une lotion bactéricide, fongicide et virucide pour nettoyer les mains, les surfaces et les objets exposés aux souillures.

- Ⓐ La boîte de 40 lingettes.
Réf : 2210 5,50€
- Ⓑ La boîte de 100 lingettes.
Réf : 2110 7,90€



3 Lingettes nettoyant corporel RONT

Nettoie et rafraîchit, pratique en toutes circonstances. Usage cutané sans rinçage. La boîte de 250 lingettes.

- Ⓐ Réf : 230658 21,50€



4 Arnica RONT

Calme la douleur et évite l'apparition d'hématome suite aux petits chocs de la vie quotidienne. Appliquer en massage léger, non gras.

- Ⓐ Le tube de crème de 50 g.
Réf : 4085 5,70€
- Ⓑ Le blister de 10 sachets trio.
Réf : 230801 4,95€



5 Aérosol froid mentholé RONT

Provoque un écart thermique instantané lors des interventions sur les terrains de sports (football, rugby, volley ball...), spray apaisant.

- Ⓐ L'aérosol de 110 ml.
Réf : 4060 4,80€
- Ⓑ L'aérosol de 520 ml.
Réf : 4090 6,55€



6 Traitement anti-gale RONT

Permet d'éradiquer la gale de tous les textiles contaminés. Protège la zone traitée pendant plusieurs semaines. L'aérosol de 520 ml.

- Ⓐ Réf : 7620 9,50€



1 Sérum physiologique** GILBERT HEALTHCARE

Conseillé chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte pour l'hygiène nasale et oculaire, le rinçage auriculaire, le lavage des plaies et l'inhalation en aérosolthérapie.

A Les 30 doses de Sérum physiologique de 5 ml.

Réf : 612711 2,60€

B La boîte de 60 x 10 ml de Chlorure de sodium stérile 0,9% pour l'hygiène nasale et le lavage des plaies.

Réf : 612710 10,10€

C La boîte de 32 x 50 ml de Chlorure de sodium stérile 0,9% pour le lavage des plaies.

Réf : 612719 17,00€



2 Alcool modifié 70%* GILBERT HEALTHCARE

Désinfection de la peau saine.

A Le flacon de 125 ml.

Réf : 612712 1,45€

B Le flacon de 250 ml.

Réf : 612705 1,80€

C Le flacon de 500 ml.

Réf : 612706 2,60€



3 Chlorhexidine alcoolique incolore 2%* GILBERT HEALTHCARE

Désinfection de la peau saine. Désinfection des robinets, des embouts de flacons et bouchons obturateurs avant manipulation.

A Le flacon de 125 ml.


Réf : 613742 4,90€

B Le flacon de 250 ml.

Réf : 613743 7,00€

C Le flacon de 500 ml.

Réf : 613744 10,60€



4 Chlorhexidine aqueuse 0,2 %* GILBERT HEALTHCARE

Solution désinfectante, action bactéricide et levuricide, conforme aux normes EN 1040 et EN 1275.

A Le pulvérisateur de 100 ml. Pour un soin sans contact cutané.

Réf : 613711 3,55€

B Les 10 unidoses stériles de 5 ml.

Réf : 612707 2,20€



5 Eau oxygénée 10 vol. GILBERT HEALTHCARE

Hygiène de la peau. Le flacon de 250 ml.

Réf : 612708 2,00€



6 Eosine aqueuse 2%** GILBERT HEALTHCARE

Solution asséchante pour l'érythème fessier et le cordon ombilical. Les 10 unidoses de 2 ml.

Réf : 612709 2,10€



1 Autoclave Cominox Sterilclave ANIOS

Autoclave de stérilisation à cycles de Type B. Large écran rétro éclairé LCD, navigation facile grâce à des menus déroulants. Cycle programmable par l'utilisateur. Départ différé programmable. Cuve en acier INOX AISI - Garantie 10 ans. Réservoirs d'eau 100 % en acier INOX pour éviter le développement de micro-organismes. Carte SD de série pour l'enregistrement de toutes les informations de l'autoclave. Logiciel dédié Cominox Reader pour extraction des données par USB. Normes : EN 13060.

- A L'autoclave 18 litres.
 Réf : 404441 4.200,00€
- B L'autoclave 24 litres.
 Réf : 404442 4.854,00€

2 Autoclave Classe B MIDMARK par PROMOTAL

Autoclave de classe B. Certifié ISO 9001 et UNI EN ISO 13485. Fermeture de porte automatique. Traçabilité des données et imprimante intégrée. Impression automatique du cycle de stérilisation. Cycles test Bowie et Dick, Hélix et test de vide. Cycle de stérilisation préprogrammé. Remplissage/vidange en eau par pompe automatique. Porte plateau réversible. Livraison et installation comprises. Garantie 2 ans (pièces/main d'œuvre et déplacement).

- A Modèle 6 litres.
 Réf : SPEEDY B6 3.698,00€
- B Modèle 18 litres.
 Réf : B18 4.632,00€
- C Modèle 18 litres avec traçabilité intégrée (port USB).
 Réf : B18USB 4.836,00€
- D Modèle 23 litres.
 Réf : B23 5.254,00€

3 Démminéralisateur AQUAMED MIDMARK par PROMOTAL

Démminéralisateur d'eau pour autoclave équipé de 2 cartouches filtrantes. Facile d'utilisation.

- A Le déminéralisateur.
 Réf : AQMED668 389,00€
- B La cartouche filtrante de recharge.
 Réf : IDR010011 52,00€



4 Tests Bowie et Dick MEDISTOCK

Tests quotidiens à réaliser en début de journée pour le contrôle du bon fonctionnement des stérilisateur à vapeur d'eau. Tests à usage unique. Conformés aux normes EN867-1 et EN 867-4. 134°- 3,5 mm - Validité 5 ans. Les 20 tests.

Réf : E5100 72,00€

5 Tests Helix MEDISTOCK

Contrôle la capacité de l'autoclave de classe B à stériliser des objets creux de type A (cavités profondes et étroites). Conforme aux normes EN867-5 (classe B) et ISO 1114. 0-1 (classe 6). La boîte de 100 indicateurs + 1 dispositif.

Réf : E5115 57,50€

6 Tests EC Prion 98.6 MEDISTOCK

Indicateur de stérilisation d'autoclave, évaluation de 3 paramètres : température, temps et vapeur d'eau saturée. Test à usage unique. Virage du jaune au noir/gris à 134°C pendant 18 minutes. La boîte de 250 tests.

Réf : E5116 45,90€



1

Sachets de stérilisation autocollants Stéri-tov MEDISTOCK

Pour chaleur humide, fabriqués à partir d'un film polyéthylène transparent et d'une feuille de papier blanc isolant et étanche.
Normes : Din 58953, Pharmacopée 589, BS 6256, EN 868-3.
Scellement parfait du sachet grâce aux deux couches d'adhésif sur le rabat. Témoin de stérilisation intégré.
Autres dimensions disponibles.
La boîte de 200 sachets.

Ⓐ Dim. 60 x 100 mm.	
Réf : E5010	6,30€
Ⓑ Dim. 90 x 250 mm.	
Réf : E5011	9,55€
Ⓒ Dim. 140 x 260 mm.	
Réf : E5012	14,90€

2

Sachets de stérilisation à souder MEDISTOCK

Ces sachets doivent être scellés à la thermosoudeuse avant la stérilisation en autoclave. Fabriqués à partir d'un film polyéthylène transparent et d'une feuille de papier blanc isolant et étanche.
Normes : Din 58953, Pharmacopée 589, BS 6256, EN 868-3.
Témoin de stérilisation intégré.
Autres dimensions disponibles.
La boîte de 200 sachets.

Ⓐ Dim. 75 x 150 mm.	
Réf : E5024	6,90€
Ⓑ Dim. 100 x 250 mm.	
Réf : E5028	11,90€
Ⓒ Dim. 150 x 200 mm.	
Réf : E5030	14,70€



3

Gaines de stérilisation MEDISTOCK

Pour chaleur humide, fabriquées à partir d'un film polyéthylène transparent et d'une feuille de papier blanc isolant et étanche.
Normes : Din 58953, Pharmacopée 589, BS 6256, EN 868-3 à EN868-8.
Leur qualité de fabrication assure un soudage résistant et les rendent facilement pelables.
Témoin de stérilisation intégré.
Autres dimensions disponibles.
Le rouleau de 200 m.

Ⓐ Dim. 50 mm x 200 m.	
Réf : E5001	12,50€
Ⓑ Dim. 75 mm x 200 m.	
Réf : E5002	16,70€
Ⓒ Dim. 100 mm x 200 m.	
Réf : E5003	21,30€

4

Thermosoudeuse manuelle MIDMARK par PROMOTAL

Gaines de stérilisation faciles à mettre en place. Bonne visibilité de la zone de coupe.
Contrôle électronique des résistances.
Dim. (hors tout) L 40 x H 17 x P 40 cm.
Poids 8 kg. Puissance 320 W. Largeur de soudure 12 mm.
Longueur de soudure 320 mm.

Réf : SEALM668	713,00€
----------------	---------

Diagnostic

Professionnels & Collectivités



Stéthoscopes	72 à 74
Tensiomètres	75 à 79
Moniteurs de constantes	80
Oxymètres de pouls	81
ORL	82 à 84
Spirométrie, audiométrie	85
Dopplers, échographes	86
Tests, glycémie, diabète	87
Petit équipement	88 à 90
Toises et pesage	91 à 97
Éclairage médical	98 à 99
Négatoscopes	100 à 101
Electrodes et gels	102 à 103
Electrocardiographes, bladder scanner	104 à 105
Papiers imagerie	106 à 107
Optométrie	108

3M



1
Stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III™
3M FRANCE

Pour l'auscultation des enfants et des adultes.
Pavillon double, haute qualité acoustique, membrane double fréquence en une seule pièce, facile à fixer et à nettoyer grâce à sa surface lisse et sans aspérité.
Tubulure à simple conduit, nouvelle génération, plus résistante aux fluides cutanés et à l'alcool pour une plus longue durée de vie.
Lyre légère et orientée, embouts auriculaires conformables et lisses.
Coloris : bordeaux, noir, bleu marine, framboise, chocolat, lavande, turquoise, citron vert, émeraude, rose, Black Edition et Edition Cuivre.

Réf : 5620

Le stéthoscope noir.

à partir de 117,60€



2
Stéthoscope Allegro
COLSON

Stéthoscope double pavillon + 1 cône.
Utilisation adulte et pédiatrique.
2 membranes acoustiques haute résolution.
Multifréquences, par pression sur la peau ou par rotation du récepteur.
Bague anti-froid sur chaque pavillon.
Ressort de lyre intégré à la tubulure.
Double tubulure pour une meilleure isolation des bruits parasites.

Réf : CC1505004

105,50€

Riester
The familiar way

PROMOTAL



3
Stéthoscope Duplex 2.0
RIESTER par PROMOTAL

Pavillon double de précision (membrane et pavillon) avec système acoustique innovant et membrane spéciale pour une acoustique précise. Bagues anti-froid, lyres anatomiques sans latex. Pavillon en inox ou aluminium.
Coloris noir, blanc, bleu, rouge ou vert.
Fabriqué en Allemagne.
Egalement disponible en pavillon acier et en modèle pédiatrique.

Réf : 4200-02

à partir de 51,00€

Le stéthoscope Aluminium coloris blanc.



Spengler
FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1907



4
Stéthoscope Magister®
Adulte
SPENGLER

Pour le généraliste et l'auscultation polyvalente. Pavillon double en acier inoxydable, membrane multifréquences.
Lyre orientée avec ressort intégré, embouts souples vissés.
7 coloris au choix, dont 3 nacrés (gris, rose et vert).
Egalement disponible en modèle pédiatrique.

Réf : 507 200

61,00€

Le stéthoscope noir.

COLSON®



5
Stéthoscope Maestro II
COLSON

Stéthoscope double pavillon.
Membrane acoustique multifréquences haute résolution.
Récepteur en acier inoxydable double pavillon.
Bague anti-froid sur chaque pavillon.
Ressort de lyre intégré à la tubulure.
3 jeux d'embouts auriculaires (adulte, pédiatrique, nourrisson).

Réf : CC1305004

69,90€



1
**Stéthoscope 3M™ Littmann®
Cardiology IV™
3M FRANCE**

Double pavillon, membrane double fréquence pour entendre les hautes et basses fréquences sans changer de foyer d'auscultation. Membrane en une seule pièce, facile à fixer et à nettoyer grâce à sa surface lisse et sans aspérité. Côté pédiatrique polyvalent transformable en cloche traditionnelle (bague anti-froid). Tubulure à double conduit pour une meilleure isolation des bruits parasites. Nouvelle génération de tubulure plus résistante aux fluides cutanés et à l'alcool. Indicateur pour spécification du côté ouvert. Lyre légère, orientée selon l'anatomie auriculaire. Embouts auriculaires additionnels. Plusieurs coloris disponibles.

Réf : ST6158F à partir de 252,00€
Le stéthoscope framboise.



2
**Stéthoscope Cardio Prestige
SPENGLER**

Stéthoscope 4 en 1 pour les cardiologues et les pneumologues. Double pavillon en acier inox. Petit pavillon pouvant être équipé au choix d'un pavillon cloche (adulte ou enfant) ou d'un pavillon avec membrane. Membranes multifréquences. Tubulure courte à double conduit. Lyre orientée avec ressort intégré et embouts souples vissés. Livré avec 2 pavillons cloche (grand et petit) et 2 pavillons avec membrane.

Réf : 506 000 164,00€



Spengler
FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1907

Riester
The familiar way



3
**Stéthoscope Cardiophon 2.0
RIESTER par PROMOTAL**

Pour l'auscultation des adultes et des enfants. Pavillon double grande précision remanié en acier inoxydable avec système acoustique innovateur, double membrane, bague antifroid, lyres anatomiques, tubulure en Y à voies séparées de transmission sonore pour l'oreille gauche et l'oreille droite. Acoustique extraordinaire dans la plage de fréquences de 200 à 500 Hz et très bonne capacité de transmission sonore du tube stéthoscope. Fabriqué en Allemagne. Disponible en noir, bleu ou Bourgogne.

Réf : 4240-01 136,00€
Le stéthoscope noir.

COLSON®

3M



4
**Stéthoscope 3M™ Littmann®
Master Classic II™
3M FRANCE**

Pavillon unique monobloc, membrane double fréquence, tubulure simple. Bague anti-froid, lyre orientée et légère. 10 coloris disponibles.

Réf : 2147 119,40€
Le stéthoscope bleu marine.



5
**Stéthoscope Cardio Sonic®
SPENGLER**

Pour les cardiologues et les pneumologues. Pavillon simple en Zamac chromé. Récepteur ergonomique multifréquences. Tubulure courte à double conduit pour une haute performance acoustique. Lyre orientée avec ressort intégré, embouts souples vissés. Membrane ovale multifréquences.

Réf : 507 000 92,00€



6
**Stéthoscope Tempo
COLSON**

Stéthoscope simple pavillon. Haute qualité acoustique grâce à la membrane multifréquences permettant d'écouter les sons de hautes et de basses fréquences, par simple pression sur le pavillon. Pavillon unique en zinc traité anticorrosion. Equipé d'une bague anti-froid. Ressort de lyre intégré à la tubulure. 3 jeux d'embouts auriculaires.

Réf : CC1003004 69,90€



Stéthoscopes



Spengler
FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1907



1

Stéthoscope Pulse® SPENGLER

Pour la prise de tension quotidienne. Pavillon simple ou double, membrane haute résolution en résine époxy, lyre orientée avec ressort intégré. En alliage de zinc chromé. Tubulure, embouts souples vissés, bague anti-froid et récepteur assortis. 7 coloris au choix, dont 3 nacrés (gris, vert et rose).

- A Pavillon simple rose bougainvillier.

Réf : 507 523

25,50€

- B Pavillon double vert lagon.

Réf : 507 428

34,90€

2

Stéthoscope Laubry® SPENGLER

Pour l'auscultation générale et la prise de tension. Pavillon simple et lourd (107 g) à la forme élégante et profilée. En laiton chromé.

- A LAUBRY® : membrane acoustique haute résolution en résine époxy, lyre orientée et embouts souples vissés. Coloris noir, marine ou rouge.

Réf : 507 308

53,50€

- B LAUBRY® Clinic : spécial hôpital. Système d'obturation des embouts auriculaires intégré. Décontamination du pavillon dans les solutions de désinfection : idéal kits d'isolement septique et lutte contre les contaminations croisées.

Réf : 507 349

54,90€

COLSON® 2 ans



3

Stéthoscope Basic COLSON

Récepteur Ø 47 mm. Bague anti-froid, lyre indépendante. Plusieurs coloris disponibles.

- A Simple pavillon noir.

Réf : CC1101004

16,70€

- B Double pavillon noir.

Réf : CC1102004

27,20€

4

Stéthoscope Bibop COLSON

Stéthoscope en acier inoxydable. Ludique et idéal pour l'auscultation des enfants. Livré avec 7 têtes d'animaux facilement interchangeables. Pavillon simple, membrane acoustique haute résolution, bague anti-froid, embouts souples. Coloris vert, ciel ou jaune.

Réf : CC1000009

Le stéthoscope jaune.

40,20€

5

Stéthoscope Classique COLSON

Stéthoscope en laiton chromé, pour adulte (Ø 47 mm). Bague anti-froid. Livré avec 3 paires d'embouts différents. Plusieurs coloris disponibles.

- A Simple pavillon marine.

Réf : CC1201001

28,40€

- B Double pavillon marine.

Réf : CC1202001

41,00€



1
Lian® Nano Shockproof
SPENGLER

Tensiomètre grand cadran livré sous trousse, idéal pour les infirmières et les collectivités.
Boîtier ABS double coque résistant aux ondes de choc. Léger et robuste.
Poire confortable en PVC.
Avec raccord rapide en métal à vis.
Brassards nylon Oxford gris ou noir, coton motifs ou Clinic®.
Tailles XXS à XL.

Réf : 513 210 à partir de **71,00€**
Avec brassard nylon noir adulte (M).



2
Shockproof Vaquez Laubry®
Nano
SPENGLER

Tensiomètre manobrassard léger et résistant livré sous trousse.
Grand cadran léger en ABS et résistant aux chocs.
Robinet de décompression en métal.
Poire grand volume.
Sans latex, il convient à un usage en cabinet ou en collectivités.
Brassard nylon Oxford indéformable avec support de manomètre en croûte de cuir.
Tailles L, M et S.

Réf : 512 210 à partir de **82,50€**
Avec brassard noir adulte (M).



3
Lian® Métal Ambidextre
SPENGLER

Ambidextre. Boîtier métal, grand écran.
Protège manomètre en PVC souple.
Cuillère de maintien/poire ergonomiques.
Brassard avec raccord rapide métal à vis.
Livré en trousse nylon.
Brassards nylon gris ou émeraude, coton rouge, gris ou motifs ou Clinic®.
Tailles XXS à XL.


Réf : 521 317 à partir de **95,90€**
Avec brassard velcro coton rouge adulte (M).



4
Shockproof Vaquez - Laubry®
Classic
SPENGLER

Tensiomètre manobrassard livré sous trousse.
Grand cadran en métal, anticorrosion, résistant aux chocs.
Protège manomètre en mousse amovible.
Support de manomètre en cuir pleine fleur.
Disponible en version sangles ou velcro.
Brassard coton coloris marine, gris ou rouge.
Tailles S, M et L.

Réf : 518 012 à partir de **109,90€**
Avec brassard marine adulte (M).



5
Vaquez - Laubry® Clinic®
SPENGLER

Idéal en collectivité.
Décontaminable par immersion et résistant aux chocs.
Il est particulièrement indiqué pour les isollements septiques.
Aide à lutter efficacement contre les infections nosocomiales.
Grand cadran en ABS, poire grand volume.
Normes : EN 868-1.
Tailles S, M et L.

Réf : 514 201 à partir de **121,50€**
Taille M (adulte).



6
Maxi+2®
SPENGLER

Spécial hôpitaux et cabinet médicaux.
Tensiomètre à cadran géant (167 mm), lisible sous tous les angles.
Panier porte-brassard, tube spiralé extensible à 3 m.
Fixe, il devient orientable en quelques secondes.
Version multi support, raccords rapides et clamp, boîtier métal indéformable et anticorrosion.
Brassard nylon ou Clinic®.
Disponible en version multibrassard tailles S, L et M.

A Avec brassard nylon gris adulte (M).
Réf : 522 001 à partir de **144,50€**
B Multi support avec brassard clinic décontaminable par immersion adulte (M).
Réf : 522 601 à partir de **169,00€**



Tensiomètres manopaires

COLSON® CE



1

Duo COLSON

Grand cadran de 63 mm. Système aiguille / graduation optimisé pour améliorer la lisibilité. Vanne de décompression et système de mesure protégés par un micro filtre. Bloc manométrique indépendant du brassard, avec bague de protection. Design poignée/cuillère optimisé pour un gonflage rapide du brassard. Décompression progressive et contrôlée par robinet. Livré avec trousse de rangement. Brassard polyamide.

- A Avec brassard polyamide bleu taille adulte.
Réf : CC3090001 75,90€
- B Avec brassard polyamide blanc taille obèse.
Réf : CC3090101 80,90€



2

Kypia COLSON

Tensiomètre manopaire anéroïde précis et confortable d'utilisation. Cadran de 58 mm, boîtier en ABS léger et robuste, bague antichoc et poire ergonomique grand volume permettant une prise en main agréable et un gonflage aisé. Brassard en polyamide, pré-calibré. Livré avec une trousse de rangement.

- A Avec brassard bleu taille adulte.
Réf : CC3202001 68,50€
- B Avec brassard bleu taille obèse.
Réf : CC3202301 74,50€
- C Avec brassard bleu taille enfant.
Réf : CC3202500 74,50€



3

Baltéa COLSON

Tensiomètre manopaire anéroïde léger, résistant et simple d'utilisation. Cadran de 63 mm, boîtier en ABS léger et robuste, bague antichoc et poire ergonomique avec cuillère métallique permettant une prise en main agréable et un gonflage optimisé. Disponible avec différents types de brassards lavables : adulte/obèse, enfant/nourrisson. Livré avec une trousse de rangement.

- A Avec brassard bleu taille adulte.
Réf : CC3080101 82,50€
- B Avec brassard bleu taille obèse.
Réf : CC3081601 87,50€
- C Avec brassard à motifs taille enfant.
Réf : CC3080500 87,80€



WelchAllyn FRAFITO
CONSORT MEDICAL



4

Anéroïde intégré DS44 DuraShock WELCH ALLYN par FRAFITO

Précis et fiable, il allie la technologie révolutionnaire sans engrenage à la résistance aux chocs de 76 cm pour un étalonnage durable. Fourni avec étui et brassard adulte. Options : brassard cuisse et brassard bras taille nourrisson à large adulte. Garantie sur l'étalonnage : 5 ans.

- Réf : WEL039 85,00€



5

Anéroïde à vis DuraShock WELCH ALLYN par FRAFITO

Précis et fiable, il allie la technologie révolutionnaire sans engrenage à la résistance aux chocs (76 cm sur le DS55 et 150 cm sur le DS48A Tycos) pour un étalonnage durable. Fourni avec étui et brassard adulte. Options : brassard cuisse et brassard bras taille nourrisson à large adulte. Coloris DS55 : noir, jaune, bleu ou rouge. Garantie sur l'étalonnage : 10 ans sur le DS55 et à vie sur le DS48A Tycos.

- A Le tensiomètre DS55.
Réf : WEL043 109,00€
- B Le tensiomètre DS48A Tycos.
Réf : WEL041 145,00€



6

Anéroïde à gâchette DS65 DuraShock WELCH ALLYN par FRAFITO

Précis et fiable, il allie la technologie révolutionnaire sans engrenage à la résistance aux chocs de 76 cm pour un étalonnage durable. Fourni avec étui et brassard adulte. Options : brassard cuisse et brassard bras taille nourrisson à large adulte. Garantie sur l'étalonnage : 10 ans.

- Réf : WEL046 110,00€

Tensiomètres manopaires

Riester
The familiar way

PROMOTAL



1

E-mega RIESTER par PROMOTAL

Grand cadran et graduations optimisées pour une lecture facile, brassard stérilisable sans poche et sans latex. Boîtier en polycarbonate très résistant. Livré dans un étui vinyle à fermeture éclair. Cadran blanc ou noir.
6 tailles de brassard velcro : du nouveau-né à l'adulte.
Fabriqué en Allemagne.

Réf : 1370-150 à partir de **61,00€**
Avec brassard adulte, cadran blanc.

2

Ri-san RIESTER par PROMOTAL

Tensiomètre avec cadran très lisible 64 mm, valve de décompression précise et robuste activable à un seul doigt, poire de gonflement sans latex, membrane en cuivre-béryllium trempé.
Construction symétrique ergonomique pour droitier ou gaucher.
Brassard à velcro ou à crochets gris, bleu, safran ou vert.
6 tailles de brassard : du nouveau-né à l'adulte.
Fabriqué en Allemagne.

Réf : R1512 à partir de **68,00€**
Le tensiomètre anodisé.

3

R1 Schock Proof RIESTER par PROMOTAL

Le standard pour les tensiomètres anéroïdes ! Gonflage rapide, ouverture facile de la valve de décompression et garanti antichoc jusqu'à 1,20 m de chute. Boîtier ABS, brassard nylon.
Livré dans un étui vinyle à fermeture éclair. Coloris cadran : blanc ou noir.
Types de brassards : désinfectable, velcro, enveloppant.
3 tailles de brassard : de l'enfant à l'adulte.
Fabriqué en Allemagne.

Réf : 1250-107 à partir de **98,00€**
Avec brassard velcro adulte, cadran noir.

boso

HOLTEX⁺



4

Varius BOSO par HOLTEX

Tensiomètre manopaire maniable avec large molette de décompression pour dégonflage rapide.
Brassard velcro adulte simple tubulure et corps du manomètre en plastique résistant aux chocs.
Cadran de 60 mm de diamètre.

Réf : DBVARI01 **47,00€**

5

Clinicus I BOSO par HOLTEX

Pour usage hospitalier avec raccord latéral. Idéal lors de changement fréquent de brassard.
Tubulure simple. Manomètre insensible aux surpressions simple.
Corps et bague de protection du cadran en plastique résistant aux chocs.
Livré avec un brassard velcro adulte 22-32 cm et un étui.
Coloris : noir, bleu, vert ou rouge.
Plusieurs tailles de brassard en option.

Réf : DBCLIN01_B **56,00€**
Coloris bleu.

6

Tensiomètre oscillophone BOSO par HOLTEX

Tensiomètre mono-brassard velcro adulte double tubulure et étui.
Diamètre cadran 60 mm.
Manomètre insensible aux surpressions.

Réf : DBOSCI01 **68,00€**

Diagnostic



Tensiomètres bras électroniques

COLSON



1
Rossmax CH155f
COLSON

Indicateur de risque d'hypertension et détecteur d'arythmie cardiaque.
Niveau de gonflage/dégonflage adapté à chaque mesure.
Détecteur de mouvement.
Mémoire de 90 mesures.
Inclus : piles, brassard, mode d'emploi, housse de transport.

Réf : CC5827300 47,50€

NISSEI **FRAFITO**
DIAGNOSTIC S. COMPANY MEDICAL



2
DS 1011
NISSEI par FRAFITO

Grand écran, simple d'utilisation.
Détecteur de pulsations irrégulières.
Système de mesure pendant le gonflage pour un confort idéal.
60 mesures, gestion de la prise de tension et de la mémoire pour 2 utilisateurs.
Circonférence bras : 22 à 42 cm.
Affichage de la tension suivant la classification OMS.
Normes : validation clinique ESH-IP-BHS-ANSM.

Réf : NIS018 49,00€

OMRON



3
M3 COMFORT-INTELLIWRAPCUFF
OMRON

Pour un suivi fiable et une utilisation essentiellement à domicile.
Indicateur d'installation correcte du brassard et du niveau d'hypertension.
Détection des pulsations irrégulières et de mouvement.
60 mémoires pour 2 utilisateurs, valeur moyenne des 3 mesures.
Livré avec un brassard préformé 22-42 cm avec technologie exclusive Intelliwrap : capteur à 360° permettant de réduire les erreurs de mesure liées à un mauvais positionnement du brassard.
DM classe IIa.

Réf : OMRM3C 69,00€

OMRON **3 ans**



4
M6 AC
OMRON

Système « Intellisense ».
Grand écran, affichage simultané de toutes les valeurs diastole, systole, pouls et heure.
Indicateur d'installation correcte du brassard, du niveau d'hypertension et de mouvement.
Détection de l'hypertension matinale et des pulsations irrégulières.
Moyenne des valeurs de la semaine.
2 utilisateurs, 100 mémoires chacun.
Livré avec un brassard souple 22-42 cm (bras fort ou obèse) et un adaptateur.
DM classe IIa.

Réf : OMRM6AC 98,00€



5
HBP1100 et HBP1300
OMRON

Pour un usage dans les cabinets médicaux ou les centres hospitaliers.
Ecran large. Affichage simultané des valeurs diastole, systole et pouls.
Détection des pulsations irrégulières. Pouls de 30 à 199 pulsations par minute.
Plage de mesure de la tension artérielle de 0 à 299 mmHg.
Fonctionnement possible en mode manuel avec stéthoscope.
Fonctionne sur secteur.
DM classe IIa.

A HBP1100 : avec un brassard taille M (22 à 32 cm).
Réf : OMRHBP1100 312,00€

B HBP1300 : avec brassard taille M (22 à 32 cm) et brassard taille L (32 à 42 cm), batterie rechargeable, protection antichoc et anti gouttes, poignée de transport.
Réf : OMRHBP1300 439,00€



6
Hospitalier 907
OMRON

Système Intellisense™.
Automatique à usage professionnel ou hospitalier.
Modes de mesures oscillométrique et auscultatoire.
Donne la moyenne de 3 mesures consécutives.
Fourni avec 1 brassard et 1 pack batterie / chargeur.

A Le tensiomètre.
Réf : OMR0907 599,00€

B Le pied à roulettes avec panier.
Réf : OMR318140 162,00€



Tensiomètres poignet électroniques

COLSON®

Spengler®
FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1907

NISSEI FRAFITO
DIAGNOSTIC &
COMFORT MEDICAL



1

Rossmax BK150 COLSON

Indicateur de risque d'hypertension et détecteur d'arythmie cardiaque. Ajustement électronique de la déflation, pour une précision accrue. Utilisation très simple sur une seule touche. 7 mémoires. Inclus : piles, brassard, mode d'emploi, boîtier de transport.

Réf : CC5837300

35,50€

2

Autotensio SPENGLER

Très simple d'utilisation pour une mesure occasionnelle de la tension. Entièrement automatique. 120 mémoires, affichage de la systole, diastole, du pouls. Circonférence de poignet 13,5-21 cm. Livré avec 1 boîte de rangement et 2 piles LR03.

Réf : SPG340-

35,00€

3

WS 1011 NISSEI par FRAFITO

Détecteur de pulsations irrégulières. Simple d'utilisation, grand écran, système de gonflage « FUZZY », affichage de la tension suivant la classification OMS. Gestion de la prise de tension et de la mémoire pour deux utilisateurs. 60 mesures. Manchette universelle : de 12,5 cm à 21,5 cm de circonférence. Normes : validation clinique ESH-IP-BHS-ANSM.

Réf : NIS017

49,00€

OMRON



4

RS1 OMRON

Avec ajustement automatique de la pression de gonflage et vérification de positionnement automatique. Utilisation très facile et lecture rapide de toutes les valeurs : diastole, systole, pouls et heure. Mise en mémoire de la dernière mesure. Validation clinique.

Réf : OMRS1

35,90€

5

RS3 OMRON

Brassard souple 13,5 à 21,5 cm de tour de poignet. Détection d'arythmie. Indicateur d'hypertension et d'installation correcte du brassard. 60 mesures horodatées. Livré avec boîtier de rangement et 2 piles LR03. Validation clinique. CE0197, DM classe IIa.

Réf : OMRS3

62,00€

Diagnostic

Moniteurs de constantes

Spengler
FABRIQUÉ EN FRANCE
DEPUIS 1907



1 Station PRO VS CHECK® SPENGLER

Module PNI avec brassard nylon adulte, très grand écran LCD, modes Adulte et Pédiatrique.
Livré avec logiciel pour communication des données vers le dossier patient - via port Ethernet intégré, ou par Wifi (option).
Mode de mesure moyenne de la pression artérielle personnalisable.
Pied de support ou panier en option.
Station de diagnostic évolutive : possibilité d'ajouter les modules de SpO2 ou température.

Réf : 551 400 à partir de 1.008,00€
Le module PNI Pro VS Check® avec brassard nylon adulte.

EDAN FRAFITO
DIAGNOSTIC & CONFORT MEDICAL



2 Moniteur M3A EDAN par FRAFITO

Ecran LCD HD 3,5" rétro-éclairé.
Accès intuitif aux principales fonctions.
Système d'alarmes automatiques intégré, appel d'urgence.
Batterie rechargeable, autonomie 21 h.
Compatible adultes, enfants et nourrissons.
Validation ESH/IP/BHS/TUV.
3 versions : PNI + SpO2 (réf EDA078), PNI + SpO2 + TEMP (réf EDA035), PNI + SpO2 + TEMP + Imprimante intégrée (réf EDA036).
Options : imprimante intégrée, stand à roulettes, logiciel de gestion, câble d'extension SpO2, capteurs SpO2 et brassards.

Ⓐ Le moniteur PNI + SpO2.

Réf : EDA078

à partir de 1.249,00€

Ⓑ Le pied à roulettes.

Réf : EDA027

335,00€

**CREATIVE
MEDICAL**

HOLTEX +



3 Moniteur PC-900 CREATIVE MEDICAL par HOLTEX

Mesure de la SpO2, pouls, PNI et température.
Monitoring ponctuel et continu.
Ecran LED couleur 3,5". Identité patient, alarmes (visuelles ou sonores) et appel infirmière programmables.
Gonflage brassard automatique, pression réglable via tubulure simple.
Calibration PNI et détection de fuites. Grande précision de la SpO2 même en perfusion basse (technologie brevetée). Protection contre les interférences des défibrillateurs. Mémoires : PNI 12 000, SpO2 2 000.
Fourni avec un brassard PNI adulte, un capteur SpO2 adulte réutilisable.
Options : Technologie SpO2 Nellcor™ et Masimo®, thermométrie (cutanée, œsophagienne, rectale).
CE0123, DM classe IIb.

Ⓐ Le moniteur PC-900.

Réf : BPMONI01

1.522,00€

Ⓑ Le pied à roulettes.

Réf : DSSTAND04

325,00€

Riester
The familiar way

PROMOTAL



4 Moniteur RI-VITAL 19 RIESTER par PROMOTAL

Mesure simultanée sur écran LCD du pouls, de la pression artérielle non-invasive et moyenne, de la SpO2 et de la température.
Antichoc, léger, manipulation facile, nombreux rangements.
Batterie Lithium.
Livré avec brassard décontaminable adulte et ri-thermo N.
Dim. L 246 x P 167 x H 232 mm.
DM classe I.
Fabriqué en Allemagne.

Ⓐ Spo2, brassards adultes et brassards obèses, capteur doigt adulte.

Réf : 1950-107

2.264,00€

Ⓑ Pied mobile pour Ri-Vital.

Réf : 12660

348,00€

Oxymètres de pouls

COMED



**1 Oxymètre ECO
COMED**

Simple et pratique, sans câble. Mesure la SpO2 et le pouls, bargraphe pour la pléthysmo cardiaque. Pour les enfants à partir de 2 ans et les adultes (pas les nourrissons). Affichage LED en 1 couleur et 6 modes d'affichage. Indicateur de batterie faible. Livré avec dragonne et 2 piles LR03.

- Ⓐ L'oxymètre de pouls. Réf : 23 200 00 **35,00€**
- Ⓑ La pochette coloris vert. Réf : 23 200 47 **5,95€**
- Ⓒ La pochette coloris orange. Réf : 23 200 52 **5,95€**

FRAFITO
DIAGNOSTIC & CONFORT MEDICAL



**2 Oxymètres OXY-ONE
FRAFITO**

Mesure la SpO2 et les pulsations cardiaques. 30h d'autonomie avec indicateur batterie faible. Norme électromagnétique IEC60601-1-2. Fourni avec dragonne, 2 piles AAA et pochette de transport.

- Ⓐ L'Oxy-One Lite avec écran LCD. Réf : OXY003 **39,50€**
- Ⓑ L'Oxy-One automatique avec écran OLED. Réf : OXY001 **59,00€**

HOLTEX +



**3 Oxymètre MD300C15D
HOLTEX**

Oxymètre LED petit et léger pour adultes et enfants. Affichage de la saturation « pulsée » en oxygène (SpO2) et du pouls. Mise hors tension automatique, fonctionne avec 2 piles alcalines AAA fournies. Livré avec 1 pochette de transport nylon et 1 lanière.

- Réf : DCOXYM09 **49,90€**

COMED



**4 Oxymètre Standard
COMED**

Mesure la SpO2 (70 à 100% avec précision à +/- 3%), le pouls (30 à 235 bpm avec précision à +/- 2 bpm) et pléthysmogramme. Modèle pour adultes et enfants à partir de 3 ans environ (épaisseur du doigt : 7,5 mm). Ecran OLED 2 couleurs et 6 modes d'affichage. Indicateur de batterie faible. Poids : 50 g (avec piles). Livré avec une dragonne et piles (2 x LR03).

- Réf : 23 200 10 **49,90€**

NONIN
HOLTEX +



**5 Oxymètre GO2 9570
NONIN par HOLTEX**

Mesure ultra précise et instantanée de la SpO2 et des pulsations cardiaques. De qualité professionnelle pour un usage à domicile fiable. Très peu encombrant : 67 x 36 x 29 mm - 150 g. CE0123, DM classe IIa. Coloris bleu, vert ou orange.

- Réf : DNOXYM01_B **147,90€**
L'oxymètre bleu.

EDAN
FRAFITO
DIAGNOSTIC & CONFORT MEDICAL



**6 Oxymètre H100B
EDAN par FRAFITO**

Mesure la SpO2 et la fréquence cardiaque. Grande capacité de mémoire, mode adulte et néonatal, avec configuration de plusieurs alarmes, compatible avec un capteur Nellcor. Fourni avec un capteur adulte et une pochette protectrice. Validation clinique et agrément médical CE. Options : coque protectrice, capteur néonatal, logiciel de gestion, chargeur + batterie, capteur SpO2 oreille.

- Réf : EDA001 **359,00€**

Riester

The familiar way

PROMOTAL



3

E-SCOPE RIESTER par PROMOTAL

Eclairage direct 2,7 V. Tête pivotante bilatérale, grossissement x3, connecteur pour test pneumatique. Embout en métal, spéculum réutilisable ou à usage unique. Livré avec pochette. Coloris blanc ou noir. DM classe I. Fabriqué en Allemagne.

- Ⓐ L'otoscope noir. Réf : 2101-200 71,00€
- Ⓑ L'otoscope noir éclairage xénon. Réf : 2100-201 66,00€
- Ⓒ L'otoscope noir éclairage FO LED. Réf : 2111-203 158,00€

1

COMEDLIGHT FO COMED

Livré avec une pochette, 2 piles alcalines AA LR6, 1 ampoule xénon 037, 5 spéculums gris 2,5 mm et 5 spéculums gris 4 mm. Coloris bleu, vert, rouge ou noir.

Réf : 24 850 40 51,90€
L'otoscope rouge.

2

SMARTLIGHT® SPENGLER

Eclairage conventionnel (ampoule XHL Xénon/Halogène) permettant la diffusion d'une lumière homogène et concentrée dans le canal auriculaire et sur le tympan. Loupe pivotante avec grossissement x3. Coloris noir ou blanc.

Réf : 570 310 62,50€
L'otoscope noir.

COMED



Spengler®

FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1907



6

MACROVIEW WELCH ALLYN par FRAFITO

Otoscope nouvelle génération : grossissement optimal et vision plus complète de la membrane tympanique. Possibilité de focaliser en fonction des différentes longueurs de conduit auditif ou d'une vue hypermétrope. Système de sécurité pour un bon maintien du spéculum et système d'éjection contrôlé du spéculum. Options : spéculums 2,75 mm et 4,25 mm.

- Ⓐ L'otoscope à pile. Réf : WEL056 379,00€
- Ⓑ L'otoscope avec éclairage laryngien et socle de recharge. Réf : WEL055 655,00€

4

COMEDLED FO COMED

Livré avec une pochette, 2 piles alcalines AA LR6, 1 ampoule xénon Led, 5 spéculums gris 2,5 mm et 5 spéculums gris 4 mm. Coloris noir.

Réf : 24 800 45 103,90€

5

F/O SMARTLED® 5500 SPENGLER

Otoscope à fibre optique et éclairage LED bénéficiant des dernières technologies pour un éclairage optimal. Transmission du faisceau lumineux par fibres optiques. Loupe avec grossissement x3. Coloris noir.

Réf : 570 517 145,00€

WelchAllyn®

FRAFITO



Otoscopes

WelchAllyn®
FRAFITO



1 Pocket LED WELCH ALLYN par FRAFITO

Otoscope résistant aux chutes, technologie ampoule SureColour pour une couleur réelle, ampoules LED 20 000 heures. Éclairage par fibres optiques, grossissement x2,5, port d'insufflation.

Très léger : 72 g. 4 coloris disponibles avec accessoires interchangeables.

Disponible en 2 configurations :

- Pocket LED : éclairage 3 lumens, garanti 3 ans.
- Pocket LED + : éclairage 6 lumens, bumpers couleurs de l'otoscope + 1 jeu de blanc, pochette de transport, garanti 5 ans.

Ⓐ L'otoscope Pocket LED noir.

Réf : WEL114 142,00€

Ⓑ L'otoscope Pocket LED+ noir.

Réf : WEL118 209,00€

Ⓒ Le set otoscope / ophtalmoscope Pocket LED noir avec étui rigide.

Réf : WEL122 à partir de 319,00€

Riester
The familiar way

PROMOTAL



2 Ri-scope® L2 avec oculaire en verre RIESTER par PROMOTAL

Profondeur de champ élevée et grossissement x3 précis jusqu'au bord d'image. Éclairage homogène aux reflets minimisés. FO avec efficacité d'éclairage maximale. Manches équipés de la fonction rheotronic® (réglage en continu de l'intensité lumineuse). Fermeture à baïonnette pour change aisé des têtes.

Livré avec étui rigide, 4 spéculums auriculaires réutilisables noirs de 2, 3, 4 et 5 mm et 3 spéculums auriculaires jetables noirs de 2,5 mm (L1/L2) ou de 2 mm (L3) et 4 mm.

Fabriqué en Allemagne.

Ⓐ Le set FO L2 xenon avec manche à piles Type AA.
Réf : 3706 187,00€

Ⓑ Le set FO L2 LED manche à piles Type C.
Réf : 3703 216,00€

Spengler
FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1907



3 OTOSCREEN 2 vidéo avec écran SPENGLER

Appareil portable pour l'examen du conduit auditif et du tympan en milieu hospitalier ou en cabinet. Écran LCD couleurs, caméra miniature amovible avec éclairage 4 LEDs, fonction capture d'image, prise pour sortie vidéo.

Fonctionne avec 2 piles standard LR06 AA 1,5 V.

Inclus : housse de protection et de transport.

Réf : 570 701 599,00€



LED HQ
LED NOW HEINE QUALITY



4 Mini 3000® / Piles HEINE

Otoscope de poche moderne avec un design unique et compact. Compatible avec le système de poignées mini 3000®. Livrable en bleu ou en noir. Options : ampoules HEINE.

Ⓐ Éclairage conventionnel.

Réf : D-001.70.210 100,08€

Ⓑ Éclairage fibre optique.

Réf : D-001.70.110 150,72€

Ⓒ Éclairage fibre optique LED.

Réf : D-008.70.110 198,84€



HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY



LED HQ
LED NOW HEINE QUALITY



5 Beta 400 XHL HEINE

Avec poignée rechargeable Beta 4 USB, avec câble USB et chargeur. Grossissement exclusif x 4,2.

Otoscope à boîtier métallique robuste et lentilles résistantes aux rayures pour une durée de vie extraordinairement longue et des résultats d'examen constants de qualité.

Version LED, durée de vie des ampoules de 100 000 heures.

Options : ampoules HEINE.

Ⓐ Éclairage conventionnel.
Réf : B-143.27.388 571,56€

Ⓑ Éclairage LED.
Réf : B-143.28.388 609,48€



6 Spéculums HEINE

Spéculums Ø 2,5 ou 4 mm.

Ⓐ La boîte de 250 spéculums Ø 2,5 mm.
Réf : B-000.11.151 22,10€

Ⓑ La boîte de 1 000 spéculums Ø 2,5 mm.
Réf : B-000.11.128 81,30€

Ⓒ Le distributeur livré avec 200 spéculums Ø 2,5 ou 4 mm.
Réf : B-000.11.148 33,00€

Diagnostic

COMED



1 Coffret laryngoscope FO COMED

Laryngoscope polycarbonate à fibre optique. Coffret avec 3 lames Mac Intosh n° 2, 3, 4 et 3 lames Miller n°1, 2. Livré avec 2 piles R14 et 1 ampoule de rechange.

- A** Le coffret.
Réf : 29 050 00 52,90€
- B** Le manche en polycarbonate.
Réf : 29 050 10 32,90€
- C** L'ampoule.
Réf : 29 050 13 10,20€

Spengler
FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1907



3 Ophtalmoscope VISIONLED 4000® SPENGLER

Utilisation quotidienne en cabinet médical. Illumination directe, homogène et sans reflets de l'œil. Obtention facile du champ visuel clair pour l'examen des structures internes de l'œil. Roue à diaphragmes facile à manipuler avec 5 ouvertures disponibles et 20 lentilles de correction (-20 D à +20 D). Fourni avec boîte de rangement et 2 piles LR06 AA 1,5 V.

Réf : 570 007 151,00€

2 Coffret laryngoscope lumière traditionnelle SPENGLER

Coffret 4 lames Mc Intosh n°1, 2, 3 et 4 avec manche medium.

Réf : M810-831-03 177,00€

Welch Allyn
FRAFITO



4 Ophtalmoscope pocket LED WELCH ALLYN par FRAFITO

Ophtalmoscope résistant aux chutes, technologie ampoule SureColour pour une couleur réelle, ampoules LED 20 000 heures. Eclairage par fibres optiques. Plage Dioptre -20 à +20,5 ouvertures. Très léger : 72 g. 4 coloris disponibles avec accessoires interchangeables. Disponible en 2 configurations :
- Pocket LED : éclairage 3 lumens, garanti 3 ans.
- Pocket LED + : éclairage 6 lumens, bumpers couleurs de l'ophtalmoscope + 1 jeu de blanc, pochette de transport, garanti 5 ans.

- A** L'ophtalmoscope Pocket LED noir.
Réf : WEL130 à partir de 205,00€
- B** L'ophtalmoscope Pocket LED+ noir.
Réf : WEL134 259,00€

COMED



5 Ampoules Comed Compatibles COMED

L'ampoule générique pour otoscope.

- A** Xenon halogène FO 105.
Réf : 24 691 05 9,20€
- B** Xenon halogène FO 110.
Réf : 24 691 10 9,20€
- C** Krypton 037.
Réf : 24 690 37 10,40€
- D** Krypton 041.
Réf : 24 690 41 13,30€
- E** Krypton 035.
Réf : 24 690 35 10,40€

COLSON



6 Otoscope Visioled et ophtalmoscope Ophtaled COLSON

Un kit complet pour de meilleurs diagnostics. Otoscope et ophtalmoscope à éclairage LED. Otoscope avec agrandissement x 3 et embouts fournis. Ophtalmoscope avec correction dioptrique pour une meilleure vision et 5 ouvertures différentes (plage de lentilles de -20D à +20D). Kit avec batteries rechargeables sur socle 2,4V et éclairage par fibre optique.

Réf : CC4142700 269,00€

Diagnostic



1

Débitmètre Peak Flow VITALOGRAPH par COMED

Débitmètre de mesure mécanique du DEP (Débit Expiratoire de Pointe).
Peut mesurer l'intensité d'une crise d'asthme et révéler un déficit respiratoire.
Plage de mesure : 50-800L/min.
Avec marqueur de zone réglable (vert - jaune - rouge).
Conseillé aux patients pour l'auto-mesure et indiqué en cabinet médical.

Réf : 30 100 00 22,90€

2

Pocket Peak et Pocket Chamber FRAFITO

A Pocket Peak : peak flow mécanique adulte, format de poche. Embout PVC universel réversible pour adulte et enfant. Normes : EN 13826.
Existe aussi pour enfant.

. Réf : FER020 22,87€

B Pocket Chamber : chambre d'inhalation universelle antistatique. Valve anti-reflux pour éviter toutes infections croisées.

Réf : FER008 27,90€

3

Débitmètre ASMA-1 VITALOGRAPH par FRAFITO

Appareil à usage personnel et professionnel. Grand écran, calcul du FEV1(VEMS) et du DEP, affichage du meilleur rapport DEP / VEMS, 600 mesures automatiques. Livré avec 1 embout buccal plastique, 1 pochette de transport, 1 guide d'utilisation et 2 piles AAA.

. Réf : RES002 115,00€



4

Spiromètre COPD-6 VITALOGRAPH par FRAFITO

Appareil à usage personnel et professionnel. Grand écran.
- détection BPCO
- identification pré-symptomatiques des risques d'obstructions
- calcul FEV1(VEMS), FEV6 (VEM6), vitesse d'expiration (1-6 sec.)
- ratio FEV1/FEV6
Existe en version USB pour transferts des données.
Livré avec 3 embouts anti reflux, 1 pochette de transport, 1 guide d'utilisation et 2 piles AAA.

. Réf : RES001 129,00€

5

Alpha spiromètre analyseur VITALOGRAPH par FRAFITO

Spiromètre analyseur complet, avec écran couleurs et imprimante intégrés. Manipulations simples, menu déroulant sur écran. Tests inspiratoires et expiratoires. Visualisation sur l'écran des courbes en temps réel et des valeurs numériques, impression d'un rapport complet avec courbes, valeurs et interprétation. Tests CV, CVF, pré/post-bronchodilatateur. Capteur de type Fleish. Alimentation secteur et batterie rechargeable intégrée.

A Le spiromètre Alpha. Connexion PC via USB.
Réf : RES005 2.569,00€

B Les 100 embouts Ø 30 mm à usage unique.
Réf : FER003 15,90€

C Les 100 embouts Ø 22 mm à usage unique.
Réf : FER029 15,90€

D Les 200 anti reflux.
Réf : FER026 109,00€

6

Audiomètre K10.2 COLSON

L'audiomètre léger, compact et autonome. Tests audiométriques simples et rapides. Fréquences : 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz. Niveaux sonores : 15 à 50 dB. Alimenté par deux piles standard AA. Casque haute performance acoustique DD 45.

Réf : CC6810100 659,00€

COLSON®



1 Doppler fœtal Fetoscope COLSON

Simple et pratique : indicateur du niveau de charge, haut-parleur intégré avec volume réglable, détecteur de branchement de sonde. Alimentation : 2 piles 1,5 V (fournies). Autonomie de 10h.

Livré avec pochette de rangement. Fetoscope View : écran rétro-éclairé, détection de la sonde utilisée, affichage rythme cardiaque 3 modes (temps réel, moyenne sur les 8 derniers battements, moyenne sur durée choisie). Peut se transformer en doppler vasculaire : sondes Vascope, 4 MHz et 8 MHz en option.

Ⓐ Fetoscope Base avec sonde 2 MHz.	Réf : CC6604000	139,00€
Ⓑ Fetoscope View avec sonde 2 MHz.	Réf : CC6604100	199,00€
Ⓒ La sonde 4 MHz.	Réf : CC6604400	72,00€
Ⓓ La sonde 8 MHz.	Réf : CC6604800	92,00€

COMED



2 Doppler fœtal et vasculaire standard COMED

Doppler avec sonde 2 MHz. Ecran LCD rétro-éclairé. Affichage : fréquence cardiaque, force du signal, témoin de charge des piles, fréquence nominale de la sonde, 3 modes de travail. Livré avec pochette de transport et 2 piles LR06. Précision : +/- 2 bpm. Sondes 4 et 8 MHz adaptables sur le doppler pour une utilisation vasculaire.

Réf : 23 300 10 175,50€



Spengler
FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1907



3 Doppler fœtal et vasculaire SPENGLER

Détection et affichage de la fréquence cardiaque fœtale en temps réel et de l'onde de pouls. Indicateur de niveau de charge de batterie. Fonctionne avec 2 piles LR6 AA. Sonde courbée pour une meilleure ergonomie. Ecran LCD couleurs HD, haut-parleur avec réglage du volume et prise casque. 3 sondes disponibles selon son activité : 2 MHz, 5 MHz et 8 MHz.

Ⓐ Le doppler.	Réf : 743 301	169,00€
Ⓑ La sonde fœtale 2 MHz.	Réf : 743 310	99,00€
Ⓒ La sonde vasculaire 5 MHz.	Réf : 743 311	104,90€
Ⓓ La sonde cardiaque et vasculaire 8 MHz.	Réf : 743 312	89,00€

EDAN

FRAFITO
FRACTIONNEMENT
COMPTON MEDICAL



4 Doppler Sonotrax EDAN par FRAFITO

Doppler Ultrasonique pour l'écoute de la fréquence cardiaque et du cœur fœtal. Ecran rétro-éclairé, haut-parleur intégré et sortie pour écouteurs externes, détection de batterie faible. Peut se transformer en doppler vasculaire.

Sonotrax Lite : doppler sans écran avec sonde 8 MHz (vasculaire). Sonotrax Basic A : doppler avec écran et détection de la sonde utilisée (fœtal). Options : sondes 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz et 8 MHz. Validation clinique.

Ⓐ Le doppler Sonotrax Lite.	Réf : EDA004	155,00€
Ⓑ Le doppler Sonotrax Basic A.	Réf : EDA005	209,00€

5 Echographe fœtal portable DUS 60 EDAN par FRAFITO

Echographe puissant disposant de la technologie d'imagerie harmonique de tissu (THI) permettant de restituer la meilleure qualité d'image. Il dispose aussi d'un doppler pulsé (PW) fournissant plus d'information hémodynamique. Compact, léger, mobile, il dispose d'un stockage grande capacité et d'une batterie intégré permettant 2 heures de numérisation. 8 segments intelligents TGC pour l'ajustement précis. Transfert de données multi format via USB et DICOM. Livré sans sonde.

Réf : EDA132 3.299,00€



1 Aiguilles à stylo Clickfine® AutoProtect™ YPSOMED

Mécanisme de verrouillage breveté pour se protéger des blessures par piqûre d'aiguille. Revêtement en silicone spécial pour un confort d'injection maximal. Compatible avec toutes les marques principales de stylos injecteurs. Norme : 2010/32/UE. 2 tailles : L 5 et 8 mm. La boîte de 100.

Réf : 700001154
Dim. 5 mm.

59,00€



2 Kit lecteur de glycémie mylife Unio YPSOMED

Conception ultra-compacte pour plus de discrétion, utilisation intuitive. KIT Lecteur UNIO mg/dL SOFTCASE comprenant 1 lecteur + 10 bandelettes + 10 lancettes + 1 autopiqueur + 1 embout Ast.

. Réf : 700000422

64,89€



3 Bandelettes de test mylife Unio YPSOMED

Bandelettes de test stables et grandes, étalonnées sur plasma. Codage automatique. Prélèvement des bandelettes de test sans côtoyer le sang. Nouvelle technologie pour une haute précision et exactitude des bandelettes de test. La boîte de : 100.

. Réf : 7101520

37,92€



Diabetescare

YPSOMED
SELFCARE SOLUTIONS



4 Safety Lancettes mylife YPSOMED

Lancettes jetables stériles permettant un prélèvement de sang capillaire efficace et confortable. Quasiment indolore : pointe d'aiguille à triple biseau. La boîte de : 200.

Ⓐ Lancettes standards vertes.

. Réf : 7101030

14,08€

Ⓑ Lancettes sécurisées : autopiqueurs de sécurité avec système de verrouillage et capuchon de protection scellé.

. Réf : 7100031

21,51€



5 Aiguilles à stylo Penfine® Classic YPSOMED

Fixation sécurisée en 2 tours de vissage seulement. Compatible avec toutes les marques principales de stylos injecteurs. Revêtement en silicone spécial pour un confort d'injection maximal. Modèles disponibles : 4 mm 32G, 6 mm 32G et 8 mm 31G (codage couleurs).

. Réf : 3300007

La boîte de 100 - 4 mm 32G.

15,23€



6 Lecteur de bandelettes urinaires FMC

Ce lecteur automatique simple et rapide d'utilisation peut lire des bandelettes de paramètres 8 et 10. Bandelettes réactives de 30 secondes à 2 minutes avec nuancier de haute qualité garantissant une lecture fiable. Sauvegarde jusqu'à 2000 résultats pour une récupération ultérieure.

Ⓐ Le lecteur de bandelettes.

Réf : LECTEURBANDELET

1.185,00€

Ⓑ La boîte de 50 bandelettes de paramètre 8.

Réf : MISSION-08

23,50€

Ⓒ La boîte de 50 bandelettes de paramètre 10.

Réf : MISSION-10

25,50€

Thermomètres



1 Test'o front SPENGLER

L'indicateur frontal de température à cristaux liquides est simple d'emploi, incassable.

Réf : B06260

2,25€



2 Thermomètre 10 secondes SPENGLER

Grand public. Ultra rapide, il mesure la température rectale en 10 sec. max., mémoire dernière valeur mesurée, embout rigide. Plage de mesure de 32°C à 42,9°C. Livré avec un étui de protection et pile bouton 1,5 V. Coloris bleu ou violet.

Réf : SP1622

Le thermomètre violet.

6,50€



3 Thermomètre Tempo Max SPENGLER

Grand public. Thermomètre 10 sec. avec écran géant embout flexible coloris bleu. Affichage rétro éclairé, indicateur de résultat, arrêt automatique. Alarme fièvre et résistant à l'eau. Mémoire : 10 dernières mesures.

Réf : SP1660

10,50€

COMED



4 Thermomètres COMED

A Thermomètre digital étanche Digicomed, livré avec un étui et une pile LR41. Plage de mesure de 32° à 42,9 °C.

Réf : 68 000 80

3,00€

B Thermomètre gallium sans mercure, livré avec étui. Plage de mesure de 34°C à 42°C.

Réf : 68 000 85

7,60€

5 Thermomètre hypothermique COMED

Digital, avec étui. Plage de mesure de 28°C à 42,9°C. Étanche. Avec signal audible. Mémoire de la dernière mesure. Extinction automatique. Pile LR41 fournie.

Réf : 68 000 84

10,50€

HOLTEX +



6 Protections thermomètres HOLTEX

Pour thermomètre électronique. La boîte de 1 000.

A Non lubrifiées.

Réf : CT40252

42,80€

B Lubrifiées.

Réf : CT40251

45,80€



COMED



FRAFITO
DIAGNOSTIC & CONFORT MEDICAL



1

Thermomètre infrarouge 30 mesures COMED

Thermomètre infrarouge multifonctions, 30 mesures. Ecran LCD. Plage de mesure de 35,5°C à 42°C. Fourni avec 2 piles LR03.

Réf : 68 000 40

32,00€

2

Thermomètre infrarouge 32 mesures COMED

Sans contact : prise de température de 5 à 15 cm en 0,5 sec. Ecran LCD, mémoire des 32 dernières mesures, arrêt automatique après 7 sec. d'inutilisation. Plage de mesure de 32 °C à 42,5 °C +/-0,3°C. Fourni avec une pile et une pochette de transport.

Réf : 68 000 50

44,90€

3

Thermomètre Infratemp 2 FRAFITO

Sans contact : prévient tous les risques de transmission de maladie. Mesure la température du corps, du bain, ou encore du biberon (°C et °F). Fourni avec 2 piles AAA, étui de protection rigide et mode d'emploi.

Réf : INF002

45,00€



BRAUN

FRAFITO
DIAGNOSTIC & CONFORT MEDICAL



5

Thermomètre auriculaire ThermoScan® 5 BRAUN par FRAFITO

Rapide et simple : grand écran à cristaux liquides rétroéclairé, bouton rappel de mémoire, compteur de pouls 60 sec., fonctionnalités de sécurité, voyant de contrôle du positionnement de la pointe de la sonde, poignée ergonomique. Confort du patient : pointe de sonde préchauffée, protections souples et jetables, mesures rapides et précises (technologie ExacTemp™). Plage de mesure de 20 °C à 42,2 °C (68 à 108 °F). Fonctionne avec 2 piles AA 1,5 V.

Ⓐ Le thermomètre seul.

Réf : BRA019

295,00€

Ⓑ Le thermomètre avec station de recharge et sécurité antiviol.

Réf : BRA020

480,00€

Ⓒ La boîte de 800 couvre-sondes, également compatibles avec le PRO 400.

Réf : BRA021

82,00€

4

Thermomètre auriculaire infrarouge ThermoScan® 5 BRAUN par FRAFITO

Pour toute la famille. Précision professionnelle cliniquement testée garantie grâce à l'embout préchauffé breveté. Système de guidage ExacTemp™ qui confirme la bonne position et une lecture précise en quelques secondes. Mise en mémoire de la dernière mesure. S'utilise avec des embouts souples, sans latex, ni bisphénol afin d'éliminer les risques de contamination croisée.

Réf : BRA016

75,00€





1

Lampe stylo Pen-white COMED

Eclairage puissant et bien circonscrit pour les examens, notamment buccaux. Avec bouton presseur d'allumage et porte abaisse-langue adulte (l 20 mm). Piles fournies (2 x LR03).

Réf : 24 671 10

2,90€

2

Lampe stylo Penled COMED

Bouton poussoir d'allumage, ampoule LED, lumière blanche intense, grip caoutchouc anti-glisse.
Pile fournie (1 x LR03).
Coloris bleu, gris ou orange.
En option : porte abaisse-langue adulte.

Réf : 24 671 41

La lampe stylo bleue.

8,50€

3

Rubans COMED

A Le ruban BMI de 2 m, grad. 1 mm, pour calculer l'indice de masse corporelle.

Réf : 44 444 60

3,95€

B Le ruban périmétrique de 2 m, grad. 1 mm, enroulement automatique.

Réf : 44 444 50

4,20€

C Le mètre ruban de 2 m, grad. 1 mm. Un côté en cm, l'autre en pouce.

Réf : 44 447 10

2,60€



4


Poires à lavements auriculaires COMED

Poires effilées en polyéthylène bleu.
Disponible en modèle 27, 32, 75 ou 135 ml.

Réf : 44 510 27

La poire de 27 ml.

à partir de 3,50€



5

Poire Enema COMED

Poire 65 ml livrée avec 2 canules (petite L 43 mm et grande L 73 mm) pour lavement ORL.

Réf : 44 503 85

7,50€



1 Microtoise COMED

Plage 2 m. Mètre déroulant pour montage mural avec butée murale et loupe pour une lecture précise.

Réf : 44 444 00 10,50€



2 Mètre déroulant SECA 206 et toise télescopique SECA 222 SECA

A SECA 206 : mécanisme d'enroulement gain de place. Résultat facilement lisible grâce à la fenêtre de lecture. Plage de mesure : 0 - 220 cm, grad. 1 mm.

Réf : 206 1717 009 21,00€

B SECA 222 : toise murale à grande plage de mesure en aluminium idéale pour la désinfection. Avec butée de talon. Spécialement conçue pour le montage mural, cette toise indique la taille au millimètre près. Plage de mesure : 6-230 cm, grad. 1 mm.

Réf : 222 1714 004 150,00€



3 Toises bois bébés COMED

A Toise murale, plage 2 m, grad. 5 mm, chiffre tous les 5 cm.

Réf : 44 445 00 69,00€

B Toise bébé coloris bois, plage 100 cm, grad. 5 mm, chiffre tous les 5 cm. Autres coloris jaune, bleu, blanc ou gris.

Réf : 44 447 00 à partir de 105,00€



4 Toise curseur extra-large SECA 207 et toise mobile SECA 417 SECA

A SECA 207 : toise pour bébés, curseur extra-large. Peut être fixé à la table à langer ou au mur ou être utilisé comme toise portable. Les curseurs extra-large et repliables permettent une mesure rapide et un gain de place. Structure en aluminium. Plage de mesure : 0-99 cm, grad. 1 mm.

Réf : 207 1714 004 101,40€

B SECA 417: toise pliable, légère et stable pour une utilisation mobile. Plage de mesure : 10-100 cm, grad. 1 mm.

Réf : 417 1721 009 150,00€



5 Pèse-personne Gero COMED

Pèse-personne mécanique avec molette de remise à zéro. Portée 130 kg, graduation 1 kg.

Réf : 45 610 46 24,90€



6 Pèse-bébé électronique Babycomed COMED

Le pèse-bébé avec plateau et écran LCD. Portée 20 kg, graduation 5 g. 4 piles LR6 fournies.

A Le pèse-bébé. Réf : 45 730 55 76,20€

B La mallette de transport. Réf : 45 730 55M 33,50€



1 Pèse-bébé électronique MBC KERN par HOLTEX

Pèse-bébé électronique MBC ergonomique et amovible.
Fonction « pesage sans secousses » pour une valeur de pesée stable, idéale pour les bébés agités.
Alimentation avec piles (non fournies) ou sur secteur (fourni).
Capacité 15 kg.
Classe Im.
Homologable en classe III.
Homologation médicale selon 93/42/EEC.

Réf : EKMB01_CIII 472,00€

2 Pèse-personne KERN MPD KERN par HOLTEX

Pèse-personne stable et antidérapant.
Alimentation piles.
Capacité de charge : 250 kg (grad. 100 g).
Classe Im.
Homologable en classe III.
Homologation médicale selon 93/42/EEC.

Réf : EKMPD01_CIII 539,00€

3 Pèse-personne à colonne KERN MPE KERN par HOLTEX

Colonne de pesage avec alimentation sur secteur (fourni) ou avec piles (non fournies). Plateau en acier stable à surface antidérapante et résistante à l'usure.
Affichage double LCD rétroéclairé.
Dim. L 365 x H 1010 x P 620 mm.
Fonctions : pondération dynamique, poids figé (data), IMC pour le calcul de la masse grasse.
Capacité 250 kg, grad. 100 g.
Classe Im.
Homologable en classe III.
Homologation médicale selon 93/42/EEC.

Réf : EKMP01_CIII 699,00€



4 Fauteuil pèse-personne KERN MCC KERN par HOLTEX

Fauteuil pèse-personne ergonomique avec écran LCD, 4 roues et accoudoirs rabattables. Alimentation sur batterie ou secteur.
Capacité 250 kg.
Fonctions : maintien de l'affichage, calcul de l'IMC.
Poids net : 22 kg.
CE0297, DM classe Im.
Homologable en classe III.
Homologation médicale selon 93/42/EEC.

Réf : EKMC01-CIII 1.270,00€

5 Plateforme de pesée KERN MWA KERN par HOLTEX

Plateforme de pesée surbaissée avec rampes d'accès intégrées pour faciliter l'accès au fauteuil roulant.
Fonction IMC pour le calcul de la masse grasse.
Capacité de charge : 300 kg.
Classe 2A.
Homologable en classe III.

- Ⓐ Modèle simple sans barre de retenue.
Réf : EKMW01_CIII 1.920,00€
- Ⓑ Modèle avec une barre de retenue rabattable et porte afficheur.
Réf : EKMW02_CIII 2.230,00€
- Ⓒ Modèle avec deux barres de retenue dont une rabattable avec afficheur.
Réf : EKMW03_CIII 2.350,00€



1
SECA 761*
pèse-personne mécanique (III)

Pèse-personne mécanique ultra robuste à grand cadran, affichage aiguille, tapis amovible.
Capacité 150 kg, grad. 1 kg.

Réf : 761 7019 008

234,00€

2

SECA 878 Dr
pèse-personne électronique avec étiquette personnalisable (III)

Spécialement conçue pour les cabinets médicaux. Son double affichage LCD pour une lecture simultanée patient / médecin. Capacité 200 kg, grad. 100g<150 kg> 200g. Fonctions : Tare / Hold, TARE-mère pour isoler le poids de l'enfant dans les bras d'un adulte.

Option : bloc secteur.

Réf : 878 7041 119

354,00€

3

SECA 899
pèse-personne tête détachable (III)

L'unité d'affichage peut être posée sur une table ou accrochée au mur pour une lecture facilitée. Affichage séparé, poignée intégrée pour un transport sans difficulté. Fonctions : Tare / Hold et BMI. Capacité : 200 kg, graduation 100g<150kg>200g.

Réf : 899 7021 094

474,00€

seca

La précision au service de la santé



4
SECA 384*
pèse-bébé électronique et pèse-personne plat pour enfants – capacité élevée et double fonction (III)

Pèse-bébé universel à nacelle amovible. Pesée en position couchée ou debout (bébés/enfants). Alimentation piles. Capacité 20 kg, grad. 10 g<10 kg>20 g. Fonctions : tare, poids figé (Hold) et calcul de la prise de lait (BMIF). Options : mallettes seca 414 (rigide) ou seca 413 (souple).

Réf : 384 7017 099

474,00€



5
SECA 336*
pèse-bébé électronique portable (III)

Avec poignée de transport pour une utilisation mobile. Alimentation piles (secteur en option). Capacité 15 kg, grad. 10 g. Fonctions : tare et poids figé (Hold). Options : toise seca 232, mallette seca 428, prise secteur seca 447.

A Le pèse-bébé.

Réf : 336 7021 094

714,00€

B La toise seca 232 pour pèse-bébé 336.

Réf : 232 1717 004

142,80€



6
SECA 757*
pèse-bébé sans fil avec système d'amortissement optimisé (III)

Sans fil avec système d'amortissement optimisé. Fonctions : 360° Wireless, poids figé auto (auto-hold), tare, imprimer / envoyer auto (auto-send / auto-print). Capacité 15 kg, grad. 2 g<5 kg>5 g. Options : imprimantes seca 465 / 466, logiciels seca 101 / 115, adaptateur USB seca 456.

Réf : 757 7021 124

1.194,00€

Colonnes et fauteuils de pesée SECA



1

SECA 799* pèse-personne électronique à colonne à fonction BMI (III)

Entretien minimal, facilement transportable avec ses roulettes.
Alimentation piles (secteur en option).
Capacité 200 kg, grad. 100 g < 150 kg > 200 g.
Fonctions : tare, poids figé (Hold) et indice de masse corporelle (BMI).
Options : toise seca 220, toise seca 224, secteur seca 447.

Réf : 799 7021 099

594,00€

2

SECA 704* pèse-personne à colonne sans fil d'une capacité de 300 kg (III)

Sans fil, très grande capacité, grande plateforme.
Alimentation piles (secteur en option).
Capacité 300 kg, grad. 50 g < 150 kg > 100 g.
Fonctions : 360° Wireless, tare, poids figé auto (auto-hold), envoyer / imprimer auto (autosend / auto print), indice de masse corporelle (BMI).
Options : secteur seca 447, imprimantes seca 465 / 466, logiciels seca 101 / 115, adaptateur USB seca 456.

Réf : 704 7021 098

954,00€

3

SECA 287 station de mesure sans fil à ultrasons pour la détermination de la taille et du poids, avec assistance vocale (III)

Trois paires de capteurs et auto-calibrage éliminant toute imprécision pour une mesure de haute qualité.
Capacité : 300 kg, grad. 50g < 150kg > 100g.
Fonctions : Tare / Hold.
Option : assistance vocale pour une mesure entièrement automatique.

Réf : 287 7000 099

2.268,00€



La précision au service de la santé

seca service

Une solution globale pour vos dispositifs médicaux toutes marques.

Si, pour l'entretien de vos équipements, vous cherchez un partenaire fiable, qui vous fasse bénéficier de son expertise des dispositifs médicaux, qui maîtrise les exigences légales et réglementaires, et qui tient compte des particularités en matière d'hygiène de votre domaine d'activité, alors le service seca est conçu pour vous.



4

SECA 956* fauteuil pèse-personne électronique (III)

Accoudoirs et repose-pieds pliables robustes et pratiques.
4 roues dont 2 à frein.
Alimentation piles, grande autonomie (jusqu'à 8 000 pesées).
Capacité 200 kg, grad. 100 g.
Fonctions : tare, poids figé (hold).

Réf : 956 7021 099

1.194,00€



5

SECA 959* fauteuil de pesée sans fil pour la pesée en position assise (III)

Accoudoirs et repose-pieds pliables.
4 roues dont 2 à frein.
Alimentation batterie / secteur.
Capacité 300 kg, grad. 50 g < 150 kg > 100 g.
Fonctions : 360° Wireless, tare, poids figé auto (auto-hold), envoyer / imprimer auto (autosend / auto print), indice de masse corporelle (BMI).
Options : imprimantes seca 465 / 466, logiciels seca 101 / 115, adaptateur USB seca 456.

Réf : 959 7021 929

1.734,00€

Diagnostic

► Pour les appareils compatibles wireless : installation sur site et assistance par seca au système DME

* Livré avec carnet métrologique et vignette de conformité

Les balances qui portent les sigles III et IIII sont étalonnées conformément à la législation en vigueur pour un usage de diagnostic médical

Plateformes de pesée SECA



SECA 645* balance multifonctionnelle sans fil avec main courante (III)

Grande capacité (non compatible avec les fauteuils roulants), main courante pour une utilisation multifonctionnelle et roulettes de transport. Alimentation piles / secteur à extinction automatique.

Capacité 300 kg, grad. 100 g < 200 kg > 200 g.
Fonctions : 360° Wireless, tare, pré-tare, poids figé auto (auto-hold), envoyer / imprimer auto (autosend / auto print), indice de masse corporelle (BMI).
Options : imprimantes seca 465 / 466, logiciels seca 101 / 115, adaptateur USB seca 456.

Réf : 645 7021 193

1.548,00€



SECA 675* plateforme de pesée électronique (III) SECA

Ⓐ La plateforme 675 pour fauteuils roulants, module d'affichage séparé. Alimentation secteur. Capacité 300 kg, grad. 100 g < 200 kg > 200 g.
Fonctions : tare, poids figé (hold), pré-tare, indice de masse corporelle (BMI).
Options : rampe seca 470, statif pour module d'affichage seca 472.

Réf : 675 7021 193

2.028,00€

Ⓑ Statif 472 : toise télescopique pour pese-personnes à colonne. Support idéal pour les modules d'affichage télécommandés par câble des balances seca 635 / 657 / 675. Dim. L 460 x H 1035 x P 460 mm.

Réf : 472 0000 004

150,00€



SECA 665 plateforme de pesée (III)

Grâce à sa plateforme basse et sa rampe d'accès qui s'abaisse automatiquement, elle facilite l'accès en fauteuil roulant. Les butées latérales renforcent la sécurité de la plateforme. Se replie facilement et ses roulettes de transport lui permettent d'être mobile. Alimentation : batterie et secteur.

Capacité : 300 kg.
Fonctions : pré-TARE (mémorise les tares et détermine le poids net).
Grad. 100g < 200kg > 200g.

Réf : 665 7021 193

2.388,00€

seca  

La précision au service de la santé



SECA 677* plateforme de pesée sans fil avec main courante et roulettes de transport pour fauteuils roulants (III)

Pour fauteuil roulant ou sur chaise. Pliable, munie de main courante et roulettes. Alimentation secteur. Capacité 300 kg, grad. 100 g < 200 kg > 200 g.
Fonctions 360° Wireless, tare, pré-tare, poids figé auto (auto-hold), indice de masse corporelle (BMI), envoyer / imprimer auto (auto-send / auto-print).
Options : imprimantes seca 465 / 466, logiciels seca 101 / 115, adaptateur USB seca 456.

Réf : 677 7021 198

2.748,00€



SECA 657* plateforme de pesée électronique sans fil à fonction mémoire novatrice (III)

Pour fauteuil ou chariot brancard. 2 rampes d'accès intégrées. Alimentation secteur. Capacité 300 kg, grad. 100 g < 200 kg > 200 g.
Fonctions 360° Wireless, tare, pré-tare, poids figé auto (auto-hold), indice de masse corporelle (BMI), envoyer / imprimer auto (auto-send / auto-print).
Options : imprimantes seca 465 / 466, logiciels seca 101 / 115, adaptateur USB seca 456, statif pour tête d'affichage seca 472.

Réf : 657 7021 193

3.108,00€



SECA 685* balance multifonctionnelle sans fil (III)

Pesée debout, assis ou en fauteuil roulant. Alimentation secteur. Capacité 300 kg, grad. 100 g < 200 kg > 200 g.
Fonctions : 360° Wireless, tare, hold, BMI send / print.
Options : imprimantes seca 465 / 466, logiciels seca 101 / 115, adaptateur USB seca 456.

Réf : 685 7021 193

3.590,00€

Diagnostic

 Pour les appareils compatibles wireless : installation sur site et assistance par seca au système DME
* Livré avec carnet métrologique et vignette de conformité

Les balances qui portent les sigles III et IIII sont étalonnées conformément à la législation en vigueur pour un usage de diagnostic médical



1

Toise adulte et enfant pliante à ultrasons

SOEHNLE PROFESSIONAL par FMC

Technique de mesure à ultrasons avec compensation de température.
Ecran LCD. Signal sonore de mesure.
Plage 50-240 cm, grad. 1 cm.

Réf : 5003

134,40€

SOEHNLE



PROFESSIONAL

FRANCE MEDICAL CONCEPT
FMC
DEVELOPPEMENT MATERIEL MEDICAL

2

Pèse-bébé 7725

SOEHNLE PROFESSIONAL par FMC

Pèse-bébé simple d'utilisation.
Afficheur LCD (20 mm).
Capacité : 15 kg, grad. 2g<6kg>5g. Classe III.
Alimentation par secteur ou par piles (non fournies).
Fonctions : tare, hold et extinction automatique.
Options : toise bébé numérique.

Réf : 7725

910,80€



3

Balance à colonne homologuée*

SOEHNLE PROFESSIONAL par FMC

Ⓐ La colonne seule. Afficheur LED (15 mm).
Large plateau de pesée avec démarrage instantané.
Capacité 250 kg, grad. 50 g<150 kg>100 g. Classe III.
Alimentation secteur.
Fonctions : tare, tare-mère, extinction automatique.
Options : batterie rechargeable (2557) et roulettes de transport (2513).

Réf : 7730

1.126,80€

Ⓑ Idem modèle 7730, équipée d'une toise.
Plage 120-202 cm, grad. 1 mm.
Affichage en alternance du poids, de la taille et de l'IMC, tant que le patient se trouve sur la balance. Il suffit d'ajuster la toise pour obtenir les 3 mesures.

Réf : 7731

1.354,80€



1

Plateforme de pesée homologuée* SOEHNLE PROFESSIONAL par FMC


Ⓐ Balance multifonction avec afficheur LCD (20 mm) modèle Basic E (1 touche). Grande plateforme de pesée 84 x 88 cm (dim. sans rampe d'accès). Accessoires à rajouter et/ou déplacer autour de la plateforme selon besoin (sauf barre rabattable qui est fixe). Disponible pré-équipée de 2 rampes d'accès et/ou d'une barre d'appui rabattable. Capacité 300 kg, précision 100 g. Poids faible : de 16 à 19 kg (selon modèle). Classe III. Alimentation batterie rechargeable. Fonctions : tare, tare additionnelle, hold, extinction automatique. Options : interface RS 232 (2563), câble RS232 (2550), barre rabattable (2530.20.001). Accessoires : rampes d'accès, guide latéral ou barres d'appui, câble RS 232.
Réf : 7708.37

Tarif sur devis

Ⓑ Balance multifonction avec afficheur LCD (20 mm) modèle Standard (5 touches). Idem modèle Basic E avec fonctions additionnelles : tare temporaire (fonction dialyse), tare mémoires, IMC, impression. Alimentation secteur ou batterie rechargeable (selon modèle). Accessoires additionnels : imprimante (2795).
Réf : 7708.65

Tarif sur devis

Accessoires



2

Fauteuil pèse-personne homologué* SOEHNLE PROFESSIONAL par FMC

Simplicité d'utilisation.
2 types d'afficheurs LCD (20 mm) : Basic E (1 touche) ou Standard (5 touches).
Capacité 200 kg, grad. 50 g<150 kg>100 g. Classe III. Alimentation batterie rechargeable.
Fonctions de base : tare, tare additionnelle, hold, extinction automatique.
Fonctions additionnelles (modèle Standard) : tare temporaire (fonction dialyse), tare mémoires, IMC, impression.
Options : disponible avec 2 ou 4 roues directrices (à préciser), interface RS 232 (2563).
Accessoires de base : sac pour cordon d'alimentation (2507), câble RS 232 (2550).
Accessoires additionnels (modèle Standard) : imprimante (2795).

Ⓐ Basic E.

Réf : 7702.37

1.365,00€

Ⓑ Standard.

Réf : 7702.65

1.535,00€





1

Lampe LED Carla LID

Maniable et esthétique, idéale pour la gynécologie et la dermatologie (optique angle 25°). Lumière froide et blanche (équivalent à 20 W halogène).
Indice Rendu de Couleur 95, 4 500 °K.
A 30 cm 9 600 lux et Ø éclairé 20 cm.
Longueur flexible : 65 cm, 1 m.
Coloris blanc, noir.
Options : interrupteur sans contact, fixation.
Existe également en version longue : 1 230 mm.

Réf : LEDB0650B à partir de 309,00€
La lampe blanche 65 cm.

2

Lampe LED Hepta LID

Très polyvalente, maniable et puissante (7 W, équivalent à 50 W halogène).
Lumière blanche et froide, économique.
Indice Rendu de Couleur 95, 4 500 °K.
A 30 cm 53 000 lux et Ø éclairé 8 cm.
Longueur flexible : 65 cm, 1 m.
Coloris blanc, noir.
Options : variateur, interrupteur sans contact, fixation.

Réf : LED07651B à partir de 449,00€
La lampe blanche 65 cm.

3

Lampe LED Bella LID

Lampe LED blanche haute puissance (17 W, équivalent à 90 W halogène) parfaitement conçue pour la petite chirurgie, dermatologie, soins intensifs...
Indice Rendu de Couleur 95, 4 500 °K.
A 30 cm 60 000 lux et Ø éclairé 5 cm.
Options : double intensité, interrupteur sans contact, fixation.

Réf : LED17650 à partir de 599,00€



6

Fixations pour lampe d'examen LID

A Le pied roulant télescopique (Hepta, Carla, Tina et Diana).

Réf : PIR00666 129,00€

B Le pied roulant télescopique lesté (Bella et Thera).

Réf : PIR00666L 136,00€

C L'étau simple (Hepta, Carla, Bella, Tina, Diana et Thera).

Réf : ETR00111 32,00€

D L'équerre murale (Hepta, Carla, Bella, Tina, Diana et Thera).

Réf : EMU00444 36,00€

E L'étau universel (Hepta, Carla, Bella, Tina, Diana et Thera).

Réf : ETRPM006 96,00€

F Le bras mural articulé renforcé (Hepta, Carla, Tina, Diana et Thera).

Réf : BRA00800R 170,00€

4

Lampe halogène Tina LID

Lampe halogène 20 W, teinte chaude.
Indice Rendu de Couleur 100, 3 000 °K.
A 30 cm 50 000 lux et Ø éclairé 5 cm.
Meilleur compromis qualité / puissance / prix.
Longueur flexible : 65 cm, 1 m.
Coloris blanc, noir.
Options : interrupteur sans contact, fixation.

Réf : HTI00651B à partir de 179,00€
La lampe blanche 65 cm.

5

Lampe halogène Diana LID

Très puissante (50 W), à poignée ergonomique.
Polyvalente : généralistes, dermatologues, gynécologues...
Indice Rendu de Couleur 100, 3 000 °K.
A 30 cm 55 000 lux et Ø éclairé 5 cm.
Longueur flexible : 65 cm, 1 m.
Coloris blanc, noir.
Options : interrupteur sans contact, fixation.

Réf : BOR50651B à partir de 282,00€
La lampe blanche 65 cm.



1 Ri-focus LED RIESTER par PROMOTAL

Lampe frontale à LED de haute performance avec excellent rendement lumineux. Sa lumière blanche permet de ne pas dénaturer les couleurs. Ergonomique grâce à son bandeau adapté et son utilisation à une main. Livré avec piles.
Fabriqué en Allemagne.

Réf : 6090

à partir de 236,00€

2 Lampe loupe à LED Vera LID

Lampe loupe 4 W très appréciée en dermatologie et pour les examens minutieux. Grossissement x2,25. Indice Rendu de Couleur 95, 6000 °K, 300 lumens.
Isolation classe II.
Pince étau fournie.

Ⓐ La lampe.

Réf : LED00912

185,00€

Ⓑ Le pied roulant lesté.

Réf : PIR00912

129,00€

3 Lampe infrarouge Thera LID

Lampe chauffante 250 W, idéale kinésithérapie, massages, ostéopathie, acupuncture : améliore la récupération après l'effort par un procédé naturel et sans danger.
Maniabilité optimale avec positionnement précis et fiable.

Isolation classe I.

Longueur de flexible 86 cm.

Option : fixation, interrupteur/minuterie (0 à 60 minutes).

Réf : IRT250860

à partir de 328,00€

The right light



4 Lampe loupe LUXO 5 dioptries LUXO par HOLTEX

La lampe à lumière froide, bras rigide articulé par ressort externe, lentille 5 dioptries, alimentateur électronique. Isolation classe I.
Degré IP20. Tension 230 V.
Puissance : 22 W HF.

Réf : OL0120

149,00€

5 Lampe d'examen LUXO-LE-35 LUXO par HOLTEX

Eclairage supérieur, fournit 2 à 5 fois plus de lumière blanche que les éclairages de sa catégorie, 50 000 Lux à 50 cm, 3000 °K, Ra 95%.

2 éclairages possibles : halogène Master Line ES 35 W 8° ou LED 10 W 15°.

Fixation : à étau sur table ou sur pied à roulette de 4 kg.

Ⓐ Lampe halogène sur pied à roulettes.

Réf : OL0050

352,00€

Ⓑ Lampe LED sur pied à roulettes.

Réf : OL0070


399,00€

6 Lampe d'examen halogène HOLTEX

La lampe avec piétement nylon à 5 branches de roues doubles. Halogène 12 V, 35 W.

Réf : OSA00900B

339,00€



1 Négatoscope 1 plage GEM JTG par CARINA

Négatoscope 1 plage lampe type lumière du jour, interrupteur bipolaire étanche, fusibles de sécurité bipolaires, cordon indépendant du coffret. CE électrique et électromagnétique. Dim. L 400 x l 425 mm.

Ⓐ Sans variateur.

Réf : JTG 882 11 01

175,00€

Ⓑ Avec variateur.

Réf : JTG 882 11 21

235,00€

2 Négatoscope 2 plages GEM JTG par CARINA

Négatoscope 2 plages lampe type lumière du jour, éclairage de chaque plage indépendant, 1 interrupteur par plage, interrupteurs bipolaires étanches, fusibles de sécurité bipolaires, cordon indépendant du coffret. CE électrique et électromagnétique. Dim. L 800 x l 425 mm.

Ⓐ Sans variateur.

Réf : JTG 882 11 02

259,00€

Ⓑ Avec variateur.

Réf : JTG 882 11 22

325,00€

HOLTEX +



3 Négatoscope standard HOLTEX

Structure en alliage d'aluminium haute résistance. Angles protégés par une plaque d'acier recouverte d'ABS. Ecran en polymère méthacrylique. Intérieur et extérieur recouverts de poudre antistatique. Système de fixation facile des radios.

A poser ou à fixer sur un mur.

DM classe I.

Existe en 1, 2 ou 3 plages.

Réf : OTA0801

1 plage dim. 36 x 43,5 cm.

à partir de 249,00€

4 Négatoscope Bas'X et Med'X ELLA LEGROS

Négatoscope 2 plages horizontales dim. 72 x 43 cm. Coffre blanc en ABS/PVC, fixation murale, tubes fluorescents, avec interrupteur.

Existe en 1, 2, 3 ou 4 plages horizontales.

Ⓐ Le négatoscope Bas'X avec tubes fluorescents circulaires.

Réf : NBX2 I

à partir de 260,00€

Ⓑ Le négatoscope Med'X tubes fluorescents droits, plages étendues uniquement.

Réf : NM2 I

à partir de 328,00€



1 Négatoscope Qual'X ELLA LEGROS

Coffre en ABS/PVC, fixation murale par boutonnières d'accroche, température de couleur à 6500 °K, 4 tubes fluorescents par plage 36 x 43 cm, qualité de lumière vraiment adaptée au diagnostic, plages étendues. Intensité lumineuse : peut varier de 1500 à 3000 cd/m² (selon les modèles).
Autres versions : 2 à 5 plages horizontales, plages étendues ou séparées, commande d'allumage par interrupteur bipolaire ou variateur électronique.
Normes : DIN 6859.

- Ⓐ 1 plage horizontale avec interrupteur.

Réf : NHQ1 I à partir de 321,00€

- Ⓑ 1 plage verticale avec variateur.

Réf : NHQ1 V à partir de 366,00€



2 Bac classeur ELLA LEGROS

Grande mobilité : bac roulant pour classer les dossiers radiographiques.

- Ⓐ Sans négatoscope.

Réf : CR2

1.035,00€

- Ⓑ Avec négatoscope à éclairage fluorescent, 1 plage dim. 36 x 43 cm.

Réf : N19

1.447,00€



3 Négatoscope Extra plat LED Weiko ELLA LEGROS

Ecran acrylique, opalin diffusant, haute densité lumineuse parfaitement homogène, orientable, inclinable et ajustable en hauteur. Avec interrupteur : allumage automatique par plage au contact du film pour les négatoscopes à poser et par commande d'allumage pour les négatoscopes muraux, variation d'intensité de 30 à 100%. Existe en 1, 2 ou 3 plages, sur pied ou à fixation murale.

Réf : NSL1V AP à partir de 1.059,00€
2 écrans dim. 36 x 43 cm sur pied.



4 Négatoscope de mammographie SEN'X ELLA LEGROS

Fixation murale, tubes fluorescents droits, écran acrylique, opalin diffusant, jeu de 4 rideaux obscurcissants, avec variateur, intensité lumineuse de 1500 à 5 300 cd/m² selon les modèles. Existe en 1 plage 38 x 43 ou 73 x 43 cm, 2 plages 108 x 28 cm. Normes : DIN 6859.

Réf : SX 4
1 plage dim. 38 x 43 cm.

à partir de 2.817,00€

Gels de transmission



1 Gel de contact bleu COMED

Gel de contact bleu pour échographie, ECG, doppler, ultrasons.

- A Le flacon de 250 ml. Réf : 67 310 25 1,10€
- B Le cubitainer de 5 litres. Réf : 67 310 05 13,00€

2 Gel de contact transparent COMED

Gel de contact transparent pour échographie, ECG, doppler, ultrasons.

- A Le flacon de 250 ml. Réf : 67 320 25 1,10€
- B Le cubitainer de 5 litres Gelecho. Réf : 67 320 05 13,50€

3 Gel Parker Aquasonic 100 COMED

Gel de contact pour échographie, ECG, Doppler, Ultrasons.

- A Le flacon de 250 ml. Réf : 67 300 25 3,00€
- B Le cubitainer de 5 litres. Réf : 67 300 05 27,90€



Essentiellement simple...et tout simplement Essentiel



4 Gel Unigel ASEPT InMed

Gel de transmission ultrasonique hypoallergénique à destination de l'obstétrique et de la cardiologie. Egalement disponible en cubitainer de 5 litres.

- A Le flacon de gel bleuté de 250 ml. Réf : 250820 1,10€
- B Le flacon de gel transparent de 250 ml. Réf : 250853 1,10€



5 Gel pour ECG et défibrillateurs ASEPT InMed

Gel à haute conductivité : hypoallergénique, hydrosoluble, non irritant, non corrosif, non abrasif, transparent. Classe I. Le flacon de 250 ml.

- Réf : 250821 1,30€




6 Gel stérile pour échographie SUPER STERIGEL par ASEPT InMed

Les 48 sachets aluminium stériles de 20 ml de gel hypoallergénique. Classe Is et IIa.

- A Sachets Super Sterigel. Réf : 250933 1,50€
- B Sachets Parker Aquasonic. Réf : 250287 2,00€

3M

COMED



1 Electrodes 3M™ Red Dot™ 3M FRANCE

Electrodes de surveillance cardiaque repositionnables, adhésif conducteur sur la surface complète, spécialement adaptées pour la surveillance ECG. La boîte de 1 000 pièces.

- Ⓐ Rectangulaires à languette pour pinces crocodiles 2,2 x 3,2 cm.
Réf : 2330 111,50€
- Ⓑ Rectangulaires 4 x 3,5 cm.
Réf : 2560 265,20€

2 Electrodes pré-gélifiées mousse contact carbone à pression COMED

Gel solide, à bouton-pression pour une utilisation longue durée. Indications : surveillance ECG, moniteur, épreuve d'effort...

- Ⓐ La sachet de 30 rectangulaires, dim. 32 x 44 mm.
Réf : 26 100 32 2,20€
- Ⓑ La sachet de 30 rondes, diam. 30 mm.
Réf : 26 100 30 2,70€
- Ⓒ La sachet de 30 rectangulaires, dim. 36 x 40 mm, pour adultes et enfants.
Réf : 26 100 36 2,55€
- Ⓓ La sachet de 30 rondes, dim. 45 mm.
Réf : 26 100 45 2,70€

3 Electrodes pré-gélifiées mousse contact carbone à pontet COMED


Gel solide, à pontet pour une utilisation courte durée. Ne nécessite pas d'adaptateur. Indications : surveillance ECG, moniteur, épreuve d'effort...

- Ⓐ La sachet de 30 rondes diam. 45 mm.
Réf : 26 300 45 3,10€



Asept InMed

Essentiellement simple...et tout simplement Essentiel



4 Electrodes pré-gélifiées mousse contact métal ASEPT InMed

Gel solide, à bouton-pression pour utilisation courte durée. Indications : surveillance ECG, moniteur, épreuve d'effort...

- Ⓐ La boîte de 1 200 rondes, dim. 50 x 48 mm.
Réf : 250550 104,50€
- Ⓑ La boîte de 900 rectangulaires, dim. 44 x 28 mm.
Réf : 250554 108,00€

5 Electrodes pré-gélifiées textile contact métal ASEPT InMed

Gel solide, à bouton-pression pour utilisation longue durée. Indications : réanimation. La boîte de 1 200 électrodes ovales.

- Ⓐ Dim. 45 x 42 mm.
Réf : 250557 124,90€
- Ⓑ Dim. 50 x 48 mm.
Réf : 250556 129,20€



6 Adaptateurs et pinces ASEPT InMed

- Ⓐ Les 10 pinces crocodiles pour électrodes à languette.
Réf : 250311 18,00€
- Ⓑ Le jeu de 4 pinces membres plastique couleur.
Réf : 250297 25,90€
- Ⓒ Le jeu de 10 adaptateurs pour électrodes à bouton-pression.
Réf : 250295 39,00€
- Ⓓ Le jeu de 6 poires précordiales, Ø 24 mm base métallique.
Réf : 250303 38,00€



1 ECG Cardi-Touch COLSON

Electrocardiographe portable, 3 pistes, ultra compact.
Clavier et écran tactile. Visualisation possible du signal ECG pendant l'enregistrement.
Enregistrement automatique ou manuel.
4 vitesses d'enregistrement.
Port USB pour connexion PC.
Stockage jusqu'à 100 cas.
Fourni avec une trousse de transport, un câble patient, 4 électrodes périphériques, 6 électrodes à ventouse, un rouleau de papier, un adaptateur d'alimentation secteur.

Réf : CC6386000

749,00€



2 ECG Cardi-3 COLSON

ECG multipistes, paramètres et aide à l'interprétation.
Ecran LCD couleurs HD : visualisation 3, 6 et 12 dérivationes.
Enregistrement automatique et manuel.
Utilisation simple et intuitive.
Imprimante thermique, impression en 2, 3 ou 4 pistes avec date et heure.
Filtres parasites (musculaires et secteur).
L'ECG livré complet avec accessoires et sacoches de transport.

Réf : CC6383000

925,00€



3 ECG SE-301 - 3 Pistes Ecran tactile EDAN par FRAFITO

Mémoire 500 ECG. Analyses pédiatriques précises. Grande connectivité. Génère des rapports PDF directement sur une clé USB ou carte mémoire.
Enregistrement manuel et automatique avec interprétation testée CSE/AHA/MIT des 12 dérivationes simultanément avec convertisseur 24 bits.
Imprimante thermique haute résolution intégrée avec possibilité d'impression A4 sur imprimante externe.
L'ECG livré avec 1 câble patient 10 fils à fiche banane, 6 électrodes précordiales, 4 sangles avec électrodes intégrées, 1 liasse de papier, 1 fusible (rechange).

Réf : EDA141

1.399,00€

COLSON®

EDAN

FRAFITO
COMPTON MEDICAL



4 ECG Cardi-6 COLSON

ECG multipistes, jusqu'à 6 pistes sur papier, 12 dérivationes standards, avec calcul des paramètres et aide à l'interprétation.
Utilisation simple et intuitive.
Grand écran tactile 15 x 9 cm, en couleur, visualisation 3, 6, 12 dérivationes.
Mémoire : jusqu'à 1 000 enregistrements.
Double alimentation, secteur et batteries rechargeables (avec indicateur de niveau de charge).
L'ECG livré complet avec accessoires et sacoches de transport.

Réf : CC6384000

1.449,00€



5 ECG Cardi-12 COLSON

ECG multipistes, jusqu'à 12 pistes sur papier, avec paramètres et aide à l'interprétation.
Grand écran LCD couleurs HD, 16 x 12 cm, visualisation multiformats.
Mémoire : jusqu'à 1 000 enregistrements.
Grande autonomie, double alimentation, secteur et batteries rechargeables (avec indicateur de niveau de charge).
L'ECG livré complet avec accessoires.

Réf : CC6385000

2.355,00€



6 Moniteur foetal gémellaire F3 EDAN par FRAFITO

Compact et léger. Pour les services maternités ou les infirmières libérales.
Ecran LCD. Batterie Lithium. Affichage des tracés et des chiffres.
Doppler pulsé à ultrasons avec auto-corrélation, 50-240 bpm.
ECG foetal (DECG) détection peak-to-peak, 30-240 bpm.
Imprimante thermique intégrée, 1/2/3 cm/min en temps réel, 12h de mémoire interne.
Technologie SOV pour éviter les signaux croisés des jumeaux, indicateur de qualité du signal.
Surveillance centralisée avec le réseau MFM-CNS.

Réf : EDA142

3.749,00€

Electrocardiographes, bladder scanner



1

ECG 3 pistes Cardimax FX7102 - FCP7101 ASEPT InMed

Ecran LCD avec calculs des paramètres, impression 3 pistes.
Mémoire de 120 ECG, 5 vitesses d'enregistrement automatique et manuel, sortie LAN.
Accessoires : adaptateur secteur, câble secteur, câble patient 10 fils à fiche banane, jeu de 4 pinces membres, jeu de 6 ventouses précordiales, rouleau papier, manuel d'utilisation et sacochette de transport.
Options : logiciel AIM 100, chariot, porte câble.

- Ⓐ L'ECG 3 pistes Cardimax FX7102.
Réf : 250417 1.110,00€
- Ⓑ L'ECG 3 pistes Cardimax FCP7101 avec analyse automatique des tracés.
Réf : 250418 1.300,00€



2

ECG 6 pistes Cardimax FX7202 ASEPT InMed

Ecran tactile 6/12 pistes, sortie LAN, impression 6 pistes.
Mémoire de 120 ECG, enregistrement automatique et manuel.
Mesure des paramètres du QRS, étude de la variation de l'espace R-R, détection automatique du pacemaker.
Accessoires : batterie, câble secteur, câble patient 10 fils à fiche banane, jeu de 4 pinces membres, jeu de 6 ventouses précordiales, manuel d'utilisation, liasse de papier et sacochette de transport.
Options : interprétation, logiciel AIM 100, chariot, porte câble.

Réf : 250353 1.849,00€



3

ECG 6 pistes Cardimax FX8222 ASEPT InMed

Ecran LCD couleur tactile 3/6 pistes. Mesure des paramètres fréquence cardiaque, espace R-R, P-R, QRS, QT, QT corrigé, axe du cœur, indice de Sokoloff, détection automatique du pacemaker.
Alimentation secteur et accumulateur, 2 sorties RS232, 2 sorties USB, 1 sortie LAN, 1 slot SD card.
Accessoires : sacochette, câble secteur, batterie, câble patient, jeu de 4 pinces membres, jeu de 6 poires précordiales, liasse de papier.
Options : interprétation, chariot, porte câble, logiciel EFS-250.

Réf : 250825 2.250,00€



Asept InMed
Essentiellement simple...et tout simplement Essentiel

EDAN
FRAFITO
COMPTON MEDICAL



5

ECG 12 pistes Cardimax F8322 ASEPT InMed

Format A4. Ecran LCD couleurs, incliné. Impression 12 pistes, enregistrement automatique et manuel, 12 dérivations. Mesure des paramètres du QRS, enregistrement des troubles du rythme, batterie LI-ION, autonomie ~ 90 min. Alimentation secteur et accumulateurs, 2 sorties RS232, 2 sorties USB, 1 sortie LAN, 1 sortie SD card, 1 sortie auxiliaire, papiers liasse ou rouleau.
Options : interprétation, logiciel EFS 250, chariot, porte câble.

Réf : 250829 3.150,00€

ECG numérique SE-1010 EDAN par FRAFITO

ECG informatisé se connectant à un PC en USB. Multilingue.
Enregistrement manuel et automatique avec interprétation testée CSE/AHA/MIT des 12 dérivations simultanément avec convertisseur 24 bits.
Livré avec 1 câble patient 10 fils à fiche banane, 6 électrodes précordiales, 4 pinces membres, 1 sacochette de transport.
Egalement disponible en version sans fil.

Réf : EDA044 1.345,00€

VITACON.
FRAFITO
COMPTON MEDICAL



6

Bladder Scanner Vitascan portable VITACON par FRAFITO

Examen non invasif pour mesurer par ultrasons le volume de la vessie avec une précision de +/- 10%. Pour enfant, adulte et adulte fort.
En évitant les sondages inutiles, il réduit les risques d'infections des voies urinaires associées aux cathéters et les coûts des opérations de sondage. Fonctionne sur batterie rechargeable.

- Ⓐ Sonde + USB.
Réf : BLA001 6.720,00€
- Ⓑ Sonde + USB + Tablette Médicale.
Réf : BLA002 8.209,00€
- Ⓒ Sonde + USB + Tablette Médicale + pied.
Réf : BLA003 8.739,00€
- Ⓓ Sonde + USB + Tablette Lamina.
Réf : BLA009 6.790,00€
- Ⓔ Sonde + USB + Tablette Lamina + pied.
Réf : BLA008 7.750,00€

Diagnostic

Papiers imagerie

IMPRIMANTES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PRIX
--	-----------	-------------	------

PAPIERS VIDEO ASEPT+



MITSUBISHI

P61/P66/P68/P90/P91/P93	250253 / K61	NB Plastic Mat 4 rouleaux 110 mm x 21 m	42,00€
	250254 / K65HM	NB Haute densité 4 rouleaux 110 mm x 21 m	89,00€

SONY

890MD/895MD/897MD/ D895/D897	250243 / UPP110S	NB Mat 10 rouleaux 110 mm x 20 m	111,00€
UP895MD/D895/D987/897MD	250327 / UPP110HG	NB Haute densité 10 rouleaux 110 mm x 18 m	219,00€
UP860/890CE	250241 / UPP110HA	NB Densité supérieure 10 rouleaux 110 mm x 18 m	219,00€
UP850/860/890/895/897	250242 / UPP110HD	NB Haute densité 10 rouleaux 110 mm x 20 m	219,00€
UP-910AD/UP-930AD/UP-960AD/ UP-970AD/UP-980AD/UP-990AD	250328 / UPP210SE	NB Mat 5 rouleaux 210 mm x 25 m	221,00€
	250329 / UPP210HD	NB Haute densité 5 rouleaux 210 mm x 25 m	305,00€
UPD21MD/UP21	250379 / UPC21L	Pack : Papier + ruban NB format A6 4 packs par boîte	174,50€
UP-D77MD/For UP-D75MD	250909 / UPC770	72 feuilles couleur format A4	294,50€
UP-D711MD	250917 / UPP84S	NB Mat 1 rouleau 84 mm x 13,5 m	10,50€
	250918 / UPP84HG	NB Haute qualité 1 rouleau 84 mm x 12,5 m	20,30€

PAPIERS VIDEO COMPATIBLES COMED*



MITSUBISHI P61/65/66/67/68/90/91/93 SONY UP710/850/860/890/895/897	67 110 00S	NB Standard 5 rouleaux 110 mm x 20 m	8,00€
SONY UP811/850/860/890/895/897	67 110 00HD	NB Haute densité 5 rouleaux 110 mm x 20 m	17,50€
SONY UP895CE/UPD895/897	67 110 00HG	NB Brillant 5 rouleaux 110 mm x 18 m	17,60€

*Pour toute autre demande nous consulter, autres marques disponibles : HP – EDAN – MORTARA – MINDRAY – GE - SIEMENS ...

IMPRIMANTES	REFERENCE	DESCRIPTION	PRIX
-------------	-----------	-------------	------

PAPERS ECG / THERMOSENSIBLE ASEPT+



CARDIORAPID

K112PR/K112RC	250122/66010016	5 Rouleaux 50 mm x 15 m	3,80€
K112LCD	250859	Nouvelle génération 5 rouleaux 50 mm x 20 m	5,40€
K11/K111	250123/66010001	5 rouleaux 50 mm x 30 m	6,90€
K130B/K130D	250125/66010040	Liasse 250 feuilles 60 mm x 75 mm	1,10€
K300M/K300P	250116/66010026	5 rouleaux 134 mm x 30 m	12,50€

COLSON CARDIETTE

MICRORULER 12/1	250122C/66010016	5 rouleaux 50 mm x 15 m	3,90€
AUTORULER 12/1	250123C/66010001	5 rouleaux 50 mm x 25 m	6,20€

FUKUDA DENSHI

FCP11-15-2155-7101-2201 FX2111-7102	250073 / OP110TE - OP119TE	5 rouleaux 63 mm x 30 m	6,40€
	250074 / OP122TE	Liasse 400 feuilles 63 x 75mm	1,35€
FX7202	250354 / OP222TE	Liasse 140 feuilles 110 x 140 mm	1,60€
FDX4510/FCP4101/FX4010 FX7402-FX7542/FX8322	250069 / OP353TE - OP69TE	5 rouleaux 210 mm x 30 m	22,65€
FX7402/FX7542/FX8322	250362 / OP621TE	Liasse 333 feuilles 210 x 300 mm	14,10€
FX3010/FX3012/FX8222	250066 / OP382TE	Liasse 260 feuilles 145 x 75 mm	2,70€
FX4010/FX8322	250068 / OP618TE	Liasse 200 feuilles 210 x 140 mm	5,45€

FUKUDA ME

501C/501D/S/SA/F/A	250071 / 08.401.01	5 rouleaux 50 mm x 30 m	5,45€
501A/501B/C	250133 / 08.401.00	Liasse 400 feuilles 50 x 70 mm	1,90€

NIHON KOHDEN

ECG 6151-6501-6511-6551 TEC 3500-700	250071N / RQS50-3	5 rouleaux 50 mm x 30 m	5,35€
ECG 6151-6511-6851	250143N / FPS50-3-75	Liasse 400 feuilles 50 x 75 mm	1,55€

SCHILLER

AT1 / SP1	250186 / 2009/2.157.014	Liasse 400 feuilles 90 x 90 mm	2,10€
-----------	-------------------------	--------------------------------	-------



1 Echelles de Parinaud à main COMED

- A** Modèle enfant, pour illettrés (R/V).
Réf : 32 820 10 32,50€
- B** Modèle adulte, pour lettrés (R/V).
Réf : 32 820 00 32,50€



2 Echelles murales COMED

Le test d'acuité visuelle.

- A** Modèle enfant. Lecture à 5 m.
Réf : 32 816 05 21,95€
- B** Echelle d'Armaignac - adulte.
Lecture à 5 m.
Réf : 32 815 05 21,95€
- C** Echelle Monoyer - adulte.
Lecture à 3 m.
Réf : 32 810 03 21,95€
- D** Echelle Monoyer - adulte.
Lecture à 5 m.
Réf : 32 810 05 21,95€



3 Echelles optométriques lumineuses ELLA LEGROS

Eclairage global avec interrupteur :
2 tubes fluorescents.
1 test au choix parmi 6 : composé 5 m,
Monoyer, Armaignac, Landolt, enfant,
chiffres.

Réf : ETFL 473,00€



4 Cache-œil COMED

- A** Le cache-œil cuillère.
Réf : 32 830 00 13,60€
- B** Le cache-œil face à main.
Réf : 32 831 00 23,00€



5 Album test d'Ishihara COMED

Utilisé par les ophtalmologues dans
les identifications précises des types
de dyschromatopsie (Daltonisme).
Les 38 planches.

Réf : 32 800 00 399,00€



6 Test de la mouche ELLA LEGROS

Le test stéréo pour la vision des reliefs.
S'utilise avec une paire de lunettes à filtre
polarisant.

- A** Le test.
Réf : T26 653,00€
- B** La paire de lunettes.
Réf : 84500123604 70,00€



Mobilier

Professionnels & Collectivités

Cabinet médical	110
Divans d'examen fixes	111
Divans hydrauliques et électriques	112 à 113
Divans d'examen spécialisés	114 à 116
Tables et divans pédiatriques	117
Fauteuils de prélèvements	118
Paravents	119
Guéridons	120 à 121
Fichiers et armoires	122
Mobiliers collectivités	123
Tabourets	124
Marchepieds	125
Porte-sérums	126



1

Marchepied HOLTEX

Marchepied en inox, structure tube d'acier inoxydable. Marches recouvertes de matière plastique noire antidérapante. Capacité de charge : 150 kg.

- Ⓐ Le marchepied 1 marche.

Réf : OS0051

109,00€

- Ⓑ Le marchepied 2 marches.

Réf : OS0050

141,00€

2

Tabouret simili cuir HOLTEX

Réglable en hauteur, assise simili cuir et pied nylon noir 5 branches ABS. Coloris blanc, bleu, bordeaux, gris ou noir.

Réf : OS007_N à partir de 124,00€
Le tabouret noir.

3

Paravent mobile HOLTEX

Panneaux de H 155 x l 61 cm, châssis tube acier, rideaux lavables en plastique. Roulettes doubles sans frein non dissociables Ø 60 mm.

- Ⓐ Inox, 2 panneaux.

Réf : OTA0062

255,00€

- Ⓑ Inox, 3 panneaux.

Réf : OS0063

355,00€

- Ⓒ Inox, 4 panneaux.

Réf : OTA0064

469,00€

HOLTEX + 

4

Guéridon inox HOLTEX

Guéridon inox, plateaux à galeries amovibles et démontables. Piétement tubulaire rond, 4 roues.

- Ⓐ 2 plateaux, dim. 60 x 40 x 80 cm.

Réf : OSA6040

339,00€

- Ⓑ 2 plateaux, dim. 70 x 50 x 80 cm.

Réf : OSA7050

360,00€

5

Divan d'examen HOLTEX



Piètement carré inox, à crémaillère, porte-rouleau positionnable à la tête ou aux pieds. Revêtement classe anti-feu M1. Démontage rapide.

Capacité de charge : 150 kg. Coloris noir, bleu, gris, bordeaux ou blanc.

Réf : OSA003_N

489,00€

Le divan noir.

Divans d'examen fixes

CARINA
Medical



1

Divan Ecomax CARINA

Hauteur fixe, tête réglable, porte-rouleau pour draps d'examen.
Sellerie plate, revêtement classe anti-feu M2.
Piètement tube laqué époxy argent.
4 coloris au choix : vert, bleu, jaune, noir
Dim. L 185 x l 60 x H 80 cm.
Capacité de charge : 150 kg.
Plusieurs options disponibles.

Réf : ECOMAX

à partir de 379,00€



2

Divan Economique 1810 PROMOTAL

Table d'examen en kit, idéal comme table d'appoint dans les cabinets médicaux, infirmeries ou dispensaires.
4 pieds tube rond dont 2 avec vérins de réglage au sol.
Sellerie plate. Tête et dossier réglables par crémaillère.
Finition époxy polyester gris nuage.
Dim. L188,7 x H 75 x l 65 ou 75 cm.
Capacité de charge : 135 kg.
Plusieurs coloris au choix.

A Le divan largeur 65 cm.

Réf : 1810

669,00€

B Le divan largeur 75 cm.

Réf : 1811

792,00€

C Le porte-rouleau.

Réf : 167-10

35,00€

PROMOTAL



3

Divan Fidji PROMOTAL

Structure acier avec finition en époxy gris nuage.
2 colonnes soudées pour la stabilité.
Sellerie lavable en mousse haute densité 5 cm d'épaisseur, revêtement classe anti-feu M1. Plusieurs selleries au choix.
Dossier réglable par vérin à gaz en pro/déclive.
Support porte-rouleau côté tête.
Dim. 191 x 80 x 65 ou 75 cm.
Capacité de charge : 200 kg.
Options : paire d'étaux, paire d'appui-jambes, paire d'étriers, housse pour appui-jambes.

A Sellerie plate largeur 65 cm.

Réf : 10110-10600150-65

1.267,00€

B Sellerie à bourrelets largeur 65 cm.

Réf : 10110-10600151-65

1.449,00€



4

Table valise PROMOTAL

Table coloris marine, ouverture facilitée grâce à deux piétements en acier époxy gris. Structure en aluminium anodisé.
Sellerie mousse moyenne densité protégée aux quatre angles et avec deux poignées de transport, classe anti-feu M1.
Poids : 17 kg.
Dim. 180 x 75 x 56 cm (ouverte), 90 x 56 x 14 cm (fermée).

A La table valise sans tête inclinable.

Réf : 1168

779,00€

B La table valise avec tête inclinable.

Réf : 1170

1.022,00€

C L'appui-tête.

Réf : 1166

73,00€

D La housse toile de transport.

Réf : 1171

213,00€

Divans hydrauliques et électriques

CARINA
Medical



1

Divan hydraulique CARINA

Châssis avec coque thermo moulée. Hauteur variable hydraulique, commande par pédale. Sellerie plate, revêtement anti-feu M1. Piètement cartésien, hygiène optimale. Coloris gris clair RAL 7035. 4 roulettes à frein, têtière réglable par vérin à gaz. Porte rouleau pour drap d'examen. Différents coloris au choix gamme classique ou urban en option. Dim. L 200 x l 70 ou 80 x H 49-85 cm. Capacité de charge : 150 kg en dynamique. Plusieurs options disponibles.

Ⓐ Le divan largeur 70 cm.

Réf : OV2-HY-700-125

à partir de 2.967,00€

Ⓑ Le divan largeur 80 cm.

Réf : OV2-HY-800-125

à partir de 3.188,00€



2

Divan hydraulique Hydro PROMOTAL

Structure acier avec finition époxy gris nuage. Hauteur variable hydraulique. Dossier réglable par vérin à gaz. Support rouleau côté tête (max. 50 cm - Ø 20 cm). Patins de réglage sous piètement. Commande par pédale bilatérale. Dim. L 200 x l 65-75 x H 55-93 cm. Capacité de charge : 200 kg.

Ⓐ Le divan avec patins.

Réf : 1050-10

2.209,00€

Ⓑ Le divan avec système Block 'n Roll (roulettes escamotables intégrées).

Réf : 1050-15

2.628,00€



VOG
MEDICAL



3

Divan électrique CAIX 2 plans VOG MEDICAL

Hauteur variable électrique, moteur classe II. Bâti en tube rectangulaire époxy blanc, dossier réglable par vérin à gaz, 4 patins noirs réglables en polyamide, porte-rouleau, commande au pied. Sellerie cousue épaisseur 40 mm, mousse assise et dossier densité 28 kg/m³. Carter de protection au niveau du piètement. Dim. hors tout L 200 x H 56-96 cm. Garantie 3 ans hors sellerie. Plusieurs options disponibles.

Ⓐ Le divan largeur 67 cm.

Réf : 1111/0

1.669,00€

Ⓑ Le divan largeur 80 cm.

Réf : 1111/80

1.769,00€

PROMOTAL



4

Divan électrique Quest PROMOTAL

Divan à hauteur variable électrique. Structure acier avec finition époxy gris. Dossier réglable par vérin à gaz ou vérin électrique. Support rouleau côté tête (max. 50 cm - Ø 20 cm). 12 cm de dégagement au sol. Télécommande manuelle, sellerie plate. Patins de réglage sous piètement. Dim. L 200 x l 65 ou 75 x H 54-64 cm. Capacité de charge : 200 kg. Modèle présenté : modèle sur patins.

Ⓐ Le divan 75 cm avec patins.

Réf : Base205010Sellerie60015075

à partir de 2.675,00€

Ⓑ Le divan 65 cm avec roues escamotables.

Réf : Base205015Sellerie60015065

à partir de 2.985,00€

Divans d'examen électriques



1

Divan Fauteuil eMotio PROMOTAL

Divan tout électrique du médecin généraliste et du spécialiste. Dossier, repose-jambes et hauteur variable électriques. Encombrement réduit permettant un examen facile et rapide. Roulettes activables électriquement. Sellerie anatomique. Porte-rouleau intégré au dossier.
Dim. L 194,6 x l 70 x H 45-96 cm.
Capacité de charge : 205 kg.
Garantie 5 ans pour l'électrique et 10 ans pour la structure.
Visuel présenté avec les 4 options.

- Ⓐ Le divan fauteuil.
Réf : 4050-20 4.806,00€
- Ⓑ L'appui-tête réglable.
Réf : 11679-01 124,00€
- Ⓒ La paire d'étriers.
Réf : 40850 290,00€
- Ⓓ La paire de poignées d'assistance escamotables.
Réf : 40922 315,00€
- Ⓔ Le support de fixation lampe.
Réf : 40950 32,00€



2

Divan Ovalia version V2 CARINA

Hauteur variable électrique, 2 parties, position pro/déclive en standard, tête réglable par vérin à gaz, pied capoté gris, équipé de 4 roulettes à freins et d'un porte-rouleau. Sellerie plate, classe anti-feu M1. Différents coloris au choix gamme classique ou urban en option.
Dim. L 200 x H 49-89 x l 70 ou 80 cm.
Capacité de charge : 200 kg en dynamique.
Plusieurs options disponibles.

- Ⓐ Le divan largeur 70 cm, télécommande manuelle.
Réf : OV2-05-125 à partir de 2.604,00€
- Ⓑ Le divan largeur 70 cm, à pédale.
Réf : OV2-06-125 à partir de 2.826,00€
- Ⓒ La tête ergonomique.
Réf : ACC TETERGO à partir de 119,00€



CARINA
Medical



3

Divan 326 sellerie tendue CARINA

Hauteur variable électrique, tête et dossier réglable par vérin à gaz, porte-rouleau. Sellerie tendue, classe anti-feu M1. Piètement central électrique, peinture en époxy avec 16 coloris au choix.
Dim. L190 x H 55-85 x l 60 ou 70 cm.
Capacité de charge : 130 kg.
Plusieurs options disponibles.

- Ⓐ Le divan largeur 60 cm.
Réf : 32604T à partir de 4.071,00€
- Ⓑ Le divan largeur 70 cm.
Réf : 32605T à partir de 4.071,00€



4

Fauteuil esthétique Injexia CARINA

Fauteuil médecine à hauteur variable électrique, position pro/déclive en standard, dossier électrique, tête réglable, repose-tête, 2 roulettes côté tête. Porte-rouleau en option. Sellerie plate, classe anti-feu M1. Différents coloris au choix gamme classique ou urban en option.
Dim. L 190 x H 48-88 x l 60 cm.
Capacité de charge : 200 kg en dynamique.
Plusieurs options disponibles.

- Ⓐ Le fauteuil à télécommande manuelle.
Réf : INJEXIA05 à partir de 5.205,00€
- Ⓑ Le fauteuil à pédale.
Réf : INJEXIA06 à partir de 5.455,00€

Divans d'examen gynécologiques



1 Divan mixte Duolys PROMOTAL

Hauteur variable électrique pour examen généraliste et gynécologique. Pro/déclive standard, sellerie de largeur 73 cm, dossier extérieur réglable par double vérins à gaz et dossier central électrique, patins réglables intégrés, bac amovible avec deux supports pour rouleau papier. Testé à 800 kg en statique (conformément à la norme CE). Télécommande manuelle.

Nombreux accessoires disponibles en option.
Dim. L 200,5 x l 65 x H 46-95 cm.
Capacité de charge : 200 kg.
Modèle présenté : avec étriers sur étaux + patins.

Ⓐ Le divan avec étriers intégrés et patins.

Réf : 2065-10

4.215,00€

Ⓑ Le divan avec étriers sur étaux et Block'n Roll.

Réf : 2060-30

4.535,00€

2 Divan Le Quesnoy VOG MEDICAL

3 parties, à hauteur variable avec 2 colonnes électriques, avec 4 roulettes de Ø 100 mm à frein.

Pro/déclive, sellerie plate 28 kg/m³.

Jambière réglable par vérin à gaz, repose-tête réglable en hauteur, moteurs pour élévation de l'assise et position de Trendelenburg.

Paire d'étriers (mousse de PU ou inox), cuvette inox, porte-rouleau.

Commande manuelle. Moteur classe II.

Capacité de charge : 300 kg.

Dim. L 175 x l 80 x H 64-104 cm.

Accessoires en option.

Ⓐ Avec roulettes à frein et dossier réglable par vérin à gaz.

Réf : 3850/0

4.830,00€

Ⓑ Avec roulettes à frein et inclinaison électrique du dossier.

Réf : 3800/0

5.100,00€



3 Divan Elansa PROMOTAL

Hauteur variable électrique. Structure acier avec habillage gris ABS. Dossier réglable par vérin à gaz. Dossier et assise amovibles, sans couture. Revêtement classe anti-feu M1. 20 coloris au choix. Support rouleau intégré Ø 12,5 cm, bac en plastique sur rails avec une capacité de 6 litres.

Patins de réglage sous le piétement et commande par pédale.

Structure de l'assise en inox 18/10 avec époxy.

Dim. L 178 x l 60 x H 46-106 cm.

Capacité de charge : 170 kg.

Modèle présenté : divan avec paire de repose-pieds.

Ⓐ Le divan avec étriers.

Réf : 11610-01

5.795,00€

Ⓑ Le divan avec goepfels.

Réf : 11614-01

6.090,00€

Ⓒ Le divan avec repose-pieds.

Réf : 11615-01

6.160,00€

4 Divan Elite PROMOTAL

Divan à hauteur variable électrique.

Structure en acier avec habillage gris ABS.

Sellerie anatomique amovible sans couture, classe anti-feu M1.

Réglage indépendant du dossier, de l'assise et de la hauteur.

Assise relevable par vérin électrique. Support rouleau papier intégré (max. 50 cm - Ø 12,5 cm).

Patins de réglage sous le piétement pour une stabilité parfaite.

Commande électrique par pédale.

Nombreux accessoires en option.

Dim. L179,6 x l 62,6 x H 54,6-94,6 cm.

Capacité de charge : 200 kg.

Ⓐ Le divan avec étriers et dossier à gaz.

Option : boîtier programmation 2 moteurs.

Réf : 12620

8.966,00€

Ⓑ Le divan avec appui-jambes et dossier à gaz.

Option : boîtier programmation 2 moteurs.

Réf : 12624

9.257,00€

Ⓒ Le divan avec appui-jambes et dossier électrique.

Option : boîtier programmation 3 moteurs.

Réf : 12634

9.716,00€



1 Divan Ecomax double mixte CARINA

Divan d'examen mixte 3 parties, réglage des dossiers par système de crémaillères mécaniques. Paire d'étriers, bac inox et porte-rouleau. Bâti en tubes aciers peint epoxy en coloris argent ou blanc. Sellerie sur mousse, classe anti-feu M2. Livré démonté. 4 coloris disponibles : bleu, vert, jaune, noir. Dim. L 175 x l 60 x H 80 cm. Capacité de charge : 150 kg. Plusieurs options disponibles.

Réf : ECOMAXDBLEMIX

1.090,00€



2 Divan gynécologique CARINA

Dossier réglable par double système mécanique autocloquant, jambières à deux positions permettant l'accès au coloscope, tiroir inox amovible, paire d'étriers, porte-rouleau. Piètement tube rond laqué, sellerie plate avec revêtement anti-feu M1. Dim. L 175 x H 83 x l 60 cm. Capacité de charge : 130 kg. Différents coloris au choix gamme classique ou urban en option.

Ⓐ Le divan assise fixe.

Réf : 524

à partir de 1.732,00€

Ⓑ Le divan assise relevable.

Réf : 526

à partir de 1.929,00€



CARINA Medical CE

3 Divan Ovalia 13 V2 CARINA

Divan double mixte 3 parties, hauteur variable électrique, position pro/déclive en standard, tête réglable par vérin à gaz, dossier central électrique, 4 roulettes à frein, bac inox, étriers, pied capoté gris. Sellerie plate, classe anti-feu M1. Différents coloris au choix gamme classique ou urban en option. Dim. L 200 x H 49-89 x l 70 ou 80 cm. Capacité de charge : 200 kg en dynamique. Plusieurs options disponibles.

Ⓐ Le divan largeur 70 cm à télécommande manuelle.

Réf : OV2-12-125

à partir de 3.770,00€

Ⓑ Le divan largeur 70 cm à pédale.

Réf : OV2-13-125

à partir de 4.025,00€

Ⓒ Le jeu de repose-jambes sur rotule.

Réf : ACC 964

à partir de 275,00€



4 Divan Femina V2 CARINA

Hauteur variable électrique, 2 parties, inclinaison de l'assise électrique, réglage du dossier par vérin électrique, pied capoté gris, 4 roulettes à frein et 1 porte-rouleau pour drap d'examen. Commande : pédale avec sélectionneur électronique et télécommande manuelle avec fixation droite ou gauche. Sellerie très grand confort, classe anti-feu M1. Différents coloris au choix gamme classique ou urban en option. Dim. L 200 x H 49-89 x l 60 ou 70 cm. Longueur : dossier 90 cm, assise 48 cm, jambière 43 cm. Capacité de charge : 200 kg en dynamique.

Ⓐ Le divan largeur 60 cm.

Réf : FMV2-60-125

à partir de 5.390,00€

Ⓑ Le divan largeur 70 cm.

Réf : FMV2-70-125

à partir de 5.515,00€

1

Fauteuil ORL CARINA

Hauteur variable hydraulique, très bon maintien lombaire, 2 accoudoirs escamotables, tête réglable en hauteur, réglage du dossier en toutes positions par vérin à gaz synchronisé avec la jambière qui peut être mise en position verticale.

Sellerie ergonomique, classe anti-feu M1.

Différents coloris au choix gamme classique ou urban en option.

Dim. L 173 x l 55 x H assise 52-72 cm. Longueur totale : 206,5 cm.

Capacité de charge : 130 kg.

Réf : 51266T-ORL

à partir de 2.455,00€



CARINA Medical CE

2

Divan Ovalia V2 Cardiologie CARINA

Divan 2 parties, hauteur variable électrique, tête réglable par vérin électrique, 4 roulettes à frein, pied capoté.

Sellerie sans coutures apparentes, classe anti-feu M1.

Différents coloris au choix gamme classique ou urban en option.

Partie cardio amovible pour faciliter les examens thoraciques.

Dim. L 198 x l 70 ou 80 x H 48-88 cm.

Capacité de charge : 200 kg.

Ⓐ Le divan largeur 70 cm à télécommande manuelle.

Réf : OV2-95-125

à partir de 3.210,00€

Ⓑ Le divan largeur 70 cm à pédale.

Réf : OV2-96-125

à partir de 3.435,00€



3

Divan Ovalia V2 Dermatologie CARINA

Divan 2 parties, hauteur variable électrique, tête réglable par vérin électrique, 4 roulettes à frein, pied capoté.

Sellerie sans couture apparente, classe anti-feu M1.

Différents coloris au choix gamme classique ou urban en option.

Dim. L 202 x l 70 x H 48-88 cm.

Capacité de charge : 200 kg.

Ⓐ Le divan à télécommande manuelle.

Réf : OV2-85-125

à partir de 3.465,00€

Ⓑ Le divan à pédale.

Réf : OV2-86-125

à partir de 3.715,00€



Tables et divans pédiatriques

CARINA Medical CE



1 Table de pédiatrie Carina CARINA

Pieds en acier, revêtement époxy, 16 coloris disponibles.
Sellerie mousse avec rebords sur 3 côtés, classe anti-feu M1, différents coloris au choix gamme classique ou urban en option.
Dim. L 100 x l 72 x H 80 cm.
Option : porte-rouleau, plateaux, tiroirs.

Ⓐ La table sans option.

Réf : PEDIA 03 à partir de 792,00€

Ⓑ La table avec plateau inférieur.

Réf : PEDIA 04 à partir de 890,00€

Ⓒ La table avec plateau inférieur et tiroir 60 x 40 cm.

Réf : PEDIA 06 à partir de 1.044,00€



2 Divan Ecomax Pédiatrie CARINA

Acier revêtement époxy argent, sellerie en mousse de 6 cm, dossier réglable par système mécanique autobloquant, porte-rouleau.
Différents coloris au choix gamme classique ou urban en option.
Dim. L 139 x l 60 x H 80 cm.
Capacité de charge : 150 kg en dynamique.
Plusieurs options disponibles.

Réf : PEDIADIVAN01 497,00€

Le divan à tête réglable par système mécanique.

PROMOTAL



3 Table de pédiatrie Promotal PROMOTAL

Sellerie confortable avec des coussins qui relèvent les trois côtés de la table pédiatrique, classe anti-feu M1. Pieds en acier, revêtement époxy polyester gris nuage.
Options disponibles : plateau acier inoxydable, tiroir inox.
Dim. L 120 x l 70 x H 93 cm.

Ⓐ La table.

Réf : 4365 826,00€

Ⓑ Le plateau inférieur en acier inoxydable.

Réf : 4366 97,00€



4 Divan de pédiatrie 188 PROMOTAL

Divan en 3 parties époxy gris nuage avec pieds emboîtables époxy gris nuage, sellerie mousse moyenne densité, dossier réglable par crémaillère et porte-rouleau papier.
Capacité de charge : 135 kg.

Réf : 188 920,00€

Fauteuils de prélèvements

CARINA Medical CE



1

Fauteuil hydraulique Luvia14T CARINA

Fauteuil hydraulique à hauteur variable pivotant et blocable, dossier et jambière synchronisés et réglables par vérin à gaz, paire de gouttières prise de sang réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés. Position de Trendelenburg (7°). Sellerie épaisse de 7 cm, classe anti-feu M1. Différents coloris au choix gamme classique ou urban en option. Protection plastique pour l'assise et la jambière. Dim. L 184,5 x l 55 x H 55-74 cm. Capacité de charge : 130 kg. Options : gouttière polyuréthane, tête ergonomique.

Réf : LUVIA14T à partir de 2.852,00€

2

Fauteuil 51266T CARINA

Hauteur variable hydraulique, commande actionneur mécanique, pivotant avec blocage de la rotation, paire de gouttières prise de sang. Sellerie ergonomique sans couture apparente, classe anti-feu M1. Différents coloris au choix gamme classique ou urban en option. Piètement sur socle chromé. Réglage du dossier et de la jambière par 2 vérins à gaz. Dim. L 173 x l 55 x H 52-72 cm. Capacité de charge : 130 kg en dynamique. Options : protection plastique, tête amovible.

Réf : 51266T à partir de 2.255,00€

3

Fauteuil 94001T CARINA

Hauteur variable électrique, commande au pied, paire de gouttières prise de sang. Sellerie tendue sans couture apparente, classe anti-feu M1, 11 coloris au choix. Piètement mécano-soudé peint époxy. Différents coloris au choix gamme classique ou urban en option. Réglage du dossier et de la jambière par vérins à gaz. Position de Trendelenburg. Dim. L 170 x l 55 x H 55-90 cm. Capacité de charge : 130 kg en dynamique.

Réf : 94001T à partir de 2.890,00€



PROMOTAL



Deneo
2017 NOUVEAUTÉ

4

Fauteuil 70132 PROMOTAL

Hauteur variable électrique. Sellerie tendue anatomique avec 13 coloris au choix, classe anti-feu M1. Dossier entièrement inclinable par vérin à gaz, commande bilatérale, repose-jambes indépendant, 4 étaux et 1 porte-rouleau papier. Inclus : 2 gouttières en mousse polyuréthane noire et 2 accoudoirs. Dim. L 160,9 x l 65 x H 50-78 cm. Capacité de charge : 135 kg.

A Le fauteuil.

Réf : 70132

2.620,00€

B La paire d'appui-jambes.

Réf : 840

288,00€

5

Divan Deneo PROMOTAL

Hauteur fixe et rotation SIT&GO. Base epoxy - Ossature inox poli. Poignées PU noir coulissantes intégrées. Ossature d'assise bois cintré multiplis. 2 repose-bras de prélèvement réglables sur rotule. Capacité de charge : 200 kg. Nombreux coloris disponibles.

Réf : 80000-02R

à partir de 2.199,00€

CARINA
Medical

1

Paravents aciers

CARINA

Paravent acier repliable, toiles en plastique blanc type M1, revêtement époxy 16 coloris au choix.
Disponible en 3, 4 ou 5 panneaux, patins fixes ou roulettes Ø 50 mm.

Réf : 119 03-PB

424,00€

Le paravent 3 panneaux à roulettes.



VOG
MEDICAL

2

Paravents PARAVIT

VOG MEDICAL

Paravent avec tige télescopique sur 2 m. Sur roulettes ou avec platine murale pour murs creux ou pleins (à choisir au moment de la commande).

Rideau avec œillets et anneaux, au choix :

- Sure Check M2 : dim. H 1,60 x L 2 m, beige, blanc, bleu, rose ou vert
- Trévira Bioactive M1 antibactérien/antimicrobien : dim. H 1,30 x L 2 m, anis, blanc, bleu, mandarine ou safran.

Ⓐ Le paravent mural avec rideau Sure Check.

Réf : PAR0001

539,00€

Ⓑ Le paravent mobile sur roulettes avec rideau Sure Check.

Réf : PAR001/SC/PIED

885,00€

Ⓒ Le rideau Sure Check.

Réf : PAR0040/S

92,00€

Ⓓ Le rideau Trévira Bioactive.

Réf : PAR0040/BIO

92,00€

3

Paravents sur roulettes

VOG MEDICAL

Piètement époxy avec 17 coloris de bâti au choix. Rideau en toile PVC blanc M1 ou en toile plastifiée Sure Check (plusieurs coloris au choix).

Dim. pour 1 panneau : H 160 x l 60 cm.

Disponible en version 2, 3 ou 4 panneaux.

Ⓐ Le paravent 3 panneaux rideau PVC blanc.

Réf : 880/3E/P

504,00€

Ⓑ Le paravent 3 panneaux rideau Sure Check.

Réf : 880/3E/S

565,00€



Guéridons

CARINA
Medical

JTG
UNIVERSAL

ALTERMÉDICAL



1

Guéridon 243 CARINA

Guéridon laqué bois, sans galerie.
Plateaux dim. 60 x 40 cm.

A Le guéridon 2 plateaux.

Réf : 243 01 à partir de 191,00€

B Le guéridon 3 plateaux.

Réf : 243 06 à partir de 328,00€



2

Guéridon JTG JTG par CARINA

Guéridon inox 2 ou 3 plateaux L 60 x H 80
x P 40 cm. Tube rond avec 4 roues.
Accessoires disponibles sur demande :
jeu de galeries, tiroir, porte flacons, porte
déchets, cuvette en acier Ø 32 cm et porte
cuvette.

Réf : JTG 881 27 61

199,00€



3

Guéridon Inox et Résine ALTER MEDICAL

Guéridon inox 2 ou 3 plateaux 60 x 40 cm.
Acier inox AISI 304L 18/10 avec structure
inox tube rond Ø 25 mm en soudure argon.
Plateaux inox bords tombés ou relevés et
plateaux résine Trespa HPL épaisseur 6 mm
avec choix des coloris.
Roues nylon Ø 100 mm.
Plusieurs options disponibles.

A Le guéridon 2 plateaux.

Réf : GI 262

305,00€

B Le guéridon 3 plateaux.

Réf : GI 263

435,00€

PROMOTAL



4

Guéridon Inox tube rond PROMOTAL

Guéridon 2 plateaux en acier inox gravé, châssis
tubulaire rond sur roulettes Ø 80 mm avec plateaux
dim. 60 x 40 cm.
Plusieurs options disponibles.

Réf : 7340

421,00€



5

Guéridon Inox tube carré PROMOTAL

Guéridon 2 plateaux inox plat, châssis tubulaire carré
sur roulettes Ø 80 mm, avec plateaux dim. 60 x 40 cm.
Plusieurs options disponibles.

A Le guéridon.

Réf : 7200

389,00€

B Galerie 3 côtés pour un plateau.

Réf : 47363

88,00€

Guéridons résine



1 Guéridon 400 x 400 PRATICIMA

Guéridon 3 plateaux.
Livré nu : accessoires en option.
Coloris bleu pop, vert pomme ou fuchsia.
Dim. L 50 x H 98,5 x P 50 cm.

Réf : FA44300.45 à partir de 435,00€
Le guéridon fuchsia.



2 Guéridon 600 x 400 Tiroir verrouillable PRATICIMA

Guéridon 3 plateaux avec tiroir à fermeture à clé. Livré nu : accessoires en option.
Kit galerie en option.
Coloris bleu pop, vert pomme ou fuchsia.
Dim. L 70 x H 98,5 x P 50 cm.

Réf : FA64301.23 à partir de 865,00€
Le guéridon vert pomme.



3 Guéridon Agily 400 x 400 PRATICIMA

Guéridon de soins pour aménagement, 1 tablette avec rebord.
Livré nu : aménagements intérieurs en option.
Structure aluminium inoxydable et tablettes thermoplastiques.
Coloris bleu pop, vert pomme, fuchsia, orange ou gris perle.
Dim. L 56,7 x H 98 x P 54 cm.

Réf : 873000R à partir de 509,00€
Le guéridon orange.



4 Guéridon Agily 600 x 400 Tablettes à rebords PRATICIMA

Guéridon de soins aménageable, 1 tablette avec rebord.
Livré nu : accessoires en option.
Structure aluminium inoxydable et tablettes thermoplastiques.
Coloris bleu pop, vert pomme, fuchsia, orange ou gris perle.
Dim. L 74,9 x H 98 x P 54 cm.

Réf : 87191FU à partir de 524,00€
Le guéridon fuchsia.

praticima



5 Guéridon Agily 600 x 400 Tablette à poignée intégrée PRATICIMA

Guéridon de soins aménageable compact, 1 tablette avec poignée intégrée.
Livré nu : accessoires en option.
Structure aluminium inoxydable.
Coloris bleu pop, vert pomme, fuchsia, orange ou gris perle.
Dim. L 81,2 x H 98,7 x P 54 cm.

Réf : 87121VP à partir de 533,00€
Le guéridon vert pomme.

CARINA Medical




6 Guéridon 5060/5061 CARINA

Assistant en polyéthylène sur 4 roulettes Ø 50 mm dont 2 à freins.
Dim. L 42 x P 49 x H 81 cm.

Le guéridon 2 tiroirs.
Réf : 5060 842,00€
Le guéridon 3 tiroirs.
Réf : 5061 932,00€





1 Fiches médicales Stern-org COMED

Fiches 3 volets emballées par 250 fiches.

- A** Dim. 15,1 x 21 cm.
Réf : 45 002 50 34,00€
- B** Dim. 12,5 x 20 cm.
Réf : 45 002 60 34,00€
- C** Suite de fiches 14,9 x 21 cm pour 4500250.
Réf : 45 002 51 15,95€
- D** Suite de fiches 12,4 x 19,7 cm pour 4500260.
Réf : 45 002 61 15,95€

2 Fichiers COMED

Fichier gris métal superposable, avec serrure, capacité de 1 500 fiches format A5 par tiroir. Dim. tiroir : 20,7 x 26 x 42 cm.

- A** Le fichier 1 tiroir.
Réf : 45 000 11 125,00€
- B** Le fichier 2 tiroirs.
Réf : 45 000 12 174,00€
- C** Le piétement pour fichier 2 tiroirs.
Réf : 45 000 13 165,00€

3 Armoire à pharmacie VOG MEDICAL

Corps en tôle époxy 8/10e blanc uniquement. Equipée d'une porte vitrée battante avec une serrure 2 points de fixations et de 4 étagères en verre réglables. Dim. L 500 x H 1950 x P 435 mm. Poids : 54 kg.

Réf : SML101 839,00€



4 Assistant pivotant Carrousel PROMOTAL

Coffre stratifié blanc à hauteur variable par colonne à gaz. Piétement pivotant chromé 5 branches, roue Ø 75 mm. Plateau supérieur 55 x 55 cm (4 galeries). Plateau arrière intermédiaire 33 x 8 cm (3 galeries). Plateau arrière inférieur 49,5 x 14,5 cm (3 galeries). 6 tiroirs : 20 x 30 x 6,5 cm.

Réf : 20200-50 995,00€



5 Assistant guéridon Fidji PROMOTAL

Structure acier avec revêtement époxy polyester (bas gris nuage - partie haute voir nuancier). Dessus du plateau ABS gris clair. 2 tiroirs sur glissières à galets. Roues axe lisse Ø 80 mm.

Réf : 10401 1.086,00€

1

Salle de soins menuisée Spacio PRATICIMA

Aménagement sur-mesure compatible avec les éléments 600 x 400 ou 400 x 400.
Panneaux de particules mélaminés de 19 mm, plan de travail en Corian.
Coloris : pomme verte, bleu horizon, camel, gris perle ou rouge.

Nous consulter



praticima

2017
NOUVEAUTÉ



2

Station mobile IWAY PRATICIMA

Station informatique 17" max. ajustable en hauteur par vérin à gaz pour une saisie en position assise ou debout. Brides de fixation, poignée et support pour « douchette ».
Plateau supérieur et embase en résine synthétique stratifiée, 4 roues doubles à billes dont 2 à frein.
Coloris unique.
Dim. L 65 x H 71-105 x P 48 cm.

Réf : IWAY

965,00€

3

Station R'care light PRATICIMA

Station informatique 19" configurable et modulable.
Structure en aluminium et acier traités époxy.
Piétements 4 roues Ø 100 mm, dont 2 à frein.
Dim. L 66,6 x H76-106,5 x P 66,6 cm.
Disponible avec une tablette ou avec une seconde tablette + tiroir clavier.

Réf : 8E401_V02 à partir de 923,00€
La station avec une tablette.

4

Chariot d'urgences compact Adhésia Equipements PRATICIMA

Très fonctionnel avec 5 tiroirs télescopiques, fermeture par scellés.
Inclus : 1 support monitoring, 1 planche à massage cardiaque, 1 jeu de 20 scellés, 1 tige porte-sérum 2 crochets, 1 support bouteille à oxygène.
Plateau en ABS, parois en résine synthétique, embase et montants en aluminium, 4 roues pivotantes dont 2 à frein.
Coloris orange ou rouge.
Dim. L 60 x P 63 x H 94,5 cm.

Réf : CTU3_1452.2.46

Le chariot rouge.

2.285,00€

Tabourets

CARINA
Medical



1

Tabouret Prisca CARINA

Le tabouret noir à roulettes, 5 branches ABS. Coloris noir, jaune, bleu ou vert.

A Épaisseur sellerie 5 cm.

Réf : PRISCA/ONE à partir de 97,00€

B Épaisseur sellerie 8 cm.

Réf : PRISCA/TWO à partir de 107,00€



2

Tabouret télescopique CARINA

Système de vérin à gaz, sellerie plate, assise Ø 35 cm. Différents coloris au choix gamme classique ou urban en option.

A Le tabouret pied chromé.

Réf : 12001CHR à partir de 193,00€

B Le tabouret pied laqué.

Réf : 12002 à partir de 206,00€

C Le dossier.

Réf : ACC10 à partir de 88,00€

D Le repose-pieds.

Réf : ACC15 à partir de 44,00€

Winelec

PROMOTAL

VOG
MEDICAL



3

Pony Chair WINELEC par SISSEL

Assise selle de cheval 87 cm, densité 30 kg/m³. Tabouret revêtement en skaï coloris gris anthracite et piétement roulettes inox. Réglable en hauteur de 56 à 71 cm par vérin à gaz. Poids patient max. : 120 kg.

Réf : PONY 159,00€



4

Tabouret commande manuelle PROMOTAL

Hauteur variable colonne à gaz 48-67 cm (autres tailles disponibles). Commande manuelle, option commande au pied. Piétement aluminium poli brillant 5 branches. Roulettes doubles galets Ø 50 mm. Assise 40 cm, piétement 50 cm. Sellerie non-feu M1, plusieurs coloris disponibles. Antibactérien.

Réf : 923-10 229,00€



5

Tabouret commande au pied VOG MEDICAL

Tabouret réglable (H 52-72 cm) par vérin à gaz avec commande au pied et commande manuelle sous l'assise. Assise épaisse cousue Ø 40 cm avec dessous protection PVC, épaisseur 40 mm. Piétement chromé à roulettes ou patins (au choix). Garantie 3 ans hors sellerie. Poids patient max. : 120 kg.

A Sans dossier.

Réf : 1064/5 439,00€

B Avec dossier réglable en hauteur et profondeur.

Réf : 1063/5 489,00€

CARINA
Medical



1

Marchepied tube carré CARINA

Marchepied 1 marche en tube carré mécano-soudé, revêtement époxy chromé. Marche antidérapante en ABS noir.
Variantes : marche ABS blanc, marche en revêtement M1, revêtement époxy blanc.

Réf : ECOMAX/MAR1 59,50€

ALTERMÉDICAL



2

Marchepied Inox ALTER MEDICAL

2 ou 3 marches antidérapantes, acier inox AISI 304L 18/10 avec structure inox tube rond Ø 25 mm en soudure argon.

A Le marchepied 2 marches.

Réf : 102 149,00€

B Le marchepied 3 marches.

Réf : 103 269,00€

PROMOTAL



A

3

Marchepied Inox - marche Alu PROMOTAL

Bâti et piétements inox, marche en aluminium.
Dim. des marches : 35 x 20 cm.
Hauteur 1ère marche : 20 cm.
Hauteur 2ème marche : 37 cm.

A Le marchepied 1 marche.

Réf : 901-10 157,00€

B Le marchepied 2 marches.

Réf : 900-10 246,00€

HOLTEX +



4

Marchepied Inox avec rampe HOLTEX

Marchepied en inox, structure tube d'acier inoxydable. Marches recouvertes de matière plastique antidérapante.
Hauteur totale rampe incluse : 107 cm.

Réf : OSA0053

189,00€

Porte-sérums

CARINA 
Medical



A



B



C



D

1

Porte-sérum CARINA

A Base ABS, tige inox, 2 crochets sécurité polyamide, fût peint epoxy plusieurs coloris au choix.

Réf : 32001

65,00€

B Base ABS, fût et tige inox, 2 crochets inox.

Réf : 32005INO

84,00€

C Base ABS, fût et tige chromés, 2 crochets acier chromé.

Réf : 32005CHR

80,00€

D Base aluminium brossé, fût et tige inox, 4 crochets inox.

Réf : 32006INOALU

147,00€

 COMED



A



B







2

Porte-sérum laqué/plastique COMED

Pied à sérum laqué. Base plastique Ø 54 mm, tube laqué blanc. 2 ou 4 crochets en plastique.

A Le pied 2 crochets.

Réf : 45 420 02B

48,00€

B Le pied 4 crochets.

Réf : 45 420 04B

55,00€

3

Porte-sérum inox COMED

Pied à sérum base plastique 54 mm. 2 ou 4 crochets, en plastique ou en inox.

A Le pied 2 crochets plastique.

Réf : 45 400 05

72,00€

B Le pied 2 crochets inox.

Réf : 45 410 05

82,00€

4

Porte-sérum pliable COMED

Porte-sérum Medicafoot avec pied pliable chromé. 2 crochets inox. 3 tubes en aluminium Ø 20 mm. Plié : 56 cm, déplié : 176 cm. Poids : 1,56 kg. Poids maximum de 1 kg par crochet.

Réf : 45 400 00

79,00€



Kinésithérapie

Professionnels & Collectivités

Tables de kinésithérapie 128 à 130

Gamme sport 131

Renforcement musculaire 132 à 133

Assise et posture 134

Pressothérapie, ultrasons, thermothérapie 135 à 137

Rééducation périnéale 138

Electrostimulation 139

Equipements kinésithérapie 140 à 141

Vélos d'entraînement 142



1

Table de massage 1 plan FMC

Table pliable en hêtre finition Luxe avec épais rembourrage de 5 cm et sac de transport à roulettes. Tête multi-réglable et repose-bras renforcés. Poids 19 kg.
Capacité de charge : 200 kg en dynamique.
Coloris noir, beige, chocolat ou bleu foncé.
Dim. L 186 x l 70 x H 63-86 cm.

Réf : FMA 204
La table beige.

279,00€



2

Chaise de massage FMC

Chaise de massage à châssis repliable. Equipement de série : coussin de poitrine ajustable avec cavités poitrine, siège ajustable, coussin tête multi-réglable, sac de transport à bandoulière.
Coloris noir, beige, chocolat ou bleu foncé.

Réf : FMA 005
La chaise chocolat.

229,00€



3

Table de massage 2 plans FMC

Table pliable en hêtre avec mousse fine anti-feu de 5 cm et sac de transport à roulettes. Dossier inclinable mécaniquement à 70°. Poids 20 kg.
Capacité de charge : 200 kg en dynamique.
Coloris noir, beige, chocolat ou bleu foncé.
Dim. L 195 x l 70 x H 63-86 cm.

Réf : FMA 303
La table noire.

299,00€

4

Table de massage Aluminium Light FMC

Table pliable très légère à hauteur variable. Revêtement résistant à l'huile et l'eau, mousse confortable de 5 cm. Tête multi-réglable, repose-bras amovibles et sac de transport à roulettes. Poids net : 12 kg (13 kg au total). Capacité de charge : 200 kg en dynamique.
Coloris noir, beige, chocolat ou bleu navy.
Dim. L 186 (L 212 avec tête) x l 70 x H 63-86 cm.

Réf : FMA 241
La table chocolat.

299,00€

HOLTEX +



1

Table de massage Lombok 2 HOLTEX

Table pliante à hauteur réglable, matelas en 2 parties.
Tête articulée et rembourrée, cavité faciale avec coussin bouchon, plateau repose-bras et accoudoirs latéraux.
Revêtement similicuir, résistant à l'eau et à l'huile.
Épaisseur matelas : 8 cm.
Livré avec une housse de transport.
Dim. L 194 x l 70 x H 62-84 cm (pliée : 97 x 17 cm).
Coloris bleu, noir, mauve, orange ou blanc.

Réf : OTAMLOM02_B
La table bleue.

249,00€



2

Table de kinésithérapie Ecomax CARINA

Hauteur fixe 80 cm, porte rouleau pour drap d'examen, revêtement peinture époxy, tête réglable par vérin à gaz.
Largeur sellerie 60 ou 70 cm, classe anti-feu M1.
Différents coloris au choix gamme classique ou urban en option
Capacité de charge : 150 kg.

Ⓐ La table largeur 60 cm.

Réf : ECOMAXKINE600

659,00€

Ⓑ La table largeur 70 cm.

Réf : ECOMAXKINE700

782,00€



3

Table de kinésithérapie 2 parties CARINA

Table 2 parties à hauteur électrique variable.
Réglage tête par 1 vérin à gaz, longueur 75 cm.
4 roulettes escamotables avec commande centralisée.
Trou visage avec bouchon.
Plusieurs gammes de coloris au choix.
Piètement uniquement coloris 7035.
Dim. l 60 x H 50-99 cm.
Capacité de charge : 150 kg.

Réf : 777 02

2.815,00€

CARINA
Medical



4

Table de kinésithérapie 3 parties CARINA

Table en 3 parties à hauteur électrique variable avec cyphose électrique équipée de 4 appui-bras réglables dont 2 escamotables.
Réglage tête par 1 vérin à gaz, dossier par 2 vérins à gaz. 4 roulettes escamotables avec commande centralisée.
Trou visage avec bouchon.
Plusieurs gammes de coloris au choix.
Dim. l 60 x H 50-99 cm, longueur partie corps par 2 vérins à gaz.
Capacité de charge : 150 kg.

Réf : 777 07

4.775,00€



1

Table Bobath électrique VOG MEDICAL

Table à élévation électrique de 560 à 960 mm.
Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
4 patins noirs réglables, en polyamide.
Sellerie cousue, épaisseur 40 mm. Mousse assise densité 28 kg/m³.
Moteur classe II.
Poids patient max. : 220 kg.

- Ⓐ La table largeur 100 cm.

Réf : 1111/BOBA/100 à partir de 2.175,00€

- Ⓑ La table largeur 120 cm.

Réf : 1111/BOBA/120 à partir de 2.385,00€

- Ⓒ La table largeur 200 cm.

Réf : 1111/BOBA/200 à partir de 3.320,00€



2

Table de verticalisation Canaletto Pro FERROX par PROCOMEDIC

Table de verticalisation à inclinaison variable par vérin électrique 6000N sur un plan avec appui-pieds indépendants.
Inclinaison variable : proclive jusqu'à + 88°.
Repose-pieds à réglage indépendant : + 15° à - 15°.
Equipée de 5 sangles de fixation et 4 roulettes (2 fixes et 2 multidirectionnelles avec freins).
Revêtement classe anti-feu M1.
Options : inclinomètre, tablette de travail, appuis pour bras.
Dim. 200 x 70 x 49 cm.
Capacité de charge : 120 kg.

Réf : 250172D

2.795,00€



3

Table 2 plans avec têtère 2 parties GENIN

Dim. 200 x 60 cm, amplitude variable de 47 à 89 cm.
Commande de l'élévation par poignée.
Mousse confort 4 cm, 34 kg/m³, sellerie à bords tendus, anti-feu M1.
Têtère en 2 parties pro/déclive réglable par vérin à gaz.
Châssis robuste en acier mécano soudé de 3,2 mm d'épaisseur.
Peinture blanche époxy cuite au four, sous couche anticorrosion.
Poids patient max. : 150 kg.
Plusieurs options disponibles (barres périphériques et sellerie en bords cousus présentées).

Réf : FGT3096

2.399,00€



4

Table bi-plan à double colonnes GENIN

Dim. 203 X 60 cm, amplitude variable de 50 à 90 cm, sans déport.
Commande d'élévation par poignée : 2 vérins combinés.
Mousse épaisseur 6 cm, 34 kg/m³.
Sellerie bords tendus, nombreux coloris au choix.
Dossier articulé par vérin à gaz.
Poids patient max. : 200 kg.
Plusieurs options disponibles.

Réf : FGT3375

3.099,00€



5

Table d'ostéopathie 7 plans GENIN

Dim. 180 x 45 cm, amplitude variable de 47 à 89 cm.
Commande par pédale et poignée, décline de 15° (vérin électrique), têtère pro/déclive (vérin à gaz).
Repose-bras repliables et repose-pieds réglable en hauteur-longueur.
Structure en acier mécano soudé de 3,2 mm d'épaisseur.
Peinture époxy blanc ou gris alu.
Mousse dure 4 cm, 80 kg/m³, sellerie avec bords cousus anti-feu M1.
Teinte au choix, gammes LUXE ou SPA.
Poids patient max. : 150 kg.
Plusieurs options disponibles : barres périphériques, roulettes, têtère avec manette centralisée, têtère électrique, drop thoracique avec électro aimant présentés, et sellerie cuir non présentée.

Réf : FGT3161

7.120,00€





1 Tensoplast® BSN MEDICAL

Bande élasto-adhésive à haute tolérance (100% coton, sans latex).
- contentions souples ou strapping en pathologie articulaire, tendineuse, musculaire et ligamentaire
- traitement élasto-compressif, en phlébologie
- compression en traumatologie musculaire
- fixation de pansements et/ou dispositifs médicaux
Autres tailles disponibles.

- Ⓐ La bande dim. 2,5 m x 6 cm.
Réf : 72050-82 6,20€
- Ⓑ La bande dim. 2,5 m x 8 cm.
Réf : 72050-83 7,60€
- Ⓒ La bande dim. 2,5 m x 10 cm.
Réf : 72050-84 9,10€



2 Strappal® BSN MEDICAL

Bande adhésive rigide blanche non élastique pour contention articulaire.
Sécable à la main. Ne contient pas de latex.
Ne pas appliquer en circulaire. Existe en plusieurs tailles.

- Ⓐ La bande dim. 10 m x 4 cm.
Réf : 71496-16 6,60€



3 Leukotape® classic BSN MEDICAL

Bande adhésive rigide sécable à la main non élastique pour contention articulaire.
Traitement préventif des lésions ligamentaires et articulaires (ne pas appliquer en circulaire).
Coloris blanc, bleu, rouge, vert, noir ou jaune.
Dim. 10 m x 3,75 cm.

- Ⓐ La bande blanche.
Réf : 01701-00 7,80€



4 Tensoplus® BSN MEDICAL

Bande cohésive de contention polyvalente moyenne à forte. Indications : traumatologie du sport, angiophlébologie, soins infirmiers. Ne pas appliquer en tension maximale.
Coloris blanc ou chair.
Dim. 3 m x 8 cm ou 3 m x 10 cm.

- Ⓐ La bande blanche, dim. 3 m x 8 cm.
Réf : 72097-11 à partir de 10,40€

BSN medical



5 Tensoban® BSN MEDICAL

Bande mousse de protection cutanée sous contention.
Existe en 20 m x 7 cm, 20 m x 10 cm.

- Ⓐ La bande dim. 20 m x 7 cm.
Réf : 71500-05 5,10€
- Ⓑ La bande dim. 20 m x 10 cm.
Réf : 71500-06 5,90€



6 Physiopack® BSN MEDICAL

Poche réutilisable pour application de froid ou de chaud, effet jusqu'à 20 min.
Indications : traumatologie sportive (traitement des lésions musculaires, tendineuses et ligamentaires).
Dim. 7 x 38 cm, 13 x 30 cm ou 19 x 30 cm, seule ou avec boîte isotherme.

- Ⓐ La poche seule, dim. 13 x 30 cm.
Réf : 72075-02 à partir de 6,80€



7 Tensocold® BSN MEDICAL

Spray cryogène sans CFC. Limite la diffusion de l'œdème ou de l'hématome, traumatologie sportive, analgésique local.
Le spray 400 ml.

- Ⓐ Le spray 400 ml.
Réf : 71500-09 9,40€



8 Leukotape® K BSN MEDICAL

Bande adhésive élastique. Technique Leukotaping® selon l'approche du Taping Neuro-Proprioceptif (T.N.P.) : stimulation des capteurs nocicepteurs et activation microcirculatoire ; soulage la douleur musculaire, favorise le mouvement et le drainage lymphatique.
Disponible en 6 couleurs. Tailles : 2,5-5-7,5 cm x 5 m.

- Ⓐ La bande chair, dim. 5 m x 2,5 cm.
Réf : 72978-10 à partir de 9,40€



1
Press Egg
SISSEL

Pour la rééducation ciblée des doigts, du poignet, de la main, de l'avant-bras et de l'épaule.
4 résistances : rose souple, bleu moyen, vert fort ou orange extra fort.
Livré avec guide d'exercices.

Réf : 1565A
Coloris rose.

8,90€



2
Therputty (pâte Malax)
SISSEL

Pâte de silicone à haute densité pour rééduquer, stimuler ou muscler les articulations des doigts, de la main ou des avant-bras. Elle se roule, s'étire ou se compresse sous vos doigts et ne colle pas aux mains. Le pot de 85 g.
4 résistances disponibles : extra-souple beige, souple jaune, moyenne rouge, forte verte, extra forte bleue.

Réf : 1499
Extra-souple beige.

9,40€



3
Handgrip
SISSEL

Une excellente manière de rééduquer et de muscler l'avant-bras.
2 résistances : orange (2 à 15 kg) ou bleu (5 à 20 kg).

Réf : 1591
Coloris orange.

16,00€



The natural way of Sweden.



4
Handmaster plus
ARPEGE SANTE par SISSEL

Rééducation des doigts, de la main, du poignet et de l'avant-bras.
Renforcement alternatif des muscles fléchisseurs et extenseurs.
3 résistances : souple violet, moyen rouge ou fort orange.

Réf : 1544
Coloris bleu.

19,90€



5
Gripmaster
ARPEGE SANTE par SISSEL

Cette poignée de force permet de rééduquer, conditionner et renforcer les doigts, les mains, poignets et avant-bras. Elle possède une forme ergonomique qui s'adapte parfaitement à la paume de la main.
5 niveaux de force : extra souple jaune, souple rouge, moyen vert, fort bleu ou très fort noir.

Réf : A13.131
Coloris rouge.




6
Fun & Activ Band
SISSEL

Recommandé pour les cours de fitness et de gymnastique. Ne contient pas de latex, sans odeur, toucher agréable, non poudré, lavable, présenté dans un tube plastique.
3 résistances : faible orange, moyen jaune ou fort vert.
Dim. 2 m x 15 cm.

Réf : 3700
Coloris orange.

à partir de 7,90€

Winelec



1

Plateau de Freeman WINELEC par SISSEL

Plateau vernis recouvert d'un revêtement antidérapant.
Demi sphère en hêtre massif verni.
Dim. plateau H 6 cm + 1,5 cm - Ø 40 cm.
Poids max. 150 kg.

Réf : 5600

49,00€

2

Balancefit SISSEL

Plateau gonflé d'air, multifonctionnel, permettant de travailler l'équilibre et la coordination.

Forme spéciale des picots : meilleure perception des mouvements, aide à la musculature des pieds et des chevilles, stimule la circulation sanguine.
Ø 34 cm. Coloris bleu ou rouge.

Réf : 2230
Coloris bleu.

25,90€

3

Balancefit Pad bleu SISSEL

Idéal pour le développement du sens de l'équilibre.
Entraînement de la coordination et des réactions, stabilité en équilibre.
Revêtement antidérapant.
Dim. L 46 x l 36,5 x H 6 cm.

Réf : 20424

49,90€



The natural way of Sweden



4

Ballon SISSEL

Idéal pour les exercices de mobilisation et de renforcement musculaire pour le dos, les bras, les jambes et les abdominaux.
Ø 55, 65 ou 75 cm.

Réf : 2257
Ø 55 cm.

à partir de 19,90€

5

Natte de gymnastique PRO SISSEL

Mousse de haute qualité absorbant les chocs, répartition idéale de la pression, stries antidérapantes, douce au toucher, ne marque pas.
Coloris bleu, gris ou rouge.
Dim. L 179 x l 61 x H 1,5 cm.

Réf : 1454
Coloris bleu.

46,90€

BackJoy

CHANGEZ DE POSTURE. CHANGEZ DE VIE



1 Assise SitSmart Posture+ BACKJOY

Solution posturale 4 en 1. Soulage et renforce le dos par une stimulation unique des muscles du dos, évite les torsions et facilite le retour à la position debout. Excellent amorti grâce au revêtement supérieur en EVA à cellules encapsulées.

Entretien facile au savon doux et à l'eau.

- Posture Plus : poids utilisateurs entre 50 et 125 kg, 8 coloris.
- Posture Plus Mini : poids utilisateurs entre 22 et 50 kg, 3 coloris.

A Posture Plus Sea Blue.

Réf : BJPPS002

59,90€

B Posture Plus Mini Orange.

Réf : BJPPM003

57,90€

2 Assise SitSmart Pro Gel BACKJOY

Pour des temps d'assise prolongés dans un confort maximal : stimulation modérée des muscles du dos grâce à sa coque de rigidité étudiée, système postural 4 en 1, finition raffinée en tissu à toucher velours, confort immédiat du gel à mémoire de forme. S'utilise en intérieur ou en voiture. Coloris noir. Pour des personnes d'un poids compris entre 50 et 125 kg.

Réf : BJGEL001

79,90€



The natural way of Sweden



3 Sitfit® Plus SISSEL

Ce coussin ballon gonflé à l'air vous permet d'avoir une assise dynamique et une tenue droite sur votre siège. Fourni avec pompe et aiguille de gonflage. Dim. 35 x 35 cm. Coloris bleu, rouge ou noir.

Réf : 20901+
Coloris rouge.

36,90€



4 Sit Air SISSEL

Coussin ergonomique gonflé à l'air pour une position assise dynamique : il contribue à la mobilisation des muscles principaux du dos. Confort et mobilisation sont ajustables grâce à sa valve intégrée. Formes ergonomiques pour éviter les zones de frottements. Dim. 35,5 x 35 x 5,5 cm. Coloris noir.

Réf : 1365

59,90€



5 Sit 2 en 1 SISSEL

Coussin multifonction, idéal après des blessures ou des opérations : sa mousse évite les fortes pressions sur la zone fessier. En polyuréthane, bouchon coccyx en mousse viscoélastique. Taie antidérapante velours lavable coloris bleu ou beige. Dim. 40 x 43 x 9 cm.

Réf : 1363
Coloris bleu.

69,90€



1
Emetteur ultrasons minisonic
WINELEC par SISSEL

Émetteur Ultrasons portable pour soulager la douleur sans médicament, sans chirurgie. Alimentation secteur, mode continu et mode vibrant en alternance ou simultané. Tête de traitement de 5 cm², fréquence 1 MHz, puissance 4,5 W max, puissance de vibration 117 Hz, intensité 0,5 W/cm².

Réf : 6586

249,00€



2
Sonic Vital XT Color
SCHWA MEDICO

Appareil ultrason kiné à 1 ou 2 têtes, avec 2 sorties bi-fréquence, écran couleurs, 60 programmes avec guide clinique, puissant et portable pour traiter tendinite, lombalgie chronique, arthrose, entorse. Auto-calibrage des têtes.

Réf : 101542/1

à partir de 1.490,00€

Sonic Vital XT Color 1 tête.



3
Appareil de pressothérapie
Press 4 + 2 bottes
WINELEC par SISSEL

Indiqué pour les jambes lourdes, douloureuses ou sujettes à la rétention d'eau. Favorise relaxation et détente. 4 chambres de compression, minuteur 5-30 min, pression réglable (20-200 mm Hg). Très simple d'utilisation, muni d'une poignée de transport. Accessoires garantis 3 mois. Dim. 14 x 20 x 20 cm. Egalement disponible avec ceinture + manchon.

Réf : PRESS4

à partir de 599,00€



4
Appareil de thérapie thermique
continue Kinetec Kooler™
KINETEC

Permet une thérapie par le chaud et le froid dans un seul appareil. Le kit de démarrage comprend : 1 Kinetec Kooler™ compresseur, 1 compresse réutilisable universelle, 1 sac de transport, 1 bouteille d'eau distillée, 5 instant cold packs, 2 hot/cold gel packs.

Réf : 4665009998

à partir de 1.248,00€

COMED



1
Vessie à glace
COMED

En tissu : transmission efficace du froid et contact plaisant.
Disponible en 15, 23 et 28 cm.

Réf : 67 400 15 à partir de **5,50€**
La vessie 15 cm.



2
Coussin noyaux de cerises
SISSEL

Diffuseur de chaleur sèche à l'ancienne, utilisé pour les bébés, les personnes âgées.
Effet massant, soulage les maux de ventre, fragilité au froid.
Préchauffe au micro-ondes.

A Dim. 22 x 26 cm. **17,90€**
Réf : 1106
B Dim. 20 x 40 cm. **21,90€**
Réf : 1107



3
Compresse de boue thermique
SISSEL

Contient de la tourbe noire à l'état naturel. Utilisation en cuve exclusivement, très résistante, enveloppe plastifiée à larges soudures. Peut être chauffée jusqu'à 58°C.
Dim. 28 x 36 cm.

Réf : 1260 **19,00€**



The natural way of Sweden



A

B



4
Compresse de lin
SISSEL

Compresse 100% naturel composée de 16 compartiments pour une meilleure répartition de la chaleur.
Ses graines souples laissent circuler l'air : toucher très agréable et utilisation très confortable.
Chauffage au four micro-ondes ou congélateur.

A Découpée - 36 x 38 cm. **29,90€**
Réf : 1108
B Rectangulaire - 45 x 30 cm. **29,90€**
Réf : 1109



5
Soft Touch Pro
SISSEL

Préchauffage rapide au four micro-ondes (2 à 3 minutes).
3 volets : nuque, lombaires, épaule.
Enveloppe Soft Touch pour un toucher agréable.
A base d'argile non toxique.
Dim. 20 x 42 cm.

Réf : 1150 **28,90€**



A

B

6
Huiles de massage bio
GFH par SPENGLER

Huiles de massage certifiées bio, sans paraben ni silicone. Le flacon pompe de 500 ml.

A Neutre : soin longue durée, protège et nourrit la peau (existe en flacon de 1L). **22,90€**
Réf : G52661

B Chauffante : s'applique avant l'effort pour préparer les muscles et après pour son effet décongestionnant et assouplissant. **27,90€**
Réf : G52662

C Apaisante : avec ses huiles essentielles de lavandin super, de petit grain bigarade, d'orange douce, de camomille noble et de mélisse. **27,90€**
Réf : G52665

D Effet froid : agit sur les jambes lourdes et aide à la récupération musculaire après l'effort. **27,90€**
Réf : G52663



1

Bouillotte électrique Heatwave SISSEL

Plusieurs heures de chaleur réconfortante. Elle se charge en quelques minutes sur secteur. Taie velours très douce. Enveloppe doublée très douce. Pour plus de sécurité, évite le transfert d'eau bouillante. Dim. 30 x 20 cm.

Réf : 1165L

29,90€

2

Compresse HOT COLD SISSEL

Très malléable lors des utilisations à chaud ou à froid (se réchauffe en cuve ou au micro-ondes, pour le froid : freezer). Tissu plastifié souple et lavable. Revêtement agréable au toucher. Dim. 28 x 36 cm.

Réf : 1115

24,90€

3

Compresse Pearl Hot-Cold SISSEL

La compresse chaud-froid avec remplissage gel nacré : décongestionnant, apaisant, relaxant. Remplissage innovant Pearl : gel souple pour une application ciblée anatomiquement, même refroidi. Chauffage au micro-ondes, refroidissement au réfrigérateur ou au congélateur. Dim. 27 x 14 cm.

Réf : 1113

13,90€



4

Coussin Nexcare™ ColdHot™ Dos & Abdomen avec ceinture 3M FRANCE

Coussin thermique réutilisable de forme spécialement conçue pour le creux du dos ou l'arrondi du ventre, avec ceinture de maintien en microfibrilles Thinsulate™ pour soulager les douleurs (froid/chaud). Ceinture lavable à la main à 30°C et réutilisable.

Ⓐ S/M : tour de taille 53 - 100 cm.

Réf : N15711S

40,50€

Ⓑ L/XL : tour de taille 100 - 136 cm.

Réf : N15711L

40,50€

5

Coussin thermique Nexcare™ ColdHot™ 3M FRANCE

Réutilisable, il soulage naturellement la douleur par l'apport de chaud ou de froid. Cryothérapie (entorse, déchirure musculaire, chocs hématomes, migraine, etc.) ou thérapie à chaud (rhumatisme, arthrite, céphalées de tension, torticolis, etc.). Formulé avec un gel biodégradable à 99% (des ingrédients actifs, selon directive CE84/449).

Ⓐ Mini - dim. 12 x 11 cm.

Réf : N1573DAB

5,95€

Ⓑ Classic - dim. 26 x 11 cm.

Réf : N1570

10,60€

Ⓒ Maxi - dim. 30 x 19,5 cm.

Réf : N1578DAB

16,20€

Ⓓ Comfort - dim. 26 x 11 cm + housse de maintien.

Réf : N1571DAB

13,50€



schwa-medico

A



B



2

1 Electrostimulateur Urostim 2 SCHWA MEDICO

Stimulateur neuromusculaire pour le traitement de l'incontinence vésico-sphinctérienne ou anale et la rééducation périnéale. Utilisation avec électrodes autocollantes ou sonde.

Accumulateurs rechargeables intégrés.

10 protocoles prédéfinis : hyperactivité vésicale, incontinence d'effort, incontinence par urgenturie, incontinence mixte.

Inclus : 2 câbles, 4 électrodes, 1 tour de cou, 1 clip ceinture, 1 chargeur, 1 mode d'emploi, 1 mallette de transport.

Dim. L 11,4 x l 5,9 x H 2,7 cm.

. Réf : 101454

304,90€

2 Sondes de rééducation périnéale SCHWA MEDICO

Sonde de stimulation vaginale pour le traitement de l'incontinence.

A Sonde V2B 2 fiches bananes 2 mm.

. Réf : 101017

25,92€

B Atrésique 2 bagues prise DIN3 broches.

. Réf : 462094

29,50€

cefar



A



3 Electrostimulateur Cefar® Péristim Pro CEFAR

Permet l'application de tous les traitements d'électrostimulation pour la rééducation périnéale dans le cadre d'incontinence d'effort, instabilité vésicale, ou incontinence mixte.

Utilisation avec une sonde ou des électrodes autocollantes.

9 programmes présélectionnés + 3 programmes personnalisés.

Ecran rétroéclairé, fonction pause, verrouillage du programme, verrouillage par clé, conformité, auto-vérification.

. Réf : 111.231+

304,90€

4 Sondes vaginales Saint-Cloud® CEFAR

Adaptées à la morphophysiologie du patient, elles permettent une stimulation optimale des points moteurs tout en respectant le confort du patient. Elles s'adaptent à tous les appareils de rééducation et sont composées de matériaux biocompatibles pour une hygiène irréprochable et un nettoyage facilité. Normes : CE 0398.

A Sonde Saint-Cloud® Classic : 2 bagues, DIN 3 broches.

. Réf : 114.502+

25,92€

B Sonde Saint-Cloud® Plus : 2 fiches bananes mâles 2 mm.

. Réf : 114.610+

25,92€

5

Sondes anales Saint-Cloud® CEFAR

A Sonde anale Saint-Cloud® DIN 3 broches.
. Réf : 114.240+ 45,20€

B Sonde anale Saint-Cloud® 2 fiches bananes mâles 2 mm.

. Réf : 114.242+

45,20€

Electrostimulation



1

Electrostimulateur TENS Eco 2 SCHWA MEDICO

Neurostimulateur léger, 2 canaux indépendants jusqu'à 100 mA sur 400 µs en largeur d'impulsion. Accumulateurs rechargeables, design très ergonomique avec écran rétro-éclairé bleu, coque souple spéciale anti-choc et sorties des câbles de stimulation vers le bas. Programmes de type gate control, endorphinique, burst, modulation, alterné, dynamic, excito-moteur...
Inclus : 2 câbles, 4 électrodes, 1 tour de cou, 1 chargeur, 1 housse de transport.
Dim. L 11,4 x l 5,9 x H 2,7 cm.

. Réf : 104062

249,00€

2

Electrostimulateur EMP2 PRO SCHWA MEDICO

Stimulateur portable de courant constant 2 voies antalgiques et excito-moteur (EMS - TENS - URO). Simple d'utilisation. 20 programmes préétablis (TENS, EMS, URO) et 20 livres. Stimulation dynamic® par véritables vagues massantes déroulantes (développée avec les médecins des centres anti-douleur français). Accumulateurs rechargeables avec écran rétro-éclairé, coque anti-choc.
Inclus : 2 câbles renforcés, 4 électrodes, bandeau tour de cou, clip ceinture, chargeur et mallette de transport, guide et manuel d'utilisation illustré.

Réf : 104068

289,00€

3

Electrostimulateur EMS4 PRO SCHWA MEDICO

TENS et EMS 4 voies pour usage PRO KINÉ quotidien. Grand écran couleur. Stimulation Dynamic® par vagues massantes déroulantes. Fonction auto-check canaux + câbles. Bibliothèque 60 programmes préétablis + 8 USER. Programmes favoris. Photothèque d'aide au positionnement des électrodes. Batterie rechargeable lithium 4000 mAh maxi-autonomie.
Inclus : sacoche de transport, 2 x 4 câbles, 80 électrodes autocollantes Stimex, chargeur secteur + USB.
Appareil garanti 2 ans, câbles garantis 5 ans.

Réf : 101150

689,00€



4

Electrodes autocollantes STIMEX SCHWA MEDICO

A gel Multistick® multi-usages hypoallergénique (~ 50 utilisations). Le sachet de 4 électrodes.

Ⓐ Carrées - 50 x 50 mm.

. Réf : 281006/1 5,80€

Ⓑ Rectangulaires - 50 x 90 mm.

. Réf : 281007/1 6,90€

Ⓒ Rondes - 50 mm.

. Réf : 281005/1 5,80€



5

Electrostimulateur Cefar® Primo Pro CEFAR

TENS 2 canaux indépendants à visée exclusivement antalgique (douleurs chroniques, musculaires et neuropathiques). 10 programmes. Avec Easy Touch™. Idéal pour le traitement à domicile. Ecran digital rétro-éclairé. Accessoires inclus : 1 jeu de 2 câbles bipolaires, kit chargeur 4 piles, clip ceinture + mousqueton + tour de cou.
Dim. L 12 x l 5 x H 3 cm.

. Réf : 111.125+

230,00€



6

Electrodes autocollantes repositionnables DURA-STICK® PLUS

Parfaitement adaptées à l'anatomie, elles assurent une répartition optimale du courant nécessaire à une neurostimulation efficace et confortable.
Le sachet de 2 paires.

Ⓐ Rondes - 50 mm.

. Réf : 42197V 5,80€

Ⓑ Carrées - 50 x 50 mm.

. Réf : 42198V 5,80€

Ⓒ Rectangulaires - 50 x 90 mm.

. Réf : 42199V 5,80€

Ⓓ Rondes - 32 mm.

. Réf : 42219V 5,80€



1 Espalier FERROX par PROCOMEDIC

Structure en acier, 14 barreaux en Hêtre + avancée grillagée.
Idéal pour assouplir les articulations vertébrales.
Dim. l 90 x H 240 cm.

Réf : 112245 **598,00€**
14 barreaux + avancée grillagée.



2 Barres parallèles FERROX par PROCOMEDIC

Main courante pivotante à 360°. Système de fixation EasyClick pour plus de sécurité.
Acier époxy. Plancher en bois revêtu de tissu caoutchouté antidérapant.

- A Dim. L 250 x H 78-104 x l 36-87 cm.
Réf : 260208 **1.425,00€**
- B Dim. L 350 x H 78-104 x l 36-87 cm.
Réf : 260209 **1.545,00€**
- C Dim. L 400 x H 78-104 x l 36-87 cm.
Réf : 260210 **1.795,00€**



3 Escalier Brooklyn FERROX par PROCOMEDIC

Escalier de rééducation en position pont ou angle destiné aux professionnels de santé.
4 marches hauteur 15 cm et 5 marches hauteur 13 cm, revêtement caoutchouc antidérapant.
Élément de plateforme central de 60 x 60 cm.
Dim. position pont de 310 x 60 cm.
Dim. position angle de 167 x 199 cm.

Réf : 260355 **2.098,00€**



RUPIANI



4 Verticalisation Standing LV RUPIANI

Particulièrement adapté pour les centres de rééducation, assure un bon maintien du dos.
Système télescopique compensé par ressort pour un réglage en hauteur sans effort, appui fessier double bras avec verrouillage à double sécurité, coussins en mousse polyuréthane injectée.
Jeux de roulettes inclus.
3 tailles disponibles : XP jusqu'à 135 kg, adulte jusqu'à 95 kg, adolescent jusqu'à 60 kg.

Réf : VLV2000

à partir de 1.694,00€



kinetec®

5 Atelles motorisées de genou Spectra Essential™ KINETEC

La réponse aux problèmes quotidiens que pose la mobilisation passive du genou.
Légère, compacte, feedBack, large écran LCD.
Télécommande simplifiée permettant l'ajustement précis des paramètres essentiels du mouvement : amplitudes (-10° à 120° de flexion), vitesse, pauses en limite d'extension ou de flexion, fonction Start/Stop/inversion, possibilité de blocage des modifications des paramètres.

- A Appareil complet avec manchon.
Réf : 4621006202 **4.580,00€**
- B Appareil complet avec coques plastique Confort.
Réf : 4621006242 **4.665,00€**



1

Planche dorsale Apollo KETTLER

Soulage les disques intervertébraux grâce à la position inversée recommandée par les orthopédistes. Détend les muscles du dos. La construction offre une sécurité contre les renversements involontaires.
Dim. L 150 x l 85 x H 226 cm.
Capacité de charge : 110 kg.

Réf : 7426-700

359,00€



2

Rameur Coach M KETTLER

Réglage préalable du pouls pour entraînement en zone de combustion des graisses et zone Fitness, mesure de la pulsation de récupération avec note de forme, récepteur cardiaque intégré. Equipé d'un système de freinage magnétique à réglage manuel avec 10 niveaux de résistance. Ceinture pectorale incluse. Écran LCD.

Réf : 7974-100

829,00€



FREIZEIT MARKE KETTLER



3

Tapis de course Race KETTLER

Restez motivés grâce aux diverses fonctions de ses 28 programmes et à la sélection de l'inclinaison (0 à 12%) et de la vitesse (0,8 à 18 km). Il ménage vos articulations grâce à l'absorbeur de chocs. La surface de course est équipée d'un ressort pneumatique qui permet un rangement peu encombrant. Affichage LCD Matric rétro-éclairé avec haut-parleurs MP3, palpeurs tactiles inclus.
Poids. max. autorisé : 120 kg.

Réf : 07884-300

1.199,90€



4

Tapis de course Track 5 KETTLER

Ordinateur d'entraînement rétro-éclairé avec affichage 3D, 7 fonctions, 16 programmes d'entraînement. Vitesse de 0,8 à 18 km/h. Inclinaison de 0 à 12%. Confortable et pliable. Surface de course de 145 x 51 cm.

Réf : 7885-400

2.299,00€

Vélos d'entraînement

sissel
The natural way of Sweden.

ARPEGE
SANTÉ

2017
NOUVEAUTE



1

Mini pédalier Exercizer ARPEGE SANTE par SISSEL

Idéal pour la rééducation des membres supérieurs ou inférieurs, le mini-pédalier permet d'accompagner les différentes étapes de la rééducation à la maison ou en cabinet.

Réf : 18000

35,90€

2

Vélo d'appartement Golf C4 KETTLER

Facile à utiliser avec son menu de navigation simplifié et l'affichage continu de la performance et la fréquence cardiaque en cours. Palpeurs tactiles inclus, oreillette, 10 programmes d'entraînement, mémoire 4 utilisateurs, freinage magnétique (15 niveaux de résistance - volant d'inertie 6 kg). Poids max. autorisé : 130 kg.

Réf : 07689-400

599,00€

3

Crosstrainer UNIX 2 KETTLER

L'écran LCD de ce crosstrainer est de très grande taille et présente 10 fonctions y compris une représentation graphique de la fréquence de pédalage. Le récepteur cardiaque intégré permet de vous entraîner pour atteindre votre meilleur niveau de forme. Poids max. autorisé : 150 kg. Disponible en août 2017.

Réf : 07692-200

899,00€

2017
NOUVEAUTE



2017
NOUVEAUTE

FREIZEIT MARKE KETTLER



4

Vélo ergomètre C8 KETTLER

Un appareil puissant pour l'entraînement sur un ergomètre. En mode auto, le système de freinage électromagnétique fournit jusqu'à 400 watts (volant d'inertie 8 kg). Matériaux de premier choix et grande qualité de finition lui permettent de supporter des charges jusqu'à 150 kg. Oreillettes incluses.

Réf : 07689-800

899,00€

5

Vélo ergomètre C12 KETTLER

Qualité de fabrication et simplicité d'utilisation : ordinateur intégré, écran couleur avec interface Bluetooth, espace de stockage pour 4 utilisateurs et un invité, affichage de la fréquence cardiaque... Confort d'utilisation : guidon ergonomique multi-position de haute qualité, selle anatomique en gel, seuil d'enjambement bas et roue d'inertie de 10 kg. Doté de compensateurs de niveaux et de pédales lestées. Oreillettes incluses. Poids max. autorisé : 150 kg.

Réf : 07689-900

1.299,00€



Mobilité

Professionnels & Collectivités

Fauteuils roulants manuels	144 à 150
Fauteuils roulants électriques	151 à 154
Kits de motorisation	155
Fauteuils roulants de verticalisation	156
Fauteuils roulants sport	157
Aides à la posture assise	158 à 162
Ceintures, Gilets de maintien	163
Rampes d'accès	164
Fauteuils roulants pédiatriques	165
Sièges pédiatriques	166
Poussettes	167
Scooters	168 à 169
Tricycles	170
Aides à la marche	171 à 174

Fauteuils roulants manuels standards



1

Stan DUPONT MEDICAL

Fauteuil de transfert rouge en aluminium, très léger et peu encombrant. Facile à replier. Deux systèmes de freinage : tierce-personne et utilisateur. Quatre poches de rangement. Livré avec ceinture ventrale. Assise : P 43 x H 45 cm. Poids : 10 kg. Poids patient max. : 115 kg.

Ⓐ Largeur d'assise 40 cm.

. Réf : M28000700

356,94€

Ⓑ Largeur d'assise 43 cm.

. Réf : M28000300

356,94€

Ⓒ Largeur d'assise 48 cm.

. Réf : M28000900

356,94€

Ⓓ Largeur d'assise 51 cm.

. Réf : M28000500

356,94€



2

Baz DUPONT MEDICAL

Fauteuil de transfert bleu métal, pliant, léger, pratique et confortable. Dossier repliable pour faciliter le transport et des accoudoirs confortables. Double système de freinage simple et efficace : tierce-personne et freins d'immobilisation. Assise : l 44 x P 42 x H 48 cm. Poids : 12 kg. Poids patient max. : 115 kg.

. Réf : M28001100

356,94€



3

Alu Lite INVACARE

Fauteuil de transfert bleu, en aluminium pliant par croisillon. Dossier 45 cm pliant à mi-hauteur. Accoudoirs à manchette longue. Potences escamotables vers l'extérieur. Ceinture de maintien à boucle. Assise : P 43 x H 49 cm. 2 largeurs d'assise : 41 ou 46 cm. Poids : 11 kg. Poids patient max. : 100 kg.

. Réf : 1517738

356,94€



4

Bobby VERMEIREN

Fauteuil de transfert léger, compact et pliant avec dossier cassant. Repose-pieds escamotables et amovibles. Possibilité d'installer des repose-jambes. 2 freins séparés de parking. Ceinture de sécurité. 2 largeurs d'assise : 42 ou 48 cm. Assise : P 42 x H 38 cm. Poids : à partir de 9,40 kg. Poids patient max. : 115 kg.

. Réf : BOBBY

356,94€



5

V300 VERMEIREN

Fauteuil standard léger mixte et pliant. Toile de dossier et d'assise réglable en tension. Accoudoirs rabattables et réglables en hauteur et profondeur. Repose-pieds amovibles et rabattables. Livré avec coussin de siège et coussin de dossier. 6 largeurs d'assise : 39 à 50 cm. 5 profondeurs d'assise : 44 à 52 cm. 4 hauteurs d'assise : 44 à 53 cm. Version XXL : l 53-60 x P 50-56 cm. Poids du fauteuil : 17,7 kg. Poids patient max. : 130 kg ; 170 kg version XXL.

Ⓐ Fauteuil dossier fixe.

. Réf : V300

628,79€

Ⓑ Fauteuil dossier inclinable à 30°.

. Réf : V30030

673,45€



6

D200 VERMEIREN

Fauteuil standard léger en aluminium. Dossier fixe ou cassant. Siège et dossier réglables en tension avec coussin. Siège ajustable en hauteur sur 3 positions. Poignées de poussée ajustables en hauteur. Accoudoirs amovibles, escamotables et réglables en hauteur et profondeur. Repose-pieds escamotables et amovibles. 8 largeurs d'assise : 38 à 52 cm. Assise : P 43 x H 47-53 cm. Poids du fauteuil : 16,8 kg. Poids patient max. : 130 kg.

Ⓐ Fauteuil dossier fixe.

. Réf : D200

558,99€

Ⓑ Fauteuil dossier inclinable à 30°.

. Réf : D20030

638,55€

Fauteuils roulants manuels standards



1

Action®1 NG INVACARE

Fauteuil standard en acier, pliant par croisillon simple et profilé.
Dossier fixe ou inclinable hauteur 41 cm.
Toiles d'assise et de dossier en nylon noir rembourrées.
Réglage facile de l'inclinaison du dossier 0°-30°.
Poignées à pousser fixes.
5 largeurs d'assise : 40,5 à 50,5 cm.
Profondeur d'assise : 42,5 cm.
2 hauteurs d'assise : 45 à 50 cm.
Poids : à partir de 16,5 kg.
Poids patient max. : 127 kg.

Ⓐ Fauteuil dossier fixe.

. Réf : SBB0030 558,99€

Ⓑ Fauteuil dossier inclinable.

. Réf : SBB0040 603,65€



2

Action®3 NG INVACARE

Fauteuil medium actif en aluminium, pliant par croisillon simple profilé.
Dossier inclinable par vérins.
Réglage facile de l'inclinaison d'assise à 3° (de série), 0° ou 6°.
Toile de dossier réglable en tension.
Potences, palettes et accoudoirs.
6 largeurs d'assise : 38 à 50,5 cm.
2 profondeurs d'assise : 40 à 45 cm.
7 hauteurs d'assise : 36 à 51 cm.
Poids : à partir de 14,2 kg.
Poids patient max. : 125 kg.

Ⓐ Fauteuil dossier fixe.

. Réf : CEB0031 558,99€

Ⓑ Fauteuil dossier pliant à mi-hauteur.

. Réf : CEB0036 603,65€

Ⓒ Fauteuil dossier inclinable.

. Réf : CEB0041 603,65€



3

Action®4 NG INVACARE

Fauteuil medium actif en aluminium, pliant par double croisillons profilés.
Dossier inclinable par 2 vérins pneumatiques et pliant à mi-hauteur.
En standard : toile de dossier réglable en tension.
Accoudoirs crantés amovibles et relevables.
Roulette anti-bascule.
5 largeurs d'assises : de 38 à 48 cm.
3 profondeurs d'assise : 40 à 50 cm.
7 hauteurs d'assise : 36 à 51 cm.
Poids : à partir de 15,2 kg.
Poids patient max. : 125 kg.

Ⓐ Fauteuil dossier fixe.

. Réf : CKB0031 558,99€

Ⓑ Fauteuil dossier pliant à mi-hauteur.

. Réf : CKB0036 603,65€

Ⓒ Fauteuil dossier inclinable par 2 vérins pneumatiques de 0° à 30°.

. Réf : CKB0041 603,65€



4

Action®4 NG Levier Pendulaire INVACARE

Fauteuil medium actif en aluminium, pliant par double croisillons profilés.
Dossier inclinable par 2 vérins pneumatiques.
Réglage facile de l'inclinaison d'assise à 3° (de série), 0° ou 6°.
Accoudoirs crantés amovibles et relevables.
Roulette anti-bascule.
5 largeurs d'assise : 38 à 48 cm.
2 profondeurs d'assise : 40 à 45 cm.
3 hauteurs d'assise : 46 à 51 cm.
Poids : à partir de 17 kg.
Poids patient max. : 125 kg.

Ⓐ Fauteuil dossier fixe.

. Réf : CKI0031 558,99€

Ⓑ Fauteuil dossier pliant à mi-hauteur.

. Réf : CKI0036 603,65€

Ⓒ Fauteuil dossier inclinable.

. Réf : CKI0041 603,65€

Ⓓ Commande à droite (ou gauche).

. Réf : CKI0115 857,68€



Yes, you can.



5

Action®5 INVACARE

Fauteuil actif en aluminium, système de pliage horizontal par ailettes en H breveté, à potences fixes ou escamotables.
3 types de dossiers : fixe, réglable en angle ou rabattable et réglable en angle.
Ultra configurable.
7 largeurs d'assise : 38 à 53 cm.
7 profondeurs d'assise : 35 à 50 cm.
8 hauteurs d'assise : 36 à 53,5 cm.
Poids : à partir de 12,3 kg.
Poids patient max. : 130 kg.

. Réf : SJC0110 à partir de 1.495,00€
Fauteuil dossier fixe.



6

V500 VERMEIREN

Fauteuil standard léger pliant.
Assise et dossier réglables en tension.
Repose-pieds amovibles intérieur/extérieur.
Accoudoirs amovibles et rabattables en hauteur.
6 largeurs d'assise : 39 à 50 cm.
5 profondeurs d'assise : 44 à 52 cm.
Hauteur d'assise : 45 à 53 cm.
Poids : 15,2 kg.
Poids patient max. : 130 kg.

. Réf : V500 558,99€

Fauteuils roulants manuels standards



SUNRISE MEDICAL



1

Breezy® Basix SUNRISE MEDICAL

Fauteuil medium actif pliant, en aluminium et argent brillant.
Dossier fixe et inclinable par vérins à gaz.
Roulettes anti-bascule et tendeur de dossier de série sur la version dossier inclinable.
Plusieurs options disponibles.
6 largeurs d'assise : 38 à 52 cm.
Profondeur d'assise : 43,5 cm (41-46 cm).
Hauteur d'assise : 42,5 à 51 cm.
Poids : à partir de 14,9 kg.
Poids patient max. : 125 kg.
Disponible dans sa version plus configurable le RubiX² (renforcée XXL).

Ⓐ Fauteuil dossier fixe.

. Réf : 074100-000 558,99€

Ⓑ Fauteuil dossier inclinable par vérin pneumatique.

. Réf : BAS030005 603,65€



DUPONT by drive



2

Alto + NV DUPONT MEDICAL

Fauteuil standard léger en aluminium.
Réglages multiples : profondeur d'assise, hauteur d'accoudoirs, hauteur et inclinaison de palette repose-pieds, position de roues arrière...
Plusieurs options disponibles.
5 largeurs d'assise : 39 à 51 cm.
Profondeur d'assise : 41 à 46 cm.
Hauteur d'assise : 44,5 à 50 cm.
Poids : 15,5 kg.
Poids patient max. : 115 kg.
Coloris bleu.

Ⓐ Fauteuil dossier fixe.

. Réf : M12723600 558,99€

Ⓑ Fauteuil dossier inclinable par vérins.

. Réf : M12724700 603,65€

Ⓒ Fauteuil dossier inclinable par compas.

. Réf : M12724600 603,65€



2017 NOUVEAUTE

3

Novolight DUPONT MEDICAL

Fauteuil standard léger pliable en aluminium et confortable.
Dossier fixe ou inclinable par crémaillères.
Accoudoirs relevables et potences escamotables.
Roues arrière 24" et roues avant 6".
5 largeurs d'assise : 39 à 51 cm.
Profondeur d'assise : 42 cm.
Hauteur d'assise : 45 à 50 cm.
Poids : à partir de 14,9 kg.
Poids patient max. : 125 kg.
Coloris brun ou gris.

Ⓐ Fauteuil dossier fixe.

. Réf : M12301000 à partir de 558,99€

Ⓑ Fauteuil dossier inclinable.

. Réf : M12302000 à partir de 603,65€



4

Pyro Light Vario B+B

Fauteuil léger avec dossier réglable en tension.
Accoudoirs escamotables et enlevables.
Repose-pieds escamotables intérieur/extérieur et enlevables, roulettes anti-bascule offertes avec le dossier inclinable.
Manchette cassante sur 10 cm.
Assise : l 38-52 x P 42-44 x H 42-54 cm.
Poids : 14,2 kg.
Poids patient max. : 125 kg.
Coloris bleu métallisé ou gris métallisé.

Ⓐ Fauteuil dossier fixe.

. Réf : PYROLIGHTVARIODF 558,99€

Ⓑ Fauteuil dossier cassant.

. Réf : PYROLIGHTVARIODC 603,65€

Ⓒ Fauteuil dossier inclinable.

. Réf : PYROLIGHTVARIODI 603,65€



5

Pyro Start Plus B+B

Fauteuil standard léger.
Accoudoirs réglables, nouvelles palettes de repose-pieds réglables en inclinaison, réglage de série de l'assise en largeur et profondeur, et réglage du dossier en hauteur.
Les poignées de poussée et les leviers de bascule arrière facilitent le maniement par une tierce-personne.
Assise : l 37-52 x P 42 x H 47-51 cm.
Poids : 17,4 kg.
Poids patient max. : 125 kg.
Coloris gris argent ou bleu métallisé.

Ⓐ Fauteuil dossier fixe.

. Réf : PYROSTARTPLUSDF 558,99€

Ⓑ Fauteuil dossier cassant.

. Réf : PYROSTARTPLUSDC 603,65€

Ⓒ Fauteuil dossier inclinable à vérins.

. Réf : PYROSTARTPLUSDI 603,65€



6

Pyro Light Optima B+B

Fauteuil léger le plus haut de gamme de B+B.
Dossier réglable en tension (8 sangles de réglage).
Accoudoirs réglables en longueur et en hauteur pour un confort optimal.
Palettes de repose-pieds réglables en largeur et en inclinaison.
Poignées de poussée réglables en hauteur de série.
Assise : l 37-52 x P 40-50 x H 40-50 cm.
Poids : 17,2 kg.
Poids patient max. : 125 kg.
Coloris gris argent.

. Réf : PYROLIGHTOPTIMA 558,99€

Fauteuil dossier fixe.

Fauteuils roulants manuels de confort



1 Rea™ Azalea® Family INVACARE

Large gamme de fauteuils de confort offrant de nombreuses options pour une personnalisation optimale. Possibilités d'ajustement au niveau du dossier indépendamment de l'assise. Système d'assise réglable en largeur, profondeur et hauteur. S'adaptent aux différentes morphologies.

- A Rea™ Azalea®.
. Réf : BNA0010 1.233,26€
- B Rea™ Azalea® Max.
. Réf : BSA0010 4.820,00€
- C Rea™ Azalea® Minor.
. Réf : BNC0014 1.739,00€
- D Rea™ Azalea® Tall.
. Réf : BNH0019 1.694,00€



2 Dahlia 30° / 30° Matrix INVACARE

Fauteuil en acier avec châssis pliant. Dossier réglable en angle mécaniquement par vis ou inclinable de 0° à 30° de série. Accoudoirs et repose-jambes réglables en largeur. Sangles talonnières. Empattement réglable sur 90 mm. Anti-bascules escamotables de série. 3 largeurs d'assise : 39 à 49 cm. Profondeur d'assise : 43 à 50 cm. 7 hauteurs d'assise : 33 à 50 cm. Poids : à partir de 35 kg. Poids patient max. : 135 kg.

- A Dahlia 30° (modèle présenté).
. Réf : BVA0010 994,48€
- B Dahlia 30° avec dossier de positionnement et appui-tête Matrix.
. Réf : BVB0013 1.717,05€



3 Dahlia 45° / 45° Matrix INVACARE

Fauteuil en acier avec châssis pliant. Dossier réglable en angle mécaniquement par vis ou inclinable de 0° à 30° de série. Assise inclinable jusqu'à 45°. Accoudoirs et repose-jambes réglables en largeur. Sangles talonnières. Anti-bascules escamotables de série. 3 largeurs d'assise : 39 à 49 cm. Profondeur d'assise : 43 à 50 cm. 6 hauteurs d'assise : 35 à 48 cm. Poids : à partir de 35 kg. Poids patient max. : 135 kg.

- A Dahlia 45° (modèle présenté).
. Réf : BXA0015 1.906,00€
- B Dahlia 45° avec dossier de positionnement et appui-tête Matrix.
. Réf : BXB0018 2.650,00€



Yes, you can.



INNOV'S.A.



6 Weely Nov INNOV'SA

Fauteuil de confort à châssis acier rigide, 6 roues dont 2 à freins et équipé d'amortisseurs : maîtrise parfaite des trajectoires, grande maniabilité (effet compas) et passage d'obstacles (≥ 13 cm). Propulsion du fauteuil facilitée par le placement central des grandes roues. Dossier : H 60-87 cm, inclinaison 85°-120°. Potences de repose-pieds réglables en largeur et profondeur. Palettes de repose-pieds réglables en angle, hauteur et profondeur. Accoudoirs réglables en hauteur et amovibles. 3 largeurs d'assise : 39 à 49 cm. Profondeur d'assise : 37 à 49 cm sans repose-jambes. Inclinaison assise : 0° à 35°. Poids : 38 kg. Poids patient max. : 140 kg. Couleur gris titane / noir. Revêtement couette noire amovible, remplaçable et lavable en machine à 30°. Options : tablette latérale, tablette ventrale, coussin assise Classe II.

. Réf : WEELYNOV

948,38€

Mobilité



4 Action®3 NG Comfort INVACARE

Fauteuil en aluminium, pliant par croisillon. Dossier enveloppant grand confort en Dartex. Coussin d'assise bi-densité. Appui-tête multi-réglable. Accoudoirs réglables avec manchette confort en Dartex. 4 largeurs d'assise : 40,5 à 50,5 cm. 2 profondeurs d'assise : 40 à 45 cm. 5 hauteurs d'assise : 36 à 46 cm. Poids : à partir de 25,8 kg. Poids patient max. : 125 kg.

. Réf : CEG0041

948,38€



5 Rea™ Clematis® Plus S INVACARE

Fauteuil en acier avec châssis pliant. Assise et dossier inclinables par vérins pneumatiques. Repose-jambes réglable en inclinaison avec coussins de genoux. Revêtement Dartex gris. Appui-tête multi-réglable. 3 largeurs d'assise : 39 à 49 cm. Profondeur d'assise : 42 à 48 cm. Hauteur d'assise : 40 à 45 cm. Poids : à partir de 30 kg. Poids patient max. : 125 kg.

. Réf : 1560863

1.187,16€

Fauteuils roulants manuels de confort



1 Breezy® RelaX SUNRISE MEDICAL

Fauteuil robuste.
De série : appui-tête confort, dossier et coussin confort anatomique.
Assise et dossier inclinables par vérins à gaz.
Poignées de poussée et accoudoirs réglables en hauteur.
Gouttière hémiparalysique en option.
Repose-jambes avec coussinet confort et protection de genoux de série.
3 largeurs d'assise : 41 à 51 cm.
Profondeur d'assise : 42 cm (42-50 cm).
Hauteur d'assise : 47,5 cm (45-50 cm).
Poids : à partir de 34 kg.
Poids patient max. : 145 kg.

. Réf : 069000-000

948,38€

2 Inovys II VERMEIREN

Dossier pliant proclive/déclive.
Maintien parfait : assise et dossier en Dartex.
Réglages :
- dossier : profondeur, hauteur, degré d'inclinaison ajustable.
- appui-tête : hauteur, profondeur, largeur.
- accoudoirs et repose-jambes : en hauteur.
Roues avant et arrière Krypton, axes à démontage rapide.
3 largeurs d'assise : 40 à 50 cm.
Profondeur d'assise : 44 à 48 cm.
Hauteur d'assise : 42 à 48 cm.
Poids : 36 kg.
Poids patient max. : 135 kg.

. Réf : INOVYSII

948,38€

3 Inovys II Electric VERMEIREN

Fauteuil pliant.
Dossier inclinable proclive/déclive.
Roues arrière 24" Krypton.
Accoudoirs, repose-jambes et appui-tête réglables en hauteur.
Inclinaison du dossier et bascule de l'assise électriques.
3 largeurs d'assise : 40 à 50 cm.
Profondeur d'assise : 46 à 52 cm.
Hauteur d'assise : 42 à 48 cm.
Poids patient max. : 135 kg.

. Réf : INNOVYS II-E

1.149,95€



4 IDSoft Evolution DUPONT MEDICAL

Fauteuil pliant, en acier, multifonction.
Adaptabilité maximale pour le confort, le maintien et la sécurité de l'utilisateur.
Grande stabilité en inclinaison.
Assise et dossier inclinables par vérins.
3 largeurs d'assise : 39 à 54 cm.
Profondeur d'assise : 42 à 51 cm.
Hauteur d'assise : 40 à 45 cm.
Poids : 34,2 kg.
Poids patient max. : 140 kg.
Coloris champagne.
Plusieurs configurations et options disponibles.

. Réf : M10560100

948,38€

5 Weely RUPIANI

Fauteuil à 6 roues avec bascule d'assise à 35° assistée par 2 vérins, pour une posture améliorée, une dispersion des pressions optimisée et avec une inclinaison de dossier par vérins, de 85° à 115°, de longueur compacte, ajustable en largeur et profondeur.
Existe aussi en version Contour et Podale, avec des roues centrales de 20" et des roulettes avant/arrière de 4", pour une hauteur sol/siège mini de 37 cm.
Franchissement d'obstacles jusqu'à 13 cm.
Poids patient max. : 140 kg.

. Réf : FMW20

1.990,00€

6 Weely Essentiel RUPIANI

De série : repose-pieds, appui-tête, dossier souple ajustable en tension Symbiose s'adaptant parfaitement à la morphologie de l'utilisateur. Bascule d'assise de 20°.
Permet une installation aisée de toutes nos solutions de sièges de positionnement.
Poids patient max. : 140 kg.

. Réf : FMW60

948,38€

Fauteuils roulants manuels semi-actifs



1 V300 XR VERMEIREN

Fauteuil standard léger pliant au look actif. Assise et dossier réglables en tension. Repose-pieds amovibles et rabattables. Palettes repose-pieds réglables en inclinaison. Poche de rangement sous l'assise. 6 largeurs d'assise : 39 à 50 cm. 5 profondeurs d'assise : 44 à 52 cm. 2 hauteurs d'assise : 42 à 50 cm. 5 angles d'inclinaison de l'assise 0°-10°. Version XXL : P 50-56 x l 53-60 cm. Poids : à partir de 14 kg. Poids patient max. : 130 kg ; 170 kg version XXL.

. Réf : V300XR 842,95€



Yes, you can.



2 Kuschall Champion INVACARE

Fauteuil actif en aluminium pliant par ciseaux, nouvelle génération. Châssis aluminium, titane et carbone. Dossier rabattable, réglable en angle. Dossiers Matrx en option montée. Option SK pour une compacité maximale disponible. 7 largeurs d'assise : 36 à 48 cm. 8 profondeurs d'assise : 34 à 48 cm. 10 hauteurs d'assise avant : 45 à 54 cm. 11 hauteurs d'assise arrière : 39 à 49 cm. Poids : à partir de 9,2 kg. Poids patient max. : 120 kg. 13 coloris au choix.

. Réf : DDC0031 3.300,00€



3 Kuschall Compact INVACARE

Fauteuil actif en aluminium, pliant par croisillon simple profilé. Double croisillon à partir de la largeur 44 cm. Châssis rigide en abduction. Dossier rabattable en option. Dossiers Matrx en option montée. Réglage facile de l'inclinaison d'assise 82-102°. Système de pliage plus facile. 12 largeurs d'assise : 28 à 50 cm. 10 profondeurs d'assise : 32 à 50 cm. 12 hauteurs d'assise avant : 41 à 53 cm. 13 hauteurs d'assise arrière : 38 à 50 cm. Poids : à partir de 10,4 kg. Poids patient max. : 130 kg.

- Ⓐ Fauteuil dossier fixe. Réf : DDP0020 2.450,00€
- Ⓑ Fauteuil dossier réglable en angle. Réf : DDP0022 2.600,00€
- Ⓒ Fauteuil dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise. Réf : DDP0024 2.650,00€



4 Quickie® Life SUNRISE MEDICAL

Fauteuil actif et pliant. Dossier fixe, cassant ou réglable en angle. Nouveau : dossier rabattable sur l'assise. Nouvelles toiles de dossiers réglables en tension nylon ou aérée Exo et Exo Pro avec choix de couleur pour le galon. Divers choix d'accoudoirs et protègévêtements. 8 largeurs d'assise : 36 à 50 cm. 8 profondeurs d'assise : 36 à 50 cm. Hauteur d'assise réglable, avant (43-52 cm) et arrière (40-51 cm). 5 hauteurs de dossier : 25 à 47,5 cm. Poids : à partir de 12,1 kg. Poids patient max. : 125 kg. Nombreux coloris au choix.

- Ⓐ Châssis potences fixes. Réf : 072001 - PF à partir de 1.442,00€
- Ⓑ Châssis potences escamotables. Réf : 072001 - PE à partir de 1.471,00€



5 Quickie Xenon² - Xenon² SA SUNRISE MEDICAL

Fauteuil actif pliant en aluminium, léger à potences escamotables et amovibles. Dossier fixe, réglable en angle, rabattable sur l'assise. Coussins et dossiers rigides en option. Verrou de pliage de série : transport aisé. Version potences fixes châssis standard (Xenon²), version potences escamotables (Xenon² SA) et version potences fixes châssis renforcé (Xenon² Hybrid) disponibles. 8 largeurs d'assise : 32 à 46 cm + 48 cm et 50 cm (Xenon² Hybrid). 9 profondeurs d'assise : 34 à 50 cm. Hauteur d'assise réglable, avant (43-56 cm) et arrière (37-50 cm). Poids : à partir de 10,3 kg. Poids patient max. : 110 kg (Xenon²), 125 kg (Xenon² SA), 140 kg (Xenon² Hybrid).

. Réf : 76800001 à partir de 2.865,00€ Xenon².



6 Quickie Neon² SUNRISE MEDICAL

Fauteuil actif pliant en aluminium, léger à potences escamotables et amovibles. Dossier fixe ou réglable en angle, rabattable sur l'assise en option. Toiles de dossier et d'assise réglables en tension. Roues arrière de 22" à 26". 11 largeurs d'assise : 30 à 50 cm. 9 profondeurs d'assise : 34 à 50 cm. Hauteurs de dossier de 25 à 47,5 cm. Poids : à partir de 11,5 kg. Poids patient max. : 120 kg (châssis standard) - 140 kg (châssis renforcé).

. Réf : 05300001 à partir de 1.990,00€

Fauteuils roulants manuels actifs



Yes, you can.



1

Küschall KSL INVACARE

Fauteuil actif en aluminium à châssis rigide.
Châssis 75° et 90°, avec ou sans avant rétréci.
2 types de dossier : fixe ou réglable en angle et rabattable sur l'assise.
6 largeurs d'assise : 34 à 44 cm.
5 profondeurs d'assise : 41 à 48,5 cm.
9 hauteurs d'assise : 45 à 53 cm.
Poids : à partir de 6,8 kg.
Poids patient max. : 100 kg.

. Réf : DDX0020

Fauteuil dossier fixe.

à partir de 4.075,00€



2

Küschall K-Series INVACARE

Fauteuil actif léger en aluminium.
Châssis rigide aluminium 75° et 90° avec ou sans avant rétréci.
Egalement disponible en châssis titane 75° et 90° ou châssis carbone 75°.
Dossier rabattable et réglable en angle.
8 largeurs d'assise : 32 à 50 cm.
7 profondeurs d'assise : 35 à 52,5 cm.
8 hauteurs d'assise avant : 45 à 52 cm.
12 hauteurs d'assise arrière : 43 à 49 cm.
Poids : à partir de 7,9 kg.
Poids patient max. : 130 kg.

. Réf : DDA0067

2.550,00€



3

Quickie Argon SUNRISE MEDICAL

Fauteuil actif à cadre rigide aux multiples réglages.
Dossier réglable en angle, rabattable ou non sur l'assise.
Nouvelles technologies : fourche carbotecture, tube hydroformé.
Supports d'axe renforcés.
Nombreuses options spéciales « actifs ».
11 largeurs et profondeurs d'assise : 30 à 50 cm.
8 hauteurs d'assise avant : 45 à 52 cm.
19 hauteurs d'assise arrière : 34 à 52 cm.
Poids : à partir de 9 kg.
Poids patient max. : 125 / 140 kg.
32 coloris au choix.

. Réf : 65100000 à partir de 1.751,00€



4

Quickie® Helium SUNRISE MEDICAL

Fauteuil actif rigide, ultra-léger.
Châssis disponible en 2 hauteurs.
Dossier réglable en angle, rabattable ou non.
Nouveau :
- angle de châssis 88° pour plus de compacité.
- support dorsal Freestyle pour plus de liberté de mouvements. Equipé d'un dossier Jay3 coque aluminium ou carbone.
- personnalisation avec option de stickers de châssis, plus de choix de personnalisation de couleur pour les roues avant, arrière, fourches...
Réglages de la fourche et du centre de gravité.
Freins compacts ergonomiques.
8 largeurs d'assise : 32 à 46 cm.
8 profondeurs d'assise : 34 à 48 cm.
Hauteur d'assise réglable, avant (44-57 cm) et arrière (37-50 cm).
Poids : à partir de 6,4 kg.
Poids patient max. : 125 kg ; 100 kg Helium Pro.
Nombreux coloris au choix.
Disponible en version soudée : l'Helium Pro.

. Réf : HELIUM

2.733,00€



5

RGK Tiga SUNRISE MEDICAL

Fauteuil actif en aluminium 7020 à châssis rigide. Conçu 100% sur-mesure, au millimètre près.
Deux types de châssis : ouvert ou fermé.
Centre de gravité fixe ou réglable.
Dossier fixe ou rabattable sur l'assise.
Look moderne et sportif.
Largeurs et profondeurs d'assise : 25 à 50 cm.
Poids : à partir de 6,5 kg.
Poids patient max. : 125 kg.
Nombreux accessoires au choix.
Disponible en version châssis avant rabattable pour une compacité maximale : Tiga FX.

. Réf : TGAXZ010

4.746,00€





1
Pronto® Air PT AA1
INVACARE

Design unique avec roues arrière motrices. La palette monobloc procure une position confortable et durable. Dossier inclinable manuellement et rabattable sur l'assise. Appui-tête réglable en hauteur. Accoudoirs réglables en largeur, hauteur, profondeur et angle. Moteurs 2 x 200 W. Vitesse 6 km/h. Fauteuil démontable en 3 parties sans outil. Assise : l 46-51 x P 46-51 x H 53,5-63,5 cm. Poids : 72,6 kg. Poids patient max. : 113 kg.

- Ⓐ Fauteuil manipulateur fixe. . Réf : 1577179 3.487,95€
- Ⓑ Fauteuil manipulateur escamotable. . Réf : 1577187 3.647,00€

2
Navix
VERMEIREN

Fauteuil compact à roues motrices avant. Assise et dossier inclinables par vérins électriques. Moteurs 2 x 220 W. Vitesse de 6 km/h. Option lift disponible. 3 largeurs d'assise : 40 à 50 cm. 7 profondeurs d'assise : 38 à 50 cm. 3 hauteurs d'assise : 40 à 50 cm. Poids : 79 kg. Poids patient max. : 130 kg.

- Ⓐ Version AA1. . Réf : NAVIXAA1 3.487,95€
- Ⓑ Version AA2. . Réf : NAVIXAA2 3.938,01€

3
Navix RWD
VERMEIREN

Fauteuil compact à propulsion et roues motrices arrière. Assise et dossier inclinables par vérins électriques. Accoudoirs ajustables en hauteur et largeur. Moteurs 2 x 220 W. Vitesse de 6 km/h. 3 largeurs d'assise : 40 à 50 cm. 6 profondeurs d'assise : 38 à 48 cm. 3 hauteurs d'assise : 40 à 50 cm. Poids : 79 kg. Poids patient max. : 130 kg.

- Ⓐ Version AA1. . Réf : NAVIXRWDAA1 3.487,95€
- Ⓑ Version AA2. . Réf : NAVIXRWDAA2 3.938,01€



Yes, you can.



4
Fox®
INVACARE

Fauteuil mixte à dominante intérieure. Châssis rétractable grâce à un système de pliage innovant. Electronique évolutive LINX. Système de palonnier pour les roues avant. Dossier réglable en tension, rabattable sans outil avec fonction mémoire. Assise et batteries amovibles sans outil. Roulettes anti-bascule. Moteurs 2 x 200 W. Vitesse 8 km/h. Autonomie 28 km. 4 largeurs d'assise : 35 à 50 cm. 4 profondeurs d'assise : 40 à 49 cm. 2 hauteurs d'assise : 48 à 51 cm. Poids : à partir de 79 kg. Poids patient max. : 127 kg.

- . Réf : AXA0000 3.487,95€



5
Esprit Action® 4NG
INVACARE

Fauteuil électrique convertible en fauteuil manuel et pliant par croisillon. Dossier inclinable 0 à 30° et réglable en tension. Moteurs (2x150 W) intégrés dans les roues arrière démontables avec protections anti-choc. Vitesse : 6 km/h. Autonomie : +/- 14 km avec batteries 12Ah (30 km avec batteries 17Ah en option). 12 largeurs d'assise : 30,5 à 60,5 cm. 6 profondeurs d'assise : 32,5 à 50 cm. 2 hauteurs d'assise : 46 ou 48,5 cm. Poids : 45 kg. Poids patient max. : 80 kg simple croisillon (125 kg en double croisillon). 5 coloris disponibles.

- . Réf : SFC0110 3.487,95€

Fauteuils roulants électriques à usage mixte



1

Quickie Salsa R SUNRISE MEDICAL

Compact pour l'intérieur, puissant pour l'extérieur. NOUVEAU : disponible avec repose-jambes électriques ou kit éclairage sans supplément de prix.

Base motrice propulsion 4 roues.
Assise multi-réglable de confort.
Accoudoirs relevables.
Vitesse de 6 km/h ou 10 km/h (4 pôles).
Electronique : R-Net LED. Nouvelle commande R-Net Advanced écran couleur (en option).
Nouveaux boîtiers 5 interrupteurs.
Plusieurs options disponibles.
5 largeurs et profondeurs d'assise : 41 à 51 cm.
Hauteur d'assise : 42/44 cm (roues 12") ; 43/45 cm (roues 14").
Poids : à partir de 117 kg.
Poids patient max. : 140 kg.
3 coloris au choix.

Version AA1.

Ref : 21200000-000-AA1 à partir de 3.487,95€

Version AA2.

Ref : 21200000-000-AA2 à partir de 3.938,01€



4

Naxos DUPONT MEDICAL

Compact, simple et solide.
Assise et dossier inclinables par vérins électriques (version AA2) et dossier réglable en tension.

Empattement court de 48 cm.
Vitesse de 8 km/h. Autonomie de 40 km.
Options : double commande, RJ électrique, coussins profilés.
Assise AA1 : P 40 x l 42-50 x H 46 cm.
Assise AA2 : P 40 x l 42-50 x H 55 cm.
Poids : à partir de 86 kg.
Poids patient max. : 135 kg.

Version AA1, commande à droite.

Ref : M11910500 3.487,95€

Version AA2, commande à droite.

Ref : M11910700 3.938,01€



2

Quickie Salsa M SUNRISE MEDICAL

Fauteuil mixte. Aisance et manœuvrabilité dues aux roues motrices centrales. Conduite confortable et sécurisante.
Dossier et assise inclinables manuellement ou électriquement.
Mécanisme SpiderTrac pour la stabilité lors d'obstacles.


Vitesse : 6 km/h (moteurs 2 x 220 W - 2 pôles) ou 10 km/h (moteurs 2 x 280 W - 2 ou 4 pôles).
Electronique : R-Net LeD.
Plusieurs options disponibles.
5 largeurs et profondeurs : 41 à 51 cm.
Hauteur d'assise : à partir de 43 cm.
Poids : à partir de 120 kg.
Poids patient max. : 145 kg.
4 coloris au choix.

Version AA1.

Ref : 21500000-100-AA1 à partir de 3.487,95€

Version AA2.

Ref : 21500000-100-AA2 à partir de 3.938,01€



5

Triplex B+B

Repose-jambes manuel, assise et dossier électriques réglables, éclairage inclus.
Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur.

Roulettes anti-bascule.
Vitesse de 6 km/h. Autonomie de 32 km.
Option : réglage électrique du repose-jambes.

Assise : P 40-45 x l 41-50 x H 54 cm.

Poids : 88,3 kg.
Poids patient max. : 120 kg.
Coloris gris métallisé.

Ref : TRIPLEXAA2 3.938,01€

Version AA2.



6

Luca E-Glass SUNRISE MEDICAL

Idéal pour répondre à des besoins cliniques modérés. Fauteuil mixte, sobre et compact grâce à son cadre en une seule pièce.
Bascule d'assise et inclinaison de dossier manuelles ou électriques.

Toile de dossier réglable en tension de série.
Accoudoirs amovibles. Electronique R-Net de série.

Vitesse de 6 km/h (moteurs 250 W) ou 10 km/h (moteurs 350 W).
Large choix de repose-pieds, coussins et dossiers confort (en option), appui-tête...

Disponible en base motrice propulsion, traction et roues centrales.

3 largeurs d'assise : 42 à 50 cm.

3 profondeurs d'assise : 46 à 50 cm.

Hauteur d'assise : 44,5 cm.

Poids : à partir de 70 kg.

Poids patient max. : 136 kg.

Nombreux coloris au choix.

Version AA1.

Ref : LUC010001 à partir de 3.487,95€

Version AA2.

Ref : LUC010001-A à partir de 3.938,01€



3

Forest 3 VERMEIREN

Fauteuil mixte grâce à son palonnier articulé avant. Facilite le franchissement d'obstacles.
Types et revêtements d'assise et de dossier : Cordura, Dartex ou cuir artificiel.
Accoudoirs réglables avec mémoire de position.
Garde-boues.

Vitesse de 6 km/h ou 10 km/h.
Plusieurs options disponibles.
3 largeurs d'assise : 40 à 50 cm.
6 profondeurs d'assise : 42 à 52 cm.
Hauteur d'assise : à partir de 41 cm.
Poids : 126 kg.
Poids patient max. : 130 kg.
6 coloris au choix.

Version AA1.

Ref : FOREST3AA1 3.487,95€

Version AA2.

Ref : FOREST3AA2 3.938,01€

Fauteuils roulants électriques à usage mixte



Yes, you can.



1 TDX® SP2NB AA1 INVACARE

Fauteuil 6 roues mixte.
Moteurs 4 pôles 2 x 340 W de série.
Autonomie : +/- 26 km. Vitesse de 6 à 10 km/h.
Electronique Linx évolutive, Shark ou ACS2.
Options : bascule d'assise électrique 20° ou 30°, contrôle de trajectoire G-Trac®.
Fonctions SureStep® ou Stability Lock de série.
Assise Modulite : l 38-53 x P 41-56 x H à partir de 45 cm.
Largeur de la base motrice : 61 cm.
Poids : à partir de 125 kg.
Poids patient max. : 150 kg.

. Réf : ARL0015

3.487,95€



2 Bora™ INVACARE

Fauteuil démontable avec châssis rigide.
Dossier et assise rigides ou réglables en tension (inclinaison d'assise et dossier manuelles ou électriques).
Assise Modulite standard ou modulable.
Accoudoirs relevables et parallèles.
Electronique évolutive Linx, Shark 2 ou ACS 2.
Vitesse 6 ou 10 km/h. 2 suspensions arrières.
Autonomie +/- 30 km. Lift électrique en option.
Assise : l 38-53 x P 41-51 x H à partir de 45 cm.
Poids : à partir de 98 kg.
Poids patient max. : 130 kg.
7 coloris de carénages.
Existe en version Bora Plus.

Ⓐ Version AA1.

. Réf : ASH0075

3.487,95€

Ⓑ Version AA2.

. Réf : ASK0076

3.938,01€



3 Timix VERMEIREN

Fauteuil mixte à roues motrices avant.
Assise et dossier confort à réglage électrique.
Equipé de la technologie V-Stab Technology, compensation électronique de trajectoire.
Moteurs 2 x 220 W. Vitesse de 6 km/h ou 10 km/h.
Plusieurs options disponibles.
3 largeurs d'assise : 40 à 50 cm.
6 profondeurs d'assise : 42 à 52 cm.
Hauteur d'assise : à partir de 45 cm.
Poids : 125 kg.
Poids patient max. : 130 kg.

Ⓐ Version AA1.

. Réf : TIMIXAA1

6.646,50€

Ⓑ Version AA2.

. Réf : TIMIXAA2

7.012,59€



4 Quickie Jive M SUNRISE MEDICAL

2 types de base motrice : JIVE F (traction), JIVE M (centrale, 6 roues).
3 types d'assise : Jay Comfort, coussin et dossier Jay, assise Recaro.
Inclinaison assise et dossier manuelle ou électrique.
Nouveauté 2017 : châssis noir mat, jantes et pneus noirs.
Vitesse de 6 km/h ou 10 km/h.
Système de suspension SpiderTrac.
Plusieurs options disponibles.
9 largeurs d'assise : 40 à 56 cm.
4 profondeurs d'assise : 41 à 55 cm.
Hauteur d'assise : 42 à 48 cm.
Poids : à partir de 115 kg.
Poids patient max. : 160 kg.
4 coloris de carénage au choix : bleu, blanc, rouge ou noir mat (nouveauté 2017).

Ⓐ Version AA1.

. Réf : JIV010003-AA1 à partir de 9.213,00€

Ⓑ Version AA2.

. Réf : JIV010003-AA2 à partir de 10.748,00€



5 Alex Glass SUNRISE MEDICAL

Confort intérieur et extérieur.
Roues dotées d'amortisseurs indépendants.
Système d'assise Qlass permet un confort d'assise optimal.
Bascule d'assise et inclinaison de dossier manuelles ou électriques.
Coussin et dossier confort de série.
Accoudoirs amovibles.
Large choix de repose-pieds, types de coussins et dossiers confort, coussinets d'appui-tête...
Disponible en base motrice traction et propulsion.
Vitesse de 6 km/h ou 10 km/h.
4 largeurs d'assise : 42 à 54 cm.
Profondeur d'assise : 44 à 55 cm.
Poids : à partir de 87 kg.
Poids patient max. : 160 kg.
Coloris de châssis : anthracite ou blanc avec différents choix de couleurs pour les caches.

Ⓐ Version AA1.

. Réf : ALX010000 à partir de 10.925,00€

Ⓑ Version AA2.

. Réf : ALX010000-A à partir de 11.388,00€



6 Quickie Jive M Sedeo Ergo SUNRISE MEDICAL

Fauteuil 6 roues, mixte et multipositions.
Dossier inclinable avec mécanisme de compensation sinusoïdale, pour un anticassaillement parfait.
Système unique de repositionnement biométrique.
6 positions d'assise mémorisées et personnalisables.
Coussinets latéraux d'assise escamotables et amovibles pour faciliter les transferts.
Repose-jambes central électrique inclinable à compensation.
Position lift avec option C-Me (vitesse jusqu'à 4 km/h en position liftée).
Look moderne bi-couleur au choix.
Vitesse de 6 km/h ou 10 km/h.
9 largeurs et profondeurs d'assise : 40 à 56 cm.
Poids : à partir de 160 kg (incl. batteries).
Poids patient max. : 160 kg.

. Réf : JMV000110

Version AA2.

à partir de 14.770,00€

Fauteuils roulants électriques à dominante extérieur



1
Forest 3 Initial
VERMEIREN

Fauteuil mixte au design attractif.
Tenue de route et stabilité.
Vitesse de 6 km/h.
Plusieurs options disponibles.
3 largeurs d'assise : 40 à 50 cm.
6 profondeurs d'assise : 42 à 52 cm.
2 hauteurs d'assise : 41 à 47 cm.
Poids : 126 kg.
Poids patient max. : 130 kg.

Ⓐ Version non inclinable.

. Réf : FOREST3INITIAL 2.702,81€

Ⓑ Version dossier inclinable à 30°.

. Réf : FOREST3INITIAL30 2.781,77€



2
Kite®
INVACARE

Fauteuil mixte avec châssis rigide.
Dossier et assise rigides ou réglables en tension.
Franchissement 6 cm sans monte-trottoir.
2 amortisseurs arrière.
Nouvelle électronique évolutive Linx de série.
Moteurs 2 x 250 W ou 340 W.
Vitesse : 6 km/h en standard.
2 batteries de 60 Ah ou 73 Ah.
Autonomie : +/- 31 à 39 km.
Assise Modulite : l 38-53 x P 41-51 x H à partir de 46 cm.
Poids : à partir de 98 kg.
Poids patient max. : 136 ou 160 kg.
7 coloris de carénages.
Existe en version Kite Plus.

Ⓐ Version AA1.

. Réf : AVA0015 3.487,95€

Ⓑ Version AA2.

. Réf : AVB0016 3.938,01€



3
TDX® SP2 AA2
INVACARE

Fauteuil 6 roues mixte.
Assise Max avec largeur jusqu'à 71 cm.
Assise Modulite Standard, Modulable et Ultra Low Maxx disponibles.
Électronique évolutive LINX de série.
Moteurs 2 x 340 W.
Contrôle de trajectoire G-Trac® en option.
Fonctions SureStep® et Stability Lock de série pour une stabilité maximale.
Assise Modulite : l 38-53 x P 41-56 x H à partir de 45 cm.
Poids : à partir de 154 kg.
Poids patient max. : 150 kg pour 10 km/h ou 180 kg pour 6 et 8 km/h.
Existe en AA1 et Low-Rider (hauteur d'assise réduite à partir de 40,3 cm).

. Réf : ARJ0016 9.857,00€



4
Quickie Jive R
SUNRISE MEDICAL

Fauteuil mixte avec roues motrices à propulsion.
Nouveau design de châssis rigide, traction arrière.
Assise et dossier de confort.
Système d'assise multi-réglable, polyvalent.
Suspensions et assise confort de série.
Vitesse de 6 km/h ou 10 km/h.
Électronique : R-Net écran couleurs.
Module Gyroscope disponible en option.
Option lift de 30 cm.
9 largeurs d'assise : 40 à 56 cm.
4 profondeurs d'assise : 41 à 55 cm.
Hauteur d'assise : 43 à 48 cm.
Poids : à partir de 145 kg.
Poids patient max. : 160 kg.
3 coloris au choix.

Ⓐ Version AA1.

. Réf : JIV010011-AA1 à partir de 8.042,00€

Ⓑ Version AA2.

. Réf : JIV010011-AA2 à partir de 9.789,00€



5
Storm 4®
INVACARE

Fauteuil mixte. Dossier et assise rigides ou réglables en tension.
Assises disponibles : Modulite Standard, Modulite Modulable, Ultra Low Maxx, Recaro.
Électronique évolutive LINX de série.
Roues arrière motrices.
Vitesse de 6 à 10 km/h.
Moteurs TrueTrack Plus en option, qui permet une vitesse programmable jusqu'à 13 km/h.
Avantage Storm 4® X-plore™ : système de 4 suspensions, avant et arrière, réglables.
Assise : l 38-53 x P 41-51 cm.
Poids : 175 kg.
Poids patient max. : 150 kg.

Ⓐ Storm 4® AA1.

. Réf : ATB0015 à partir de 7.797,00€

Ⓑ Storm 4® X-plore™ AA1.

. Réf : ATB0018 à partir de 9.064,00€

Ⓒ Storm 4® AA2.

. Réf : ATC0016 à partir de 9.857,00€

Ⓓ Storm 4® X-plore™ AA2.

. Réf : ATC0019 à partir de 11.124,00€



6
Chasswheel® Four X URBAN
INVACARE

Fauteuil d'extérieur à châssis rigide.
Dossier inclinable manuellement par vérin à gaz. Inclinasion d'assise électrique à translation de 0° à 30°.
Repose-jambes central manuel réglable en angle. Accoudoirs relevables et réglables en hauteur.
Commande électronique : Control Dynamic DX2 REM 550.
Équipement route de série (clignotants, feux de position).
4 moteurs 250 W. Vitesse : 10 km/h.
Assise : l 40-48 x P 39-51 x H 41 cm.
Poids : 183 kg.
Poids patient max. : 125 kg.

. Réf : 0050 17.407,00€



1 Monte-escalier Scalamobil® INVACARE

Poignées démontables, batterie intégrée, chargeur, freinage automatique en bordure de marche et hauteur maximale des marches à franchir : 20 cm pour le S35 et 25 cm pour le S38. Kit de fixation et installation du kit pour fauteuil roulant inclus. Montage effectué par Invacare®. Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

Réf : 1520415 à partir de 6.659,00€
Alber Scalamobil® S35.



2 Alber Viamobil® V25 INVACARE

Dispositif d'assistance électrique amovible pour tierce personne. Motorisation complète avec poignée de commande ergonomique pour fauteuils manuels. Batterie 6,6 Ah. Autonomie 20 km. Adapté pour les pentes jusqu'à 18%. Kit de fixation et installation du kit inclus. Montage effectué par Invacare®.

Réf : 1521003 3.916,00€



3 Motorisation pour fauteuil roulant Alber E-fix® INVACARE

Dispositif de propulsion électrique. Motorisation complète avec deux roues motrices Ø 22 ou 24", boîtier de commande programmable, batterie lithium 6 Ah, chargeur de batterie. Roulettes anti-bascule avec béquille. Kit de fixation et installation du kit inclus. Montage effectué par Invacare®. Garantie 2 ans batteries incluses hors pièces d'usure. E-FIX. Pour Action 3 NG, Action 4 NG, Küschall Compact et Ultra-Light.

. Réf : 1566180 à partir de 6.363,00€



4 Alber Twion® INVACARE

Assistance électrique à la propulsion. Deux roues Ø 24" motorisées équipées de pneumatiques renforcés. 2 batteries Lithium intégrées et chargeur spécifique avec connexions magnétiques. 6 km/h en standard. Pack Mobility Plus en option : vitesse jusqu'à 10 km/h et régulateur de vitesse inclus. Poids patient max. : 120 kg. Kit de fixation et installation kit inclus. Montage effectué par Invacare®. Batteries garanties 2 ans, hors pièces d'usure.

. Réf : 1565810 6.435,00€



5 Motorisation pour fauteuil roulant Alber E-Motion® INVACARE

Assistance électrique à la propulsion. Deux roues motorisées Ø 22" ou 24" équipées de mains-courantes. 2 batteries 6 Ah et chargeur. Télécommande ECS incluse. Kit de fixation et installation du kit inclus. Montage réalisé par Invacare®. Garantie 2 ans batteries incluses, hors pièces d'usure.

. Réf : 1490998 6.873,00€
E-MOTION, modèle présenté.



6 Kits de motorisation Powerstroll DUPONT MEDICAL

S'adaptent à la plupart des fauteuils manuels pliants. Evitent la poussée de la tierce-personne, celle-ci ne s'occupant que de la direction du fauteuil.

Très facile à débrayer pour permettre l'utilisation standard du fauteuil manuel.

Ⓐ Kit Powerstroll P9, 150 W, pour tierce-personne.

Réf : M22750000 890,00€

Ⓑ Kit Powerstroll P9 HD, 200 W, pour tierce-personne.

Réf : M22751000 995,00€

Ⓒ Kit Powerstroll Udrive, 200 W, conduite par l'utilisateur.

Réf : M22752000 1.620,00€

Fauteuils roulants de verticalisation



1

Action Vertic INVACARE

Fauteuil à propulsion manuelle et verticalisation électrique. Système de compensation du segment jambier. Sangle pectorale, ceinture abdominale, appui sous-rotulien amovible en mousse et sangle appui-mollets. Roulette anti-bascule en option. Poids : à partir de 27 kg.

. Réf : CSB0025

2.950,00€

2

Dragon Vertic INVACARE

Fauteuil à propulsion électrique et verticalisation électrique. Les petites roues avant permettent de se déplacer en position debout à vitesse réduite pour les gestes quotidiens. Dossier électrique. Protège-vêtements amovibles et réglables en largeur. Accoudoirs et palettes relevables. Appui sous-rotulien escamotable et amovible.

. Réf : AMN0022

5.187,48€



3

Forest III SU VERMEIREN

Fauteuil électronique verticalisateur, avec fonction standup. Dossier électrique inclinable. 3 positions : assise, couchée, verticale. Palette repose-pieds monobloc avec roulettes anti-bascule. Eclairage avant et arrière de série. Moteurs : 2 x 220 W. Vitesse de 6 km/h. Batteries 2 x 12 V - 80 Ah. Poids : 165 kg. Poids patient max. : 130 kg.

. Réf : FOREST3SU

7.531,64€

4

Quickie Jive Up SUNRISE MEDICAL

Fauteuil à propulsion électrique et verticalisation électrique. Assise multi-positions : assise, debout, couchée, relax et de transfert. Roues motrices centrales pour conduite intuitive et rayon de braquage court. Suspension hydraulique SpiderTrac. Possibilité de se déplacer en position debout. Dossier électrique inclinable anti-cisaillement de série. Fonction mémorisation des positions. Nouveauté 2017 : châssis noir mat, jantes et pneus noir. Electronique R-Net. Vitesse 6 ou 10 km/h. Batteries 80 Ah. Franchissement jusqu'à 10 cm. 6 largeurs d'assise : 40 à 50 cm. 7 profondeurs d'assise : 40 à 52 cm. Poids patient max. : 120 kg. Coloris au choix : bleu, blanc, rouge et noir.

. Réf : 21700000-000

17.500,00€



1

Top End® Pro™-2 INVACARE

Fauteuil roulant multi-sports idéal pour débuter, pour les clubs et les centres de rééducation.
Châssis en aluminium : choix de 3 largeurs d'assise.
Hauteurs d'assise avant et arrière réglables.
Palette tube clampée réglable en hauteur.
Roulettes anti-bascule simples amovibles et réglables.
Roues Ø 25" High Performance avec pneus haute pression.
Dossier non rabattable réglable en angle et en hauteur.
Sangle de maintien.
Plusieurs options disponibles.

Réf : P2ASR à partir de 1.450,00€
Fauteuil rouge.

2

Top End® T-5 7000 INVACARE

Fauteuil roulant de sport de tennis en aluminium, entièrement soudé.
Châssis renforcé en option.
Centre de gravité fixe ou réglable.
Réglages faciles et rapides des hauteurs d'assise et du repose-pieds pour un bon pivot, une vitesse et une force maximale pour chaque balle renvoyée.
19 largeurs d'assise disponibles.
14 coloris au choix.

Réf : T57 à partir de 3.973,00€

3

Quickie Shark RT - Shark RS SUNRISE MEDICAL

Bike pour le loisir (Shark RT) ou pour la compétition (Shark RS).
Optimisation du poids sans compromettre la rigidité.
Version loisir : 3 largeurs.
Version compétition : 5 largeurs.
Dossier réglable en hauteur et en angle.
Dérailleur Shimano, roues performance ou carbone (en option sur la version RS).
Nombreux accessoires et coloris au choix.

Ⓐ Shark RT.

Réf : 47300001 à partir de 4.478,00€

Ⓑ Shark RS.

Réf : 47200001 à partir de 6.291,00€



4

Handbike Quickie Attitude SUNRISE MEDICAL

Système de 3^{ème} roue, compatible avec fauteuils roulants pliants et à cadre rigide disposant de repose-pieds fixe.
Version représentée : Attitude power.
Version électrique. Batterie de 13,4 Ah, vitesse maximale de 23 km/h (option), guidon ergonomique réglable en hauteur avec écran de contrôle avec indication de la vitesse, des kms parcourus, capacité de charge de la batterie. Eclairage et béquille de série. Nombreux coloris.

Ⓐ Attitude Manual.

Réf : ATT010801 à partir de 3.296,00€

Ⓑ Attitude Power.

Réf : ATT010803 à partir de 4.414,00€

Ⓒ Attitude Hybrid.

Réf : ATT010802 à partir de 5.305,00€

5

RGK Club Sport SUNRISE MEDICAL

Fauteuil roulant multi-sports idéal pour les débutants, pour les clubs, les centres de rééducation, les écoles.
4 configurations de châssis au choix.
Barre d'attaque intégrée au châssis.
Repose-pieds réglables en hauteur.
Dossier réglable en hauteur. Carrossage 18°.
4 largeurs d'assise : 34 à 44 cm.
5 profondeurs d'assise : 30 à 43 cm.
Poids : à partir de 10 kg.
Poids patient max. : 125 kg.
Différents coloris au choix.

Réf : SQCXZ010 à partir de 2.238,00€

6

RGK Elite SUNRISE MEDICAL

Fauteuil de basket en aluminium 7020, pour les amateurs comme pour les sportifs de haut niveau.
Rigidité maximale.
Fabriqué entièrement soudé et sur-mesure selon les besoins de jeu de chacun.
Personnalisation au millimètre près.
Barre de carrossage (16°/18°/20° ou 22°), repose-pieds, barre d'attaque et roulette anti-bascule soudés au châssis.
Toile d'assise et de dossier réglables en tension.
Poids : à partir de 9,5 kg.
Poids patient max. : 125 kg.
Nombreux coloris et accessoires.

Réf : ELAXZ010 à partir de 5.221,20€



1 Dossier de positionnement Matrx MX1 INVACARE

Invacare Matrx MX1 a été conçu pour les utilisateurs actifs à la recherche d'un dossier aux caractéristiques techniques innovantes et au look inédit. Sa structure en fibre de carbone lui confère une légèreté exceptionnelle. Il est disponible avec 3 types de fixations multi-réglables brevetées. Disponible en option sur fauteuils Kuschall.

Réf : 1545279 565,00€
Dim. L 360 x H 230 mm.



2 Coussin Matrx® Libra® INVACARE

Risque très élevé. Combine une base en mousse et une poche de gel fluide compartimentée. Deux housses extérieures au choix. Housse interne PU imperméable. Design galbé pour favoriser l'équilibre et la stabilité du bassin. Découpe biseautée à l'avant. Convient à un style de vie actif. Accessoires et version bariatrique disponibles. 27 tailles disponibles. Poids patient max. : 136 kg (227 kg en version bariatrique). Option montée.

Réf : LC1412 310,00€



Yes, you can.®



3 Coussin Flo-tech Contour Visco Classe II INVACARE

Risque moyen à élevé. Mousse viscoélastique à mémoire de forme de 80 kg/m³ et base en mousse HR de 40 kg/m³ avec housse Dartex noire recouvrant une housse PU. 19 tailles disponibles. Poids patient max. : 125 kg.

. Réf : 1526594 81,00€



RUPIANI



4 Siège de positionnement Posit® Icon RUPIANI

Confort optimum grâce à son système combiné air/mousse. Offre des possibilités supplémentaires de correction de la posture. Sa fixation 2 points permet un ajustement intéressant en profondeur et en inclinaison. Assise composée d'un coussin air/mousse permettant une excellente répartition des pressions et une stabilisation aisée du bassin. Options : nombreux accessoires de positionnement adaptables, appuis thoraciques, harnais...

. Réf : SIC400E 838,47€



5 Siège de positionnement Posit® Symbiose RUPIANI

Epouse parfaitement la forme du dos et permet de corriger finement la position grâce à son faisceau de sangles de réglage en tension de sa dossière souple. Une sangle lombaire permet d'affiner la position du creux lombaire. Son assise est composée d'un coussin air/mousse permettant une excellente répartition des pressions et une stabilisation aisée du bassin. Des appuis thoraciques rigides réglables en largeur, en ouverture et en hauteur permettent un bon maintien du tronc. Options : nombreux accessoires de positionnement adaptables, sangles, harnais...

. Réf : SSY300E 838,47€



6 Cale de positionnement des membres supérieurs SYST'AM

Dispositif droite/gauche compatible avec la plupart des fauteuils et tous les types de morphologie : fixation par bande auto-agrippante, forme anatomique en mousse viscoélastique à mémoire de forme avec insert rigidificateur, zone de décharge du coude, élément de support reprenant le galbe naturel de la cuisse. Livré avec une housse.

. Réf : P961F1HW à partir de 119,39€



1 Cousin Jay® J3 Classe IB SUNRISE MEDICAL

Risque élevé à très élevé.
Choix entre poche de fluide ou insert air.
Constitué d'une mousse préformée ferme.
Housse aérée ou incontinence.
Largeurs et profondeurs : 30 à 60 cm.
2 hauteurs : 9,5 et 11 cm.
Poids patient max. : 150 kg (l 30 à 50 cm)
et 227 kg (l 56 à 60 cm).

Ⓐ Le coussin seul.

Réf : JAY3 à partir de 616,00€

Ⓑ Le kit coussin Jay J3 + dossier Jay.

. Réf : KITJAY à partir de 1.039,47€



2 Cousin Jay® Lite Classe IB SUNRISE MEDICAL

Risque faible à moyen.
Son extrême légèreté (à partir de 660 g)
le place au 1er rang de sa catégorie sans
compromettre les préoccupations essentielles
de toute personne active : protection de la
peau, stabilité et confort.
Insert mousse réticulée amovible avec
housse aérée.
Versions : standard ou positionnement.
Poignée facilitant le transport.
37 tailles disponibles.
Dim. H 7 x l 35-50 x P 35-50 cm.
Poids patient max. : 150 kg.

Ⓐ Le coussin seul.

Réf : JAYLITE à partir de 460,00€

Ⓑ Le kit coussin Jay® Lite + dossier Jay.

. Réf : KITJAYLITE à partir de 880,47€



3 Dossier Jay® J3 Carbon SUNRISE MEDICAL

Dossier de positionnement léger et élégant
pour utilisateurs actifs.
Stabilisation du tronc et courbures dorsales
optimisées.
Avec sa coque en carbone, ce dossier est
60% plus léger qu'un dossier rigide classique
avec coque en aluminium.
2 types de fixation : fixe pour les fauteuils à
cadre rigide et escamotable pour les fauteuils
pliants.
4 hauteurs de 17 à 38 cm et 4 largeurs au
choix : 32-36-41-46 cm.
Poids patient max. : 125 kg.

Ⓐ Le dossier seul.

Réf : JAYJ3CARBON à partir de 915,00€

Ⓑ Le kit dossier Jay® J3 Carbon + coussin Jay.

. Réf : KITJAYJ3CAR à partir de 1.030,00€



4 Cousin Jay® Balance Classe IB SUNRISE MEDICAL

Risque élevé à très élevé.
Protection de la peau, stabilité et confort.
Couche inférieure ferme pour la stabilité,
couche supérieure souple pour le confort.
Choix d'inserts pour la cuvette ischiatique :
insert fluide Jay ou Air Roho.
Double housse pour une meilleure
protection de la peau.
Disponible avec cales intégrées.
Nouveauté 2017 : cales d'obliquité
disponibles en option.
Poids patient max. : 136 kg (l 34 à 50 cm)
ou 225 kg (l 56 à 60 cm).

Ⓐ Le coussin seul.

Réf : JAYBALANCE à partir de 616,00€

Ⓑ Le kit coussin Jay® Balance + dossier Jay.

. Réf : KITJAYBALANCE à partir de 1.039,47€



5 Cousin Jay® Xtreme Active Classe IB SUNRISE MEDICAL

Risque moyen à élevé.
Protection de la peau et stabilité pour
l'utilisateur actif et semi-actif, sans
compromettre la fonctionnalité.
Coussin léger et de faible hauteur pour
faciliter les transferts et la propulsion.
Constitué d'une base en mousse préformée
et enveloppée dans une housse imperméable,
d'une poche de fluide et d'une housse
externe aérée.
Largeurs et profondeurs : de 34 à 50 cm.
Hauteur : 7 cm.
Poids du coussin : 1,7 kg (40 x 40 cm).
Poids patient max. : 150 kg.

Ⓐ Le coussin seul.

Réf : JAYXTREMEACTIVE à partir de 544,00€

Ⓑ Le kit coussin Jay® Xtreme Active +

dossier Jay.

. Réf : KITJAYXTRACT à partir de 962,47€



6 Dossier Jay® Shape SUNRISE MEDICAL

Combinaison de sangles réglables en
tension de façon asymétrique et d'une
housse aérée 3DX, pour un excellent
confort et une répartition des pressions
optimale.
Solution idéale pour épouser les courbures
dorsales, notamment pour les personnes
présentant des déformations fixées ou
semi-réductibles.
Largeurs : 36 à 48 cm.
3 hauteurs : 40, 46 et 50 cm.
Possibilité d'ajouter des cales-tronc et des
cales de positionnement.
Poids patient max. : 135 kg.

Ⓐ Le dossier seul.

Réf : JAYSHAPE à partir de 521,17€

Ⓑ Le kit dossier Jay® Shape + coussin Jay.

. Réf : KITJAYSHAPE à partir de 838,47€





1 Coussin Iskio Bi-matière Classe II PHARMAOUEST

Risque moyen à élevé.
Pour la prévention des escarres, notamment liés à un trouble de la statique posturale au fauteuil.
Mousse viscoélastique de 80 kg/m³ avec insert en mousse haute résilience : décharge des saillies osseuses et répartition des pressions.
Livré avec une housse Pharmatex et une housse Maille 3D.
20 tailles disponibles.
Poids patient max. : 150 kg.
Normes : feu (EN597-1 et EN597-2).

. Réf : 17/17106 81,00€
Dim. 40 x 40 x 8,5 cm.



2 Coussin Kalli visco Classe II PHARMAOUEST

Risque moyen à élevé.
Coussin de forme anatomique en mousse viscoélastique de 80 kg/m³.
Livré avec 2 housses intégrales en Pharmatex imperméables et face antidérapante sur le dessous.
7 tailles disponibles.
Poids patient max. : 100 kg.
Normes : feu (EN597-1 et EN597-2).

- Ⓐ Dim. 40 x 40 x 8 cm. 69,00€
- . Réf : 17/17294
- Ⓑ Dim. 42 x 42 x 8 cm. 69,00€
- . Réf : 17/17295
- Ⓒ Dim. 50 x 45 x 8 cm. 81,00€
- . Réf : 17/17299



3 Coussin Prima form Classe II PHARMAOUEST

Risque moyen à élevé.
Mousse viscoélastique de 80 kg/m³ à mémoire de forme.
Livré avec 2 housses Pharmatex avec dessous antiglisse.
9 tailles disponibles.
Poids patient max. : 80 kg.
Normes : feu (EN597-1 et EN597-2).

. Réf : 17/17264 81,00€
Dim. 37,5 x 38 x 7 cm.

Pharmaouest
PREVENTIX



4 Coussin Kalli HR PHARMAOUEST

Risque nul à faible.
Coussin en mousse HR 37 kg/m³.
Recouvert d'une housse en Jersey avec dessous antiglisse.
7 tailles disponibles.
Poids patient max. : 100 kg.

. Réf : 04/294 34,90€
Dim. 40 x 40 x 8 cm.



5 Coussin Prima Clean PHARMAOUEST

Risque nul à faible.
Coussin en PES et TPE.
Recouvert d'une housse avec dessous antiglisse.
Entretien en machine à 30° (housse et coussin).
4 tailles disponibles.
Poids patient max. : 100 kg.

. Réf : 04/271 65,00€
Dim. 40 x 43 x 6 cm.



6 Coussin Iskio Clean PHARMAOUEST

Risque nul à faible.
Coussin en PES et TPE.
Recouvert d'une housse avec dessous antiglisse.
Entretien en machine à 30° (housse et coussin).
4 tailles disponibles.
Poids patient max. : 100 kg.

. Réf : 04/280 82,00€
Dim. 40 x 40 x 8 cm.




1

Coussin Duoform® Classe IB SYST'AM

Risque faible à moyen.
Gel viscoélastique multiporance, mousse haute résilience de 40 kg/m³, enduction polyuréthane anallergique sur jersey polyester. Livré avec 2 housses.
7 tailles disponibles.
Poids patient max. : 160 kg.

. Réf : P341C36362HW
Dim. 36 x 36 x 8 cm.

66,63€



2

Coussin VISCOFLEX® Classe II SYST'AM

Risque moyen à élevé.
Coussin de forme anatomique moulé, en mousse viscoélastique 80 kg/m³ à mémoire de forme. Livré avec 2 housses.
9 tailles disponibles.
Poids patient max. : 160 kg.

. Réf : P361C42422HW à partir de 69,00€
Dim. 42 x 42 x 8 cm.

3

Dosseret SYST'AM

Dosseret moulé en mousse viscoélastique 80 kg/m³ à mémoire de forme multiporance. Enduction de polyuréthane anallergique sur jersey polyester. Livré avec 1 housse.
3 tailles : small, standard, large.

. Réf : P951DS1HW
Taille small.

49,00€



SYST'AM




6

Coussin technique VISCOFLEX® + Classe II SYST'AM

Risque moyen à élevé.
Coussin Viscoflex® + en mousse viscoélastique 80 kg/m³ de forme anatomique, pour un moulage précis et tout en douceur de la zone sacro-fessière, insert intégré anti-poinçonnement. Livré avec 2 housses.
12 tailles disponibles.
Disponible en version bariatrique et avec butée pelvienne.
Poids patient max. : 160 kg.

. Réf : P361CA42422HW
Dim. 42 x 42 x 8 cm.

81,00€



4

Coussin POLYAIR® Classe II SYST'AM

Risque élevé.
Coussin à cellules pneumatiques double compartiments. Livré avec son dispositif de gonflage avec manomètre électronique et 2 housses.
2 hauteurs de cellules :
- 6 cm : 9 tailles disponibles
- 10 cm : 8 tailles disponibles
Poids patient max. : 180 kg.
Existe en version monocompartment.
Norme : NF EN ISO 597 - 1 & 2.

. Réf : P301C40402HW
Dim. 40 x 40 x 6 cm.

184,50€



5

Coussin standard VISCOFLEX® plat Classe II SYST'AM

Risque moyen à élevé.
Coussin Viscoflex® plat en mousse viscoélastique 80 kg/m³, pour un moulage précis et tout en douceur de la zone sacro-fessière. Livré avec 2 housses.
3 tailles disponibles.
Poids patient max. : 120 kg.

. Réf : P361CL42422HW
Dim. 42 x 42 x 8 cm.

69,00€



1 Coussin Geltop Classe IB Asklé Santé by WINNCARE

Risque faible à moyen.
Coussin en gel viscofluide avec base en mousse HR pour une réduction des pressions maximales.
Diminution des forces de cisaillement appliquées à la peau par les propriétés du gel viscofluide.
Thermorégulation par perméabilité de la protection à la vapeur d'eau.
2 tailles disponibles.
Poids patient max. : 95 kg.

Ⓐ Dim. 40 x 40 x 5,5 cm.

. Réf : VAB40 66,63€

Ⓑ Dim. 43 x 45 x 5,5 cm.

. Réf : VAB4345 66,63€



2 Coussin Alova® Galbé Classe II Asklé Santé by WINNCARE

Risque moyen à élevé.
Coussin en mousse viscoélastique à mémoire de forme.
Réduction des pressions d'appui par immersion dans la matière.
Housse Promust PU amovible (jersey enduit de polyuréthane), antidérapante en matière PU/PVC et décharge coccygienne intégrée.
24 tailles disponibles, 3 hauteurs.
Poids patient max. : 200 kg.

. Réf : VCAG4343 à partir de 69,00€
Dim. 43 x 43 x > 6 cm (de 30 à 100 kg).



3 Coussin Profil'Air Classe II Asklé Santé by WINNCARE

Risque élevé à très élevé.
Unique coussin à air avec Amélioration du Service Attendu de niveau IV.
Cellules pneumatiques individuellement déformables.
Mono ou bi-compartment pour utilisateurs avec ou sans trouble de la stabilité selon modèle.
Livré avec un manomètre manuel avec indicateur pour faciliter le réglage et deux housses intégrales.
2 hauteurs disponibles : 5 et 7 cm.
Poids patient max. : 120 kg.

. Réf : REC-CPA002 184,50€
Mono-compartment, dim. 40 x 40 x 5 cm.



4 Coussin Kineris Classe II Asklé Santé by WINNCARE

Risque élevé à très élevé.
Cellules pneumatiques réglables et individuellement déformables.
Mono ou bi-compartment pour utilisateurs avec ou sans trouble de la stabilité.
Livré avec une poire de gonflage (manomètre pour réglage à la morphologie du patient) et 2 housses intégrales.
12 tailles disponibles, 2 hauteurs.
Poids patient max. : 150 kg.

. Réf : V667-1EL 276,00€
Monocompartment, dim. 36 x 36 x 7 cm.



5 Coussin Polyair® avec option Confort Classe II SYST'AM

Risque élevé.
Coussin à cellules pneumatiques mono-compartment avec option confort en mousse viscoélastique.
Livré avec 2 housses et sa poire de gonflage.
Dim. 42 x 42 x 9,5 cm.
Poids patient max. : 110 kg.
Option confort disponible en 3 tailles.

. Réf : P301CMC42422HW 255,00€

Ceintures, Gilets de maintien

Pharmaouest
PREVENTIX



1
Maintien Oxalis
PHARMAOUEST

Ceinture ventrale qui supprime tout risque de compression pubienne ou thoracique, de blessure ou de cisaillement. Constituée d'une bande de néoprène et d'une double ceinture, l'une se fixe autour du patient, l'autre autour du fauteuil roulant. Sangles et boucles en polypropylène. Lavage en machine à 60°.
Tailles 1 à 3.

Réf : 07/1771
La ceinture taille 1.

37,50€

2
Maintien Auxilia
PHARMAOUEST

Ceinture de maintien abdominale et pubienne qui limite les mouvements vers l'avant et la mise en position debout. Système d'attache rapide à l'arrière (clips). Ceinture abdominale en tissu, coton bouclette, mousse de polyuréthane, gratté polyamide. Sangle et clip en polypropylène. Lavage en machine à 40°C.
Tailles 1 à 4.

Réf : 07/70100
La ceinture taille 1.

71,00€

3
Maintien Arpeggia
PHARMAOUEST

Ceinture ventrale pour fauteuil roulant avec système d'attache rapide, sûre et facile à mettre en place. Coton bouclette polyester et polyamide gratté, sangles 100% polypropylène. Lavage en machine à 40°.
Tailles adulte, enfant, fauteuil de repos et lit.

Ⓐ La ceinture taille 1.

Réf : 07/1380

41,50€

Ⓑ La paire d'attache-poignets.

Réf : 07/1305

38,50€

Gilet et Ceinture YZA, Modulables et Taille Unique

Le maintien YZA est conçu dans le but de procurer au patient un maintien au fauteuil personnalisé et optimisé. À travers ses différents éléments, il participe à la recherche d'une bonne posture des patients confinés au fauteuil. Son système de sangles montées sur élastique évite au patient les phénomènes de compression dus au serrage des sangles.



GILET DE BUSTE

Gamme Maintien à Domicile
YZA-GB
95,00 € T.T.C. (TVA 20%)
Gamme Hospitalière
YZA-GB-HP
100,00 € T.T.C. (TVA 20%)



CEINTURE ABDOMINALE

Gamme Maintien à Domicile
YZA-CA
60,00 € T.T.C. (TVA 20%)
Gamme Hospitalière
YZA-CA-HP
65,00 € T.T.C. (TVA 20%)



CEINTURE DE BUSTE

Gamme Maintien à Domicile
YZA-CB
80,00 € T.T.C. (TVA 20%)
Gamme Hospitalière
YZA-CB-HP
85,00 € T.T.C. (TVA 20%)



GILET INTÉGRAL

Gamme Maintien à Domicile
YZA-GI
115,00 € T.T.C. (TVA 20%)
Gamme Hospitalière
YZA-GI-HP
120,00 € T.T.C. (TVA 20%)



CEINTURE PELVIENNE

Gamme Maintien à Domicile
YZA-CP
80,00 € T.T.C. (TVA 20%)
Gamme Hospitalière
YZA-CP-HP
85,00 € T.T.C. (TVA 20%)



CEINTURE INTÉGRALE

Gamme Maintien à Domicile
YZA-CI
100,00 € T.T.C. (TVA 20%)
Gamme Hospitalière
YZA-CI-HP
105,00 € T.T.C. (TVA 20%)

Compatible avec le système NAUSI-SURE qui est un dispositif sécurisé de contention à fermeture magnétique.



NAUSISURE-BOUCLE
25,00 €
NAUSISURE-CLEE
10,00 €

www.nausicaa-medical.com



Ancienement Patterson Medical



1 Ramp Kit VERMEIREN

Kit pré-monté, seule la dernière couche reste à fixer.

- Ⓐ Kit n°1 dim. L 26 x l 75 x H 1-4 cm.
Réf : RAMPKIT1 69,00€
- Ⓑ Kit n°2 dim. L 51 x l 75 x H 4,5-7,5 cm.
Réf : RAMPKIT2 149,00€
- Ⓒ Kit n°3 dim. L 76 x l 75 x H 7,5-11,5 cm.
Réf : RAMPKIT3 255,00€
- Ⓓ Kit n°4 dim. L 101 x l 75 x H 11,5-15 cm.
Réf : RAMPKIT4 359,00€

2 Paire de rampes télescopiques Access Homecraft PERFORMANCE HEALTH

2 sections avec surface intérieure antidérapante. Robustes et facilement portables.
La partie supérieure est équipée de deux embouts plastique qui reposent sur le nez de marche.
Longueur de 92 cm à 1,50 m.
Capacité de charge : 300 kg.

Réf : AA8733 249,00€

3 Rampe valise pliable Access Homecraft PERFORMANCE HEALTH

Rampe pliable deux parties pour scooters et fauteuils roulants.
Surface antidérapante, assemblage des deux parties par charnières.
Poignée de transport sur chacune des deux parties.
Capacité de charge : 272 kg.

- Ⓐ Dim. L 152 x l 380 x h 76 cm (pliée).
Réf : 091169788 265,00€
- Ⓑ Dim. L 183 x l 380 x h 76 cm (pliée), en 2 parties.
Réf : 091169796 315,00€



CREDIT D'IMPOT
-25%

Stannah
150
1847 • 2017

" STANNAH, ÇA CHANGE LA VIE. "

- Escaliers intérieurs et extérieurs droits
- Encombrement minimal
- Entièrement automatique

* Sous forme d'un crédit d'impôt équivalent à 25% du montant acquitté. Plafonné à 5 000 € par personne seule et à 10 000 € par couple. Conformément à la loi de finances en vigueur.

Demandez conseil à votre magasin de proximité Médicalliance, ou appelez Stannah :

0 800 94 20 51 Service & appel gratuits

poste 9604

www.stannah.fr

Stannah

Nous prenons soin de vous.

Fauteuils roulants pédiatriques



3

Forest Kids VERMEIREN

Fauteuil électronique pour enfant.
Assise et dossier inclinables par vérins électriques et rembourrés.
Accoudoirs ajustables en hauteur et largeur.
Repose-pieds avec palettes rabattables.
Vitesse de 6 km/h ou 10 km/h.
3 largeurs d'assise : 32 à 37 cm.
Profondeur d'assise : 33 à 39 cm.
Hauteur d'assise : à partir de 53 cm.
Poids : 95 kg.
Poids patient max. : 50 kg.
4 coloris au choix.

. Réf : FORESTKIDS à partir de 3.487,95€
Version AA1.



1

Eclips X4 90° enfant VERMEIREN

Fauteuil léger pour enfant à dossier inclinable à 90°.
Profondeur d'assise réglable par châssis télescopique.
2 largeurs d'assise : 32-37 cm.
Poids du fauteuil : 16 kg.
Poids patient max. : 60 kg.

. Réf : ECLIPSX490 603,65€



2

Sagitta Kids VERMEIREN

Fauteuil manuel actif pour enfant.
Dossier rabattable sur l'avant, réglable en inclinaison et en hauteur.
Equipé d'une barre de poussée et d'un blocage du dossier.
6 largeurs et profondeurs d'assise : l 24 à 34 cm, P 28 et 32 cm.
Poids : 9 kg.
Poids patient max. : 60 kg.

. Réf : SAGITTAKIDS 1.252,29€



RUPIANI



6

Luca Glass Junior SUNRISE MEDICAL

Fauteuil roulant électrique mixte pour enfant et adolescent.
Robuste, compact et très maniable.
Disponible en base motrice propulsion, traction et roues centrales.
Faible hauteur d'assise permettant à l'enfant de se glisser aisément sous une table ou un bureau.
Equipé de série de l'assise Qlass confortable et modulaire.
Pour un confort optimal, différents réglages électriques (lift 30 cm, repose-jambes inclinables, inclinaison de dossier et d'assise).
Amortisseurs indépendants pour une bonne adhérence au sol.
Vitesse de 6 ou 10 km/h. Electronique R-Net.
2 largeurs d'assise : 32 à 37 cm.
3 profondeurs d'assise : 30 à 45 cm.
Poids : à partir de 80 kg.
Poids patient max. : 60 kg.

. Réf : LUC010003-A 7.876,00€
Version AA2.



4

Kariboo Junior RUPIANI

Fauteuil roulant évolutif à traction électrique pour une utilisation intérieur/extérieur, avec 2 types d'assise adaptable : adulte ou junior.
2 roues avant en aluminium 12".
2 roues arrière Ø 20 cm, montées sur un palonnier articulé.
La garde au sol de 8,5 cm facilite le passage des bords de trottoirs.
Vitesse : 6 km/h.

. Réf : FEK1100 3.487,95€
Version AA1.



5

Tatoo Junior RUPIANI

Fauteuil électrique très compact, puissant, maniable, à conduite intuitive pour une utilisation en extérieur.
2 roues motrices Ø 32 cm, 2 roues arrière Ø 14 cm montées sur amortisseur, 2 roues avant Ø 22 cm sur palonnier articulé.
Dossier réglable en inclinaison et rabattable vers l'avant.
Palettes escamotables réglables en hauteur.
Vitesse : 7,5 km/h.

. Réf : FET2100 3.938,01€
Version AA2.



1

Siège auto Kiwy SP RUPIANI

Siège auto noir pour enfant de 9 à 36 kg.
Assure sécurité et confort grâce à sa forme enveloppante.
Réglable en hauteur sur 8 positions.
Appui-tête réglable en hauteur, coussins adaptables,
harnais 5 points équipé d'un coussinet.
Revêtement en matière hypoallergénique et respirante,
détachable et lavable à 30°C.
Normes : ECE4404-S.

. Réf : SKI3000

à partir de 838,47€



2

Siège auto Recaro Monza Nova Reha RUPIANI

Siège auto gris pour enfant de 15 à 50 kg.
Appui-tête réglable en hauteur.
Matériaux absorbants les chocs pour une protection
latérale renforcée.
Ceinture 5 points équipée d'un coussinet.
Profondeur d'assise : 30 à 43 cm.
Largeur d'assise : 29 cm (devant), 24 cm (derrière).
Hauteur du dossier : 60 à 77 cm.
Normes : ECE4404-S.

. Réf : SRC2500

à partir de 1.676,00€



RUPIANI



3

Siège auto Carrot III RUPIANI

Siège auto bleu pour enfant de 3 à 12 ans.
Ceinture 5 points équipée d'un coussinet.
Coussinets amovibles.
Inclinable avant/arrière et réglable en hauteur.
Profondeur d'assise : 24 à 41 cm.
Hauteur du dossier : 52 à 77 cm.
Poids patient max. : 50 kg.
Plusieurs options disponibles.

. Réf : SCA3000

à partir de 1.843,60€



4

Siège Pluton SUNRISE MEDICAL

Système d'assise évolutif pour des besoins de
positionnement élevés.
Réglages individuels et accessoires pour le contrôle du
tronc, du bassin et des jambes.
Dossier amovible, largeur et profondeur réglables, repose-
jambes réglable en angle.
Assise en deux parties pour une meilleure personnalisation.
Dossier et repose-pieds dynamiques en option.
Peut-être combiné à un châssis porte-siège.

. Réf : PLUTON_1

à partir de 3.478,00€



1
Buggy Major Elite
DUPONT MEDICAL

Poussette canne légère (7 kg) et très résistante. Spécialement adaptée à une utilisation quotidienne.
Roues avant pivotantes, repose-pieds solide et réglable en hauteur.
Harnais sécurisant.
Options : capote de protection soleil, protection imperméable transparente.
Poids patient max. : 50 kg.

. Réf : MM2410000 à partir de 679,00€
La poussette et harnais H.

2
Swiftly
RUPIANI

Poussette haut de gamme, particulièrement séduisante.
Très maniable grâce à son poids réduit et ses roues orientables.
Siège et dossier confortables, coussins respirants.
Equipée en standard d'un harnais H.
Large gamme d'accessoires, entretien facile.

. Réf : PSW6805 1.688,00€

3
Geko
RUPIANI

Poussette multi-réglable évolutive avec panier, appui-tête, ceinture de maintien, bascule d'assise jusqu'à 35°. Pliante, elle se range facilement.
Permet d'utiliser le siège évolutif en largeur et profondeur sur 2 châssis différents.
Disponible en 3 coloris et 2 tailles.
Plusieurs options disponibles.

. Réf : PGE10 1.996,00€
Taille 1.



4
Jazz Easys 1
RUPIANI

Sa suspension en matière d'assise offre à l'enfant un grand confort.
Les aspérités du sol sont absorbées par les ressorts d'arrière sur le châssis (châssis léger, en aluminium).
Elle se plie, se range rapidement et simplement.
Système de fixation par cliquetage au niveau de l'assise.
Système de sécurité breveté.
Equipée en standard de la capote pluie soleil et d'un harnais.
Existe en 2 tailles.
Dim. L 100 x l 60 x H 92-114 cm.

. Réf : PJ16601 2.998,00€
Taille 1.



5
Zippie Voyage
SUNRISE MEDICAL

Poussette multi-réglable évolutive grand confort.
Se plie et se déplie très facilement.
Le siège se fixe via des rails jusqu'au clic de verrouillage.
La plaque d'interface entre le cadre et le siège pivote pour orienter le siège face à soi ou à la route.
Dossier et assise se basculent à l'aide d'un levier positionné à l'arrière du dossier, accessible à tout moment.
Filet de rangement sous l'assise et capote de protection de série.
Large gamme d'accessoires de positionnement : cales cuisses, cales latérales, ceintures et harnais, plot d'abduction...
Largeur d'assise : 24 - 30 cm, avec insert jusqu'à 15,5 cm (excluant habillage).
Profondeur d'assise : 20 - 34 cm (excluant habillage).
Longueur pliée : 80 cm.
Hauteur pliée : 37 cm.
Poids patient max. : 34 kg.
4 coloris au choix.

. Réf : 199BS9

2.849,00€

Scooters



1 Scooter Colibri® INVACARE

Scooter 4 roues avec panier avant.
Accoudoirs relevables, largeur réglable.
Assise pivotante sur 360°, hauteur réglable.
Colonne de direction ajustable en angle.
Electronique programmable Control Dynamic.
Roues Ø 20 x 5 cm. Longueur 101 cm.
Vitesse 8 km/h. Autonomie : 11 km.
Poids avec batteries : 44,2 kg.
Moteur : 200 W. Batteries 12 Ah.
Poids patient max. : 136 kg.
5 coloris au choix.
Existe en version Outdoor : batteries 18 Ah et grandes roues.
Existe en version 3 roues.

Réf : 1578998 1.220,00€



2 Scooter Leo® INVACARE

Scooter 3 ou 4 roues avec panier avant.
Assise pivotante, hauteur réglable 46-56 cm.
Accoudoirs réglables.
Colonne de direction ajustable en angle.
Vitesse 8 km/h. Autonomie : 36 km.
Poids patient max. : 136 kg.
Gris lunaire, bleu Onyx ou rouge rubis.

- Ⓐ Scooter 3 roues gris lunaire.
Réf : 1579603 1.999,00€
- Ⓑ Scooter 4 roues rouge rubis.
Réf : 1579428 2.190,00€



3 Scooters Orion® Family INVACARE

Scooter 4 roues.
Assise confortable, pivotante et réglable en hauteur 42-49,5 cm, avec appui-tête.
Colonne de direction ajustable en angle.
Electronique programmable Control Dynamic.
Poids avec batteries 110 kg (Orion Metro) et 136 kg (Orion Pro).
Disponible en 6 et 10 km/h (Orion Metro) et 10 et 15 km/h (Orion Pro).
Diamètre de giration réduit : 260 cm.
10 coloris de carénage au choix.
Existe en versions configurées.
Nombreux accessoires disponibles.

- Ⓐ Scooter Orion® Metro rouge passion.
Réf : 1639517 2.990,00€
- Ⓑ Scooter Orion® Pro gris argenté.
Réf : 1639518 3.650,00€



4 Scooter Comet® Family INVACARE

Assise pivotante et réglable en hauteur.
Colonne de direction ajustable en angle.
Electronique programmable Control Dynamic, ordinateur de bord LCD inclus.
Vitesse 15 km/h. Autonomie : 55 km.
Poids avec batteries : à partir de 136 kg.
Longueur 145 cm.
Poids patient max. : Comet Pro et Comet Alpine + 160 kg, Comet Ultra 220 kg.
10 coloris de carénages au choix.
Existe en version configurée.
Nombreux accessoires disponibles.

- Ⓐ Scooter Comet® Pro.
Réf : 1639513 à partir de 4.290,00€
- Ⓑ Scooter Comet® ALPINE +.
Réf : 1639514 à partir de 4.490,00€
- Ⓒ Scooter Comet® HD Ultra.
Réf : 1639515 à partir de 4.650,00€



5 Scooter Bogey DUPONT MEDICAL

Scooter équipé d'un siège grand confort, amovible, pivotant, réglable avant/arrière avec appui-tête ajustable et accoudoirs relevables. Equipé d'un panier à l'avant, d'un rétroviseur et d'un kit de feux de route.
Base roulante puissante et solide, colonne de direction réglable.
Vitesse 10 km/h. Autonomie : 30 km.
Poids patient max. : 160 kg.

Réf : M16001600 à partir de 1.990,00€



6 Scooter GoGo Ultra X4 MEDTRADE

Mini, pratique et maniable !
Idéal pour les déplacements de proximité, rues piétonnes, galeries marchandes ou en intérieur.
Transport et prise en main facile, très compact (1 m de long), il rentre aisément dans des petits ascenseurs ou dans le coffre d'une voiture.
Assise et colonne de direction multi réglages.
Batteries 2 x 12 Amp, autonomie cumulée 11 km, vitesse max 6,4 km/h.
Poids patient max. : 118 kg. Poids total : 45 kg.
Entièrement démontable sans outil.
Coloris gris, rouge ou bleu.

Réf : 2003 998,00€
Coloris noir.



1

Scooter Venus 4 Sport VERMEIREN

Scooter 4 roues avec panier avant.
Accoudoirs relevables.
Assise pivotante et réglable en hauteur.
Colonne de direction ajustable en angle.
Éclairage intégré.
Vitesse 6 km/h.
Autonomie 18 km.
Longueur 104 cm.
Poids avec batterie : 52 kg.
Batterie : garantie 1 an.
Poids patient max. : 115 kg.
Coloris argenté uniquement.

Réf : 5131125

1.455,90€



2

Scooter Ceres 4 VERMEIREN

Scooter 4 roues.
Électronique programmable.
Batteries : 2 x 12 V - 36 Ah.
Vitesse : 9 km/h. Autonomie 35 km.
Poids patient max. : 135 kg.
Coloris noir ou bleu.

Réf : 5110280

2.241,87€

Scooter noir.



3

Scooter Carpo 2 SE VERMEIREN

Scooter 4 roues, d'extérieur pratique pour les grands rouleurs.
Éclairage avant et arrière avec témoin.
Panier de transport et connexion USB.
Accoudoirs ajustables en largeur et hauteur.
Batteries : 2 x 12 V - 90 Ah.
Vitesse 15 km/h.
Autonomie 60 km.
Poids patient max. : 150 kg.
Coloris argent.

A Le scooter Carpo 2 SE seul.

Réf : 5134469

à partir de 4.008,00€

B Option ScooterPac.

Réf : 1911758

960,00€



4

Scooter Mercurius 4 LE VERMEIREN

Scooter 4 roues solide et confortable.
Siège pivotant, guidon réglable en inclinaison.
Éclairage avant/arrière.
Batteries 75 Ah.
Vitesse : 15 km/h.
Autonomie 40 km.
Poids patient max. : 150 kg.
Coloris champagne.

Réf : 5134735

à partir de 4.257,60€



5

Scooter S425 - Le polyvalent SUNRISE MEDICAL

Dominante extérieure.
Autonomie potentielle max. 42 km.
Moteurs 500 W 4 pôles. Batteries 55 Ah.
Éclairage LED. Frein à disque. Système de suspension individuelle sur chacune des roues.
Siège pivotant et réglable en hauteur dim. 49 x 49 cm. Colonne de direction ajustable en angle. Appui-tête de série.
Dim. L 135 x l 66 cm.
Coloris Urban Grey Metallic.
Nombreux accessoires disponibles.

A Vitesse : 10 km/h.

Réf : 22200002

à partir de 2.690,00€

B Vitesse : 12 km/h.

Réf : 22200002_1

à partir de 3.060,00€



6

Scooter S700 - Le puissant SUNRISE MEDICAL

Siège pivotant multi-réglable, accoudoirs relevables et ajustables en profondeur, dossier inclinable, éclairage LED, deux rétroviseurs coque finition carbone, panneau de commande tactile, accélérateur « Wig-Wag ».
Vitesse : 10 ou 15 km/h, batteries 75 Ah, autonomie 55 km, roues Ø 33 cm.
Poids patient max. : 160 kg.

A Vitesse : 10 km/h.

Réf : 22300007

à partir de 3.905,00€

B Vitesse : 15 km/h.

Réf : 22300007_1

à partir de 4.441,00€





1 Tricycle Tonicross Basic RUPIANI

5 tailles en fonction de l'entrejambe de l'utilisateur.
La taille adulte T4XL est équipée d'une voie arrière élargie qui augmente la stabilité.
Les tailles 3 et 4 sont équipées de roues rayonnées.
2 coloris au choix : bleu, jaune.
Accessoires : appui-dos complet avec dossière, guidon cadre, sabots réglables en largeur, tuteurs de jambes fixes réglables en hauteur.

. Réf : TBA10 631,17€
Taille 1.



2 Tricycle Sporty VERMEIREN

Distance sol/selle : 61-76 cm.
A partir de 8 ans. Noir et rouge.
De nombreux accessoires disponibles.

. Réf : 2215 631,17€



3 Tricycle Freedom VERMEIREN

Distance sol/selle : 72-86 cm.
A partir de 14 ans. Coloris blanc et rouge ou noir et vert.
De nombreux accessoires disponibles.
Existe en version mécanique ou électrique.

. Réf : 2217 717,40€
Version mécanique.



5 Tricycle Tonicross Plus RUPIANI

Tricycle de rééducation pliable.
Simplicité, rapidité de pliage et de démontage des roues.
Fabriqué en 4 tailles en fonction de la hauteur d'entrejambe de l'utilisateur.
Taille adulte T4 doté en série d'un porte-bagages arrière.
30 coloris au choix.

Ⓐ Taille 1. 1.394,00€
. Réf : TPU10
Ⓑ Taille 4 surbaissé. 1.548,00€
. Réf : TPU40



6 Tricycle Vintage VERMEIREN

Tricycle adulte. Brun et beige.
Distance sol/selle : à partir de 81 cm.
De nombreux accessoires disponibles.
Panier vintage en osier en option.
Existe en version mécanique ou électrique.

. Réf : 2219 911,52€
Version mécanique.

4 Tricycle Tonicross City RUPIANI

Tricycle de rééducation adolescent ou adulte.
Equipement de série : garde boue, panier arrière, cadre surbaissé.
Options haut de gamme : frein à disque, dérailleur 5V, réglage antéropostérieur, selle monocycle, éclairage route.
3 coloris au choix. Existe en version Junior.

. Réf : TYA40 898,00€
Tonicross City Adulte.



1
Cannes anglaises
HERDEGEN

A Canne Advance bi-matière turquoise, réglable, en polypropylène et élastomère. Tube en duraluminium poli Ø 2,2 cm. Autres coloris : bleu, violet ou orange. Capacité : 140 kg.

. Réf : 200917 12,20€

B Canne Evolution violette, réglable, en polypropylène. Tube en duraluminium poli Ø 2,2 cm. Poids 500 g. Autres coloris : orange, turquoise, bleu ou noir. Capacité : 130 kg.

. Réf : 200015 12,20€



2
Cannes anglaises enfants
HERDEGEN

Cannes Tiki pour enfant/adolescent en polypropylène à double réglage de hauteur. Tube duraluminium poli Ø 1,9 et 2,2 cm. Poids : 330 g. Capacité : 100 kg.

A La canne orange bleu.

. Réf : 200520 12,20€

B La canne turquoise violet.

. Réf : 200510 12,20€



3
Cannes derby
HERDEGEN

Légères pour faciliter la mobilité. Leur poignée derby apporte un grand confort dans l'utilisation. Les modèles pliants se rangent aisément dans un sac. La bague de serrage anti bruit apporte un confort supplémentaire.

A La canne pliante Cashmere fantaisie.

. Réf : 255611 15,50€

B La canne Palmaire black and white pour gaucher.

. Réf : 243626 15,10€

C La canne Palmaire black and white pour droitier.

. Réf : 243625 15,10€



4
Cannes T
HERDEGEN

A Canne pliante Advance bi-matière bleue avec poignées confortables « soft » injectées en élastomère. Tube en Duralium à hauteur réglable 82,5-92,5 cm. Poids : 400 g. Autres coloris poignée : gris ou vert.

. Réf : 250613 14,40€

B Canne Maginot pour droitier, anatomique, avec poignée ergonomique. Hauteur réglable 70-94 cm, embouts fournis. Poids : 400 g. Existe pour droitier ou gaucher. Coloris époxy marron. Capacité : 120 kg.

. Réf : 243623 12,20€



5
Cannes anglaises
HMS-VILGO

A Canne Sofia Ultra légère en tube anodisé Ø 2,25 cm, embout Optiflex. Hauteur réglable 71-98,5 cm. Poids : 440 g. Capacité de charge : 140 kg. 2 coloris au choix.

. Réf : SOFIA ANO 12,20€

B Canne enfant, hauteur réglable 46-73,5 cm. Epoxy. 16 coloris au choix.

. Réf : 551 14,50€



6
Canne métal
HMS-VILGO

Poignée anatomique droite ou gauche, ergonomique. Finition : anodisée. Canne métal. Réglable par cliquet. Hauteur réglable 80-97,5 cm. Poids : 265 g.

. Réf : C 45 12,20€



7
Cannes en bois
HMS-VILGO

A Poignée Maginot. Aspect bambou vernis. 3 tailles : 80 - 87,5 - 95 cm.

. Réf : 2 14,40€

B Poignée anatomique à droite ou à gauche. Mât en hêtre vernis. Finition : vernis noyer. 3 tailles : 80 - 87,5 - 95 cm. Poids : 280 à 320 g.

. Réf : C 46 12,20€



8
Cannes Tripodes
HMS-VILGO

A Canne Tripode. Tube acier Ø 2 cm, hauteur réglable 68-92 cm. Adulte époxy.

. Réf : 545 bis 25,50€

B Canne Quadripode. Tube acier Ø 2 cm, hauteur réglable 78-90,5 cm. Finition époxy couleur. Poignée col de cygne.

. Réf : 548 bis 29,10€



1

Déambulateur adulte HERDEGEN

Cadre léger en duraluminium anodisé réglable en hauteur.
Disponible en différentes versions :
- le modèle fixe dural : H 75-85 cm, capacité de charge de 130 kg.
- le modèle articulé fixe/pliant : H 76-94 cm, capacité de charge de 110 kg. Réglage par clip pour une utilisation articulée ou fixe.

Ⓐ Le déambulateur fixe dural.

. Réf : 221800

53,81€

Ⓑ Le déambulateur articulé fixe/pliant.

. Réf : 222850

53,81€

2

Déambulateur articulé fixe pliant Butterfly HERDEGEN

Léger et résistant, il assure un déplacement en toute sécurité.

Son cadre haut permet d'enjamber aisément les WC. Grâce à ses deux boutons poussoir, il est possible de transformer sans outil le cadre fixe en un cadre articulé.

Dim. H 76,5-88,5 x L 51 cm.
Capacité de charge 110 kg.

. Réf : 222825

53,81€

PERFORMANCE
HEALTH

Anciennement Patterson Medical



3

Cadre de marche releveur pliable PERFORMANCE HEALTH

Léger avec son cadre aluminium, il offre 4 poignées fonctionnelles : les poignées basses aident la personne à se relever d'une chaise ou d'un fauteuil ; les poignées hautes facilitent la déambulation.

Réversible : il peut également s'utiliser comme cadre de toilettes.

Poids max. supporté : 136 kg.

. Réf : AA8304

53,81€

4

Rollator Londres 2 roues DUPONT MEDICAL

Rollator avec siège gris.

Muni de poignées anatomiques pour une meilleure tenue et ses roulettes à l'avant permettent une aisance du déplacement. Les embouts antidérapants assurent une bonne stabilité à l'arrêt.

. Réf : SA1302005

53,81€

5

Rollator Actio 2 - 2 roues INVACARE

Le déambulateur d'intérieur de référence compact, pliant et confortable. Assise rembourrée pour un maximum de confort.

Largeur hors tout de 53 cm, léger 5 kg, poignées de forme anatomique réglables H 74-100 cm.

. Réf : 1513721

53,81€



Yes, you can.



1

Rollator Delta 3 roues INVACARE

Léger et peu encombrant pour une utilisation quotidienne. Poignées ergonomiques réglables en hauteur pour une bonne préhension. Système de freinage par câbles. Roues de très haute qualité permettant une utilisation sur tous types de terrain. Livré avec un panier, une grande pochette souple et un plateau.

. Réf : 1515533

70,81€



2

Rollator Banjo 4 roues INVACARE

Confortable et maniable. Poignées de poussée et de freins anatomiques, poignées réglables H 71-98 cm, modèle pliant. Fonctionnel, il dispose d'une tablette, d'un panier amovible, d'un porte-bagages (et d'une accroche canne).

. Réf : 1452442

73,81€



3

Rollator 286i 4 roues VERMEIREN

Rollator 4 roues pliant. Equipé d'un panier amovible de transport, d'une tablette-plateau plexi, d'une assise et d'un porte-canne. Freins parking et poignées réglables en hauteur.

. Réf : 286i

73,81€



4

Rollator Shopiroll 4 roues HERDEGEN

Barre à pousser façon caddie®, 4 roues avec frein parking. Il peut s'utiliser comme un siège confortable et résistant (Poids max. : 120 kg). 3 niveaux de réglage poignées-sol : 90,5-94,5-98,5 cm.

. Réf : 243880

106,90€




5

Rollator Quadrilight 4 roues VERMEIREN

Rollator 4 roues, pliant et léger en aluminium avec freins. Idéal pour les personnes avec une foulée irrégulière mais capable de freiner lorsqu'elles se sentent légèrement déséquilibrées. Equipé d'une sangle, d'un porte-canne et d'un filet de transport. Option : housse de stockage et de transport du Rollator.

. Réf : QUADRILIGHT

126,50€



6

Rollator RL-Smart 4 roues B+B

Léger, assise large et souple, large sangle de dossier, câbles de frein intégrés au châssis, dispositifs réfléchissants, poignées réglables en hauteur, porte-canne et grand sac amovible de série. Assise : P 25 x l 45 x H 54 cm. Poids total : 6,7 kg. Coloris platine ou bleu métallisé. Dim. L 66 x l 63 x H 82,5-95,5 cm.

. Réf : RLSMART

129,00€



1 Rollator Modelito Xtra 4 roues HERDEGEN

Ce rollator compact en aluminium anodisé est très léger. Dispose de freins parking et de poignées réglables en hauteur. Possède un porte-canne et une sacoche. Ses roues multi directionnelles de 180 mm facilitent l'accès aux trottoirs. Dim. H 79-91 x L 63 cm. Dim. assise 44 x 19,5 cm. Capacité de charge : 136 kg.

. Réf : 243876

139,00€



2 Rollator Sit'n roll II 4 roues HERDEGEN

Son assise en PU très confortable se transforme sans outil en véritable fauteuil de transfert. Poignées réglables H 82-98 cm, 4 roues avec 2 freins débrayables. Équipé d'une sacoche. Capacité de charge : 136 kg.

. Réf : 243865

169,00€



3 Rollators Gemino 4 roues SUNRISE MEDICAL

Gamme complète de rollators intérieur/extérieur :
- standards : Gemino 20, 30 et 60 avec panier et siège de série, facilité d'utilisation
- médicalisés : Walker du Gemino 30 et 60 avec appuis antébrachiaux de série ou Gemino 30 Parkinson pour personnes atteintes de Parkinson avec ralentisseur, fonction de freinage inversée et signal visuel laser au sol de série. Cadre en aluminium, système de pliage en un clic. Poids patient max. : de 125 kg à 150 kg (selon modèles).

Ⓐ Gemino 20, gris.

. Réf : 7120000

237,00€

Ⓑ Gemino 30, bleu.

. Réf : 7100002

255,00€

Ⓒ Gemino 60, gris argenté.

. Réf : 7160000

299,00€



Anciennement Patterson Medical



4 Déambulateur Atlas Days 4 roues PERFORMANCE HEALTH

Cadre en acier, ajustable en hauteur, 4 roulettes dont 2 à freins, accoudoirs séparés. Capacité de charge : 160 kg. Dim. P 76 x H 93-142 cm. Disponible en l 59 ou 63 cm. Egalement disponible en accoudoirs monobloc.

. Réf : 091356617

295,00€

Largeur 59 cm.



5 Déambulateur enfant PERFORMANCE HEALTH

Cadre en aluminium léger, 4 embouts en caoutchouc antidérapant, hauteur ajustable 55-65 cm par incréments de 2 cm. Capacité de charge : 100 kg.

. Réf : 091171164

53,81€



6 Déambulateur enfant Nimbo DUPONT MEDICAL

Marcheur de posture avec appui postérieur pour maintenir l'enfant et éviter l'obstacle avant (problèmes cérébraux ou neurologiques). Pour un usage en intérieur exclusivement. Plusieurs dimensions disponibles. Capacité de charge de 30 à 90 kg selon les modèles.

. Réf : SA1206000

Dim. l 34 x H 39-50 cm.

à partir de 229,00€



Equipement

Professionnels & Collectivités

Lits médicalisés	176 à 180
Lits pédiatriques	181
Tables et accessoires de lit	182 à 185
Chambre médicalisée	186
Positionnement	187 à 189
Matelas statiques	190 à 193
Matelas à air dynamique	194 à 197
Lève-personnes	198 à 199
Systèmes de transfert	200 à 201
Equipement et transferts	202
Fauteuils de gériatrie	203
Chirurgie ambulatoire	204
Chariots de douche	205
Distribution de médicaments	206 à 207
Chariots	208 à 210



Yes, you can.®



1 Lit Medley® Ergo INVACARE

Lit à colonne livré avec plan de couchage 4 sections.
Hauteur variable et relève-buste électriques, relève-jambes manuel.
Pré-équipé pour plicature électrique (fonction proclive disponible si équipé de la fonction plicature).
Barrières et potence incluses.
2 hauteurs de plan de couchage : 33 à 73 cm et 40 à 80 cm.
Roues Ø 100 mm.
Accessoires : garantie 2 ans.
Dim. L 208 x l 90 x H 33-80 cm.
Charge de fonctionnement : 180 kg.
Poids patient max. : 145 kg.
Normes : NF EN 60601-2-52, NF EN 1970.
Plusieurs modèles et options disponibles.

. Réf : 1563420-7042 à partir de 1.030,00€



2 Lit SB® 755 largeur 90 cm INVACARE

Lit 4 fonctions électriques avec relève-buste à translation, kit de transport intégré.
Kit de rabaissement de la hauteur de 24 à 70 cm.
Structure en aluminium.
Panneaux Susanne et barrière Verso II.
Plusieurs options disponibles (dont barrière Line ci-contre).
Dim. L 208 x l 90 x H 35-82 cm.
Charge de fonctionnement : 235 kg.
Poids patient max. : 200 kg.
Normes : NF EN 60601-2-52, NF EN 1970.

. Réf : 3000755_42D3AGJ2_1 2.939,00€



3 Lit SB® 755 largeur 120 cm INVACARE

Lit avec relève-buste à translation en standard.
Hauteur variable électrique, relève-buste électrique et relève-jambes manuel.
Pré-équipement pour plicature électrique.
Structure en aluminium.
Panneaux, barrières et potence.
Roues Ø 100 mm.
Accessoires : garantie 2 ans.
Plusieurs modèles et options disponibles.
Dim. L 208 x l 120 x H 35-82 cm.
Charge de fonctionnement : 235 kg.
Poids patient max. : 200 kg.
Normes : NF EN 60601-2-52, NF EN 1970.

. Réf : 3000755_60038CJ3_2 à partir de 2.656,00€

Lits médicalisés Médicatlantique



1

Lit X'PRESS 11®* Médicatlantique by WINNCARE

Lit AUTOPORTANT. Kit de transport intégré.
Hauteur variable et relève-buste électriques. Relève-jambes manuel à crémaillères.
6 roues Ø 100 mm freinage indépendant.
Télécommande rétroéclairée à fil, verrouillage des fonctions.
Options et accessoires :
- panneaux Madélia II Easy Move, coloris unique
- paire de barrières époxy et potence époxy
- relève-jambes électrique avec ou sans plicature
Dim. L 200 x l 90 x H 34-84 cm.
Charge de fonctionnement : 170 kg.
Poids patient max. : 135 kg.
Normes : EN 60601-2-52.

. Réf : IX03L11100d1e

à partir de 1.100,00€



2

Lit X'Prim3®* version 11 Médicatlantique by WINNCARE

Montage et démontage ergonomique du sommier.
Relève-buste électrique, relève-jambes manuel à crémaillères.
4 roues Ø 100 mm freinage indépendant.
Télécommande rétroéclairée à fil avec verrouillage des fonctions.
Options et accessoires :
- panneaux : 12 décors mélaminés au choix (ABELIA II présentés)
- barrières pliantes époxy et potence époxy
Dim. L 200 x l 90 x H 34-84 cm.
Charge de fonctionnement : 170 kg.
Poids patient max. : 135 kg.
Normes : EN 60601-2-52.

. Réf : IXN1L11100d1e

à partir de 1.030,00€



3

Lit Aerys II* Médicatlantique by WINNCARE

Hauteur variable et relève-buste électriques.
Relève-jambes électrique avec plicature proclive / décline.
4 roues Ø 75 mm freinage indépendant au pied, 2 roues fixes Ø 100 mm à la tête.
Télécommande à fil, verrouillage des fonctions.
Mémorisation de la hauteur variable.
Compatible avec SAM Activ et SAM Ergonom.
Options et accessoires :
- panneaux : 12 décors mélaminés au choix (CARMEN II présenté)
- barrières pliantes époxy, potence époxy
Dim. L 200 x l 90 x H 24,5-80 cm.
Charge de fonctionnement : 200 kg.
Poids patient max. : 165 kg.
Normes : EN 60601-2-52.

. Réf : IAE2L08075

à partir de 2.064,00€



4

Lit XXL Divisys* 120 Médicatlantique by WINNCARE

Sommier divisible à lattes métalliques soudées.
Hauteur variable et relève-buste électriques.
Relève-jambes manuel à crémaillères.
4 roues Ø 100 mm freinage indépendant.
Télécommande à fil.
Options et accessoires :
- panneaux : 12 décors mélaminés au choix (habillage Médidom avec longpans et jupes présenté)
- barrières pliantes époxy et potence époxy
- relève-jambes électrique avec plicature
Dim. L 200 x l 120 x H 35-81 cm.
Charge de fonctionnement : 315 kg.
Poids patient max. : 270 kg.
Normes : EN 60601-2-52.

. Réf : IXL4L11120e

à partir de 2.190,00€

Equipement

Lits médicalisés HMS-VILGO



1 Lit EURO 1000/2 Premium Plus HMS-VILGO

Sommier en 2 parties à lattes clipsables Hi-Tech pour un meilleur confort (grilles époxy ou lattes bois en option).
Hauteur variable électrique, relève-buste électrique.
Panneaux Médium ou Prémium Plus.
2 supports potence ou porte-sérum.
Options : barrières et potence.
Dim. L 200 x l 90 x H 29-82 cm.
Charge de fonctionnement : 200 kg.
Poids patient max. : 135 kg.
Normes : NF EN 60601-2-52.

Ⓐ Lit EURO 1000 seul avec panneaux, relève-jambes manuel (2 fonctions).

. Réf : EURO 1000 à partir de 1.030,00€

Ⓑ Lit EURO 1002 seul avec panneaux, relève-jambes électrique à plicature (3 fonctions).

. Réf : EURO 1002 à partir de 1.194,00€



2 Lit EURO 1600/2 HMS-VILGO

Sommier lattes clipsables Hi-Tech (grilles époxy ou lattes bois en option).
Hauteur variable électrique, relève-buste électrique.
Panneaux main courante Merisier ou « S Mod ».
2 supports potence ou porte-sérum.
4 roues double galet Ø 75 mm à frein.
Options : barrières et potence.
Dim. L 205 x l 90 x H 25-78,5 cm.
Charge de fonctionnement : 200 kg.
Poids patient max. : 135 kg.
Normes : NF EN 60601-2-52.

Ⓐ Lit EURO 1600 seul avec panneaux, relève-jambes manuel (2 fonctions).

Réf : EURO 1600 à partir de 1.179,00€

Ⓑ Lit EURO 1602 seul avec panneaux, relève-jambes électrique à plicature (3 fonctions).

. Réf : EURO 1602 1.340,00€



3 Lit EURO 3000/1/2 Securis HMS-VILGO

Sommier lattes clipsables Hi-Tech (grilles époxy ou lattes bois en option).
Hauteur variable électrique, relève-buste électrique.
Panneaux main courante Merisier ou «S Mod».
2 supports potence ou porte-sérum.
4 roues Ø 100 mm à frein.
Options : barrières et potence.
Dim. L 200 x l 90 x H 29-82 cm.
Charge de fonctionnement : 200 kg.
Poids patient max. : 135 kg.
Normes : NF EN 60601-2-52.

Ⓐ Lit EURO 3000 seul avec panneaux, relève-jambes manuel (2 fonctions).

. Réf : EURO 3000 à partir de 1.050,00€

Ⓑ Lit EURO 3001 seul avec panneaux, relève-jambes électrique (3 fonctions).

. Réf : EURO 3001 à partir de 1.300,00€

Ⓒ Lit EURO 3002 seul avec panneaux, relève-jambes électrique à plicature (3 fonctions).

. Réf : EURO 3002 1.260,00€



4 Lit EURO 9000/2 Securis HMS-VILGO

Sommier lattes clipsables Hi-Tech (grilles époxy ou lattes bois en option).
Hauteur variable électrique et relève-buste électrique.
Panneaux tête et pied avec main courante Merisier.
Roues escamotables électriquement.
Encadrement de châssis, freinage centralisé électrique.
Options : barrières et potence.
Dim. L 200 x l 90 x H 37-81,5 cm.
Charge de fonctionnement : 200 kg.
Poids patient max. : 135 kg.
Normes : NF EN 60601-2-52.

Ⓐ Lit EURO 9000 avec relève-jambes manuel (2 fonctions).

. Réf : EURO 9000 à partir de 1.790,00€

Ⓑ Lit EURO 9002 avec relève-jambes électrique à plicature (3 fonctions).

. Réf : EURO 9002 à partir de 1.950,00€

Lits médicalisés HMS-VILGO



1 Lit EURO 3800/2 ALZHEIMER HMS-VILGO

Sommier lattes clipsables Hi-Tech (grilles époxy ou lattes bois en option). Démontable en 3 parties.
Hauteur variable électrique et relève-buste électrique.
Passage sous châssis de 13 cm.
Panneaux hêtre massif et mélaminé.
2 supports potence ou porte-sérum.
Plusieurs modèles et options disponibles.
Dim. L 200 x l 90 x H 21-76 cm.
Charge de fonctionnement : 200 kg.
Poids patient max. : 135 kg.
Normes : conforme NF EN 60 601 2 52.

Ⓐ Lit EURO 3800 seul avec panneaux, relève-jambes manuel (2 fonctions).

. Réf : EURO 3800 à partir de 1.190,00€

Ⓑ Lit EURO 3802 seul avec panneaux, relève-jambes électrique à plicature (3 fonctions).

. Réf : EURO 3802 à partir de 1.380,00€



2 Lit EURO 3000 LM FORTISSIMO HMS-VILGO

Sommier en 2 parties à lattes clipsables Hi-Tech (jusque 140 cm de large). Grilles époxy ou lattes bois (jusque 120 cm de large) sur demande.
Hauteur variable électrique, relève-buste électrique et relève-jambes manuel à crémaillères.
Pré-équipement pour relève-jambes électrique à plicature.
Barrières métalliques renforcées.
Dim. L 200 x l 120 x H 32-70 cm.
Autres largeurs : 90 cm, 110 cm, 120 cm, 140 cm et 160 cm.
Charge de fonctionnement : 400 kg.
Poids patient max. : 270 kg.
Normes : NF EN 60601 2 52.

Réf : LM 3052

à partir de 1.950,00€



3 Lit EURO 3000 HARMONIE 2 places HMS-VILGO

Lit 2 places dim. L 200 x l 140 x H 38-72 cm.
Double sommier à lattes clipsables Hi-Tech (grilles époxy ou lattes bois en option).
Hauteur variable électrique, 2 relèves-buste électriques et 2 relève-jambes manuels.
Pré-équipement pour relève-jambes électrique à plicature.
Panneaux main courante wenge.
Charge de fonctionnement : 400 kg.
Poids patient max. : 270 kg.
Normes : NF EN 60 601 2 52.
Existe aussi en : L 200 x l 160 ou 180 cm x H 33-76 cm.

. Réf : LM 3060 à partir de 2.990,00€



4 Lit EURO 5202 - 5302 HMS-VILGO

Sommier à lattes clipsables Hi-Tech (grilles époxy ou lattes bois en option).
Hauteur variable électrique, relève-buste électrique et relève-jambes électrique à plicature.
Fonctions proclive déclive (13,5°).
Panneaux main courante Merisier ou « S Mod ».
4 supports potences.
Roues avant non pivotantes.
Barrières de lit Securis.
Plusieurs options disponibles.
Dim. L 200 x l 90 x H 25-77,5 cm.
Charge de fonctionnement : 200 kg.
Poids patient max. : 135 kg.
Normes : NF EN 60 601 2 52.

Ⓐ Le lit EURO 5202, 4 roues double galet Ø 75.

Réf : EURO 5202 à partir de 1.570,00€

Ⓑ Le lit EURO 5302, 8 roues double galet Ø 75.

Réf : EURO 5302 à partir de 1.699,00€

Lits médicalisés Sotec Médical



1

Lit médicalisé Plum'care* SOTEC MEDICAL

Sommier à lattes métalliques soudées.
Hauteur variable électrique, relève-buste électrique et relève-jambes manuel.
Options : relève-jambes électrique ou plicature électrique des genoux.
Dossierets bois, barrières pliantes, potence.
2 supports potence et 4 supports porte-sérum.
4 roues à frein, Ø 100 mm.
Plusieurs options et accessoires disponibles.
Dim. L 200 x l 90 x H 28,5-76 cm.
Existe en largeur 100 cm.
Charge de fonctionnement : 205 kg.
Poids patient max. : 135 kg.

. Réf : 4978-00001

à partir de 1.030,00€



2

Pack Valençay 2 PE* SOTEC MEDICAL

Sommier démontable en 2 parties, lattes métalliques soudées.
Hauteur variable et relève-buste électriques et relève-jambes manuel.
Options : relève-jambes électrique ou plicature électrique des genoux.
Dossierets bois, barrières pliantes et potence.
2 supports potence et porte-sérum.
4 roues Ø 50 mm non apparentes, 2 freinages centralisés sur 2 roues.
Plusieurs options et accessoires disponibles.
Dim. L 200 x l 90 x H 36,5-84 cm.
Existe en largeur 100 cm.
Charge de fonctionnement : 215 kg.
Poids patient max. : 135 kg.

. Réf : 4924-10241

à partir de 1.409,00€

SOTEC

designer du mieux vivre



3

Lit d'hébergement Tivoli* SOTEC MEDICAL

Sommier à lattes ABS amovibles.
Hauteur variable par double moteurs tête/pied, relève-buste électrique et plicature électrique des genoux avec relève-jambes manuel.
Translation du relève-buste.
4 supports potence et 8 supports porte-sérum.
Embase n°1 :
- 2 roues indépendantes en tête Ø 75 mm.
- 2 trains de 2 roues Ø 50 mm en pieds, avec freinage centralisé.
Télécommande rétro-éclairante.
Position « Nursing » pour les soins.
Plusieurs accessoires et options disponibles dont position proclive/déclive (position fauteuil).
Dim. L 200 x l 90 x H 23-78 cm.
Charge de fonctionnement : 205 kg.
Poids patient max. : 135 kg.

Réf : 4921-00024

à partir de 1.950,00€



4

Lit XXL Atlas* SOTEC MEDICAL

Plan de couchage lattes métalliques soudées.
Hauteur variable électrique, relève-buste électrique et relève-jambes manuel.
Options : relève-jambes électrique ou plicature électrique des genoux.
Dossierets bois, barrières pliantes, potence et matelas.
2 supports potence et porte-sérum.
Livré sur kit de transport.
Plusieurs options et accessoires disponibles.
Dim. L 200 x l 120/140 x H 34,5-73,5 cm.
Charge de fonctionnement : 320 kg.
Poids patient max. : 270 kg.

. Réf : 4968

à partir de 2.490,00€

Lits pédiatriques



1 Lit parc HMS-VILGO

Sommier à grilles.
Fonction proclive manuelle 5 positions.
4 roues Ø 100 mm à freins.
Barrières coulissantes à barreaux.
Douille tige porte-sérum.
Matelas M1 non feu.

A Dim. 150 x 60 cm.

Réf : SE 3511 1.150,00€

B Dim. 120 x 60 cm.

Réf : SE 3512 1.080,00€



2 Lit berceau demi lune HMS-VILGO

Nacelle en méthacrylate moulée, monture en tube cylindrique peinture époxy, couleurs au choix.
Possibilité de proclive-déclive manuelle 16°.

Matelas en mousse polyester 6 cm, housse tissu plastifié, classé M1.

4 roulettes à frein.
Dim. 72 x 31,5 cm.

Réf : SE 3504

539,00€



3 Lit berceau en X HMS-VILGO

Nacelle en méthacrylate moulée, monture en tube cylindrique peinture époxy, coloris au choix.
Possibilité de proclive-déclive manuelle 16°.
Matelas en mousse polyester 6 cm, housse tissu plastifié, classé M1 non feu.
4 roulettes à frein.
Dim. 72 x 31,5 cm.

Réf : SE 3503

539,00€



Lit présenté avec dossier «Mistigri»
et habillage du piétement



Dossier «Bambino»

4 Lit enfant Bambino SOTEC MEDICAL

Adapté aux enfants de 3 à 12 ans.
Équipement électrique avec degré de protection : IP 66.
Hauteur variable à déplacement vertical par vérin électrique, relève-buste électrique, plicature électrique des genoux avec relève-jambes.
Sommier à lattes métalliques soudées.
Piétement en tube finition époxy.
Butée de protection murale. 4 roues à frein.
Sommier en tube 40 x 30 mm.
Équipé de 4 dispositifs bilatéraux pour potence, en angle sur le sommier, 4 dispositifs pour tige porte-sérum.
Pack : dossierets « Bambino », galeries plantées « Plexiglass », potence et matelas.
Options : dossierets « Mistigri », habillage du piétement, freinage centralisé.
Dim. 160 x 80 cm.

· Réf : 4702-00050

à partir de 2.140,00€

Tables de lit



Yes, you can.®



1

Table de lit Pausa INVACARE

Plateau réglable en hauteur par serrage de 72 à 116 cm.
Réglable en inclinaison et latéralement.
Munie d'un rebord pour empêcher les objets de tomber.
Capacité de charge : 10 kg.
Plateau blanc.

Réf : L865

63,00€

SOTEC

designer du mieux vivre



2

Table à manger «MAD» SOTEC MEDICAL

Favorise l'autonomie du patient.
Hauteur réglable par serrage de 72 à 110 cm.
Plateau fixe décor « Hêtre Naturel » : 75 x 44 cm.
Piètement tube cintré en forme de U, époxy.
4 roulettes Ø 50 mm dont 2 à frein.

Réf : 4806-00001

75,50€



3

Table de lit universelle SOTEC MEDICAL

Plateau en ABS.
Fixation avec verrouillage de sécurité pour barrières tube Sotec Médical.
Dim. plateau : 35 x 73 cm.
Largeur réglable : de 83 à 100 cm.

Réf : 4811-00002

89,90€



4

Table de lit Diffusion HERDEGEN

Plateau renforcé inclinable de 60 cm avec rebord anti-chute, réglage hauteur par serrage de 61 à 94 cm.
Peut se plier.
Munie de 4 roulettes dont 2 à freins.
Coloris blanc, ronce de noyer ou cérusé.

Réf : 421400

à partir de 89,00€

La table blanche.



5

Table de lit avec tablette HERDEGEN

Table réglable en hauteur par serrage avec plateau repose-livre inclinable (multi positions) et tablette latérale inclinable ainsi qu'une double inclinaison au niveau du socle facilitant l'utilisation dans un fauteuil (roulant).
Coloris blanc, ronce de noyer ou cérusé.

Réf : 421814

à partir de 99,00€

La table ronce de noyer.

**PERFORMANCE
HEALTH**



Anciennement Patterson Medical



6

Table de lit double fonction PERFORMANCE HEALTH

Grand plateau mélaminé inclinable aspect bois, tablette fixe, haut rebord sur l'avant et l'arrière du grand plateau, 4 roulettes dont 2 à frein.
Dim. grand plateau 61 x 38 cm.
Dim. petit plateau 20,5 x 38 cm.
Réglable en hauteur par serrage 71,1-112 cm.

Réf : AA3742

112,00€

Tables de lit



1 Table spécial releveur HERDEGEN

Table réglable en hauteur, plateau inclinable multipositions, jonc anti-poussière, 4 roulettes dont 2 à frein. Coloris ronce de noyer, cérusé ou blanc. Dim. plateau : L 80 x P 40 x H 61-94 cm.

Réf : 421511
Coloris cérusé.

125,90€



fabricants de matériel médical



2 Table pont Easybridge hêtre HERDEGEN

Table réglable en hauteur par serrage de 73 à 91 cm avec plateau principal facilement inclinable à l'aide d'un vérin. Ses 2 roues freinées assurent une stabilité sur la plupart des surfaces. Disponible en L 90 cm (hêtre, ronce de noyer ou gris cérusé) ou L réglable de 120 à 140 cm (ronce de noyer ou gris cérusé).

- A L 90 cm en ronce de noyer.
Réf : 422814 à partir de 129,00€
- B L 140 cm en ronce de noyer.
Réf : 422924 à partir de 145,90€



3 Table de lit double HMS-VILGO

Grand plateau réglable en hauteur par serrage de 74,5 à 113 cm et en inclinaison. Coulissement latéral. Piétement en U. Dim. grand plateau 60 x 40 cm. Dim. petit plateau 15 x 40 cm. 16 coloris de tube, 3 coloris de plateaux. Options : galerie de rétention, 2^{ème} baguette, 2 roulettes à freins.

Réf : AC 305

141,00€



designer du mieux vivre



4 Table de lit Kalisto HMS-VILGO

Grand plateau réglable en hauteur par vérin à gaz de 78 à 101 cm et en inclinaison par crémaillère. Une tablette fixe, piétement en U époxy couleur + 2 roulettes à freins, avec galerie de rétention sur petit plateau. 15 coloris de tube, 2 coloris de plateaux.

Réf : Kalisto

345,00€



5 Table à manger au lit SOTEC MEDICAL

Hauteur variable assistée par vérin de 79 à 104,50 cm. Piétement en U, finition époxy gris aluminium. 4 roues Ø 50 mm dont 2 à frein. Plateaux mélaminés, chant PVC, décor «Hêtre Naturel». Grand plateau inclinable, tablette fixe. Dim. hors-tout : L 81 x P 38,50 cm.

Réf : 4807-00004

219,00€



6 Table à manger au lit à colonne SOTEC MEDICAL

Hauteur variable par vérin à gaz de 79 à 106,50 cm, assistance au levage sans nécessité d'utilisation de la poignée. Piétement U, finition époxy « gris aluminium ». 4 roulettes double-galets Ø 55 mm dont 2 à frein. Dim. hors-tout : P 51 x l 92 cm. Charge max. : 15 kg.

- A Avec plateaux plastifiés blancs : grand plateau inclinable et réglable, petit plateau fixe.
Réf : 4812-00014 429,00€
- B Avec plateaux mélaminés, décor « Hêtre Naturel », chants PVC : grand plateau inclinable avec barrette anti-glisse, petit plateau fixe avec galerie sur 3 côtés.
Réf : 4812-00002 449,00€

Pharmaouest
PREVENTIX



1
**Tapis de chute SECURFORM
PHARMAOUEST**

Tapis d'amortissement de chute en mousse viscoélastique recouvert d'une housse Pharmatex avec antiglisse.
Dim. 195 x 85 x 3 cm.

Réf : 07/2900

121,00€

HOLTEX +



2
**Barre de redressement de lit
HOLTEX**

Hauteur ajustable et adaptable à tous les sommiers, elle aide l'utilisateur lors du transfert hors et vers le lit. Légère mais robuste.
Dim. H 38 m x L 53 cm x H 45 - 55 cm.

Réf : HISBARR01

49,90€

**PERFORMANCE
HEALTH**

Anciennement Patterson Medical



INVACARE

Yes, you can.



3
**Barre de redressement
Homecraft
PERFORMANCE HEALTH**

Solide et sécurisante, elle se place entre le sommier et le matelas.
2 pieds ajustables en hauteur reposent au sol. 3 sangles avec code couleur. Poignée capitonnée en mousse, matériau doux et antidérapant.
Dim. L 65 x l 32,5 x H 85 - 95 cm.
Poids max. 127 kg.

Réf : AA3475

92,00€

4
**Surélévateurs de meuble
PERFORMANCE HEALTH**

Rehausseur en bois. Poids max. 380 kg.
Le lot de 4.

A Pour chaises : 3 trous de Ø différent, H 11 cm.

Réf : AA3306 42,00€

B Pour lits : base supplémentaire pour plus de stabilité, H 13 cm.

Réf : AA3308 79,00€

5
**Relève-buste Areste
INVACARE**

Ce relève-buste sera la solution parfaite pour les personnes désirant une position inclinée dans leur lit : inclinaison de 45 à 60°. La toile de nylon empêche la transpiration.
Dim. L 63 x H 59 cm.
Capacité de charge : 110 kg.

Réf : L110

31,50€



1 Protection de barrières de lit HERDEGEN

Pour un contact plus confortable avec les barrières.
Protection compatible avec tous types de lit médicalisé, déhoussable.
Tarif à l'unité.

Réf : 430410 38,30€



2 Protections pour barrières de lit universelles PHARMAOUEST

Protections Pharmatex gris.
Hauteur 32 cm. 3 longueurs : 90, 140 ou 190 cm.

A La protection L 90 cm.
Réf : 07/2260U à partir de 49,00€

B La paire L 90 cm.
Réf : 07/2260P à partir de 89,00€



3 Protections de barrières EVOLUTION PHARMAOUEST

Protections Pharmatex gris pour barrières métalliques.

Travail des aidants simplifié : la protection pivote autour de la barrière grâce à son fourreau.
Hauteur 32 cm. 2 longueurs disponibles : 140 ou 190 cm.

A La protection pour barrières métalliques L 140 cm.
Réf : 07/2440U à partir de 60,50€

B La paire pour barrières métalliques L 140 cm.
Réf : 07/2440P à partir de 108,00€



Anciennement Patterson Medical



4 Protections de barrières BarProtect PHARMAOUEST

La paire de protections en mousse de polyuréthane.
Dim. L 140 x H 55 cm.

Réf : 866759 155,00€

5 Barrière de lit PERFORMANCE HEALTH

Elle se place entre le sommier et le matelas.
Sangles en nylon incluses à clipser.
Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans.
Dim. H 36 x L 93,5 cm.

Réf : AA3452 129,00€



lid-lamps.com



6 Lampe de lit LITA LID

Lampe halogène 20 W pour une lecture qui s'adapte sur les potences de lits médicalisés grâce à une sangle de fixation.
Nettoyage et désinfection facilités par les surfaces lisses et la qualité des matériaux.
Utilisation aisée pour la personne alitée grâce à son interrupteur à tirette, 2ème interrupteur sur la base.
Coloris blanc.
Egalement disponible avec interrupteur «type poire».

Réf : LIT20250 240,00€

Chambre médicalisée

1

Mobilier de chambre CALYPSO SOTEC MEDICAL

Collection Calypso avec 3 décors au choix :
chêne tabac, chêne lavé, chêne royal.

- Ⓐ Chevet avec un tiroir et une porte.

Réf : 5200-00079 229,20€

- Ⓑ Bureau avec un tiroir.

Réf : 5600-00031 279,60€

- Ⓒ Armoire avec une porte.

Réf : 5500-00065 480,00€

- Ⓓ Commode avec 3 tiroirs.

Réf : 5100-00018 454,80€



SOTEC

designer du mieux vivre



2

Mobilier de chambre AUBANCE SOTEC MEDICAL

Collection Aubance avec plusieurs décors au
choix.
Mobilier disponible sur socle ou sur pieds.

- Ⓐ Chevet large (2 tiroirs) sur pieds.

Réf : 5200-00029 481,20€

- Ⓑ Commode (3 tiroirs) sur pieds.

Réf : 5100-00004 620,40€

- Ⓒ Chiffonnier (7 tiroirs / 2 niches) sur pieds.

Réf : 5400-00002 1.101,60€



HMS - VILGO

fabricants de matériel médical



3

Lit EURO 9302 HMS-VILGO

Sommier lattes clipsables Hi-Tech (grilles
époxy ou lattes bois en option).
Hauteur variable électrique et relève-buste
électrique.
Relève-jambes électrique à plicature.
Panneaux tête et pied « S Mod » (modèle
présenté).
Freinage centralisé manuel.
Dim. L 200 x l 90 x H 25-77 cm.
Charge de fonctionnement : 200 kg.
Poids patient max. : 135 kg.
Normes : NF EN 60601-2-52.

. Réf : EURO 9302

1.690,00€





1
Dispositif de positionnement universel SYST'AM

Avec sa mousse polyuréthane viscoélastique à mémoire de forme, il lutte contre les frictions, les cisaillements et la macération. Livré avec 1 housse.
Dim. 60 x 40 x 13 cm.
Normes : NF EN ISO 597 - 1 & 2.

. Réf : P914L1HW 173,79€



2
Dispositif de fond de lit SYST'AM

Dispositif moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme multiportance :
- zone blanche plus souple en regard des zones à risque élevé
- zone bleue plus ferme permettant un transfert des appuis vers les zones à risque moindre. Décharge totale ou partielle, longueur assurant un soutien du genou, largeur autorisant une grande liberté de mouvements.
Livré avec sa housse.
Existe en version demi-dispositif de fond de lit et également avec plot d'abduction.
Dim. 73 x 64 x 10,5 cm.
Normes : NF EN ISO 597-1&2.


. Réf : P902T1HW 173,79€



3
Cale de positionnement semi-latéral à 30° SYST'AM

Cale moulée en mousse viscoélastique à mémoire de forme avec insert de stabilisation en mousse HR. Forme anatomique, évidement du sacrum pour une décharge totale de la zone à risque, soutien du membre inférieur au niveau de la cuisse. Utilisation droite/gauche.
Livrée avec sa housse.
Existe également en version demi-cale (droite ou gauche).
Dim. 99 x 55 x 15 cm.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.

. Réf : P910L1HW 173,79€



4
Aide à la posture FitLeg PHARMAOUEST

Prévient l'hyper-extension du genou, favorise l'alignement des cuisses et limite le phénomène du glisser-avant. Mousse viscoélastique combinée à une base mousse HR.

A Dim. 55 x 40 x 12 cm (taille XS).

. Réf : 777398 173,79€

B Dim. 58 x 55 x 12 cm (taille XL).

. Réf : 774429 173,79€




5
Aide à la posture FitLeg antiglisse + accessoire PHARMAOUEST

Kit de 2 éléments pour une décharge totale des talons. Mousse viscoélastique combinée à une base mousse HR.

Dim. 58 x 55 x 12 cm et 50 x 21 x 10,5 cm.

. Réf : 777161 173,79€



6
Aide à la posture FitLeg EVO PHARMAOUEST

Prévient l'hyper-extension du genou, favorise l'alignement des cuisses et limite le phénomène du glisser-avant. Plot d'abduction pour limiter les frottements des genoux et maintenir le positionnement en cas de spasticité. Mousse viscoélastique combinée à une base mousse HR.
Dim. 58 x 55 x 12 cm.

. Réf : 774430 173,79€

Positionnement

1

Coussins POZ'IN'FORM® fibres effet mémoire PHARMAOUEST

Pharmaouest LINE CONCEPT POZ' IN' FORM PHARMAOUEST INDUSTRIES



Pour la prévention des escarres : positionnement efficace et confortable. Fibre longue, creuse à effet mémoire et tissu micromaillé. Variété importante de combinaisons : nombreux éléments de taille et forme différentes. Déhoussables et lavables.

- A** Coussin universel dim. 40 x 15 cm.
. Réf : 22/903 41,16€
- B** Coussin universel dim. 35 x 25 cm.
. Réf : 22/901 41,16€
- C** Coussin triangulaire dim. 56 x 32 x 28 cm.
. Réf : 22/910 129,58€
- D** Coussin cylindrique dim. 75 x 18 cm.
. Réf : 22/940 129,58€
- E** Coussin semi-fowler dim. 200 x 30 cm.
. Réf : 22/920 173,79€



2

Dispositifs d'aide à la posture Microbilles ou Microfibres SYST'AM



Gamme d'aides techniques à la posture allongée en microbilles ou microfibres. Livré avec deux housses dont une amovible et lavable en machine pour une meilleure hygiène. Traitement d'ignifugation. Easysshape® System : liens brevetés pour un positionnement durable et mieux adapté aux différentes morphologies. Autres modèles disponibles.

- A** Coussin bouée dim. 50 x 50 cm.
. Réf : P9704B1HW 41,16€
- B** Coussin universel standard dim. 56 x 40 cm.
. Réf : P9701B1HW 129,58€
- C** Coussin cylindrique dim. 20 x 60 cm.
. Réf : P9702B1HW 129,58€
- D** Coussin demi-lune dim. 135 x 85 cm (Easysshape® System).
. Réf : P9705B1HW 173,79€
- E** Coussin de décubitus semi latéral 30° dim. 180 x 55 cm (Easysshape® System).
. Réf : P9707B1HW 173,79€



3

Gamme de positionnement Microbilles CIC Asklé Santé by WINNCARE

Pour une mise en place simple et rapide de différentes postures (hanches & genoux), réduction de la pression exercée sur la peau et les tissus au niveau des zones anatomiques à risque d'escarres, microbilles polystyrène expansé, housse soudée PROMUST CIC (contrôle des infections croisées) Ag+. Autres modèles disponibles.

- A** Coussin plot pied dim. 39 x 21 cm.
. Réf : VCP05CIC 41,16€
- B** Coussin bouée dim. 46 x 46 cm.
. Réf : VCP12CIC 41,16€
- C** Coussin cylindrique dim. Ø 21 x 60 cm.
. Réf : VCP04CIC 129,58€
- D** Coussin d'abduction des hanches dim. 35 x 28 cm.
. Réf : VCP07CIC 173,79€
- E** Coussin latéral 30° dim. 182 x 54 cm.
. Réf : VCP08CIC 173,79€
- F** Coussin demi lune dim. 137 x 80 cm.
. Réf : VCP09CIC 173,79€



Equipment

Positionnement

Gamme de positionnement CareWave :
 Gammes d'aides techniques à la posture pour patients polyhandicapés. Possibilités de mixer les 2 gammes :
 - Origin : en microbilles de polystyrène. Large choix de tailles.
 - Reverso : bi-matière innovante, 2 faces (face bleu nuit SOUPLE avec mousse innovante, face bleu FERME en microbilles).



1 Positionnement décubitus PHARMAOUEST

Coussin décubitus latéral dim. 200 x 35 cm.

- A Gamme Origin.
 . Réf : NEG0383 173,79€
- B Gamme Reverso.
 . Réf : NEG1398 173,79€



2 Positionnement dorsal PHARMAOUEST

Coussin dorsal dim. 260 x 60 cm.

- A Gamme Origin.
 . Réf : NEG1237 173,79€
- B Gamme Reverso.
 . Réf : NEG1677 173,79€



3 Positionnement demi-lune PHARMAOUEST

Coussin demi-lune dim. 190 x 35 cm.

- A Gamme Origin.
 . Réf : NEG0382 173,79€
- B Gamme Reverso.
 . Réf : NEG1399 173,79€

Pharmaouest
PREVENTIX

CareWave
Origin
Gamme d'aides techniques à la posture en microbilles de polystyrène
Pharmaouest
PREVENTIX



4 Positionnement universel PHARMAOUEST

Coussin universel dim. 40 x 60 cm.

- A Gamme Origin.
 . Réf : NEG0381 129,58€
- B Gamme Reverso.
 . Réf : NEG1400 129,58€



5 Positionnement bouée PHARMAOUEST

Coussin bouée dim. 18 x 130 cm.

- A Gamme Origin.
 . Réf : NEG0384 75,00€
- B Gamme Reverso.
 . Réf : NEG1401 75,00€



6 Positionnement KID'IN'FORM PHARMAOUEST

- Kit de base composé de :
- 1 tapis 145 x 76 cm
 - 2 cylindriques 8 x 10 cm
 - 2 cylindriques 8 x 70 cm
 - 1 cylindrique 11 x 50 cm
 - 1 ceinture 62 x 14 cm
 - 1 dossier 89 x 24 x 14 cm

Réf : 22/800LEN 239,00€

1


Matelas gaufrier Aplot monobloc Classe IA

Asklé Santé by WINNCARE

Risque faible à moyen.
Matelas gaufrier monobloc à pans coupés en mousse ZYPREX haute résilience > 34 kg/m³.
Plots trapézoïdaux mobiles pour réduire à minima les forces de cisaillement de la peau et des tissus sous-cutanés.
Alèse Dermalon FR.
Dim. 195 x 85 x 14 cm.
Poids patient max. : 120 kg.
Normes : EN 597-1 et 2.

. Réf : VA103MB14

135,45€



ASKLÉ SANTÉ
WINNCARE

2

Matelas EPSUS Classe IB Asklé Santé by WINNCARE

Risque moyen à élevé.
Mousse HR > 34 kg/m³.
Surface d'accueil multiportance adaptée à la prévention des risques selon la vulnérabilité des parties du corps en contact.
La cinématique des plots favorise les petits mouvements.
Sécurité : bordures latérales stabilisatrices pour faciliter les transferts « lit-fauteuil ».
Protection Dermalon FR ou Promust PUHD.
Dim. 198 x 88 x 17 cm.
Poids patient max. : 120 kg.
Normes : EN 597-1 et 2.

. Réf : VE208MB

à partir de 227,40€



3

Matelas viscoélastique Alova décharge talonnière Classe II

Asklé Santé by WINNCARE

Risque moyen à élevé.
Matelas en mousse viscoélastique ALOVA 100% 80 kg/m³, base mousse haute résilience, monobloc, multiportance.
Housse Promust PU ouverture 1 côté.
Dim. 195 x 88 x 14 cm.
Poids patient max. : 120 kg.
Normes : EN 597-1 et 2.

. Réf : VMA62C-HIP

296,62€



SYST'AM



A

4

Matelas Multistrates POLYSTRAT® HE & POLYSTRAT® HE-V SYST'AM

Risque moyen à élevé.
Matelas multistrates moulés en mousse haute élasticité 50 kg/m³ avec insert anatomique haute résilience 40 kg/m³.
Housse intégrale soudée et sérigraphiée POLYMAILLE® HD.
Dim. 198 x 88 x 14 cm.
Version HE-V dotée de 2 inserts en mousse viscoélastique 80 kg/m³ en surface au niveau des zones sacrum et talons.
Poids patient max. : 110 kg.
Normes : EN 597-1 et 2.

A Matelas POLYSTRAT® HE.

Réf : P171MPPMHFNC

295,00€

B Matelas POLYSTRAT® HE-V.

Réf : P171MVPMHFNC

310,00€



Matelas statiques



1 Matelas d'hébergement SYST'AM

Risque nul à faible.
Mousse haute résilience 40 kg/m³, 1 partie moulée.
Drap housse Polyfilm.
Dim. 200 x 90 x 14 cm.
Poids patient max. : 130 kg.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.

. Réf : P111MPPFDH

85,00€



2 Matelas POLYPLOT® Classe IA SYST'AM

Risque faible à moyen.
Matelas gaufrifié moulé en mousse haute résilience 40 kg/m³.
Plots indépendants et mobiles séparés par des canaux pour lutter contre la macération.
Disponible en 3 parties, compressé ou non.
Drap housse Polyfilm.
Dim. 200 x 90 x 14 cm.
Plusieurs dimensions possibles.
Poids patient max. : 130 kg.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.

. Réf : P101MPLPFDH

135,45€



3 Matelas VISCOFLEX® Classe II SYST'AM

Risque moyen à élevé.
Matelas monobloc compressé en mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³, avec insert anatomique en mousse HR 40 kg/m³ et zone de décharge sacro-fessière.
Housse intégrale Polymaille.
Dim. 200 x 90 x 14 cm.
Plusieurs dimensions possibles.
Poids patient max. : 130 kg, 180 kg ou 270 kg selon modèle.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.

A Standard, poids patient max. 130 kg.

. Réf : P161MOPMHI

296,62€

B Heavy, poids patient max. 180 kg.

. Réf : P161MOHPMHI

296,62€



4 Matelas VISCOFLEX® Monobloc Multiportance Classe II SYST'AM

Risque moyen à élevé.
Mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³ avec insert anatomique en mousse HR 40 kg/m³ et zone de décharge talonnière.
Housse intégrale Polymaille.
Dim. 200 x 90 x 14 cm.
Poids patient max. : 130 kg.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.

. Réf : P161MOPPMHI

296,62€

5 Matelas VISCOFLEX® Air Classe II SYST'AM

Risque élevé.
Mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³, avec insert anatomique en mousse HR 40 kg/m³ et coussin à cellules pneumatiques Polyair amovible.
Housse intégrale Polymaille.
Dim. 200 x 90 x 14 cm.
Poids patient max. : 130 kg.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.

. Réf : P161MORPMHI

481,12€

Matelas statiques

Pharmaouest
PREVENTIX



1

Mat Basic Reflex Classe IA PHARMAOUEST

Risque faible à moyen, patient alité de 10 à 15h / jour.
Matelas gaufrir découpé.
Mousse HR 39 kg/m³, découpe innovante multiportance, zone de prévention accentuée en tête et pieds, réseau interne de circulation d'air.
Dim. L 200 x H 17 x l 90, 110, 120 ou 140 cm.
Poids patient max. : 110 kg.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.

. Réf : 303231 135,45€
Matelas l 90 cm - protection housse cartex.



2

Matelas Cargumixt NG Classe II PHARMAOUEST

Risque moyen à élevé, patient alité plus de 15h / jour.
Matelas en mousse viscoélastique 80 kg/m³ collé sur base en mousse HR 39 kg/m³.
Découpe exclusive pour prévenir les phénomènes de friction, cisaillement et macération.

Housse PU.
Dim. L 200 x H 14 x l 70, 80, 90, 100, 110, 120, 140 ou 160 cm.
Poids patient max. : 120 kg.
Normes : NF EN 597. Parties 1 & 2.

. Réf : 758752 296,62€
Matelas l 90 cm.



3

Matelas Cargumixt TP Classe II PHARMAOUEST

Risque moyen à élevé, patient alité plus de 15h / jour.
Matelas en mousse viscoélastique 85 kg/m³ collée sur une base en mousse HR 39 kg/m³.
Immersion de l'ensemble du corps et réduction des pressions au niveau des points d'appui.

Dim. 200 x 90 x 14 cm.
Poids patient max. : 150 kg.
Existe également en version Bariatric en largeur 120 cm.
Normes : NF EN 597. Parties 1 & 2.

. Réf : 787804 296,62€



4

Matelas Reverso Memo Classe III PHARMAOUEST

Risque moyen à élevé, patient alité plus de 15h / jour.
Matelas réversible dans tous les sens : face ferme ou face souple.
Cœur en mousse LASTILUX et couche supérieure en mousse viscoélastique SOFT : confort maximal et limitation des effets de macération.

Dim. 200 x 90 x 16 cm.
Poids patient max. : 120 kg.
Normes : NF EN 597. Parties 1 & 2.

Réf : 793670 400,00€

5

Matelas Carsoft 4 Classe III PHARMAOUEST

Risque moyen à élevé, patient alité plus de 15h / jour.
Composé de 3 couches de mousse polyuréthane de haute qualité.
Partie supérieure en mousse viscoélastique 50 kg/m³.
Partie intermédiaire en mousse à haute élasticité 40 kg/m³.
Base HR 39 kg/m³.

Dim. 200 x 90 x 16 cm.
Poids patient max. : 120 kg.
Normes : NF EN 597. Parties 1 & 2.

Réf : 652506 400,00€

Matelas statiques

Pharmaouest
PREVENTIX



1

Matelas Vita Form Classe II PHARMAOUEST

Risque moyen à élevé.
Couche supérieure en mousse viscoélastique 80 kg/m³, base en mousse HR, multiportance.
Crenelage en mousse HR permettant une meilleure articulation du matelas.
Matelas recouvert d'une housse intégrale en Pharmatex.
Dim. 194 x 86 x 17 cm.
Plusieurs dimensions possibles.
Poids patient max. : 140 kg.
Normes : NF EN ISO 597 - 1 & 2.

. Réf : 17/17400

296,62€



2

Surmatelas Nova Form Classe II PHARMAOUEST

Risque moyen à élevé.
Surmatelas monobloc pour lit de 90 cm, composé en partie supérieure de mousse viscoélastique 80 kg/m³ et en partie inférieure d'une mousse haute résilience.
L'ensemble est recouvert d'une housse intégrale en Pharmatex avec une fermeture à glissière.
Plusieurs dimensions possibles.
Poids patient max. : 100 kg.
Normes : EN 597-1 et EN 597-2.

. Réf : 17/17600

296,62€



3

Matelas Airsoft Duo Classe III PHARMAOUEST

Risque élevé.
Surface mousse HR 43 kg/m³.
Intermédiaire mousse HR 35 kg/m³ type plot.
Base mousse HR 35 kg/m³.
Recouverte d'une housse intégrale en Pharmatex.
Dim. 196 x 87 x 16,5 cm.
Plusieurs dimensions possibles.
Poids patient max. : 110 kg.
Normes : EN 597-1 et EN 597-2.

. Réf : 04/5000

395,49€




4

Matelas Rotamat PHARMAOUEST

Risque moyen à élevé.
Matelas hospitalier à 2 couches externes de mousse polyuréthane haute résilience 40 kg/m³ et une couche centrale de mousse polyuréthane haute résilience 37 kg/m³.
4 angles tronqués et angles droits.
Housse cousue en Cartex.
Dim. 198 x 88 x 16 cm.
Poids patient max. : 140 kg.
Normes : NF EN ISO 597 - 1 & 2.

Réf : 04/416T

400,00€



5

Matelas Unimat PHARMAOUEST

Risque moyen à élevé.
Matelas hospitalier en mousse polyuréthane haute résilience 40 kg/m³.
Base en mousse polyuréthane haute résilience 37 kg/m³.
Insert en mousse HR 40 kg/m³.
4 angles tronqués et angles droits.
Housse cousue en Cartex.
Dim. 198 x 88 x 15 cm.
Egalement disponible en largeur 100 et 120 cm.
Poids patient max. : 140 kg.
Normes : NF EN ISO 597 - 1 & 2.

Réf : 04/515T

400,00€



Matelas à air dynamique

Pharmaouest
PREVENTIX



1

Surmatelas PM100A Classe IB PHARMAOUEST

Risque moyen à élevé, patient alité plus de 15h / jour.
Surmatelas à air motorisé monobloc composé de 15 cellules PVC.
Plaque de mousse HR 37 kg/m³ de 1 cm.
Support mousse 28 kg/m³ 5 cm de hauteur.
Compresseur à réglage manuel et alarmes visuelles.
Dim. 200 x 90 x 18 cm dont 13 cm d'air.
Egalement disponible en 200 x 120 x 18 cm.
Poids patient max. : 120 kg.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.

Réf : 252470

344,08€

2

Surmatelas PM100A EVO Classe IB PHARMAOUEST

Risque moyen à élevé, patient alité plus de 15h / jour.
Surmatelas à 18 cellules PU interchangeable et amovibles.
Base en mousse HR 37 kg/m³ de 8 cm de hauteur.
Compresseur à réglage manuel en 2 modes thérapeutiques :
dynamique et soins.
Dim. 200 x 90 x 21 cm dont 13 cm d'air.
Egalement disponible en 200 x 120 x 21 cm.
Poids patient max. : 180 kg.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.

Réf : 826555

à partir de 799,00€



3

Surmatelas Dynadjust Smat PHARMAOUEST

Risque moyen à élevé, patient alité plus de 15h / jour.
Surmatelas à 18 cellules PU interchangeable et amovibles.
Base en mousse HR 37 kg/m³ de 8 cm de hauteur.
Compresseur à air automatique en 4 modes thérapeutiques :
dynamique, statique, assise et soins.
Dim. 200 x 90 x 21 cm dont 13 cm d'air.
Egalement disponible en 200 x 120 x 21 cm.
Poids patient max. : 180 kg.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.

Réf : 826557

à partir de 1.390,00€



4

Matelas Profil Mat PHARMAOUEST

Risque élevé, patient alité plus de 15h / jour.
Système basse pression composé de 2 inserts à cellules
individuellement déformables sur base en mousse RF 30 kg/m³.
Dim. 200 x 90 x 17 cm.
Poids patient max. : 150 kg.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.

Réf : 858559

795,00€



5

Matelas Dynadjust Mat PHARMAOUEST

Risque élevé, patient alité plus de 15h / jour.
Matelas à 18 cellules PU interchangeable et amovibles.
Hauteur des cellules 20 cm.
Compresseur à air automatique en 4 modes thérapeutiques :
dynamique, statique, assise et soins.
Dim. 200 x 90 x 20 cm.
Poids patient max. : 180 kg.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.

Réf : 826560

à partir de 2.390,00€

Matelas à air dynamique

1

Surmatelas Axtair® One Aské Santé by WINNCARE

Risque moyen à élevé, patient alité plus de 15h / jour.
(Sur)Matelas à air motorisé de 18 cellules PU de hauteur d'air thérapeutique 12 cm, sur une base en mousse de 5 cm.
Compresseur à réglage manuel par potentiomètre gradué.
Mode dynamique.
Alarme visuelle. CPR. Autonomie de 8 h (bouchon de transport).
Housse intégrale amovible en Promust PU.
Dim. 195 x 87 x 17 cm.
Poids patient max. : 110 kg.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.

. Réf : VAXT2/ONE

699,00€



2

Surmatelas Axtair® Automorpho Aské Santé by WINNCARE

Risque moyen à élevé, patient alité plus de 15h / jour.
(Sur)Matelas à air motorisé de 18 cellules PU de hauteur d'air thérapeutique 12 cm, sur une base mousse 5 cm.
Compresseur semi-automatique en 3 modes thérapeutiques : dynamique, statique et soins.
Alarmes visuelles et sonore. CPR.
Alternance toutes les 7 min.
Système de calcul automatique de réglage de la pression.
Housse Promust PU HD.
Dim. 195 x 87 x 17 cm.
Poids patient max. : 135 kg.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.

. Réf : VAXT4/AUTO

1.499,00€



3

Surmatelas Axtair® Automorpho AXENSOR® Aské Santé by WINNCARE

(Sur)Matelas à air motorisé de 18 cellules en PU indépendantes, sur une base mousse 5 cm.
2 cellules de tête statiques et recouvertes d'un oreiller de confort.
Calcul automatique de la pression de gonflage.
Axensor : ajustement automatique et permanent de la pression à plat et en fonction de l'inclinaison du relève-buste de lit.
CPR. Communication Bluetooth.
Alarmes visuelles et sonores.
Housse Promust CIC Soudée.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.

Ⓐ Matelas AT12 : risque moyen à élevé, patient alité plus de 15h / jour. Dim. 195 x 87 x 17 cm. Poids patient max. : 165 kg. Hauteur d'air thérapeutique 12 cm.

Réf : VAXT6/AUTO

2.095,00€

Ⓑ Matelas AT15 : risque élevé, patient alité 24h/24. Dim. 195 x 87 x 20,5 cm. Poids patient max. : 180 kg. Hauteur d'air thérapeutique 15 cm.

Réf : VAXT6/MAX

2.390,00€



ASKLÉSANTÉ
WINNCARE



Matelas à air dynamique

1

Surmatelas EOLE™ by Stryker SYST'AM

Risque moyen à élevé.

Système à air motorisé composé d'un surmatelas 16 cellules à air anatomiques, d'un support mousse avec sa housse de protection PU technologie argent, d'une unité de contrôle technologie basse pression continue au choix (statique ou alternée) et d'un matelas support 5 cm.

Matériau souple et résistant, système auto-régulé, pas de poids minimum.

Alarmes intégrées. Mode Soins + Mode Transport. Touche verrouillage clavier. CPR intégrée.

Housse intégrale double compartiment avec base et compartiment inférieur antidérapant, sangle, fixation interne sur surmatelas et ouverture sur 4 côtés.

Dim. 190,5 x 89 x 18 cm. Existe en largeur 120 cm.

Poids patient max. : 160 kg.

Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2 - housse argent.

Réf : PEOL0002

1.200,00€



2

Matelas EOLE™ 20 cm d'air by Stryker SYST'AM

Risque élevé à très élevé.

Système à air motorisé basse pression continue dynamique, composé de 20 cellules à double compartiment.

Housse intégrale technologie argent.

Unité de contrôle à touches digitales. 2 modes : statique ou dynamique alternée.

Alarmes intégrées. Mode Soins + Mode Transport. Touche verrouillage clavier. Double CPR intégrée.

Dim. 200 x 90 x 20 cm.

Poids patient max. : 200 kg.

Normes : NF EN 597. Parties 1 & 2 - housse argent.

Réf : P1000DFNY

1.435,00€



3

Matelas gamme Domus APEX

Risque très élevé.

Matelas à air dynamique 4 modes thérapeutiques : dynamique, statique, fonction assise dynamique et statique.

Fonction surgonflage. Alarmes visuelles et sonores.

Dim. 200 x 85 x 20 cm.

Poids patient max. : 200 kg (pas de poids minimum).

Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.

A Domus 4 : matelas à air dynamique de 20 cellules, 6 niveaux de confort. Process Cell-on-cell pour éviter au patient de talonner en cas de rupture d'alimentation.

Réf : 103013 à partir de 800,00€

B Domus Auto : matelas à air dynamique de 20 cellules avec ajustement automatique des pressions. Réglage du confort. Double CPR.

Réf : 103020 à partir de 1.300,00€

APEX




Matelas à air dynamique

NAUSIFLOW 2 COMPACT

Prévention d'escarre élevée
Patient jusqu'à 120 kg

Réglage standard de la pression. Autogestion des positions (moins de 2 heures). Fonction dynamique. Possibilité réglage confort. Dimensions 14 x 85 x 200 cm. Hauteur d'air 10 cm. Sous-matelas mousse 4 cm. Housse intégrale M1, traitée aux ions argent (Ag+) : antibactérien, antifongique et anti-odeurs. Dispositif médical de classe 1



NA2CPT85-SYS

390,00 € T.T.C.
(TVA 20%)
+ 0,08 € écotaxe

NAUSIFLOW 2-90

Prévention d'escarre très élevée
Patient jusqu'à 130 kg

Réglage standard de la pression. Autogestion des positions assises (moins de 2 heures). Réglages pour positions assises (plus de 2 heures). Fonction dynamique. Réglage confort. Alarme visuelle : basse pression. Témoin de pression requise. Dimensions 17 x 90 x 200 cm. Hauteur d'air 13 cm. Sous-matelas mousse 4 cm. Housse intégrale M1, traitée aux ions argent (Ag+) : antibactérien, antifongique et anti-odeurs. Dispositif médical de classe 1




NA290-SYS

560,00 € T.T.C.
(TVA 20%)
+ 0,08 € écotaxe

NAUSIFLOW 2S

Aide aux soins de l'escarres stade 3
Patient jusqu'à 130 kg

Réglage standard de la pression. Autogestion des positions assises (moins de 2 heures). Gestion des positions assises (plus de 2 heures). Modes dynamique et statique. Alarme visuelle et sonore : pression insuffisante. Témoin de pression requise. Dimensions 17 x 85 x 200 cm. Hauteur d'air 13 cm. Sous-matelas mousse 4 cm. Dessus de housse séparable facilitant l'entretien, CRIB 5 (équivalence M1) : antibactérien et antifongique. Dispositif médical de classe 1



NA2S512-SYS

695,00 € T.T.C.
(TVA 20%)
+ 0,08 € écotaxe

NAUSIFLOW 100 AUTO

Aide aux soins de l'escarres stade 4
Patient jusqu'à 150 kg

Réglage automatique de la pression. Autogestion des positions assises (moins de 2 heures). Programme pour positions assises (plus de 2 heures). Programme pour soins palliatifs. Gestion de matelas en hauteur d'air 13 ou 20 cm. Gestion sécurisée du "mode statique" (soins palliatifs). Position soins temporisés. Dynamique ou statique automatique selon le programme sélectionné. Alarme visuelle et sonore : pression insuffisante. Dimensions 17 x 85 x 200 cm. Hauteur d'air 13 cm. Sous-matelas mousse 4 cm. Dessus de housse séparable facilitant l'entretien, CRIB 5 (équivalence M1) : antibactérien et antifongique. Dispositif médical de classe 1



NA100AUTO512-SYS

990,00 € T.T.C.
(TVA 20%)
+ 0,08 € écotaxe

NAUSIFLOW 100 MAXI

Aide aux soins de l'escarres stade 4
Patient jusqu'à 300 kg

Réglage automatique de la pression. Autogestion des positions assises (moins de 2 heures). Programme pour positions assises (plus de 2 heures). Programme pour soins palliatifs. Gestion de patient bariatrique de 150 à 300 kg. Position soins temporisés. Dynamique ou statique automatique selon le programme sélectionné. Alarme visuelle et sonore : pression insuffisante et coupure de courant. Dimensions 20 x 85 x 200 cm. Hauteur d'air 20 cm. Dessus de housse séparable (facilite l'entretien) CRIB 5 : antibactérien et antifongique. Dispositif médical de classe 1



NA100MAXI834-SYS

1430,00 € T.T.C.
(TVA 20%)
+ 0,08 € écotaxe

SUMMIT 2

Aide aux soins de l'escarres stade 4
Patient jusqu'à 300 kg

Réglage automatisé de la pression. Autogestion des positions assises temporaires et permanentes. Autonomie de fonctionnement grâce à sa batterie intégrée. Position soins temporisés. Modes dynamique et statique. Visualisation des pressions internes. Alarme visuelle et sonore : pression insuffisante. Alarme visuelle et sonore : coupure de courant. Dimensions 20 ou 25 (avec sous matelas connecté) x 85 x 200 cm. Hauteur d'air 20 cm. Dessus de housse séparable CRIB 5 (équivalence M1) : antibactérien et antifongique. Dispositif médical de classe 1



SUMMIT285-SYS

4 500,00 € T.T.C.
(TVA 20%)
+ 0,08 € écotaxe

MÉDICATLANTIC
WINNCARE



1
WINN' MOTION 175
Médicatlantic by WINNCARE

Léger, compact, facile à démonter.
Fléau 4 points pivotant à 360°.
Maniable : roues double galets Ø 75 mm à l'avant, Ø 100 mm simple à l'arrière.
Écartement des pieds manuels.
Livré sans sangle.
Poids patient max. : 175 kg.
Batterie garantie 1 an.
Option : roues design.

Réf : L0900

822,90€

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical



2
Lifty 4
HMS-VILGO

Lève-personne électrique avec moteur LINAK et télécommande 2 boutons.
Pliant pour un stockage vertical de l'appareil.
Fléau 4 points pivotant à 360°.
Roues arrières à freins, roues double galets à l'avant.
Piétement à écartement variable.
Sangle en U confort comprise.
Poids patient max. : 200 kg.
Coloris gris.

Réf : LIFTY 4

865,00€

DUPONT by drive



3
SAMSOFT
DUPONT MEDICAL

Léger, très maniable et compact.
Repliage électrique et rangement vertical possible.
Écartement mécanique de la base.
Roues haute résistance à double galets.
Livré avec sangle, fléau 4 points.
Option : système de pesée classe III médicale.

Ⓐ Samssoft 175, poids patient max. 175 kg.

Réf : SR2810000

885,00€

Ⓑ Samssoft Mini, poids patient max. 150 kg.

Réf : SR3000000

890,00€

INVACARE

Yes, you can.®



4
Birdie
INVACARE

Système de levage et de transfert au ou depuis le lit, une chaise ou le sol.
Télécommande aimantée Linak HB30.
Conçu pour un pliage/dépliage en toute simplicité, sans outil, idéal pour le stockage.
Fléau 4 points 550 mm.
Écartement manuel des pieds.
Roues de diamètre 100 mm pour une meilleure maniabilité.
Sangle universelle standard taille M.
Batterie garantie 1 an.
Normes : EN NF 10535.
Poids patient max. : 180 kg.

Ⓐ Châssis, vérin, batterie.

Réf : 3000500.D1DA0-0125

1.293,00€

Ⓑ Système de pesée à démontage rapide.

Réf : 1588942

1.350,00€

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical



5
Lifty 5
HMS-VILGO

Lève-personne électrique avec moteur LINAK et télécommande 4 boutons.
Combine force et légèreté.
Fléau 4 points pivotant à 360°.
Structure acier soudé finition époxy gris.
Écartement électrique des pieds.
Roues de diamètre 100 mm à l'avant et 125 mm à l'arrière pour une meilleure maniabilité.
Sangle XL compris.
Poids patient max. : 250 kg.

Réf : LIFTY 5

1.590,00€

ACTIV'UP-INTÉGRAL

(sans sangle et sans réhausse)



150kg



C'est à la fois :
1. un guidon d'aide au relevage
2. un système de transfert sécurisé assis ou debout
3. un appareil d'aide à la déambulation

ACTIVUP-PF 700,00 € T.T.C.
(TVA 5,5%)



150kg



L'appareil prend en charge le manque de tonicité du bas du corps et une tonicité faible du buste.

Il permet au patient d'atteindre la position debout (totale ou partielle), en activant sa tonicité.

Améliorant ainsi : circulation sanguine, respiration, et transit. Facilite les changes.

Appareil adapté aux espaces exigus.

WAYUP4-PF 1 185,00 € T.T.C.
(TVA 5,5%)
+ 0,83 € écotaxe

BLUE WAYUP ECP

avec écartement mécanique



150kg



Il permet au patient d'atteindre la position debout (totale ou partielle) en activant sa tonicité de buste et peut être transformé en aide à la déambulation avec sa plateforme amovible. Son écartement des pieds mécanique, allant de 56 cm à 82 cm, autorise de grandes largeurs de fauteuil. Améliorant ainsi : circulation sanguine, respiration, et transit. Facilite les changes.

WAYUPBLUEECP-PF 980,00 € T.T.C.
(TVA 5,5%)
+ 0,83 € écotaxe



150kg



L'appareil prend en charge une très faible tonicité de buste du patient.

Le mouvement combiné du mât télescopique et de la sangle de traction apporte un grand niveau de confort au patient pendant la verticalisation.

Améliorant ainsi : circulation sanguine, respiration, et transit. Facilite les changes.

Appareil adapté aux espaces exigus.

EASYLEV-2-LI-PF 1 760,00 € T.T.C.
(TVA 5,5%)
+ 0,83 € écotaxe

SANGLE ÉCO

TU

Taille unique



Elle se positionne sous les aisselles ou sur les lombaires en fonction de l'appareil utilisé. Son rembourrage sous les bras répartit la traction sur le patient et évite les pressions douloureuses, notamment sous les aisselles et au niveau dorsal.

SXPECO-TU 65,00 € T.T.C.
(TVA 5,5%)



SANGLE SOUS-AXILLAIRE

S M L XL



Elle se positionne principalement sous les aisselles en fonction de l'appareil utilisé, de par son rembourrage complet qui répartit la traction sur le patient et évite les pressions douloureuses.

SAPVR-S/M/L/XL 125,00 € T.T.C.
(TVA 5,5%)



SANGLE D'AIDE À LA MARCHÉ

S M L XL



Elle s'utilise positionnée sur les lombaires, son doublage en mousse rigide au niveau de la partie dorsale réduit les pressions douloureuses et ses jambières permettent la déambulation en toute sécurité.

SWYDE-S/M/L/XL 155,00 € T.T.C.
(TVA 5,5%)



SANGLE DORSALE

S M L XL



Elle s'utilise positionnée sur les lombaires, son doublage en mousse rigide au niveau de la partie dorsale réduit les pressions douloureuses et sa sangle sous-fessière permet des transferts en position assise.

SWYP-S/M/L/XL 125,00 € T.T.C.
(TVA 5,5%)



Systemes de transfert

BLUE FLYER COMPACT

avec écartement mécanique



160kg



De par son embase compacte et ses dimensions réduites, il a été créé pour le domicile où les ouvertures de portes sont étroites et où l'espace de levage est restreint. Son écartement mécanique des pieds de série allant de 54 cm à 85 cm, autorise de grandes largeurs de fauteuil. Fléau écarteur sécurisant pour le patient (rotation à 360°). Pliage / dépliage facile et sans outils.

FLYER-BLUE-CPT 850,00 € T.T.C.
(TVA 5,5%)
+ 0,83 € écotaxe

BLUE FLYER

avec écartement mécanique



180kg



Avec son embase compacte et ses dimensions réduites, il a été créé pour le domicile où les ouvertures de portes sont étroites et où l'espace de levage est restreint. Son écartement mécanique des pieds de série allant de 65 cm à 107 cm, autorise de grandes largeurs de fauteuil et une facilité d'accès.

FLYER-BLUE-PF 880,00 € T.T.C.
(TVA 5,5%)
+ 0,83 € écotaxe

FLYER PLUS

avec écartement mécanique



180kg



Ses proportions offrent une grande maniabilité, une simplicité d'utilisation et une polyvalence qui permettent d'effectuer des transferts sécurisés et confortables. Son écartement des pieds mécanique allant de 63 cm à 105 cm, autorise de grandes largeurs de fauteuil et une facilité d'accès.

FLYERPLUS2-
M-LI-PF 1 345,00 € T.T.C.
(TVA 5,5%)
+ 0,83 € écotaxe

FLYER XL

avec écartement mécanique



250kg



Il répond aux spécificités de la prise en charge de patients bariatriques, tout en prenant en compte les difficultés relatives aux soins de diverses morphologies. Son écartement des pieds mécanique allant de 70 cm à 105 cm, autorise de grandes largeurs de fauteuil et une facilité d'accès.

FLYER-XL-
M-LI-PF 1 895,00 € T.T.C.
(TVA 5,5%)
+ 0,83 € écotaxe

SANGLE EN U ÉCO (confort)



TU

Taille unique



HAMAC ÉCO BAIN



TU

Taille unique



SANGLE DE TOILETTE



S

M

L

XL



Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Sa coupe simple et échancrée sur les côtés fait d'elle la sangle à privilégier pour la laisser sous le patient au fauteuil, car elle ne présente pas de surépaisseurs et de plis qui favorisent les escarres et l'inconfort.

Sa forme en U dégage les fesses du patient facilitant ainsi le positionnement aux toilettes, et améliore la mise en place et le retrait de la sangle. Les jambières et la partie dorsale en mousse répartissent les pressions exercées sur les cuisses.

SU-RPC-TU 53,00 € T.T.C.
(TVA 5,5%)

HA-RBA-TU 50,00 € T.T.C.
(TVA 5,5%)

STO-PE-
S/M/L/XL 150,00 € T.T.C.
(TVA 5,5%)

Systemes de transfert



HERDEGEN
PARIS



HMS - VILGO
fabricants de matériel médical



1 Verticalisateur Turnax HERDEGEN

Pratique et résistant, le Turnax apporte une aide pour le personnel soignant pour lever et transférer le patient en toute sécurité.
Repose-pieds antidérapant.
Disque pivotant sous la plateforme.
Réglage en hauteur des poignées : 75-130 cm.
Réglage en hauteur de l'appui-jambes : 10-54 cm.
Poids patient max. : 130 kg.

A Le verticalisateur.

Réf : 430916

283,00€

B La sangle simple.

Réf : 430917

26,10€

C La sangle coulissante.

Réf : 430919

36,50€

D La sangle double.

Réf : 430923

62,10€

2 Plateforme Aéro Move HERDEGEN

Plateforme de levage et transfert, équipé d'un guidon multi niveaux. Dispose d'un repose tibia réglable en hauteur et d'un socle anti bascule avec 6 roulettes dont 2 avec frein. En option, 3 types de sangles sont disponibles pour faciliter les mouvements.

Poids patient max. : 130 kg.

Réf : 430921

383,00€

3 Verticalisation Vertic'Home et Vertic'Easy HMS-VILGO

A Vertic'Home permet la verticalisation et le déplacement du patient. Roues avant Ø 100 mm, roues arrière directionnelles à freins Ø 75 mm, repose-pieds antidérapant, barre stabilisatrice rétractable.

Poignées ergonomiques et réglables en hauteur, appui-jambes orientable et réglable en hauteur, crochet de sangle et sangle disponibles en option. Poids patient max. : 135 kg.

. Réf : VERTIC'HOME

382,19€

B Vertic'Easy : plate-forme sur plateau à billes, repose-pieds antidérapant, roulettes de manutention, appui-jambes orientable et réglable en hauteur, poignées ergonomiques, crochet de sangle. Poids patient max. : 150 kg. Sangle disponible en option.

. Réf : VERTIC'EASY

363,74€

France Rehab

etac®
Creating Possibilities



DUPONT by drive



HMS - VILGO
fabricants de matériel médical



4 Guidon de transfert Etac Turner Pro FRANCE REHAB

Appareil de verticalisation et de transfert très léger : 7,5 kg. Permet de verticaliser et transférer un patient du lit à un fauteuil ou d'un fauteuil à une chaise de douche. Poignée de saisie colorée pour une meilleure visibilité.
Réglable en hauteur de 78 à 120 cm.
Très compact une fois replié.
Capacité de charge : 200 kg.

Réf : TURNER2

369,00€

5 Lève-personne Novaltis DUPONT MEDICAL

Très maniable grâce à la compacité du produit. Ecartement mécanique de la base pour une meilleure stabilité lors de la phase de levage. Pliage sans aucun outil et transport aisé. Plateau repose-pieds large et sécurisant. Appui tibial ample et profond. Livré avec une sangle.
Dim. L 94 x l 61 cm.
Poids patient max. : 175 kg.

Réf : SR2910000

1.095,00€

6 Verticalisation Vertic 2 HMS-VILGO

Très compact.
3 points d'ancrage, appui-jambes réglable en hauteur, plateau repose-pieds antidérapant. Appui-talons réglable et amovible, système mécanique de descente d'urgence. Grande poignée de conduite. Chargeur intégré. Roues arrière à freins. Hauteur de passage sous le lit 9 cm. Piètement et écartement variable. Garantie 5 ans, hors batterie et télécommande.

Réf : VERTIC 2

979,65€

Equipement



1
**Sangle de redressement
Pat-Sling Samarit
PRATICIMA**

Facilite le positionnement et le redressement du patient assis ou allongé.
Poids patient max. : 120 kg.
Dim. L 50 x l 20 cm.

Réf : SAA72425 168,00€



2
**Disque tournant Samarit
PRATICIMA**

Disque en PVC / TEFLON avec revêtement antidérapant. Permet le transfert de patients en position assis ou debout.
L 540 x P 410 x H 7 mm.
Poids patient max. : 200 kg.

Réf : SAA72412 149,50€



3
**Planche glissante Samarit
PRATICIMA**

Incurvée et arrondie avec bandes antidérapantes, facilite le transfert du patient d'un plan à l'autre.
Capacité : entre 130 et 150 kg.

- Ⓐ Modèle « Banane », dim. 68 cm.
Réf : SAA72003 99,00€
- Ⓑ Modèle « The Biggest », dim. 102 cm.
Réf : SAA72001 259,00€



4
**Planche de transfert
Rollbord® H-LINE
PRATICIMA**

Pliable, pour transferts horizontaux. Toile nylon indéchirable, traitement anti-microbien.
Poids patient max. : 180 kg.

- Ⓐ Dim. 170 x 45 cm.
Réf : SAA71017 449,00€
- Ⓑ Dim. 120 x 45 cm.
Réf : SAA71018 449,00€



5
**Planche de transfert
textile Trans Easy®
PRATICIMA**

Planche de transfert limitant les efforts physiques pour un transfert horizontal. Pliable et rangement facile.
Poids patient max. : 140 kg.
Dim. plié : 30 x 55 cm.
Dim. à plat : 175,5 x 55 cm.

Réf : SAA73001 924,00€

6
**Planche de transfert
Rollbord® Samarit
PRATICIMA**

Pour transferts horizontaux. Revêtement toile nylon indéchirable, traitement antimicrobien.
- Modèle « Standard » pliable avec extrémités de sécurité, poids patient max. : 180 kg.
- Modèle « Icu-Bariatric » rigide, intérieur renforcé, poids patient max. : 230 kg.
Autres modèles disponibles.

- Ⓐ Modèle « Standard » - Dim. L 177 x l 50 cm.
Réf : SAA71001 1.170,00€
- Ⓑ Modèle « Icu-bariatric » rigide - Dim. L 177 x l 50 cm.
Réf : SAA71004 1.354,00€

Fauteuils de gériatrie



HMS - VILGO
fabricants de matériel médical



1

Fauteuil Quiego 2500 HMS-VILGO

Assise et dossier au maintien optimal.
Hauteur réglable et dossier inclinable.
Accoudoirs réglables et escamotables.
Appui-tête indépendant et amovible.
Commande bilatérale d'inclinaison du dossier.
2 roulettes de manutention.
Tissus M1 avec 3 coloris au choix.
Finition époxy avec 16 coloris au choix.
Repose-jambes en option.
Poids patient max. : 175 kg.

Réf : QUIEGO 2500

619,00€



2

Fauteuil Normandie VERMEIREN

Nombreux dispositifs de réglages.
Idéal pour la relaxation, dossier inclinable à 45°.
Repose-jambes à allongement automatique.
Très confortable grâce à son dossier galbé très enveloppant.
10 coloris disponibles.
Existe en version XXL.
Poids patient max. : 130 kg (350 kg pour version XXL).

Réf : NORMANDIE1

Version 1 vérin.

à partir de 615,00€



3

Fauteuil Aurigny PRATICIMA

Fauteuil de repos 3 parties avec dossier anatomique.
Dossier et repose-jambes à inclinaison variable.
Mousse assise haute résilience 37 kg/m³ clipsée et démontable sans outil.
Accoudoirs amovibles, structure en tube époxy gris décor et éléments coulissants chromés, 4 roues pivotantes Ø 100 mm, dont 2 à frein.
Plusieurs options disponibles. Nombreux coloris disponibles.

Ⓐ Modèle manuel avec dossier et repose-jambes synchronisés.

Réf : PI56450.00

1.019,00€

Ⓑ Modèle manuel avec dossier et repose-jambes indépendants.

Réf : PI16450.00

1.045,00€

Ⓒ Modèle électrique avec dossier et repose-jambes indépendants.

Réf : PI36450.00

1.455,00€



4

Fauteuil Ouessant PRATICIMA

Fauteuil de repos 3 parties avec dossier anatomique. Dossier et repose-jambes à inclinaison variable à vérin oléopneumatique.
Mousse assise haute résilience 37 kg/m³ clipsée et démontable sans outil.
Accoudoirs amovibles, structure en tube époxy gris décor et éléments coulissants chromés, roulettes de déplacement.
Plusieurs options disponibles. Nombreux coloris disponibles.

Ⓐ Modèle manuel avec dossier et repose-jambes synchronisés.

Réf : PI56451.00

869,00€

Ⓑ Modèle manuel avec dossier et repose-jambes indépendants.

Réf : PI16451.00

906,00€

Ⓒ Modèle électrique avec dossier et repose-jambes indépendants.

Réf : PI36451.00

1.295,00€



1

Chaise de transfert Swifi PROMOTAL

Structure en tôle d'acier électrozingué avec finition époxy gris nuage.
Poignée de poussée, assise et dossier.
Panier à vêtements, appui-bras relevable avec butée, repose-pieds escamotable par commande bilatérale, pare-chocs annulaire avant.
Capacité de charge : 200 kg.
Revêtement classe anti feu M1.

A La chaise de transfert.

Réf : 30130-02

996,00€

B L'appui-tête pour chaise transfert Swifi marche coulissante.

Réf : 30141-01

161,00€

C Le repose-jambes amovible pour chaise transfert Swifi marche coulissante.

Réf : 30149-01

307,00€



2

Fauteuil Daysurg WsR PROMOTAL

Élévation, dossier et repose-jambes électriques.
Hauteur variable électrique.
Largeur assise : 66,1 cm.
Matelas coloris noir, épaisseur 10 cm.
Roulettes 125 cm dont 1 directionnelle.
Panneau de contrôle multifonction.
Boutons position d'urgence, position transfert et position accueil.
Capacité de charge : 200 kg.
Dim. L 190 x l 82,5 x H 62,7-97, 7 cm.

A Avec roues mécaniques.

Réf : 37000-01

à partir de 4.837,00€

B Avec roues électriques.

Réf : 37000-10

à partir de 5.707,00€



3

Fauteuil Tweegy PROMOTAL

Structure en tôle acier électrozingué avec finition époxy Blanc crème RAL9001. Poignée de poussée ergonomique, appui-bras relevable avec butée, repose-pieds escamotables.
Roues arrière Ø 300 mm avec freinage centralisé, avant antistatique Ø 100 mm avec roulement à billes, pare chocs sur roues avant.
Largeur sellerie 50 cm. Hauteur d'assise de 52 cm. Encastrable.
Coloris : jaune, bonbon, raisin, bleu, obscure, marine.
Capacité de charge : 200 kg.

Réf : 50140-01

Coloris marine.

à partir de 913,00€



4

Brancard de transfert Elineo bi plan PROMOTAL

Brancard de transfert à hauteur variable de 57 à 90 cm.
Pro/Déclive accessible par commandes bilatérales.
4 roues Ø 200 mm à freinage centralisé.
Couchage disponible en L 190 ou 205 cm et l 66 ou 75 cm.
Matelas à choisir séparément.

Réf : 15245-10M

Couchage 190 x 66 cm.

à partir de 4.165,00€



1

Chariot-douche SOTEC MEDICAL

Chariot hauteur variable hydraulique 50-100 cm, commande bilatérale.
Structure tube, finition époxy (RAL GRIS 7035).
4 roues à frein Ø 150 mm.
Poignée de poussée en pieds.
Plan de couchage en stratifié compact incliné.
Matelas intégral et coussin de tête amovible.
Barrières latérales escamotables.
Tête et pieds amovibles.
Options : freinage centralisé, proclive/déclive.
Matelas garanti 1 an.

Réf : 2011-00001

2.990,00€

SOTEC
designer du mieux vivre



2

Chariot de douche Océa II PROMOTAL

Hauteur variable hydraulique de 59 à 96 cm.
Commande de pompage bilatérale.
Structure en acier avec traitement anticorrosion (cataphorèse) - finition époxy gris.
Plateau ABS LISSE.
Support receveur en polyester enduit PVC renforcé.
Tuyau d'évacuation (Ø 60 mm) avec bouchon et collier de maintien.
Coussin repose-tête amovible.
4 roues Ø 150 mm dont 3 à freins et 1 directionnelle.
Barrières inox latérales entièrement repliables sous le plateau.
4 amortisseurs de chocs.
Commande de Trendelenburg en bout (pour modèle 2392-01).
Capacité de charge : 200 kg.

Ⓐ Dessus fixe.

Réf : 2390-01

3.790,00€

Ⓑ Dessus inclinable.

Réf : 2392-01

3.990,00€

PROMOTAL





1 Ecrase-comprimés manuel TOOKAN PRATICIMA

A L'écrase-pilules, simple d'utilisation et très résistant, permet de broyer les médicaments sans effort. Médicament réduit en fine poudre une fois placé dans un sachet.

Réf : NA00017 104,50€

B Le lot de 1 000 sachets en polyéthylène.
Réf : NA00011.01 77,90€



2 Broyeur à médicaments électrique PRATICIMA

Permet de lutter contre les troubles musculo-squelettiques (TMS) dus au broiement manuel des médicaments et évite les inhalations de particules. Médicaments broyés en moins de 8 secondes. Batterie rechargeable (chargeur fourni).

A Le broyeur.
Réf : NA00013 763,50€

B Le lot de 2 100 gobelets.
Réf : NA00014.01 217,90€

C Le lot de 2 000 couvercles.
Réf : NA00015.01 207,00€




3 Chariot de distribution Evolys 400 x 400 PRATICIMA

Fermeture par rideau monobloc et verrouillage par serrure à clé. Montants en aluminium anodisés, poignée et 4 rails normalisés de série. Accessoires et équipements en options. Coloris bleu pop, vert pomme ou orange. Dim. L 66 x P 57 x H 102 cm.

A Le chariot orange.
Réf : 8N4018OR 1.415,00€

B Le bac tiroir dévidoir avec curseur H 11 cm.
Réf : 8AB110_1_6D 21,50€



4 Plateau pilulier 8 jours Eurojour PRATICIMA

Plateau avec préparation nominative pour 8 jours. Lavable en machine. Séchage sans rétention d'eau. Plateau disponible nu ou avec les 8 distributeurs journaliers. Dim. L 600 x l 400 x H 46 mm.

Réf : CP23606.72 69,00€
Le plateau avec 8 distributeurs journaliers.



5 Plateau pilulier 7 jours Modulo XL PRATICIMA

Plateau hebdomadaire de 7 piluliers équipés chacun de 4 curseurs coulissants amovibles, avec ou sans couvercle. Séchage sans rétention d'eau. Dim. L 600 x l 400 x H 50 mm.

A Le plateau de 7 piluliers avec couvercles bleus.
Réf : 5AP040BL 95,00€

B Le plateau de 7 piluliers avec couvercles framboises.

Réf : 5AP040FR 95,00€



6 Chariot de distribution Modulo 600 x 400 PRATICIMA

Fermeture par rideau monobloc et verrouillage par serrure à clé. Montants en aluminium anodisés, poignée et 4 rails normalisés de série. Accessoires et équipements en options. Coloris bleu pop, vert pomme, orange. Dim. L 83 x P 57 x H 104,3 cm.

Réf : 8F5014VP 1.488,00€
Le chariot vert pomme.



1 Armoire de stockage des médicaments PRATICIMA

Parfait pour le stockage mensuel nominatif. Volumes intérieurs modulables, double rideau coulissant latéralement. Verrouillage par serrure à clé. Dim. L 155 x P 53,5 x H 200 cm.

Réf : 7A156

2.689,00€



2 Plateau pilulier 7 jours Modulo PRATICIMA

Préparation sur 7 jours. Adapté à l'usage des formes sèches et buvables, cloisonnement par curseurs amovibles. Inclus : 1 plateau, 7 piluliers journaliers, 1 planche d'étiquettes pour 4 semaines. Coloris bleu lagon, framboise. Dim. L 410 x P 340 x H 55 mm.

Réf : 52100

Le plateau de 7 piluliers bleu lagon.

64,90€




3 Chariot de distribution Modulo PRATICIMA

Capacité : 10 à 30 plateaux. Fermeture par rideau coulissant à lames, verrouillage par serrure à clé, structure anodisée. Existe en simple et double colonne. Accessoires et équipements en options. Coloris bleu pop, vert pomme et orange. Dim. L 61,5 x P 46,8 x H 98,8 cm.

Réf : 8B010BP

Le chariot 1 colonne bleu pop de 10 plateaux.

1.175,00€



4 Colonne de stockage ouverte Modulo PRATICIMA

Capacité : 26 à 52 plateaux. 4 roues pivotantes dont 2 à frein. Structure en acier époxy. Existe en simple et double colonne. Accessoires et équipements en options. Dim. L 98,2 x P 42 x H 183,1 cm.

Réf : 86552

La double colonne de 52 plateaux.

1.489,00€

praticima

Chariots à linge



1 Chariot à portes PRATICIMA

Chariot de distribution du linge.
Existe en 2 ou 3 niveaux, plusieurs options disponibles.
Dim. L 74 x l 53,5 x H 100 cm.

Réf : AJ12000

Le chariot 2 niveaux à portes.

979,00€



2 Chariot support-sac PRATICIMA

Blocage du sac par anneau avec angle en caoutchouc.
Couvercle avec charnières intégrées et bandage caoutchouc non tachant.
Structure en alliage d'aluminium anodisé et socle en acier traité, 4 roues Ø 75 mm. Livré sans sac.
Coloris couvercles : blanc, bleu, vert, jaune, rouge.
Dim. P 41 x H 89 cm.

A Chariot 1 sac avec couvercle et pédale, largeur 38 cm.

Réf : AB12142

311,00€

B Chariot 2 sacs sans couvercle, largeur 78,5 cm.

Réf : AB12150

427,00€

C Chariot 3 sacs avec couvercles, largeur 118 cm.

Réf : AB12161

695,00€

D Sac à linge uni, coloris jaune, vert, rouge ou bleu.

Réf : AB29370

19,00€



3 Chariot DISTRI LINGE PRATICIMA

4 roues dont 2 à frein.
Séparateurs (quantité en fonction du module).
Option : poignée.
Dim. P 45,7 x H 172,5 cm.

A 4 étagères - 10 patients - largeur 76,7 cm.

Réf : AH10200

459,00€

B 5 étagères - 15 patients - largeur 91,5 cm.

Réf : AH10201

519,00€

C 6 étagères - 20 patients - largeur 122 cm.

Réf : AH10202

629,00€

D 7 étagères - 25 patients - largeur 152,5 cm.

Réf : AH10203

749,00€



4 Chariot de change PRATICIMA

Chariot modulaire. Existe en version mini 15 à 20 patients et version classique 30 patients. Inclus : 1 tiroir à butée antichute, 1 étagère grillagée réglable en hauteur avec 2 (mini) ou 3 (classique) cloisons amovibles, 1 bac plastique amovible encastré et 2 paniers de côté.
Coloris bleu pop, vert pomme, orange, framboise, myrtille.
Dim. L 108,5 (mini) ou 128,5 (classique) x l 63 x H 99,4 cm.

A Le chariot mini.

Réf : 8P200

669,00€

B Le chariot classique.

Réf : 8P100

799,00€



Chariots à linge



1 Chariot à linge avec couvercle SAINT-ROMAIN

Chariot à linge époxy, couvercle.
Structure tube 25 mm.
Chariots vendus avec leurs sacs de 100 litres avec poignées de fond.
4 coloris pour faciliter le tri du linge : vert, orange, bleu, gris.
Fermeture du sac par lacet nylon type « fix lock ».
Roues chromées sans frein.

Ⓐ Modèle simple : H 1030 x L 500 x P 550 mm.
Réf : 010070 451,00€
Ⓑ Modèle double : H 1030 x L 900 x P 550 mm.
Réf : 010080 633,00€



ALTERMÉDICAL



2 Chariot sacs à linge accrochables SAINT-ROMAIN

Structure inox.
Système d'accrochage. Livré sans sac.
Roues Ø 75 mm.
Dim. L 480 x H 1160 x P 560 mm.
Coloris bleu, jaune, framboise ou vert.

Réf : 010065
Coloris bleu.

442,00€



3 Chariot de change et d'hygiène ALTER MEDICAL

Qualité d'acier : acier dkp 102 / S235.
Structure soudée renforcée : tube acier Ø 25 mm, épaisseur 1,5 mm.
Peinture époxy RAL 9018.
Équipé d'origine avec 1 bac ABS blanc coulissant, 1 panier latéral en fil époxy de 350 x 150 x 150 mm et 1 étagère en fil réglable en hauteur.
Dim. hors-tout l 630 x H 900 x L 800 ou 1000 ou 1280 mm.
Coloris pour les plateaux en résine au choix.
Plusieurs options disponibles (visuel présenté avec options).

Réf : CE1062AN

Modèle moyen L 1000 mm sans option.

590,00€

Chariots de service



1 Chariot petit déjeuner gastronorm inox SAINT-ROMAIN

2 compartiments de 7 glissières extra larges pour 14 plateaux 530 x 325 mm ou 28 plateaux 265 x 325 mm.
Structure tube inox carré 25 mm.
Plateau inox épaisseur 15/10ème.
Insonorisé avec une mousse alvéolite alimentaire.
Roues composite sans frein.
Espace entre glissière : 98 mm.

Réf : 011002

Chariot avec portes bleues.

2.024,00€



2 Chariot petit déjeuner mono bloc SAINT-ROMAIN

Capacité : 12 plateaux 53 x 32,5 cm ou 24 plateaux 32,5 x 26,5 cm.
Espace entre glissières : 98 mm.
4 roues composite.
2 poignées en inox.
Coloris noir, bleu ou framboise.

Réf : 013000

Coloris noir.

1.739,00€



3 Chariot petit déjeuner inox SAINT-ROMAIN

Structure inox carré 25 mm.
Plateau inox épaisseur 15/10ème insonorisé avec une mousse alvéolite alimentaire.
Roues composite sans frein.
Le compartiment central est équipé avec 1 bac gastro H100 et 1 bac gastro H150 fournis.
Capacité de stockage : 18 plateaux 53 x 32,5 cm ou 36 plateaux 32,5 x 26,5 cm.
Espace entre glissières : 98 mm.
Clips antichute fournis pour les 2 bacs gastro.
Avec ou sans habillage.
Portes bleues, vertes ou framboises.
Plusieurs options sur demande.

A Chariot sans habillage sans porte.

Réf : 011012

1.924,00€

B Chariot avec habillages côtés + fond + 6 portes bleues.

Réf : 011010

3.014,00€

4 Chariot petit déjeuner modulaire SAINT-ROMAIN

Matériau composite. Poids 40 kg.
Capacité : 12 plateaux 1/1 ou 24 plateaux 1/2 + 2 bacs (H 100 mm) ou 14 plateaux 1/1 ou 28 plateaux 1/2.
Roues composite Ø 125 mm.
2 poignées inox.
Coloris bleu, rose ou orange.
Dim. L 1055 x H 1115 x P 650 mm.

Réf : 014000

Coloris bleu.

1.855,00€



Confort et Aides techniques

Professionnels & Collectivités

Fauteuils releveurs	212 à 214
Fauteuils coquilles	215
Vêtements de confort	216 à 219
Allaitement Medela	220 à 221
Chaussures thérapeutiques	222 à 223
Aides téléphoniques	224
Aides techniques	225 à 227
Aides au bain	228
Barres d'appui	229
Sièges de bain	230 à 231
Planches et marches de bain	232
Tabourets de douche	233
Chaises de douche	234 à 235
Surélévateurs wc	236

Fauteuils releveurs



1 Clever nubuck HERDEGEN

Style sobre et élégant, avec un revêtement type nubuck. L'assise en continuité avec le repose-jambes est déhoussable, et le dossier est rembourré en fibres creuses pour un confort optimal. Position «quasi couchage». Capacité de charge : 130 kg. Coloris : sable, gris ou chocolat.

Réf : 480330
Le Clever sable.

690,00€



2 Stylea HERDEGEN

Fauteuil 1 ou 2 moteurs (1 moteur pour le dossier + 1 moteur pour le repose-jambes), confortable à ligne traditionnelle. Redressement en douceur (motorisation basse tension), allongement en quasi couchage et repose-jambes en continuité du fauteuil. Pochette range-livres, assise déhoussable. Coloris microfibres : beige, bronze, titane, chocolat. Coloris similicuir : chocolat.

Ⓐ Le Stylea I microfibres chocolat.

Réf : 480135

à partir de 689,00€

Ⓑ Le Stylea II microfibres titane.

Réf : 490134

à partir de 1.095,00€



3 Success HERDEGEN

Releveur : profondeur d'assise réglable sur 2 positions : 49 ou 54 cm, inclinaison maximale en quasi couchage, redressement en douceur. Muni d'un accroche télécommande. Matières : velours, microfibres, similicuir 14 coloris. Option : revêtement anti-feu M1 en coloris chocolat uniquement.

Réf : 487135 à partir de 648,00€
Le Success microfibres café.



4 Optimum XXL HERDEGEN

Assise large adaptée aux personnes fortes, largeur entre les 2 accoudoirs : 59 cm. Deux portes gobelets et pochettes latérales pour un confort optimal jusque dans l'inclinaison en « quasi couchage ». Mécanisme en acier et vérin électrique basse tension pour se relever en douceur et en sécurité. Poids patient max. : 180 kg. Coloris microfibres : chocolat, titane.

Réf : 489135 792,00€
L'Optimum XXL microfibres chocolat.



5 Table spéciale fauteuil releveur HERDEGEN

Table réglable en hauteur, plateau inclinable multipositions, jonc anti-poussière, 4 roulettes dont 2 à frein. Coloris ronce de noyer, cérusé ou blanc. Dim. plateau : L 80 x P 40 x H 61-94 cm. Largeur intérieur du piètement : 76,5 cm.

Réf : 421514 à partir de 119,90€
La table ronce de noyer.

Fauteuils releveurs



1
Ontario
VERMEIREN

Un confort optimal pour vous relaxer !
Il permet de passer de la position assise à la position debout sans le moindre effort.
Revêtement tissu : brun, bordeaux, bleu ou beige.
Revêtement skai : noir, taupe ou marron.
Capacité de charge : 150 kg.

A Version 1 moteur.

Réf : ONTARIO à partir de 789,00€

B Version 2 moteurs.

Réf : ONTARIO2 à partir de 899,00€



2
Noemie
KINEA RELAXATION par MAESTRI

Fauteuil releveur 1 ou 2 moteurs.
Mouvement multipositions avec dossier inclinable et repose-jambes intégré.
Mousse assise bi-matière : BULTEX® + mousse à mémoire de forme. Assise couette matelassée (pas d'espace entre le repose-jambes et l'assise).
Poche latérale de rangement. Partie supérieure des manchettes + tête en PVC.
Poids patient max. : 110 kg.

Réf : NOEMI

à partir de 1.075,00€

Version 1 moteur.



3
Shangai
MEDTRADE

Version 1 ou 2 moteurs.
Continuité assise repose-pieds.
Positions : assise, relevée, relax, repos (+ TV et lit pour le 2 moteurs).
Dossier en T avec 2 boudins latéraux verticaux en bas du dos pour un meilleur maintien lombaire.
Extension de repose-pieds de série sur le 2 moteurs.
Revêtement microfibrés. Coloris : Cocoa, Seigle, Cactus ou Grenat.
Capacité de charge : 147 kg.

A Version 1 moteur.

Réf : Medt101 579,00€

B Version 2 moteurs.

Réf : Medt107 859,00€



4
Piano
MEDTRADE

Version 1 ou 2 moteurs au look contemporain.
Assise en mousse Bultex et ressorts zigzag sur structure en hêtre massif.
Roulettes arrière pour faciliter le déplacement du fauteuil.
2 largeurs d'assise : 48 ou 53 cm.
Options : Skai non feu M1 ou M2 facile d'entretien.
Un grand choix de coloris et revêtements, plus de 20 références.
Capacité de charge : 120 kg.

A Version 1 moteur.

Réf : Medt1815 1.099,00€

B Version 2 moteurs.

Réf : Medt1816 1.299,00€



5
Confort Premium
MEDTRADE

Compact (larg. 80 cm), version 1 ou 2 moteurs avec continuité d'assise.
Protège accoudoirs et protège appui-tête de série.
Disponible en revêtement Qualitex* Velours Soft touch, 9 coloris.
Revêtement en option : Nanotex**.
Tous les revêtements sont traités anti-tâches.
Capacité de charge : 147 kg.
Garantie : 10 ans structure métallique fixe - 2 ans châssis, mécanisme, pièces électriques.

A Version 1 moteur velours.

Réf : Medt122 à partir de 799,00€

B Version 2 moteurs avec allongement/repos complet du dos (lit) et position TV.

Réf : Medt123 à partir de 1.229,00€

* standards définis pour l'ameublement ou les collectivités (tests d'endurance, d'usure, de décoloration d'abrasion et de résistance aux frottements liés à des usages intensifs et utilisations fréquentes).
** technologie adaptée à l'incontinence légère : haute imperméabilité, anti-microbien, anti-moisissure.

Fauteuils releveurs



1
Orion
MEDILAX

1 ou 2 moteurs avec assise en mousse haute résilience NATURALIS densité 35 kg/m³ (une partie de la matière fossile remplacée par l'huile NATURELLE, l'huile de ricin ou « castor oil »). Dossier en fibre creuse (densité 26 kg/m³). Mécanique multipositions, fixations avec inserts métalliques et vis métaux inarrachables. Faible encombrement.
7 coloris TARA et 4 PVC.
Capacité de charge 120 kg.

A Version 1 moteur.

Réf : ORION1 à partir de 689,00€

B Version 2 moteurs.

Réf : ORION2 à partir de 795,00€



2
Pluton
MEDILAX

1 ou 2 moteurs avec assise en mousse haute résilience NATURALIS densité 35 kg/m³ (une partie de la matière fossile remplacée par l'huile NATURELLE et par l'huile de ricin ou « castor oil »). Dossier en fibre creuse (densité 26 kg/m³). Large gamme de tissus, PVC et cuir.

A Version 1 moteur.

Réf : PLUTON1 à partir de 769,00€

B Version 2 moteurs.

Réf : PLUTON2 à partir de 835,00€



3
Douro
INVACARE

Fauteuil 1 moteur. Confort supplémentaire grâce à la continuité entre l'assise et le repose-pieds.

Différentes positions : relax, releveur et repos.

Livré avec une télécommande.

Coloris : microfibre camel, microfibre rouge rubis, similicuir taupe.

Poids patient max. : 125 kg.

Existe en version manuelle similicuir chocolat.

Réf : 1608094 599,00€

Version 1 moteur, microfibre camel.



Yes, you can.



4
PortoNg
INVACARE

Design sobre et classique notamment grâce à sa finition passepoil blanc. Différentes positions : relax, releveur et repos.

Livré avec une télécommande.

Disponible en microfibre camel, tissu PVC / polyester chocolat.

Poids patient max. : 125 kg.

Existe en version 2 moteurs, en microfibre gris ou tissu PVC / polyester taupe.

Réf : 1608133 729,00€

Version 1 moteur, microfibre camel avec passepoil blanc.

A

B



5
NoStress
INNOV'SA

Très confortable, multipositions et facilite en plus les transferts grâce à ses accoudoirs amovibles. Le NoStress peut s'utiliser aussi bien à domicile que dans les collectivités, du fait de son revêtement au nettoyage aisé.

Equipé de modules de couette zippés amovibles et lavables à 30°.

Accoudoirs amovibles et/ou escamotables.

3 positions : assise, relax (télé), repos.

Revêtement blanc ou gris anthracite.

Largeur d'assise de 53 cm.

Poids patient max. : 110 kg.

A Fauteuil NoStress.

Réf : NOSTRESS 449,00€

B Option : oreiller connecté Hifinnov.

Réf : HIFINNOV 390,00€



6
Cocoon
INNOV'SA

Equipé de modules de couette zippés amovibles et lavables à 30°. Il propose 2 largeurs et 2 profondeurs d'assise.

3 revêtements : polyuréthane taupe ou chocolat, velours marron ou grège, simili agneau réglisse.

Télécommande sécurisée et réversible.

Options : tablette, porte-revues, kit d'accès soulève-patient, kit mobilité. Accoudoirs escamotables et/ou amovibles.

Poids patient max. : 160 kg.

Garantie : possibilité d'extension à 5 ans mécanique et vérin.

Existe en 2 moteurs ou version XXL pour des patients allant jusqu'à 220 kg.

Réf : COCOON à partir de 799,00€

Fauteuils coquilles



1 Sofa Princesps type C+ DUPONT MEDICAL

Pour un maintien confortable et ergonomique en position assise ou allongée prolongée. Plusieurs modèles, coloris et tailles (15 tailles). Inclinaison électrique de la coque. Livré avec coussin tête et tablette. Revêtement façon cuir (PVC) et microfibre. Pied télescopique pour adapter la hauteur d'assise.

Autres modèles disponibles : type D (assise d'aide au transfert debout) ou POSTURE (réglage électrique et indépendant du repose-jambes).

Poids patient max. : 120 kg.

. Réf : M10806000 à partir de 592,85€

2 Montmartre INNOV'S.A

Idéal pour patient dépendant accompagné d'un aidant. Usage intérieur exclusif. Repose-jambes manuel réglable par crémaillère 6 positions. Grand confort des jambes garanti avec un repose-jambes dans l'alignement du coussin d'assise. Tablette en option.

Revêtement microfibre imperméable/PVC (choco ou Black Edition) ou PVC/PU (cacao, ébène, framboise ou bleu). Poids patient max. : 130 kg.

. Réf : MONTMARTRE à partir de 532,34€

3 Starlev' INNOV'S.A

Idéal pour patient seul ou accompagné. Tablette et cache-roues amovibles. Bascule avant électrique AVEC ELEVATION DU SIEGE. Fonction STOP&START. Kit mains libres pour sécuriser les appuis du patient.

Repose-jambes rentrant sous l'assise pour faciliter l'aide au lever.

Choix entre 15 tailles.

Revêtement microfibre imperméable/PVC (chic, choco ou Black Edition) ou PVC/PU (cacao ou ébène).

Coussin de prévention classe II.

Poids patient max. : 130 kg.

. Réf : STARLEV à partir de 695,00€



5 Elysée INNOV'S.A

Idéal pour patient dépendant accompagné d'un aidant. Châssis roulant ELYSEE, châssis VHP. Usage intérieur / extérieur. Repose-jambes manuel réglable 6 positions. Disponible en 15 tailles dont XXL.

Options : coussin prévention escarres (classe II) et tablette escamotable.

Revêtement 100 % microfibre imperméable (chocolat) ou PVC/PU (cacao, ébène, framboise ou bleu).

Poids patient max. : 130 kg.

. Réf : ELYSEE à partir de 655,74€



4 Premium Esprit Bien-Être INNOV'S.A

Fauteuil coquille à 3 fonctions électriques. Autonomie électrique avant-arrière. Massage par vibrations lombaires. Détente avec apaisement des tensions par douces oscillations.

Cales et maintien auto-accrochables, pied support télescopique, repose-pieds et tablette amovible.

Poids patient max. : 130 kg.

. Réf : PREMIUM ESPRIT à partir de 592,85€

6 Regina VERMEIREN

Fauteuil coquille pour intérieur. Système de basculement électrique par télécommande.

Équipé d'un coussin repose-jambes avec allongement automatique, d'une tablette et d'un coussin appui-tête.

Disponible en 5 tailles et 2 coloris.

Poids : 35 kg.

Poids patient max. : 120 kg.

. Réf : REGINA à partir de 785,00€

Vêtements de confort



1

Grenouillère Oléron PHARMAOUEST

Grenouillère unisexe en coton.
Col V. Manches courtes et
jambes longues.
Glissière du nombril au haut
du dos.
Divers coloris disponibles.
Tailles 38/40 à 58/60.

Réf : 25/21907 à partir de 50,90€
Bleu uni taille 38/40.



2

Grenouillère Sark PHARMAOUEST

Grenouillère unisexe en coton.
Col V. Manches et jambes courtes.
Glissière dans le dos.
Divers coloris disponibles.
Tailles 34/36 à 58/60.

Ⓐ Jed bleu taille 38/40.
Réf : 25/21441 49,00€
Ⓑ Héka taille 8/10 ans.
Réf : 25/10480 41,50€



3

Grenouillère Molène PHARMAOUEST

Grenouillère unisexe en coton.
Col rond. Manches et jambes longues.
Glissière du nombril au haut du dos.
Divers coloris disponibles.
Tailles 34/36 à 58/60.

Ⓐ Bleu uni taille 38/40.
Réf : 25/21600 à partir de 54,00€
Ⓑ Vert anis taille 8/10 ans.
Réf : 25/10690 à partir de 48,90€



4

Grenouillère Ouessant PHARMAOUEST

Grenouillère unisexe en coton.
Col V. Manches et jambes
longues.
Glissière du nombril au haut
du dos.
Divers coloris disponibles.
Tailles 38/40 à 58/60.

Réf : 25/20091 57,50€
Héka taille 38/40.



5

Grenouillère Rimains PHARMAOUEST

Grenouillère unisexe en coton.
Col rond. Manches et jambes longues.
Glissière du nombril au haut du dos.
Divers coloris disponibles.
Tailles 38/40 à 58/60.

Réf : 25/24111 65,00€
Tyl rose taille 38/40.



6

Chemise de malade avec zip PHARMAOUEST

Zip de l'encolure aux poignets et à chaque
bras. Manches longues.
Croisé dans le dos, sans pression, ni lacet.
Réglage de l'encolure.
Plusieurs coloris, 2 tailles.

Réf : 25/25818 49,50€
Vers anis taille 1.



7

Chemise de malade hospitalier classique PHARMAOUEST

Taille unique.
Manches courtes.
Coloris bleu (motif non contractuel).
2 liens à nouer dans le dos.

Réf : 25/25800 27,00€



Pharmaouest
PREVENTIX



1 Body long ou court PAULINE & MANON

Bodys unisexe. Idéal pour le maintien des protections, évite leur arrachement. Matière : 100% coton. Tricot côte 1/1 180 g. Lavable à 90°. Fermeture à glissière dans le dos et à l'entrejambe. Tailles 34/36 au 54/56. Coloris blanc, vert d'eau ou marine.

Ⓐ Body court.

Réf : BODIESC

30,70€

Ⓑ Body long.

Réf : BODIESL

45,00€



2 Combydrap PAULINE & MANON

Housse de confort unisexe pour sécuriser dans leur lit les personnes agitées et désorientées et éviter les chutes. Souple et extensible, elle permet aux patients de s'asseoir. Le patient ne peut pas l'ouvrir : fermeture de haut en bas, protection au départ de l'encolure, cache fermeture et verrouillage possible de la fermeture par clé magnétique. Tissu interlock 100% coton. Lavage 90°. Taille unique.

Réf : COMBYDRAP

149,00€



3 Grenouillères Choupynett et Poupynett adulte et enfant PAULINE & MANON

Grenouillère de gériatrie, unisexe, pour incontinence dite « lourde », fermeture du bas du ventre au haut du dos. Lavable à 90°. 100 % coton. Modèle Choupynett pour adulte : taille 34/36 à 62/64, blanc, noir, rose ou bleu. Modèle Poupynett pour enfant : tailles 2 à 16 ans, coloris rose ou bleu.

Ⓐ Jambes courtes.

Réf : CHOUPYCOURT A

39,50€

Ⓑ Mixte.

Réf : CHOUPY MIXTE B

42,50€

Ⓒ Jambes longues.

Réf : CHOUPY LONG C

44,50€

Ⓓ Enfant.

Réf : POUPYNETT

44,90€



4 Grenouillère DOUDOUNETT PAULINE & MANON

Grenouillère de gériatrie, unisexe, pour incontinence dite « lourde », fermeture du bas du ventre au haut du dos. Grenouillère hiver longue grise, écrue unie ou avec imprimés, lavable à 60°. Tailles 34/36 au 62/64.

Réf : DOUDOUNETT à partir de 59,00€



5 Grenouillère IMPRYMETT PAULINE & MANON

Grenouillère de gériatrie, unisexe, 100% coton, pour incontinence dite « lourde », fermeture du bas du ventre au haut du dos, pattes de resserrage. 6 imprimés au choix. Lavable à 40°. Tailles 34/36 au 62/64.

Ⓐ Jambes et manches courtes.

Réf : IMPRYMETTCOURT G 49,50€

Ⓑ Jambes longues et manches courtes.

Réf : IMPRYMETTMIXTE H 55,50€

Ⓒ Jambes et manches longues.

Réf : IMPRYMETTLONG I 57,50€



6 Grenouillère IMPRYMETT sans manche PAULINE & MANON

Grenouillère de gériatrie, unisexe, 100% coton, pour incontinence dite « lourde », fermeture du bas du ventre au haut du dos, pattes de resserrage. 6 imprimés au choix. Lavable à 40°. Tailles 34/36 au 62/64.

Ⓐ Jambes courtes.

Réf : IMPRYMETTCOURT J 49,00€

Ⓑ Jambes longues.

Réf : IMPRYMETTCOURT K 53,00€



1 Chemise de nuit malade COLETTE PAULINE & MANON

Unisex. Chemise blanche parfaite pour la déambulation.
Son encolure biaisée en V est conçue pour les personnes ayant subi une trachéotomie.
Le dos est croisé sur 25 cm et se ferme par 4 boutons-pression dont 1 sur l'épaule gauche pour assurer une bonne tenue.
50% coton, 50% polyester. Lavage 60°. Taille unique.

Réf : COLETTE 28,00€



2 Tee-shirt spécial corset PAULINE & MANON

Tee-shirt blanc unisexe sans couture, évite les blessures liées au port du corset.
Existe en manches courtes ou longues.
Tailles 34/36 au 54/56.
Lavable à 90°.

A Homme manches longues.

Réf : TEESHIRTHL 33,80€

B Femme manches longues.

Réf : TEESHIRTFLL 33,80€

C Homme manches courtes.

Réf : TEESHIRTHC 28,50€

D Femme manches courtes.

Réf : TEESHIRTF 28,50€



3 Plaid polaire PAULINE & MANON

Petite couverture de voyage qui vous réchauffera là où vous en avez besoin.
Adaptée au fauteuil roulant. 100% polyester, Lavage 30°. Dim. 90 x 80 cm.
Coloris : fuchsia, turquoise, ciel, hermès.
Taille unique.
Présenté avec la capeline.

Réf : PLAID 22,00€

Solaïse
Votre bien-être quotidien



4 Grenouillère Caz SOLAÏSE

Combi manches courtes unisexe facile à enfiler.
Fermeture à glissière du haut du dos au milieu du ventre : adaptée aux changes, empêche la personne de se déshabiller seule.
Lavable à 90°. 100% coton grand teint.
Tailles de 34/36 à 66/68.
Coloris blanc, bleu, rose, marine ou imprimé canelange.

A Jambes courtes.

Réf : CAZ à partir de 38,50€

B Jambes longues.

Réf : CAZJL à partir de 45,90€



5 Grenouillère Colombes SOLAÏSE

Combi unisexe manches et jambes longues (pieds en option) facile à enfiler.
Grenouillère toute saison.
Fermeture à glissière du haut du dos au milieu du ventre : adaptée aux changes, empêche la personne de se déshabiller seule.
Lavable à 90°. 100% coton grand teint.
Tailles 34/36 à 66/68.
Coloris blanc, bleu, marine, Bordeaux, Gris Chiné, Saumon, imprimé canelange, imprimé rose fleurs prunes ou imprimé fleuri.

Réf : COLOMBES à partir de 46,90€



6 Grenouillère Courchevel SOLAÏSE

Combi unisexe facile à enfiler (pieds en option).
Fermeture à glissière du haut du dos au milieu du ventre : adaptée aux changes, empêche la personne de se déshabiller seule.
Lavable à 90°. 67% coton, 33% polyester grand teint.
Tailles 34/36 à 66/68.
Coloris : bleu Iseran, imprimés chiots, imprimés noisette, gris chiné, bleu imprimés motifs.

Réf : COURCHEVEL à partir de 59,90€

Vêtements de confort



1

Grenouillère Datcha SOLAISE

Combi unisexe avec manches courtes et jambes courtes facile à enfiler. Fermeture à glissière du haut du dos au milieu du ventre : adaptée aux changes, empêche la personne de se déshabiller seule. Lavable 90°. 100% coton grand teint. Tailles 34/36 à 66/68. Coloris bleu/imprimé canelage ou prune/imprimé rose fleurs prunes.

Réf : DATCHA à partir de 47,80€



2

Grenouillère Val SOLAISE

Combi unisexe avec manches et jambes longues (pieds en option) facile à enfiler. Fermeture à glissière du haut du dos au milieu du ventre : adaptée aux changes, empêche la personne de se déshabiller seule. Lavable 90°. 100% coton, grand teint. Tailles 34/36 à 66/68. Coloris bleu/imprimé écossais ou prune/imprimé rose fleurs prunes.

Réf : VAL à partir de 54,80€



3

Grenouillères de jour homme/femme SOLAISE

Fermeture à glissière du haut du dos au milieu du ventre. Bas uni jean bleu. Modèle polo manches longues Adrien pour homme : coloris vert, bleu, grenat ou rouge. Modèle polo manches longues Suzy pour femme : coloris rouge, vert ou turquoise. Modèle sweat-shirt manches longues Gervais pour homme : coloris gris chiné, bleu roy et vert foncé. Lavage 30°. Tailles XS, S, M, L, XL et XXL.

A Adrien avec polo pour homme.

Réf : ADRIEN à partir de 99,90€

B Louise avec polo pour femme.

Réf : LOUISE à partir de 99,90€

C Gervais avec sweat-shirt pour homme.

Réf : GERVAIS à partir de 99,90€

SOLAISE
Votre bien-être quotidien



néovi



4

Body court et body slip SOLAISE

Body blanc, manches courtes unisexe facile à enfiler. Fermeture à glissière dans le dos : adaptée aux changes, empêche la personne de se déshabiller seule. Lavable à 90°. 100% coton grand teint. Tailles XS, S, M, L, XL et XXL.

A Le body court.

Réf : BODY Court à partir de 33,80€

B Le body slip.

Réf : BODY Slip à partir de 33,20€



5

Grenouillère Glacier SOLAISE

Combi unisexe manches et jambes longues facile à enfiler. Utilisation pratique, fermeture à glissière dans le dos et aux jambes. Adaptée aux changes. 100% coton grand teint. Lavable à 90°. Tailles 34/36 à 66/68. Coloris marine, Bordeaux, blanc ou bleu.

Réf : GLACIER à partir de 56,20€



6

Chemise de malade et bavoir NEOVI par SOLAISE

A La chemise de malade taille unique, fermeture dos par 2 pressions. Lavage 30-40°. 100% polycoton. Ton imprimé.

Réf : Chemise d'hôpital 13,90€

B Le bavoir épais Premium souple 50 x 90 cm. Fermeture 3 pressions. Lavage à 90°. Imperméable. Coloris imprimés bleus ou carreaux verts.

Réf : Bavoir Epais Premium 9,90€

Confort et Aides techniques



1 Tire-lait électrique Symphony® MEDELA

Tire-lait électrique qui imite le rythme de succion du nourrisson grâce à une technologie unique d'expression à 2 phases (stimulation et expression du lait). Plusieurs niveaux de réglage de la force d'aspiration. Expression douce et confortable.

- Ⓐ Version secteur 2,9 kg.
Réf : 024.0101- 1.649,00€
- Ⓑ Version secteur/batterie 3,5 kg.
Réf : 024.0201- 1.835,00€
- Ⓒ La valise de transport.
Réf : 600.0973 129,50€
- Ⓓ Le set d'accessoires simple.
. Réf : 800.0566 29,00€
- Ⓔ Le set d'accessoires double.
. Réf : 800.0560 46,90€



2 Tire-lait manuel Harmony™ MEDELA

Premier tire-lait manuel permettant aux mères d'exprimer leur lait facilement et efficacement, grâce à la technologie d'expression à 2 phases (stimulation et expression). Livré complet avec un embout Calma.

. Réf : 005.2062 67,00€



3 Calma® MEDELA

Permet aux nourrissons de conserver la technique de succion similaire à celle du sein, ce qui lui assure un bon développement maxillofacial. Bébé régule le débit de lait selon sa force d'aspiration et boit à son rythme et selon ses besoins. Estimation : besoin de 2 à 3 Calma pour un allaitement de 6 mois.

Réf : 008.0139 16,95€
Calma seul.

medela



4 Compresse Hydrogel MEDELA

Soulagent les mamelons douloureux en cas de crevasses et permettent une cicatrisation rapide. Leur effet frais procure un apaisement immédiat entre les tétées. La boîte de 4.

Réf : 008.0058- 19,90€



5 Téterelles PersonalFit™ MEDELA

Choix précis : 5 tailles (21, 24, 27, 30 et 36 mm) pour assurer aux mères un confort et une efficacité maximales lors de l'expression de leur lait. Livrées par lot de 2 embouts.

Réf : 008.0328 13,00€
La boîte de 2 téterelles 24 mm.



6 Sachets Quick Clean™ MEDELA

Sachet pour micro-ondes, permet la désinfection à domicile des sets d'accessoires des tire-laits Medela ainsi que la petite gamme d'aides à l'allaitement. Nettoyage à la vapeur élimine 99,9 % des microbes et des bactéries, en 3 étapes et 3 minutes. La boîte de 5.

Réf : 008.0040 17,50€



1
Crème Purelan™100
MEDELA

Apaisante, elle protège la peau de vos mamelons des irritations. Composée à 100 % de lanoline (graisse de laine), elle ne contient ni additif ni conservateur artificiel. Il est donc inutile de l'ôter avant l'allaitement.
En tube 37 g.

Réf : 008.0006- 11,90€

2
Bouts de sein Contact™
MEDELA

Destinés à une utilisation de courte durée, ils permettent de soulager les mamelons irrités ou crevassés pendant la tétée. Ils peuvent aussi aider bébé à bien prendre le mamelon en bouche. Grâce à leur découpe spéciale, bébé garde le contact et l'odeur de la peau de maman. Tailles S, M et L. La boîte de 2.

Réf : 200.1625 13,20€
Taille S.

3
Débardeur grossesse/allaitement
MEDELA

Débardeur offrant un confort absolu grâce à sa matière douce, son excellent maintien et sans armatures. Disponible en tailles S, M, L et XL. Coloris noir ou blanc.

Réf : 010.0019 48,00€
Débardeur noir taille S/M.



4
Ceinture ou slip de soutien
MEDELA

Pour maintenir le ventre et soulager le dos grâce à ses renforcements intégrés sous le ventre et au niveau dorsal. Tailles S, M, L, XL. Coloris blanc, noir ou beige.

A Bandeau de soutien blanc taille S.
Réf : 200.0820 à partir de 17,00€
B Slip de soutien blanc taille S.
Réf : 200.0832 à partir de 17,20€

5
Sous-vêtements de grossesse/allaitement
MEDELA

Sous-vêtements en matière douce, sans armatures et excellent maintien. Disponibles en tailles S, M, L et XL. Coloris noir ou blanc.

A Brassière blanche taille S.
Réf : 010.0028 à partir de 29,00€
B Soutien-gorge noir taille S.
Réf : 010.0004 à partir de 34,90€

Chaussures thérapeutiques NEUT

Chaussures thérapeutiques à usage temporaire :
Chaussures à volume variable pour pieds rhumatoïdes, déformations du pied,
griffes d'orteils, hallux valgus, œdème résiduel ou postopératoire.



1
Chut INTENSE gris
NEUT

Chaussures d'intérieur à volume variable avec fermeture par une bande auto-agrippante et avant-pied extensible.
Semelles : interne amovible en cuir et externe en PU antidérapante. Gabarit large sur l'avant-pied.
La paire coloris gris pointure 35 à 42.

. Réf : 49721811

60,98€



2
Chut ISABEAU gris perle
NEUT

Chaussure à volume variable avec ouverture totale facilitant le chaussage, fermeture par trois bandes auto-agrippantes sur l'avant et le cou-de-pied. Gabarit large.
Contreforts postérieurs assurant une bonne tenue de l'arrière pied.
Semelles : interne amovible en cuir et externe en PU antidérapante.
La paire coloris gris perle pointure 36 à 42.

. Réf : 49320186

77,00€



3
Chut FADO gold
NEUT

Chaussures à volume variable avec ouverture totale facilitant le chaussage et fermeture par bandes auto-agrippantes.
Semelles : interne amovible et externe en PU antidérapante.
Zone extensible au regard de l'hallux valgus.
La paire coloris gold pointure 35 à 42.

. Réf : 49811274

82,90€



4
Chut GABIN homme noir
NEUT

Chaussures d'intérieur à volume variable avec fermeture par une bande auto-agrippante.
Semelles : interne amovible, recouvrement peau et externe en PU antidérapante.
Gabarit large sur l'avant-pied.
La paire coloris noir pointure 40 à 46.

. Réf : 49631100

60,98€



5
Chut GARANCE gris
NEUT

Chaussures d'intérieur à volume variable avec fermeture par une bande auto-agrippante.
Semelles : interne amovible et externe en PU antidérapante.
Gabarit large sur l'avant-pied.
La paire coloris gris pointure 36 à 41.

. Réf : 49721411

60,98€



6
Chut EGERIE noir
NEUT

Chaussures à volume variable avec fermeture par bandes auto-agrippantes.
Largeur G.
Semelles : interne amovible en cuir et externe en PU antidérapante.
Gabarit large sur l'avant-pied.
La paire coloris noir pointure 36 à 41.

. Réf : 49324900

99,90€



1

Chut New Fun PULMAN par FLD

Nu-pied Marine ou Bordeaux en textile lavable non extensible.
Très grande ouverture, réglage et fermeture par pattes auto-agrippantes (cou-de-pied et avant pied).
Volume : supérieur à la moyenne, pas de coutures saillantes à l'intérieur.
Maintien : bon, par contreforts arrières avec bourrelés de confort.
Talon : petit (1,5 à 3,5 cm).
Semelle interne amovible et externe souple et légère.
Affections : Hallux Rigidus, Hallux Valgus, Polyarthrite, Sclérose...
La paire pointure 35 à 48.

. Réf : NEWFUN à partir de 77,00€



2

Chut PU 1018 PULMAN par FLD

Nu-pied Noir en matière microfibre nouvelle génération lavable et extensible.
Ouverture totale, réglage et fermeture par bandes et pattes auto-agrippantes sur avant et cou-de-pied, ainsi qu'à l'arrière au niveau du haut du talon.
Volume : supérieur à la moyenne, pas de coutures saillantes à l'intérieur.
Talon : petit (1,5 à 3,5 cm).
Semelle interne amovible et externe souple et légère.
Affections : Hallux Rigidus, Hallux Valgus, Polyarthrite, Sclérose...
La paire pointure 35 à 48.

. Réf : CHUT PU 1018 75,00€



3

Chut PU 1040 PULMAN par FLD

Citadine Noire avec liseré rouge de la gamme City-Cool en cuir nouvelle génération extensible, non lavable.
Grande ouverture par le dessus, réglage et fermeture par pattes auto-agrippantes sur le cou-de-pied.
Volume : supérieur à la moyenne, pas de coutures saillantes à l'intérieur.
Talon : petit (1,5 à 3,5 cm).
Semelle interne amovible et externe souple et légère.
Affections : Hallux Rigidus, Hallux Valgus, Polyarthrite, Diabète...
La paire pointure 35 à 48.

. Réf : CHUT PU 1040 à partir de 96,50€



4

Chut BR 3079 BRUMAN par FLD

Chausson cocooning gris en cuir et textile velours doublé de fourrure polaire, lavable et extensible.
Grande ouverture par le dessus, réglage et fermeture par bande auto-agrippante sur le cou-de-pied.
Volume : supérieur à la moyenne, pas de coutures saillantes à l'intérieur.
Talon : petit (1,5 à 3,5 cm).
Semelle interne non amovible et externe souple et légère.
Affections : Hallux Valgus, Polyarthrite, Griffes.
La paire pointure 35 à 42.

. Réf : CHUT BR 3079 59,00€



5

Chut AD 2160 ADOUR par FLD

City Cool sport et ville bleue ou noire en cuir et textile extensible, lavable.
Ouverture normale, fermeture et réglage par patte auto-agrippante sur le cou-de-pied.
Volume : légèrement supérieur à la moyenne, pas de couture saillante à l'intérieur.
Talon : taille moyenne (1,5 à 3,5 cm) pour un angle pied au sol idéal.
Maintien : très bon, par contreforts arrières avec bourrelés de confort.
Semelle interne amovible et externe souple et légère.
La paire pointure 39 à 46.

. Réf : CHUT AD 2160 97,90€



6

Chut AD 2155 ADOUR par FLD

Citadine bronze en cuir mat extensible, avec protection rigide en bout de l'avant-pied non lavable.
Ouverture normale, fermeture par patte auto-agrippante sur le cou-de-pied.
Volume : légèrement supérieur à la moyenne, pas de couture saillante à l'intérieur.
Talon : taille moyenne (1,5 à 3,5 cm) pour un angle pied au sol idéal.
Maintien : très bon, par contreforts arrières, prolongés sur le côté intérieur du pied, montants avec bourrelés de confort.
Semelle interne amovible et externe souple et légère.
La paire pointure 35 à 42.

. Réf : CHUT AD 2155 115,00€

Aides téléphoniques



HOLTEX+



1

PhoneEasy 100w DORO par HOLTEX

Grand afficheur et caractères très lisibles.
Fonction mains-libres.
Touche d'amplification du volume.
Coloris blanc ou noir. Existe en duo avec 2 combinés.

Réf : HDPHON12N à partir de 45,00€
Le téléphone noir.



2

Ensemble téléphone filaire et sans fils Comfort 4005 DORO par HOLTEX

2 combinés confortables à prendre en main.
Fonction « Boost » pour augmenter le son sur le téléphone filaire.
Afficheur rétro-éclairé blanc facile à lire.
Répondeur, fonction mains-libres, fonction interphonie, transfert d'appels entre les combinés.

Réf : HDCOMF03N 92,00€



3

Secure 347 DORO par HOLTEX

Téléphone blanc avec fonction alarme et message vocal d'alerte pré-enregistré.
2 télécommandes dont 1 étanche à porter au poignet.
Prise d'appel et raccrocher à distance par télécommandes.
4 touches mémoires directes avec photo.

Réf : HDSECU01W 187,00€



4

Téléphone portable GSM PowerTel M6300 AMPLICOMMS par FRAFITO

Téléphone portable à grosses touches.
Simple d'utilisation : écran 1,77" TFT, volume réglable extra fort, touche d'appel d'urgence, Bluetooth® Version 2.0.
Transfert sans fil vers les appareils Bluetooth, jusqu'à 200 noms et numéros, jusqu'à env. 5 heures de communication en continu.
Inclus : 1 bloc d'alimentation, 1 chargeur, 1 mode d'emploi, 1 accumulateur lithium-ion 800 mAH.

Réf : AMP001 59,00€



5

Photophone 100 GEEMARC par FRAFITO

Téléphone filaire grosses touches, amplifié, compatible appareil auditif, 8 mémoires photo personnalisables, mains-libres, indicateur de sonnerie, montage mural.

Réf : GEE003 55,90€



6

Serenities GEEMARC par FRAFITO

Téléphone multifonctions avec signal lumineux, bracelet d'appel d'urgence sans fil waterproof (5 numéros). Clavier à larges touches, large écran LCD, fonction mains-libres, répertoire de 30 numéros, écoute amplifiée réglable. Compatible avec les appareils auditifs. Fonction « guidage vocal ».

Réf : GEE004 112,00€

Confort et Aides techniques



**1 Réveil parlant
HOLTEX**

Affichage rétro éclairé de l'heure et de la date, énonciation de la température et de l'heure toutes les heures ou en appuyant sur la touche principale. Réglage facilité par l'annonce de l'heure et des minutes. Fonction alarme, 3 sonneries au choix. Fonctionne avec 2 piles AA (non fournies).

Réf : HISREV04

19,90€

**2 Montre parlante
HOLTEX**

Montre unisexe parlante avec élégant bracelet en cuir noir et cadran en acier brossé. Affichage analogique et digital, aide au réglage par annonce vocale, affichage digital du calendrier.

Réf : HISREV22

38,00€

**3 Poignée Handybar
HOLTEX**

Poignée universelle pour voiture, format compact et ergonomique pour une excellente prise en main dans toutes les situations. Fonction coupe-ceinture et brise-vitre.

Réf : HISPOIG03

36,90€

HOLTEX +

**PERFORMANCE
HEALTH**

Anciennement Patterson Medical



**4 Siège releveur à vérin
souple
HOLTEX**

Siège releveur à mécanisme hydropneumatique qui accompagne en douceur la personne se relevant. Coussin confortable à mousse dense. Poignée intégrée facilitant le transport.

Réf : HISCOUS02

109,00€

**5 Enfile-bas Donner
Homecraft
PERFORMANCE HEALTH**

Solide et compact, il vous permet d'enfiler vos bas de contention sans effort. Rotation à 90° de ses poignées coulissantes. Revêtement époxy blanc doux au toucher, qui réduit les risques de déchirure du bas.

Réf : AA4653

27,00€

**6 Pince de préhension Nicky
VERMEIREN**

Assistance quotidienne pour ramasser et attraper des objets sans se baisser. Bout équipé d'un aimant, d'une protection en mousse et d'une vis crochet. Plusieurs coloris disponibles.

Réf : 8001771

14,90€



1 Ouvre-bocal ou boîte One Touch HOLTEX

D'une simple touche, ouvrez tous vos bocaux et vos boîtes, même les plus récalcitrants sans aucun effort et en toute sécurité. Fonctionne avec 2 piles LR6 (non fournies).

- Ⓐ L'ouvre-bocal.
Réf : HISOUVR01 28,90€
- Ⓑ L'ouvre-boîte.
Réf : HISONET08 28,90€



2 Ouvre-bocal ou bouteille Dycem PERFORMANCE HEALTH

Antidérapant pour un parfait maintien du bocal et bonne prise en main. Laver régulièrement à l'eau savonneuse ou nettoyer à l'aide d'un tissu propre et humide.

- Ⓐ L'ouvre-bocal.
Réf : AA5004 7,20€
- Ⓑ L'ouvre-bouteille.
Réf : AA5005 6,90€



3 Couverts Queens PERFORMANCE HEALTH

Le jeu de 4 couverts ivoire en acier inoxydable avec manche compensé en plastique ABS cylindrique pour personnes à préhension limitée. Poids 45 g. Disponibles à l'unité.

Réf : AA5517Y 21,90€

HOLTEX +

COMED

PERFORMANCE HEALTH

Anciennement Patterson Medical



4 Pilulier électronique 7 jours HOLTEX

Affichage digital de l'heure, 5 alarmes programmables (sonnerie pendant 60s), fonction compte à rebours. Chacun des 7 compartiments comprend 4 subdivisions pour les prises quotidiennes. Fonctionne avec 2 piles bouton LR44 (fournies).

Réf : HISPILU03 17,50€



5 Coupeur/broyeur de comprimés COMED

- Ⓐ Broyeur de comprimés avec réservoir.
Réf : 16 200 50 5,90€
- Ⓑ Coupeur de comprimés.
Réf : 16 200 55 5,90€
- Ⓒ 3 en 1 : coupeur, broyeur et pilulier.
Réf : 16 200 59 6,90€



6 Set et rouleau Dycem PERFORMANCE HEALTH

Matériau antidérapant très fin et polyvalent : empêche assiettes et verres de déraiper sur la table, sécurise les appuis ou les différents ustensiles sur les meubles. En rouleau, il se découpe en fonction des utilisations. Plusieurs dimensions et coloris au choix.

- Ⓐ Le set dim. 25 x 18 cm.
Réf : AA6814 à partir de 15,35€
- Ⓑ Le rouleau dim. 2 m x 20 cm x 6 mm.
Réf : AA6830A à partir de 31,00€



1 Vaisselle copolyester SAINT-ROMAIN

- A** L'assiette bleue antidérapante Ø 23,5 cm. Coloris bleu, cassis, orange ou blanc.
Réf : 020123 16,00€
- B** Le verre bleu 20 cl dim. Ø 69 x H 80 mm. Emboîtable avec surface grainée anti-rayures. Coloris bleu, jaune, vert, transparent, cassis ou orange.
Réf : 020523 3,00€
- C** Le bol bleu 45 cl, dim. Ø 123 x H 60 mm sans couvercle. Egalement disponible avec couvercle. Coloris bleu, jaune, vert, blanc, cassis ou orange.
Réf : 020153 à partir de 6,20€



2 Verre à découpe nasal SAINT-ROMAIN

Le verre 16 cl sans bisphénol A, sans phtalate.
Dim. Ø 72 x H 100 mm.
Coloris bleu ou vert.
Réf : 020530 3,90€
Verre bleu.



3 Verre à boire COMED

Le verre en polypropène avec couvercle amovible et bec.
Capacité : 250 ml, gradué par 25 ml.
Autoclave, décontaminable en lave-bassin.
Ne passe pas au micro-ondes.
Réf : 16 200 10 2,90€



4 Pichets copolyester SAINT-ROMAIN

Surface grainée anti-rayures, bec serveur anti-gouttes. Coloris jaune, bleu, vert, transparent, cassis ou orange. Existe avec ou sans couvercle.
A La carafe bleue sans couvercle 0,5 litre.
Réf : 020353 à partir de 13,00€
B Le pichet vert avec couvercle 1,5 litre.
Réf : 020306 à partir de 20,50€



5 Couverts SAINT-ROMAIN

Aide au maintien amovible pour les personnes ne pouvant serrer. Réglable en 3 dimensions. Embout souple, compatible lave-vaisselle. La cuillère ou la fourchette. Coloris orange, cassis ou anis.
Réf : 004202 23,00€
Fourchette orange.



6 Couteau SAINT-ROMAIN

Le couteau en copolyester. Qualité de coupe, design, ergonomie, légèreté, hygiène. Passe au lave-vaisselle. L 21 cm, poids 14 g. Coloris cassis, bleu, vert, orange ou noir.
Réf : 004221 2,10€
Couteau cassis.



7 Support antidérapant SAINT-ROMAIN

Assure la stabilité lors de la consommation. Évite le glissement et le renversement des pots ou verres. Coloris cassis, orange, bleu ou blanc.
Réf : 004100 7,70€
Support bleu.



1
Eponge à long manche
PERFORMANCE HEALTH

Manche très flexible : elle se courbe manuellement, se redresse facilement et permet d'atteindre les parties du corps difficiles d'accès (dos, pieds...). Longueur 61 cm.

Réf : AA1831CY 6,50€



2
Tapis bain/douche Everyday
PERFORMANCE HEALTH

Texture nattée qui réduit le risque de glissade, matériau caoutchouc de grande qualité, nombreuses ventouses sur l'envers. Plusieurs dimensions disponibles.

Réf : AA1802AY à partir de 10,80€
Le tapis 57 x 35 cm.



3
Bande et gant en flanelle
PERFORMANCE HEALTH

Bande en flanelle de coton avec poignées en plastique transparent (forme en D) : une face en coton pour laver le corps, et l'autre en mousse rugueuse pour tonifier la peau. Gant inclus. Dim. 80 x 10 x 94 cm.

Réf : AA1856 18,50€

PERFORMANCE HEALTH

Anciennement Patterson Medical

Pharmaouest
PREVENTIX

HOLTEX +

Confort et Aides techniques



4
Bac à shampooing souple Homecraft
PERFORMANCE HEALTH

Idéal pour les utilisations au lit, ce bac souple en PVC robuste soutient confortablement la tête et le cou. Découpe nuque 13 cm. Dim. 66 x 61 x 15 cm.

Réf : AA1873 26,00€



5
Bac à shampooing Capiluve® évolution
PHARMAOUEST

Idéal pour un shampooing agréable et confortable au lit. Réservoir d'eau usée qui limite les déplacements et les risques de renversement. Appui ergonomique au niveau des épaules, de la nuque et de l'occiput. Dim. 45 x 48 x 16 cm.

Réf : 09.6031 71,00€



6
Bidet gain de place
HOLTEX

Se pose tout simplement sur tous les types de toilettes habituels. Equipé d'un porte-savon.

Réf : HWBIDE01 12,50€

Barres d'appui



1 Barre d'appui à ventouses 30 cm DUPONT MEDICAL

Cette barre permet de sécuriser en quelques secondes et sans outil une baignoire, une douche ou un cabinet de toilettes sans avoir à percer des trous disgracieux dans une faïence murale. Ventouses épaisses avec 2 leviers latéraux et témoin de verrouillage.

Réf : SA7323600

15,00€



4 Barres de maintien INVACARE

Invacare Aqua : gamme complète de 7 barres de maintien à fixer au mur. Ergonomiques, elles garantissent une préhension facilitée et sécurisée en particulier pour les transferts dans une baignoire, une douche ou sur les toilettes. Allie esthétique et fonctionnalité.

Ⓐ La barre Aqua L 70 X 40 cm.	81,90€
Réf : H146	
Ⓑ La barre Aqua coudée 40 cm.	59,90€
Réf : H145	
Ⓒ La barre Aqua 25 cm.	29,90€
Réf : 1525875	
Ⓓ La barre Aqua 40 cm.	33,00€
Réf : 1525876	
Ⓔ La barre Aqua 50 cm.	38,50€
Réf : 1525877	
Ⓕ La barre Aqua 60 cm.	59,90€
Réf : H143	
Ⓖ La barre Aqua 80 cm.	66,00€
Réf : H144	



2 Barres d'appui HMS-VILGO

Barres d'appui. Tube acier Ø 2,5 cm, époxy ou chromé. Droites ou coudées. Epoxy couleur.

Ⓐ La barre 55 x 55 cm (coudée).	34,30€
Réf : B10	
Ⓑ La barre 73 cm.	24,80€
Réf : B3	
Ⓒ La barre 58 cm.	22,80€
Réf : B2	
Ⓓ La barre 43 cm.	20,80€
Réf : B1	




Yes, you can.®



5 Barres relevables Revato INVACARE

Barres relevables en acier rilsané.

Ⓐ La barre 50 cm.	129,90€
Réf : R7762/50W	
Ⓑ La barre 60 cm.	135,00€
Réf : R7762/60W	
Ⓒ La barre 80 cm.	139,90€
Réf : R7762/80W	
Ⓓ La barre 90 cm.	145,00€
Réf : R7762/90W	
Ⓔ La barre 100 cm.	199,00€
Réf : R7762/100W	
Ⓕ Console de fixation en acier rilsané pour fixer les barres relevables R7762 et R7772.	107,00€
Réf : R7763	



3 Barre de maintien relevable Basica INVACARE

Barre relevable en acier avec support papier toilette.

Réf : H330/1

51,00€



1

Elévateur Bellavita DUPONT MEDICAL

Le siège élévateur vous descend dans votre bain et vous remonte doucement.
Son assise, munie d'une découpe anatomique sur le devant, facilite l'hygiène intime.
Hauteur d'assise de 6 à 48 cm. Inclinaison du dossier jusqu'à 50°.
Appareil démontable ultra-léger facile à transporter et à ranger (9,3 kg).
Fonction sécurité : l'élévateur ne descend pas si la batterie de la télécommande n'est pas suffisamment rechargée.
Chargement complet de la batterie en 4 heures.
Poids patient max. : 140 kg.

- Ⓐ L'élévateur bleu.
Réf : SA2330510 455,00€
- Ⓑ L'élévateur blanc.
Réf : SA2330520 455,00€
- Ⓒ L'assise de transfert avec disque VITATURN.
Réf : SA2330511 69,50€
- Ⓓ L'appui-tête bleu.
Réf : SA2330513 119,90€
- Ⓔ L'appui tête blanc.
Réf : SA2330514 119,90€

2

Elévateur AQUATEC Orca INVACARE

Elévateur de bain avec assise, dossier et embase en polypropylène (revêtement bleu ou blanc).
Dossier inclinable jusqu'à 40°.
Trous d'écoulement de l'eau dans l'assise.
Démontable en deux parties.
Fonctionne avec batterie en lithium-ion, intégrée dans la télécommande.
Télécommande flottante étanche et ergonomique avec câble spirale.
Embase dessinée de manière à garder le plus d'espace possible dans la baignoire.

- Ⓐ L'élévateur bleu.
Réf : 1573875 539,00€
- Ⓑ L'élévateur blanc.
Réf : 1573864 539,00€
- Ⓒ L'appui-tête blanc.
Réf : 15461 62,00€
- Ⓓ L'appui-tête bleu.
Réf : 15462 62,00€
- Ⓔ La ceinture de maintien poitrine/bassin.
Réf : 1528702 53,00€



Yes, you can.

3

Elévateur AQUATEC Major INVACARE

Elévateur de bain fabriqué sur-mesure avec revêtement bleu ou blanc.
Fonctionnement par pression d'eau.
Permet de prendre son bain en position assise ou allongée.
Adaptable au poids de l'utilisateur : 20 - 70 kg, 50 - 130 kg ou 100 - 150 kg.
Croisillons en inox, plan en polyamide et fibre de verre.
Large gamme d'accessoires pour une adaptation complète aux besoins de l'utilisateur.

Réf : 6.66.670 3.290,00€



Sièges de bain

**PERFORMANCE
HEALTH**

Anciennement Patterson Medical

PharmaTechnics



1
**Siège suspendu léger
PERFORMANCE HEALTH**

Très léger, avec embouts antidérapants aux extrémités qui protègent les rebords de la baignoire et stabilisent le siège, il surélève la position assise dans la baignoire et facilite l'entrée / la sortie du bain. Souvent utilisé en complément d'une planche de bain, d'une barre d'appui ou d'un tapis antidérapant.
Capacité de charge : 90 kg.

Réf : 091170737

49,50€



2
**Siège suspendu avec
dossier Days
PERFORMANCE HEALTH**

Surélève la position assise dans la baignoire et facilite l'entrée / la sortie du bain. Souvent utilisé en complément d'une planche de bain, d'une barre d'appui ou d'un tapis antidérapant. Avec dossier, cadre ajustable en largeur et découpe frontale.
Capacité de charge : 130 kg.

Réf : 091356062

71,00€



3
**Siège Profilo
PHARMAQUEST**

Siège ergonomique avec finition antiglisse. Se fixe à 3 hauteurs différentes. Réglable en largeur, il s'ajuste en fonction de la taille de la baignoire.
Dim. 65/72 x 41 x 22/37 cm.
Poids patient max. : 110 kg.

A Sans dossier.

Réf : SN10SDB02

79,00€

B Avec dossier.

Réf : SN10SDR02

96,00€

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical

HERDEGEN PARIS
2 ans



4
**Siège Spidra
HMS-VILGO**

Siège pivotant de baignoire à large coque enveloppante, accoudoirs relevables. Coloris bleu pastel. Tube époxy.

A Sans translation en bord de baignoire.

Réf : SPIDRA 600

133,50€

B Avec translation en bord de baignoire.

Réf : SPIDRA 800

275,00€



5
**Siège pivotant Atlantis II
HERDEGEN**

Installation facile sur les bords de la baignoire, utilisation très sécurisée par système stabilisateur et manette de blocage (de 90° en 90°).

Réf : 540210

146,90€



6
**Siège pivotant Easy Swing
HERDEGEN**

Assise, accoudoirs et dossier en PU (polyuréthane) particulièrement confortables. Compatible avec baignoires jusqu'à 75 cm de largeur extérieure et pivote à 360°. Possibilité de bloquer la rotation. Accoudoirs escamotables pour un transfert simplifié de l'utilisateur.
Capacité de charge : 100 kg.

Réf : 540286

175,90€

Confort et Aides techniques

Planches et marches de bain



Yes, you can.



1 Planche Marina INVACARE

Ergonomique, grande stabilité grâce aux 4 patins de fixation qui s'adaptent sur toutes les baignoires.
Antidérapant avec des perforations pour faciliter l'écoulement de l'eau.
Capacité de charge : 150 kg.
Disponible en version XL : 200 kg.

Réf : 1541330

29,90€

2 Planche Vera VERMEIREN

Planche de transfert avec plateau rotatif.
Dim. l 350 x L 775 x H 175 mm.
Capacité de charge : 130 kg.

Réf : 8002268

59,80€

3 Planche Benny DUPONT MEDICAL

Planche de bain en plastique moulé et perforé, munie d'un porte-savon.
Pattes de fixation réglables.
Découpe et poignée ergonomiques.

Ⓐ Modèle standard : L 69 cm, capacité de charge 150 kg.

Réf : 550100100

29,90€

Ⓑ Modèle XL : L 74,5 cm, capacité de charge 210 kg.

Réf : 550100400

39,90€



4 Marche de baignoire Sky DUPONT MEDICAL

Légère et sécurisante, design et solide.
Revêtement antidérapant.
Possibilité d'emboîter plusieurs Sky l'une sur l'autre en toute sécurité : + 5 cm de hauteur à chaque marche.
Capacité de charge : 140 kg.
Dim. 40 x 35 x 10 cm.

Réf : SA7323300

32,50€

5 Marchepieds réglable Blue seat HERDEGEN

Réglable en hauteur, utilisable comme marchepied ou tabouret de douche.
Coussin souple et antidérapant, structure en aluminium résistante à l'eau.
Capacité de charge : 100 kg.
Dim. L 36 x l 28 x H 26 à 32 cm.

Réf : 528000

41,50€

Tabourets de douche

HOLTEX + 1 an



1 Tabouret réducteur de baignoire HOLTEX

Sécurité et confort dans la baignoire ou sous la douche !
Quatre ventouses de fixation.
Capacité de charge : 150 kg.
Dim. 40,5 x 31 x 21 cm.

Réf : HWTABO01 29,90€

HERDEGEN



2 Tabouret Blue Seat HERDEGEN

Réglable en hauteur avec ventouses incurvées pour une stabilité parfaite. Garniture souple antidérapante pour apporter sécurité et confort dans la douche, devant le lavabo et dans le bain. Existe en assise fixe ou rotative.

A Le tabouret fixe H 35,5-51,5 cm.
Capacité de charge : 100 kg.

Réf : 528020 à partir de 38,00€

B Le tabouret rotatif H 42,5-52,5 cm.
Capacité de charge : 110 kg.

Réf : 528025 à partir de 52,00€



3 Tabouret de douche VERMEIREN

Tabouret de douche en aluminium.
Capacité de charge : 150 kg.

A Modèle Jinny.

Réf : 8001766 39,90€

B Modèle Jill sans dossier.

Réf : 8001765 53,50€

C Modèle Lilly avec dossier.

Réf : 8001767 64,20€



4 Tabouret à assise tournante Tahaa DUPONT MEDICAL

Assise confort rotative sur 360°, blocage tous les 90°.
Coussin polyuréthane de 2 cm d'épaisseur, complètement amovible pour le nettoyage.
Dim. 38 x 38 cm.
Hauteur sol/assise : 41 à 58 cm.
Capacité de charge : 135 kg.

Réf : SA2112600 59,90€

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical



5 Siège Hysea 300 HMS-VILGO

Siège de douche avec accoudoirs. Coque composite et confortable. Tube acier et finition époxy : 16 coloris au choix.

Réf : HYSEA 300 B 62,90€
Coloris bleu pastel.

PERFORMANCE HEALTH

Anciennement Patterson Medical



6 Siège de douche mural rabattable Tooting Homecraft PERFORMANCE HEALTH

Ce siège dispose d'une assise en plastique à lattes, d'un cadre solide et de pieds ajustables (2 hauteurs) avec embouts antidérapants. Poids max. 159 kg.
Dim. L 43,5 x l 29,5 x H 48,5-59 cm.

Réf : AA1690 119,90€

Chaises de douche

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical



1
Chaise I-Fit
INVACARE

Chaise de douche en plastique traité. Larges pieds pour une grande stabilité, montage sans outil, dossier amovible. Assise réglable en hauteur de 38 à 55 cm en continu, grainée, large et profonde.

Réf : 9781E

69,90€

2
Fauteuil Madrigal
HMS-VILGO

Fauteuil en polypropylène injecté beige, livré complet avec seau et coussin de renfort antiglisse.

. Réf : 10001

102,62€

3
Chaise 4 en 1
HERDEGEN

Cadre en aluminium pliable, assise réglable en hauteur de 45 à 60 cm. Multifonctionnelle : chaise percée, rehausse WC, chaise de douche et cadre de WC.

Capacité de charge : 120 kg.

. Réf : 380004

102,62€



Yes, you can.



4
Chaise Pico Commode
INVACARE

Chaise percée modulaire et évolutive. Réglable en hauteur avec une conception 3 en 1 permettant de l'utiliser dans les toilettes, la chambre ou la douche. Réglage du sens de l'escamotage du seau.

. Réf : 1525887

102,62€

5
Chaise Mahina mobile
douche/toilettes
DUPONT MEDICAL

Légère et démontable aisément. Confortable : siège rembourré, dossier en toile H 46 cm et incliné vers l'arrière. 4 roues plastiques pivotantes Ø 75 mm et 1 40 mm, 2 roues arrière avec freins. Livrée avec seau et couvercle, amovible par l'arrière. Poids patient max. : 136 kg.

. Réf : SA2112700

120,90€

6
Chaise roulettes Obana
HERDEGEN

Assise ergonomique souple et amovible percée pour un usage « garde-robe ». Maniable, léger, 2 roues à frein. Le tissu du dossier se relève afin de faciliter l'accès au dos du patient. Capacité de charge : 110 kg.

. Réf : 540381

121,00€

Chaises de douche

France Rehab

etac®

Creating Possibilities



1

Chaise de douche Etac SWIFT FRANCE REHAB

Equipée en standard du dossier et des accoudoirs.
Légère et modulable en tabouret. Réglable en hauteur de 42 à 57 cm sur 7 positions (possibilité de créer un plan incliné). Stabilité assurée par des embouts souples, surface anti-glissement, en polypropylène et aluminium anti-corrosion. Découpe du siège positionnable à l'avant ou à l'arrière. Capacité de charge : 130 kg.
Options : tabouret seul, accoudoirs, porte-savon, coussins d'assise, coussins de dossier.
Coloris vert, gris ou bleu.

Réf : 81701030

155,00€

Verte avec accoudoirs.

2

Chaise 3 en 1 Etac SWIFT Commode FRANCE REHAB

Chaise 3 en 1 : chaise de douche, garde-robe et surélévateur de toilettes. Réglable en hauteur de 42 à 57 cm sur 7 positions (possibilité de créer un plan incliné). Bassin intégré muni d'un couvercle à verrouillage automatique. Stabilité assurée par des embouts souples, anti-glissement. En polypropylène et aluminium anticorrosion. Coussins amovibles, utilisables sous la douche.
Existe également sans coussin.
Capacité de charge : 130 kg.
Accessoires : porte savon/papier toilettes.

. Réf : 81702030

159,00€

Avec coussins, bassin et couvercle.

3

Chaise de douche et de toilettes Etac Clean FRANCE REHAB

Toilette et transfert salle de bain/WC sécurisé et facilité. Accoudoirs amovibles, repose-pieds réglables et rabattables sous le siège, roulettes avec freins. Ouverture à l'arrière adaptable sur tous types de WC. Capacité de charge : 130 kg.
Options : bassin, coussins, barre de maintien...

Existe en : gris ou vert, H 49/55/60 cm, grandes ou petites roues, 2 ou 4 freins.

. Réf : 80229214

505,00€

Vert lagon, 55 cm, petites roues, 2 freins.

HMS - VILGO

fabricants de matériel médical



4

Fauteuil Nouméa HMS-VILGO

Fauteuil sur roulettes à hauteur fixe. Accoudoirs escamotables, assise percée en polyuréthane noir clipsable, dossier toile Terraflex.
Finition époxy avec 16 coloris au choix.

. Réf : NOUMEA 80

312,00€



Yes, you can.



5

Chaise à pousser Lima INVACARE

Châssis pliant par croisillon afin de gagner un maximum de place.
La conception en aluminium et visserie inox est un gage de légèreté et écarte tout risque de corrosion.
Assise avec découpe anatomique permettant de positionner la découpe vers l'avant, vers l'arrière, vers la droite ou la gauche.

. Réf : 1525732

451,00€

6

Fauteuil de douche à grandes roues INVACARE

Cascade est un fauteuil douche-toilette à propulser en acier époxy équipé de grandes roues arrière de 22" bandage avec mains courantes. Accoudoirs relevables et réglables en hauteur, assise percée et dossier anatomiques rembourrés, repose-pieds relevable.

. Réf : H253

499,00€

Confort et Aides techniques

Surélévateurs wc



1 Surélévateur Clipper II et III HERDEGEN

Fixé par 4 clips réglables, se pose directement sur les WC pour une surélévation de 11 cm. Polypropylène haute densité anti-corrosion et totalement étanche. Certifié et testé GS Tüv à 185 kg.

- Ⓐ Le Clipper II : le surélévateur seul.
Réf : 500410 26,00€
- Ⓑ Le Clipper III : le surélévateur avec abattant en polyglass.
Réf : 500411 33,90€

2 Surélévateur Clipper I HERDEGEN

Se pose directement sur les WC pour une surélévation de 11 cm. Polypropylène haute densité anti-corrosion, patins anti-rayures et antidérapants. Certifié et testé GS Tüv à 185 kg.

- Ⓐ Le Clipper I : le surélévateur seul.
Réf : 500400 20,90€

3 Surélévateur Contact plus HERDEGEN

Assise PVC confortable en mousse injectée et totalement étanche, s'emboîte facilement sur tous les WC grâce aux doubles lèvres de maintien pour une surélévation de 11 cm. Certifié et testé GS Tüv à 185 kg.

- Ⓐ Le Contact plus sans couvercle.
Réf : 500200 34,90€
- Ⓑ Le Contact plus avec couvercle.
Réf : 500300 49,90€



4 Surélévateur Réhosoft PHARMAOUEST

Idéal pour les personnes opérées des hanches et les personnes âgées. Mousse injectée, parfaitement étanche. Certifié et testé, hauteur 11,5 cm. Capacité de charge : 120 kg.

- Ⓐ Le surélévateur sans couvercle.
Réf : 09/7300 34,90€
- Ⓑ Le surélévateur avec couvercle.
Réf : 09/7301 47,00€

5 Surélévateur Rehotec PHARMAOUEST

Une référence en terme de :
- sécurité : deux pattes de fixation s'adaptent à la cuvette.
- facilité d'installation : installez et serrez les pattes grâce aux deux molettes.
- largeur de gamme : 7, 10, 13 et 15 cm avec ou sans couvercle.
Confortable, ergonomique, fonctionnel et conception hygiénique du produit.

- Ⓐ Le surélévateur sans couvercle 10 cm.
Réf : 9/7210 à partir de 19,00€
- Ⓑ Le surélévateur avec couvercle 10 cm.
Réf : 9/7210C à partir de 26,50€

6 Surélévateur WC Etac Cloo FRANCE REHAB

Surélévateur de toilettes à hauteur réglable : 6, 10 ou 14 cm avec rehausse supplémentaires. Possibilité de créer un plan incliné pour faciliter l'assise et le lever. La lunette est relevable et s'installe sans outil. Possibilité de fixer 1 seul accoudoir, hauteur 21 cm. Capacité de charge : 150 kg.


- Ⓐ Le surélévateur sans accoudoirs.
Réf : 80301204 139,00€
- Ⓑ Le surélévateur avec accoudoirs pour plus de stabilité.
Réf : 80301214 162,00€

Hygiène

Professionnels & Collectivités



Incontinence Ontex	238 à 239
Incontinence Tena	240 à 241
Incontinence Abena	242
Hygiène et soins	243 à 245
Hygiène Pharmaouest	246
Protections literie	247
Incontinence et sondage urinaire	248 à 249
Plastiques	250 à 251
Fauteuils garde-robe	252



1
iD Expert Slip
ONTEX

Fuites modérées à fortes.
Changes complets pour personnes semi-autonomes et/ou alitées.
Absorptions : Plus (4 tailles), Extra Plus (2 tailles), Super (5 tailles), Maxi (3 tailles).

Réf : 5630075140
Le paquet de 14 absorption Super, taille XS.

2
iD Pants / iD Pants active
ONTEX



Fuites modérées à importantes.
Sous-vêtements absorbants pour personnes mobiles et autonomes.
Absorptions iD Pants : Normal (3 tailles), Plus (5 tailles), Super (2 tailles) et Maxi (2 tailles).
Absorptions iD Pants Active : Normal (2 tailles).

Réf : 5511255140
Le paquet de 14 Normal Active absorption Normal, taille M.

3
iD Expert Belt
ONTEX

Fuites modérées à fortes.
Changes à ceinture pour personnes autonomes à alitées.
Absorptions : Plus, Super, Maxi. Tailles S, M, L et XL.

Réf : 5700260140
Le paquet de 14 absorption Plus, taille M.



4
iD Expert Form
ONTEX

Fuites modérées à fortes.
Protections anatomiques pour personnes autonomes à alitées.
Absorptions : Normal, Plus, Extra, Extra Plus, Super, Maxi.

Réf : 5310260210
Le paquet de 21 absorption Plus.

5
iD Light
ONTEX

Protections spécifiquement adaptées aux fuites urinaires légères chez la femme.
En emballages individuels (sauf Ultra mini).
Absorptions : Ultra Mini, Mini, Mini Plus, Normal, Extra, Maxi, Super.

Réf : 5171040101
Le paquet de 10 absorption Extra.

6
iD For Men
ONTEX

Protections spécifiquement adaptées aux fuites urinaires légères chez l'homme.
Absorptions : level 1+, 2 et 3.

Réf : 5231050140
Le paquet de 14 level 3.



1
iD Expert FIX
ONTEX

Slips de maintien à utiliser avec les protections iD Expert Form et iD Light.
Disponible en 2 modèles : Comfort (6 tailles) et Ultra (4 tailles).

Réf : 5410100050
Le paquet de 5 Comfort, taille S.



2
iD Expert Protect
ONTEX

Protections de literie et fauteuil.
Absorptions : Plus (3 tailles), Super (5 tailles).

Réf : 5800460300
Le paquet de 30 absorption Plus, dim. 40 x 60 cm.



3
Lingettes iD care
ONTEX

Formule à la camomille.
Réf : 859006401
Les 63 lingettes dim. 20 X 29 cm.

4
Gants non-tissé CARE
ONTEX

A usage unique.
Existe en : 40 g écailles bleue, 48 g blanc en taille unique et 75 g molletonné en tailles 7/8 et 8/9.

Réf : 85350
Les 100 gants 48 g blancs.

5
Bavoires adultes à poche CARE
ONTEX

Bavoires 3 plis pourvus d'attaches renforcées et d'une poche de grande dimension.
Existe en 38 x 50 cm et 38 x 70 cm.

Réf : 852300
Les 100 bavoires dim. 38 x 50 cm.

Incontinence légère à modérée TENA



1

TENA Lady TENA

Les serviettes spécifiques pour fuites urinaires légères à modérées.
Existe en différentes absorptions : Ultra Mini, Discreet Mini, Normal, Extra, Extra Plus, Super, Maxi, Maxi Night.

Réf : 761130

Le paquet de 28 Ultra Mini.



2

TENA Men TENA

Les protections spécifiques pour fuites urinaires légères à fortes parfaitement adaptées à l'anatomie masculine.
Existe en niveaux 1, 2, 3 (forme coquille) et 4 (sous-vêtement absorbant impression rayures).

A Le paquet de 24 Niveau 1.

Réf : 750652

B Le paquet de 12 Niveau 4.
Disponible également en taille L.

Réf : 798308



3

TENA Lady Silhouette TENA

La discrétion d'un sous-vêtement, double sécurité anti-fuites : barrières et ouvertures de cuisses élastifiées.
Confort maximal. Douceur coton.
Lady Silhouette Normal et Nuit existent en 2 tailles (M, L).

A Normal : le paquet de 12, taille M.

Réf : 795532

B Nuit : le paquet de 8, taille M.

Réf : 797508



4

TENA Pants TENA

Sous-vêtements absorbants jetables.
Double sécurité anti-fuites et confort maximal.
Existe en 4 tailles (S, M, L, XL) et 3 absorptions (Plus, Super, Maxi).

Réf : 792414

Le paquet de 14 Plus, taille S.

Incontinence modérée à lourde TENA



1 TENA Slip TENA

Changes complets avec adhésifs repositionnables pour incontinence modérée à forte. TENA Slip technologie ConfioAir™ : une protection respirante pour le confort de la peau. Existe en 5 tailles (XS, S, M, L, XL) et 3 absorptions (Plus, Super, Maxi).

Réf : 710430
Le paquet de 30 Plus, taille XS.



2 TENA Flex TENA

Changes complets ergonomiques avec ceinture non tissée et velcro. Technologie ConfioAir™ pour des produits 100% respirants. Existe en 4 tailles (S, M, L, XL) et 3 absorptions (Plus, Super, Maxi).

Réf : 723130
Le paquet de 30 Plus, taille S.



3 TENA Comfort TENA

Protections anatomiques avec godet anti-fuites qui épousent la forme du corps. Technologie ConfioAir™ pour des produits 100% respirants. S'utilisent avec des slips de maintien TENA Fix.

Existe en 5 absorptions : Normal, Plus, Extra, Super, Maxi.
Réf : 752742
Le paquet de 42 Normal.



4 TENA Fix TENA

Slips de maintien. Existe en 5 tailles S, M, L, XL, XXL. Disponible en sac de 5 et de 25.

Réf : 754028
Le paquet de 25 Premium, taille S.



5 Couches droites Maxi Traversable TENA

Super absorbantes. Le sachet de 40.

Réf : 753900



6 Alèses de protection TENA BED TENA

Emballées sous sachet plastique. Modèles disponibles :
- en 2 absorptions : Plus, Super.
- en 3 dimensions : 60 x 40 cm, 60 x 60 cm, 60 x 90 cm.
- en alèse bordable dim. 80 x 180 cm (sachet de 20).

Réf : 770118
Le paquet de 40 Plus, dim. 60 x 40 cm.

Hygiène

Incontinence ABENA



1

Abri-Flex ABENA

Gamme complète de culottes absorbantes. Disponible en 7 tailles et 4 niveaux d'absorption.

Réf : 41071
Le paquet de 14, taille S1.



2

Abri-Form ABENA

Gamme complète de changes complets. Disponible en 7 tailles et 5 niveaux d'absorption.

Réf : 43063
Le paquet de 14, taille M4.



3

Abri-San ABENA

Gamme complète de protections anatomiques. Disponible en 15 niveaux d'absorption.

Réf : 9382
Le paquet de 21, taille 8.



4

Abri-Man ABENA

Gamme complète de changes pour hommes. Disponible en 4 formes et 5 niveaux d'absorption.

Réf : 41006
Le paquet de 14, Formula 1.



5

Abri-Fix One ABENA

Slips de maintien en sachets individuels. Le paquet de 100, taille unique.

Réf : 4255



6

Abri-Soft ABENA

Gamme complète d'alèses. Disponible en 4 tailles et 4 niveaux d'absorption.

Réf : 4119
Le paquet de 25, dim. 60 x 60 cm.



7

Lingettes imprégnées ABENA

Gamme complète de lingettes imprégnées pour l'essuyage corporel de la personne. Disponible en plusieurs conditionnements.

Réf : 6595
Le paquet de 80 sans parfum, dim. 27 x 20 cm.



8

Gants de toilette ABENA

Gamme complète de gants de toilette en non-tissé pour l'essuyage corporel. Disponible en plusieurs qualités et matières.

A Les 50 gants dim. 15 x 23 cm, non plastifiés en non-tissé.

Réf : 491930

B Les 50 gants molletonné blancs, dim. 15 x 25,5 cm.

Réf : 491912

**MEDI
STOCK**



1
Gants de toilette à usage unique MEDISTOCK

Gant de toilette en tissu pour l'essuyage corporel des nouveau-nés, enfants et adultes.
Résistance et tenue à la stérilisation : à l'autoclave et à l'oxyde d'éthylène.
Le sachet de 50 unités.

Réf : 69GT80 3,50€



2
TENA Wet Wipe : Lingettes 3 en 1 TENA

Sachet distributeur de lingettes douces sans alcool, imprégnées pour nettoyer, hydrater et protéger la peau.
Le sachet de 48 lingettes.

Réf : 6479 4,90€



3
TENA Wash Glove : Gants jetables TENA

Gants de toilette à usage unique, souples et absorbants.

- Ⓐ La boîte de 50 soft & strong.
Réf : 740701 11,50€
- Ⓑ La boîte de 175 plastifiés.
Réf : 740500 17,90€
- Ⓒ La boîte de 200 non plastifiés.
Réf : 740400 19,90€



4
TENA Wet Wash Glove : Gants sans rinçage TENA

Gants de toilette pré-imprégnés d'une lotion nettoyante sans rinçage pour la toilette quotidienne du corps.
Le sachet de 8.

Réf : 1116 4,70€



5
TENA Shampoo Cap : Coiffe lavante sans rinçage TENA

Alternative confortable au shampoing classique. Un léger massage sur la tête et les cheveux sont propres et soignés. Sans rinçage. L'unité.

Réf : 1042 3,90€



6
TENA Cellduk : Serviettes jetables TENA

Serviettes en ouate de cellulose extra pure à forte absorption renforcée par des fils de nylon.
Existe en 25 x 26 et 25 x 33 cm.

Réf : 744000 à partir de 12,90€
Le paquet de 200 dim. 25 x 26 cm.



1 Gamme produits de soins sans parabène ABENA

A La pommade de 100 ml, idéale pour la protection des peaux irritées. L'allantoïne qu'elle contient offre un effet reposant à votre peau.

Réf : 6963

à partir de 5,10€

B Lotion de toilette de 500 ml. Douce pour la peau, elle est idéale lors des changes et supprime efficacement les sels de transpiration et les mauvaises odeurs corporelles sans utilisation d'eau.

Réf : 6657

à partir de 5,80€

2 Gamme d'essuyage corporel ABENA

Sachet refermable de 80 lingettes, imprégnées sans parfum. Disponible en plusieurs dimensions avec ou sans parfum.

Réf : 659804

à partir de 2,50€

3 TENA Shampoo & Shower : Toilette classique TENA

Un seul produit pour la toilette et le shampooing. Lave en douceur les peaux sensibles, parfum frais et léger.

Le flacon de 500 ml + pompe doseuse.

Réf : 1207

7,70€



4 TENA Wash Cream : Crème nettoyante TENA

Sans rinçage, action 3 en 1 : nettoie, hydrate, protège. Prévention du capital cutané. Peut être utilisé avec les TENA Wash Glove. Existe en tube de 250 ml, flacon pompe de 500 ml ou 1000 ml.

Réf : 4238

à partir de 4,50€

Le tube de 250 ml.

5 TENA Skin Lotion : Lotion hydratante TENA

Idéal pour hydrater et protéger les peaux sèches et sensibles. Le flacon pompe de 500 ml.

Réf : 1115-T

12,50€

6 TENA Barrier Cream : Crème protectrice TENA

Crème idéale pour prévenir les risques cutanés des personnes incontinentes. Constitue une barrière hydrofuge et neutralise les odeurs. Le tube de 150 ml.

Réf : 6504

8,50€

7 TENA Zinc Cream : Crème réparatrice TENA

Aide rapidement à soigner les irritations de la peau et les rougeurs. Le tube de 100 ml.

Réf : 4296

9,50€



1
Cold Cream
GILBERT HEALTHCARE

Soin nourrissant et protecteur des peaux sèches, déshydratées ou sensibles. Propriétés apaisantes, nourrissantes et protectrices.

Réf : 612676 2,90€
Le tube de 50 mL.



2
Savon liquide stérile hypoallergénique*
GILBERT HEALTHCARE

Toilette et soins infirmiers des peaux sensibles :

- Spécialement adapté aux soins de la peau et des muqueuses,
- Toilette en isolement, toilette des stomies au savon doux, déterision préopératoire au savon doux, hygiène corporelle.

* Formulé pour minimiser les risques d'allergies.

Réf : 613700 23,50€
La boîte de 60 x 10 mL.



3
Savon doux haute fréquence
GILBERT HEALTHCARE

Lavage des mains du personnel soignant et toilette quotidienne des patients en milieu hospitalier.

- Base lavante d'origine végétale : nettoie en douceur et laisse la peau douce.
- Riche en glycérine : maintient l'hydratation* et ne dessèche pas la peau.
- Recommandé pour les peaux sensibles et une utilisation fréquente.
- Formule hypoallergénique** testée sous contrôle dermatologique.

* Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.
** Formulé pour minimiser les risques d'allergies.

A Le flacon de 500 ml. 9,80€
Réf : 613707
B Le flacon de 1 litre. 16,50€
Réf : 613708



4
Huile de massage et de soin
GILBERT HEALTHCARE

Peut être utilisée pour des massages classiques mais également pour la surveillance des points d'appui lors de la réalisation des soins d'effleurage. Aspect incolore facilitant la recherche des rougeurs.

Réf : 612718 3,40€
Le flacon spray de 50 ml.



5
Gel rafraîchissant glyciné
GILBERT HEALTHCARE

Procure un effet froid immédiat qui apaise les sensations de pesanteur. Apporte une sensation de légèreté aux jambes. Pénètre rapidement et laisse la peau douce et non collante.

Réf : 613704 11,50€
Le flacon de 500 ml.



6
Vaseline
GILBERT HEALTHCARE

Protège et adoucit les couches supérieures de l'épiderme. Aide à prévenir l'apparition des rougeurs.

A Le tube de 50 ml. 2,40€
Réf : 612679
B Le tube de 100 ml. 2,70€
Réf : 612680



1 CareBag Gamme CLEANIS PHARMAOUEST

Combinaison unique d'un sac hermétique à fermeture facile et d'un tampon super absorbant GelMax® intégré. L'action gélifiante du tampon limite le renversement et emprisonne les odeurs.

- A** Le kit de voyage de 3 x 1 lingette + 1 sac vomitoire.
Réf : 34/3440 8,70€
- B** Les 20 urinaux masculins en cas de difficulté d'accès aux toilettes.
Réf : 34/3420 19,50€
- C** Les 20 protège seaux pour chaises percées.
Réf : 34/3410 19,20€
- D** Les 20 protège bassins de lit.
Réf : 34/3400 21,50€
- E** Les 20 sacs vomitoires pour les interventions d'urgence.
Réf : 34/3430 19,90€
- F** Les 20 protège WC & cuvette.
Réf : 34/3460 21,90€



2 GelMax PHARMAOUEST

A GelMax poudre absorbante.
Poudre super absorbante anti-odeurs : gélifie de 65 à 450 fois son poids. Se saupoudre directement dans la baignoire.
1 flacon = 400 g de poudre.

Réf : 34/3500 45,50€

B GelMax sachets : s'utilise pour la collecte de liquide dans de petits contenants par absorption et gélification. Sachets de 7 g.
La boîte de 20 sachets hydrosolubles.

Réf : 34/3520 24,90€

Pharmaouest PREVENTIX



3 Gants de toilette à usage unique Aqua PHARMAOUEST

Pour une toilette complète et un shampoing sans savon, sans rinçage, sans séchage, sans utilisation d'eau ni d'accessoire. Réchauffables au micro-ondes. Paquet de 12 gants.


- A** Gants Total Hygiène pour la toilette corporelle.
Réf : 34/3600 7,50€
- B** Gants Sensitive sans parfum pour la toilette corporelle.
Réf : 34/3660 9,50€
- C** Gants Shampoo pour le shampoing.
Réf : 34/3650 10,30€



4 Lotion sans rinçage Aqua PHARMAOUEST

Le flacon de 250 ml.

- A** La lotion Total Hygiène pour la toilette corporelle.
Réf : 34/3710 7,00€
- B** La lotion Total Sensitive sans parfum pour la toilette corporelle.
Réf : 34/3720 7,00€
- C** La lotion Shampoo pour le shampoing.
Réf : 34/3730 7,30€



1

Alèse de lit PHARMAOUEST

L'alèse grande capacité d'absorption (2 l/m²) : 3 épaisseurs de tissu pour maintien au sec. Réutilisable et imperméable, lavable en machine.

Également disponible : alèse de fauteuil 44 x 88 cm et alèse de siège 40 x 60 cm.

- Ⓐ Dim. 85 x 90 cm.
Réf : 25/20100 21,90€
- Ⓑ Dim. 85 x 90 cm, avec rabat.
Réf : 25/20105 27,90€
- Ⓒ Dim. 90 x 120 cm.
Réf : 25/20120 29,90€
- Ⓓ Dim. 90 x 120 cm, avec rabat.
Réf : 25/20125 37,90€



2

Alèse bouclette imperméable PHARMAOUEST

Alèse en tissu bouclette avec œillet à chaque coin.

- Ⓐ Dim. 70 x 90 cm.
Réf : 05/9810 19,90€
- Ⓑ Dim. 90 x 140 cm.
Réf : 05/9820 33,00€
- Ⓒ Dim. 140 x 200 cm.
Réf : 05/9830 65,00€



3

Drap housse Stop' Acar PHARMAOUEST

La housse traitement anti-bactérien 75% coton, 25% polyester.

- Ⓐ Dim. 90 x 190 cm.
Réf : 05/3649 55,00€
- Ⓑ Dim. 90 x 200 cm.
Réf : 05/3650 56,50€
- Ⓒ Dim. 120 x 200 cm.
Réf : 05/3644 65,00€
- Ⓓ Dim. 140 x 200 cm.
Réf : 05/3645 71,00€
- Ⓔ Dim. 160 x 200 cm.
Réf : 05/3646 79,00€
- Ⓕ Dim. 180 x 200 cm.
Réf : 05/3647 84,00€

Pharmaouest
PREVENTIX



4

Pack de literie PHARMAOUEST

Très confortable, ce pack est composé de 2 draps de dessous et 1 drap de dessus extensible pour lit de 90 cm.

- Ⓐ Coloris bleu.
Réf : 25/22000 35,90€
- Ⓑ Coloris blanc.
Réf : 25/22100 35,90€

5

Oreiller polyfibres imperméable PHARMAOUEST

L'oreiller rembourrage 100% polyester pour une sensation de douceur et un toucher agréable. Entretien simple grâce à son enveloppe imperméable. Dim. 60 x 60 cm.

- Ⓐ Dim. 60 x 60 cm.
Réf : 25/20700 30,50€



6

Oreiller cervical Pharma Form PHARMAOUEST

L'oreiller en mousse viscoélastique à mémoire de forme pour un sommeil réparateur. Anatomique, thermo sensible, anti-bactérien et anti-allergique. Livré avec sa housse Stop'Acac traitée Ultra fresh®.

- Ⓐ Adulte, dim. 30 x 50 cm.
Réf : 17/17100 42,90€
- Ⓑ Junior, dim. 22 x 35 cm.
Réf : 17/17120 54,90€



Hygiène



1 Urimed® Bag Plus B.BRAUN

Poches vidangeables de recueil des urines avec valve anti-reflux pour personnes incontinentes ou stomisées urinaires. Raccordable à un étui pénien, une poche d'urostomie ou une sonde vésicale. Voile velours côté peau pour les poches ambulatoires.

- A** Les 30 poches non stériles 500 ml.
. Réf : 28501R 69,83€
- B** Les 30 poches non stériles 800 ml.
. Réf : 28306R 69,83€
- C** Les 30 poches non stériles 1,5 L.
. Réf : 28150R 69,83€
- D** Les 30 poches non stériles 2 L.
. Réf : 28300R 62,70€
- E** Les 10 poches stériles 2 L + site de prélèvement sans aiguille.
. Réf : 28610R 20,90€



2 Urimed® Vision B.BRAUN

Etui pénien pour incontinence masculine moyenne à importante, temporaire ou définitive.

Hypoallergénique, 100% silicone : spécialement recommandé aux personnes sensibles aux allergies, notamment au latex. Auto-adhésif, collerette antitorsion. Ø 25 à 41 mm. Existe en Vision standard, Vision short pour verge courte ou rétractée et Vision Ultra pour une adhésion renforcée. La boîte de 30.

. Réf : IH25-IH35-IH45 Nous consulter.



3 Actreen® Mini Cath B.BRAUN

Sonde vésicale hydrophile stérile pré-lubrifiée pour sondage intermittent chez la femme. Prête à l'emploi, sans PVC, sans phtalate. Etui de transport inclus. Disponible en CH 10-12-14. La boîte de 30.

. Réf : 22801

Nous consulter.

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE



4 Actreen® Mini Set B.BRAUN

Set de sondage avec sonde vésicale hydrophile stérile pré-lubrifiée et poche de recueil intégrée pour sondage intermittent chez la femme. Prêt à l'emploi, sans PVC, sans phtalate. Etui de transport inclus. Disponible en CH 10-12-14. La boîte de 30.

. Réf : 23901

Nous consulter.



5 Actreen® Hi-Lite B.BRAUN

Sonde hydrophile stérile, pré-lubrifiée et prête à l'emploi avec système « no-touch ». Discrète grâce à sa pochette de transport. Une utilisation simple et rapide en toutes circonstances. Modèles : TIEMANN 41 cm (CH 10 à 16), NELATON 20 cm (CH 06 à 16) et NELATON 41 cm (CH 08 à 16).

. Réf : 2381-2382-2383

Nous consulter.



6 Actreen® Hi-Lite^{Set} B.BRAUN

Set stérile avec sonde vésicale hydrophile pré-lubrifiée et poche de recueil intégrée de 1 L. Prêt à l'emploi pour auto-sondage ou hétérosondage de la vessie ou néo-vessie, idéale pour les sondages au lit, au fauteuil lors d'hétérosondage. Modèles : TIEMANN 37 cm (CH 10 à 18), NELATON 37 cm (CH 10 à 18).

. Réf : 24211-24221

Nous consulter.



1
**Aquaflate glycerine
TELEFLEX**

Sonde de Foley 2 voies 100% silicone avec seringue pré-remplie d'eau stérile à 10% de glycérine.
Longueurs de sonde : 20, 30 et 40 cm.
Plusieurs charrières selon les modèles :
- CH 12 à 24 pour les modèles adultes avec un ballonnet de 10 à 15 ml.
- CH 6 à 10 pour les modèles pédiatriques avec un ballonnet de 1,5 à 5 ml.

. Réf : 178001 13,02€
La sonde 20 cm.



2
**Poches à urine à suspendre
TELEFLEX**

Non stériles, avec valve anti-retour et système de vidange T-Tap sécurisé.
Volume 2 litres. Longueur 90 cm.
Existe en boîte de 10 ou de 30.
Option : crochets de suspension.

. Réf : 850405 à partir de 20,90€
La boîte de 10.



3
**Liquick Base
TELEFLEX**

Sonde vésicale droite auto-lubrifiée avec revêtement hydrophile auto-activable. Extrémité profilée Ergothan. Sachet NaCl 0,9% inclus.
Longueurs disponibles : 20, 30 et 40 cm.
Charrière de 6 à 16 selon les modèles.

. Réf : 630106 à partir de 85,87€
La boîte de 30 - L 20 cm CH 6.

Teleflex®

ConvaTec



4
**Liquick Pure
TELEFLEX**

Sonde compacte vésicale droite auto-lubrifiée avec revêtement hydrophile auto-activable pour femme.
Extrémité profilée Ergothan. Sachet NaCl 0,9% inclus.
Longueur 15 cm.
Charrière de 8 à 14.
La boîte de 30.

. Réf : 851322 85,87€

2017
NOUVEAUTÉ



5
**Liquick X-treme
TELEFLEX**

Sonde vésicale droite hydrophile prête à l'emploi, munie d'une gaine de protection stérile pour un sondage sans contact.
Extrémité profilée Ergothan.
Longueurs disponibles : 20, 30 et 40 cm.
Charrière de 6 à 16.
La boîte de 30.

. Réf : 851822 85,87€



6
**Poches à urine
CONVATEC**

Poches à urine vidangeables, avec valve anti-reflux pour sondage intermittent. Robinet facile à manipuler d'une seule main.

- Ⓐ La boîte de 30 poches de nuit 2 L (tubulure 140 cm).
. Réf : 508713 62,70€
- Ⓑ La boîte de 30 poches de jambe 500 ml (tubulure 50 cm).
. Réf : 508714 69,83€
- Ⓒ La boîte de 2 attaches Careline™.
. Réf : 508715 6,78€



1

Cuvette haricot PHARMATECHNICS par PHARMAOUEST

La cuvette haricot plastique.

Réf : 09/7120

5,00€



2

Bocal à urine PHARMAOUEST

Bocal avec échelle de graduation jusqu'à 2 L.
Ø 12,5 cm, hauteur : 24 cm.

Réf : 09/7170

8,90€



3

Urinal gradué PHARMAOUEST

Légèreté et praticité, couvercle pression. En polyéthylène basse densité. Nettoyage : lavable en machine à 60°C.

A L'urinal femme.

Réf : 09/7070

8,20€

B L'urinal homme.

Réf : 09/7080

7,80€

Pharmaouest
PREVENTIX



PharmaTechnics



4

Bassin de confort avec couvercle PHARMAOUEST

Bassin léger de forme anatomique. Facilité de préhension. Rend plus aisé le positionnement du patient et facilite l'intervention des proches ou du personnel soignant.

A Coloris blanc.

Réf : 09/5000

20,90€

B Coloris bleu.

Réf : 09/5005

20,90€



5

Bassidoux PHARMAOUEST

Surfaces courbes qui épousent au mieux les formes du corps. Dépression à l'avant qui absorbe l'excroissance naturelle du sacrum. Dim. 44 x 37 x 15 cm. Contenance : 2,5 L. Poids patient max. : 220 kg. Disponible avec ou sans couvercle, coloris blanc ou bleu.

Réf : 09/6000

22,90€

Bassidoux avec couvercle, coloris blanc.



6

Urinal Urolis PHARMATECHNICS par PHARMAOUEST

L'urinal muni d'un système exclusif anti-déversement, position stable, grande contenance, forme ergonomique. Contenance : 1,5 L. Stérilisation autoclave : 130°C.

A Urolis : urinal masculin.

Réf : 09/8000

23,50€

B Adaptateur féminin pour Urolis.

Réf : 09/8003

7,95€



1
**Gobelet
PHARMAOUEST**

Verre pour malade autoclavable
120°, 20 min max.

Réf : 09/7100 4,40€



2
**Flacon
PHARMAOUEST**

Flacon pissette 125 cc. Egalement
disponible en 250 cc et 500 cc.

Réf : 09/7130 5,20€



3
**Inhalateur
PHARMAOUEST**

Inhalateur blanc H 21 cm.
Autoclavable 120°, 20 min max.

Réf : 09/7160 6,60€

Pharmaouest
PREVENTIX



4
**Crachoir avec couvercle
PHARMAOUEST**

Boîte pour cracher avec couvercle.

Réf : 09/7090 7,80€



5
**Bock à douche
PHARMAOUEST**

Bock à douche 2 L avec canule
et tuyau.

Réf : 09/7040 30,50€



6
**Seau
PHARMAOUEST**

Seau hygiénique blanc avec
porte-bloc.

Réf : 09/7110 27,80€

Fauteuils garde-robe



1
Fauteuil EVEN
HERDEGEN

Assise totalement amovible, retrait du seau par le dessus et son couvercle hermétique par les côtés et le dessus.
Bras évasés pour un transfert facile, garnitures PVC thermosoudées étanches surépaissées.
Coloris océan, cactus, terracotta ou chocolat.
Options : PVC M2 disponible uniquement en noir, assise pleine.
Poids patient max. : 130 kg.

. Réf : 303000 102,62€
Fauteuil EVEN chocolat.



2
Fauteuil OPEN
HERDEGEN

Assise et dossier surépais très confortables.
Assise et bouchon confort totalement amovible.
Fourni avec un couvercle hermétique et un seau amovible retirable latéralement et par le dessus.
Coloris océan, cactus ou terracotta.
Options : assise pleine.
Poids patient max. : 130 kg.

. Réf : 300523 à partir de 102,62€
Fauteuil OPEN océan.



3
Chaise hygiénique
mobile OCEAN
HERDEGEN

Chaise de toilette en acier mobile sur 4 roues à frein, retrait du seau avec couvercle hermétique par l'arrière. Accoudoirs escamotables, repose-pieds totalement amovibles, barre à pousser intégrée, assise souple.
Adaptée pour des petits trajets.

. Réf : 380200 141,00€



4
Fauteuil GR10
HMS-VILGO

Hauteur et accoudoirs fixes.
Assise : L 45 x l 44,5 x H 51 cm.
Seau ergonomique, garniture standard avec 3 coloris au choix.
Finition époxy avec 16 coloris au choix.
Poids patient max. : 130 kg.

. Réf : GR 10 102,62€



5
Fauteuil CANDY
CONFORT
HMS-VILGO

Hauteur et accoudoirs fixes.
Assise : L 52 x l 46 x H 50 cm.
Seau ergonomique, garniture standard avec 3 coloris au choix.
Finition époxy avec 16 coloris au choix.
Poids patient max. : 130 kg.

. Réf : CANDY 155 102,62€



6
Chaise 9062
VERMEIREN

Hauteur fixe. Munie d'un seau avec poignée.
Cadre coloris bleu ou noir.
Existe en version réglable H 44-60 cm.
Version XXL disponible.
Poids patient max 120 kg (175 kg pour version XXL).

. Réf : 9062 102,62€



Urgences et services

Professionnels & Collectivités

Nutrition orale	254 à 257
Perfusion automatisée	258
Aérosolthérapie	259
Aspiration Medela	260
Immobilisation, transport, oxygène	261
Intervention	262
Assistance respiratoire	263
Réanimation	264
Location	265 à 267



1 Renutryl® Booster Sans lactose
NESTLE

Boisson hypercalorique et hyperprotéinée à index glycémique bas (sans lactose, sans gluten). Par bouteille : 600 kcal et 30 g de protéines. Arômes : vanille, fraise, caramel, café, crème-carotte. Les 4 bouteilles de 300 ml.

. Réf : 7613032637781
Vanille. 13,43€



2 Clinutren® HP/HC Sans lactose
NESTLE

Boisson lactée hypercalorique et hyperprotéinée. 13 vitamines, 11 minéraux. 320 kcal, 20 g de protéines par bouteille. Arômes : vanille, chocolat, caramel, fraise, pêche, café. Les 4 bouteilles de 200 ml.

. Réf : 3401246377289
Chocolat. 8,51€



3 Clinutren® fruit Sans lactose
NESTLE

Boisson aux fruits à haute teneur en protéines. 13 vitamines, 7 minéraux. 300 kcal, 8 g de protéines par bouteille. Arômes : orange, pomme, poire-cerise, framboise-cassis, raisin-pomme, ananas-orange. Les 4 bouteilles de 200 ml.

. Réf : 7613032761424
Ananas-orange. 8,51€



4 Clinutren® dessert HP/HC Sans lactose
NESTLE

Crème dessert hyperprotéinée et hypercalorique. 13 vitamines, 10 minéraux. 310 kcal, 19 g de protéines par cup. Arômes : vanille, chocolat, caramel, pêche, fraise, café. Les 4 cups de 205 g.

. Réf : 7613033112003
Pêche. 8,51€



5 Clinutren® dessert Gourmand Sans lactose
NESTLE

Crème dessert hyperprotéinée et hypercalorique. 13 vitamines, 7 minéraux. 300 kcal, 18 g de protéines par cup. Arômes : vanille, chocolat, caramel, fraise biscuité, café. Les 4 cups de 200 g.

. Réf : 7613034379917
Vanille. 8,51€



FRANCE



6 Clinutren® Energy et Energy Fibre
NESTLE

Boisson aux fruits à haute teneur en protéines. 13 vitamines, 15 minéraux. 400 kcal, 18 g de protéines par bouteille. Arômes Energy : vanille, fraise, abricot, ananas-mangue, chocolat-menthe. Arômes Energy Fibre : vanille, café, fruits des bois, abricot, chocolat et neutre. Les 4 bouteilles de 200 ml.

. Réf : 7613035521223
Chocolat-menthe. 8,51€



7 Clinutren® G Plus Sans lactose
NESTLE

Boisson avec édulcorant et sucres complexes, enrichie en fibres solubles. 13 vitamines, 15 minéraux, sans lactose, sans gluten. 320 kcal, 18 g de protéines par cup. Arômes : vanille, fraise, café. Les 4 cups de 200 ml.

. Réf : 7613035070400
Vanille. 8,51€



8 Clinutren® Soup Sans lactose
NESTLE

Potage hypercalorique et hyperprotéiné. 13 vitamines, 8 minéraux. 302 kcal, 14 g de protéines par cup. Arômes : légumes du soleil, crème légumes, poulet petits légumes. Les 4 cups de 200 ml.

. Réf : 7613032650308
Légumes du soleil. 8,51€



9 Clinutren® Cereal Sans lactose
NESTLE

Préparation céréalière hypercalorique, riche en protéines. 13 vitamines, 8 minéraux. 320 kcal et 15 g de protéines par boîte. La boîte de 450 g (8 portions).

. Réf : 7613032032494
Pomme-noisette. 12,76€



10 Clinutren® Thicken up clear Sans lactose
NESTLE

Poudre épaississante pour boissons et aliments pour les patients présentant des troubles de la déglutition. La boîte de 125 g.

. Réf : 7613032846572 9,50€

Tous nos produits sont sans gluten

Urgences et services



1

Fortimel® Max NUTRICIA

Boisson lactée hyperénergétique pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition. Par bouteille : 720 kcal, protéines (29 g), glucides (89,1 g), lipides (27,9 g), sans lactose ni gluten. Arômes : vanille, fraise, chocolat, café. Les 4 bouteilles de 300 ml.

. Réf : 86251 13,43€
Vanille.

2

Poudre Nutilis NUTRICIA

Épaississant instantané goût neutre pour les troubles de la déglutition ou fausse-roues. Pour 100 g : 358 kcal, fibres (6,4 g), protéines (0,2 g), glucides (86 g), lipides (0,1 g), sodium (116 mg), sans lactose ni gluten. La boîte de 300 g.

Réf : 54273 9,90€
Neutre.

3

Protifar Plus NUTRICIA

Poudre concentrée hyperprotéinée. Protéines de lait de vache extraites de lait écrémé. Pour 100 g : 368 kcal, protéines (87,2 g), glucides (1,2 g), lipides (1,6 g), sans fibres alimentaires. La boîte de 500 g.

. Réf : 68052 16,81€
Neutre.

4

Cubitan® NUTRICIA

Boisson lactée. Par bouteille : 248 kcal, protéines (18 g), glucides (28,4 g), lipides (7 g), arginine (3 g). Arômes : vanille, fraise, chocolat. Les 4 bouteilles de 200 ml.

. Réf : 68035 7,42€
Chocolat.

5

Fortimel® extra NUTRICIA

Boisson lactée. Par bouteille : 300 kcal, protéines (18 g), glucides (33,4 g), lipides (10,4 g). Arômes : vanille, chocolat, moka, fraise, fruits de la forêt, abricot, neutre. Les 4 bouteilles de 200 ml.

. Réf : 84484 8,51€
Vanille.



6

Fortimel® Jucy NUTRICIA

Boisson au goût fruité. Par bouteille : 300 kcal, protéines (8 g), glucides (67 g), sans lactose/sans gluten/sans résidu/sans lipide. Arômes : cassis, orange, pomme, fraise, tropical, fruits de la forêt, multi-saveurs (nouveau parfum). Les 4 bouteilles de 200 ml.

. Réf : 82124 8,51€
Fraise.

7

Fortimel® Protein 200 ml NUTRICIA

Le plus concentré en protéines et en énergie. Par bouteille : 480 kcal, protéines (29 g), glucides (48,8 g), lipides (18,8 g), sans lactose ni gluten. Arômes : vanille, fraise, pêche/mangue, moka, banane, fruits rouges. Nouvel arôme : multi-saveurs. Les 4 bouteilles de 200 ml.

. Réf : 82771 12,45€
Moka.

8

Fortimel® Creme NUTRICIA

Par coupelle : 322 kcal, protéines (20 g), glucides (38 g), lipides (10 g), fibres (0,2 g). Arômes : vanille, banane, chocolat, moka, fruits de la forêt. Les 4 coupelles de 200 g.

. Réf : 90286 8,51€
Moka.

9

Fortimel® DiaCare Creme NUTRICIA

Crème hyperprotidique et hyperénergétique. Par coupelle : 300 kcal, protéines (20 g), glucides (26,2 g), fibres (4 g), sans lactose. Pour patients diabétiques ou à troubles du métabolisme des glucides. Arômes : vanille, chocolat. Les 4 coupelles de 200 g.

. Réf : 79933 8,51€
Chocolat.

10

Fortimel® DiaCare NUTRICIA

Boisson lactée hyperprotidique et hyperénergétique. Par bouteille : 302 kcal, protéines (20 g), glucides (31,2 g), fibres (2 g). Patients diabétiques ou à troubles du métabolisme des glucides. Arômes : vanille, fraise, chocolat. Les 4 bouteilles de 200 ml.

. Réf : 40959 8,51€
Vanille.



1
Fresubin® 2 kcal Drink*
FRESENIUS KABI

Boisson lactée hypercalorique et hyperprotéinée en cas de besoins protéino-énergétiques accrus et/ou en cas d'apport protéino-énergétique diminué.
Par bouteille : 400 kcal, protéines (20 g), lipides (15,6 g), glucides (45 g), avec omega 3, sans gluten, sans lactose et sans fibres.
Arômes sans fibres : vanille, pêche/abricot, fruits de la forêt, caramel, cappuccino et neutre.
Existe avec fibres.
Les 4 bouteilles de 200 ml.

. Réf : 7053621 **8,51€**
Vanille.



2
Fresubin® 2 kcal Crème
FRESENIUS KABI

Crème dessert hypercalorique, hyperprotéinée en cas de besoins protéino-énergétiques accrus et/ou en cas d'apport protéino-énergétique diminué.
Par pot : 400 kcal, protéines (20 g), glucides (44,8** - 45 g), lipides (15,6 g), sans gluten, sans lactose et sans fibres.
Arômes : vanille, cappuccino, chocolat, praliné, fraise des bois, caramel.
Les 4 pots de 200 g.

. Réf : 7143741 **8,51€**
Vanille.



3
Fresubin® 2 kcal Drink* Max
FRESENIUS KABI

Boisson lactée hypercalorique et hyperprotéinée en cas de besoins protéino-énergétiques accrus et/ou en cas d'apport protéino-énergétique diminué.
Par bouteille : 600 kcal, protéines (30 g), lipides (23,4 g), glucides (67,5 g), avec omega 3, sans gluten, sans lactose et sans fibres.
Arômes sans fibres : vanille, pêche/abricot, fruits de la forêt et cappuccino.
Existe avec fibres.
Les 4 bouteilles de 300 ml.

. Réf : 7052611 **13,43€**
Vanille.



4
Fresubin® Jucy Drink*
FRESENIUS KABI

Boisson au goût fruité, hypercalorique, normoprotéinée.
Par bouteille : 300 kcal, protéines (8 g), glucides (67 g), sans lipides, sans fibres, sans gluten, sans lactose.
Arômes : cassis, orange, cerise, ananas, pomme.
Les 4 bouteilles de 200 ml.

. Réf : 7178621 **8,51€**
Orange.



5
Fresubin® Soup
FRESENIUS KABI

Potage prêt à l'emploi, hypercalorique, source de protéines.
Par coupelle : 300 kcal, protéines (14 g), glucides (37 g), lipides (10,4 g), fibres (0 g arômes carotte et légumes verts - 0,5 g arôme tomate), sans gluten, sans lactose.
Arômes : carotte, légumes verts, tomate.
Les 4 coupelles de 200 ml.


. Réf : 7014721 **8,51€**
Carottes.



6
Fresubin® Dessert Fruit
FRESENIUS KABI

Dessert fruité hypercalorique, source de protéines.
Par pot : 200 kcal, protéines (8,75 g), glucides (23-23,4*** g), lipides (7***-7,75 g), fibres (0,5-4,4*** g).
Arômes : pomme, pomme/fraise, pomme/pêche, pomme/pruneau.
Les 4 pots de 125 g.

. Réf : 7289721 **5,46€**
Pomme.



7
Protenplus® Drink*
FRESENIUS KABI

Boisson lactée hypercalorique et hyperprotéinée en cas de besoins protéino-énergétiques accrus et/ou en cas d'apport protéino-énergétique diminué.
Par bouteille : 300 kcal, protéines (20 g), glucides (24,2** - 24,8 g), lipides (13,4 g), sans gluten et sans lactose, avec omega 3.
Arômes : vanille, chocolat, fraise des bois, noisette, cappuccino, tropic.
Les 4 bouteilles de 200 ml.

. Réf : 7043621 **8,51€**
Noisette.



8
Fresubin® Céréales HP
FRESENIUS KABI

Céréales instantanées hyperprotéinées, à texture lisse, avec édulcorant, avec gluten, sans lactose (si reconstitué avec un liquide n'apportant pas de lactose).
223 kcal et 15 g de protéines par portion reconstituée (= 50 g de poudre + 150 ml d'eau).
La boîte de 300 g.

. Réf : 7190421 **11,14€**
Biscuité.



9
Fresubin® Original NUTRITION ENTERALE
FRESENIUS KABI

Mélange nutritif pour nutrition entérale par sonde, isocalorique, normoprotéiné.
Sans fibres, ni lactose, ni gluten, en poche souple EasyBag.
Usage entéral exclusif.
Par poche : 500 kcal, protéines 19 g.
Contenance : 500 ml.

. Réf : 7577221 **3,28€**



1
Delical boisson lactée HP HC LACTALIS

Boisson lactée pour les troubles de l'alimentation et de dénutrition globale, hyperprotidique et hypercalorique.
Par bouteille : 300 kcal, protéines (20 g), glucides (35 g), lipides (8,8 g), sans gluten et avec lactose.
Arômes : vanille, chocolat, café, fruits rouges, fraise, pêche/abricot, caramel, nature.

Les 4 bouteilles de 200 ml.
. Réf : 3551100752117 8,51€
Caramel.

2
Delical Crème HP HC avec lactose (la Floridine) LACTALIS

Crème dessert au lait entier avec lactose, hyperprotidique et hypercalorique.
Dénutrition protéino-énergétique, anorexie, inappétence, déglutition douloureuse, troubles de la déglutition ou de la mastication.
Par pot : 300 kcal, protéines 18 g.
Existe aussi en pot de 125 g pour les collectivités.

Texture crème onctueuse.
Arômes : vanille, chocolat, café, praliné, abricot, fraise façon pâtissière.
Les 4 pots de 200 g.

. Réf : 3401297026723 8,51€
Vanille.

3
Delical Nutra'cake LACTALIS

Dénutrition protéino-énergétique, transit perturbé, biscuit fourré aux fruits, hypercalorique.
Par biscuit : 133 kcal, 5,5 g de protéines.
Source de fibres.
3 recettes gourmandes : pruneau, framboise, chocolat.
3 sachets de 3 biscuits de 35 g.
Existe en carton de 50 biscuits pour la collectivité.
L'étui de 315 g.

. Réf : 3551101155184 4,09€
Chocolat.

4
Delical Céréales Instant LACTALIS

Céréales hyper-protéinées conseillées en cas de dénutrition ou risque de dénutrition.
Il s'utilise au petit-déjeuner, en collation ou en remplacement du plat principal au dîner, à chaud comme à froid dans l'eau, lait, café, thé, fromage blanc, compote... Permet d'obtenir une texture épaissie adaptée aux troubles de la déglutition.
Arômes : biscuitée ou miel/vanille.
La boîte de 420 g.

. Réf : 3401245547126 11,14€
Biscuitée.



5
Delical Effimax 2.0 LACTALIS

Boisson de type lactée sans lactose hypercalorique et hyperprotidique.
Dénutrition avérée (cancer, escarres, péri-opératoire), dégoût du lait, intolérance au lactose.
Par bouteille : 400 kcal, protéines (20 g), glucides (44 g).
Aliment complet : 13 vitamines et 15 minéraux.
Arômes sans fibres : vanille, café, chocolat, pêche/passion.
Arômes avec fibres : fraise, céréales, caramel.
Les 4 bouteilles de 200 ml.

. Réf : 3401598728074 8,51€
Chocolat.

6
Delical boisson sans sucres LACTALIS

Boisson type lactée édulcorée hypercalorique, hyperprotidique sans sucres : vanille, café, fraise.
Par bouteille : 300 kcal, 20 g de protéines.
Existe aussi en saveur thé pêche sans sucres ajoutés : 250 kcal et 8,4 g de protéines par bouteille.
Les 4 bouteilles de 200 ml.

. Réf : 3551100752193 8,51€
Fraise.

7
Delical Crème dessert HP HC sans sucres LACTALIS

Sans sucres, sans lactose, sans gluten.
Dénutrition, inappétence, intolérance au lactose, trouble de la déglutition ou de la mastication, apports restreints en sucre.
Par pot : 300 kcal, protéines 20 g.
Existe aussi en pot de 125 g pour les collectivités.
Index glycémique bas : 15,3 à 15,6 (méthode Englyst).
Texture crème onctueuse.
Arômes : vanille, cacao, fraise, café.
Les 4 pots de 200 g.

. Réf : 3551100163357 8,51€
Café.

Injectomat Agilia



1 Pousse-seringue Injectomat Agilia FRESENIUS KABI (VIAL)

Une surveillance claire et rapide de la perfusion (grand écran, pictogrammes et indicateurs lumineux). Le clavier ergonomique simplifie les réglages des paramètres de perfusion. Interactive, la navigation dans les menus déroulants facilite l'accès aux configurations. Nombreuses sécurités (contrôle de pression, système anti-bolus et protection du poussoir). La poignée intégrée le rend particulièrement mobile, facile à transporter et à assembler.

. Réf : 18010

1.550,00€

2 Kit seringue Auto-Pulsée Perfusor® Space B.BRAUN

Administration intermittente ou continue de solutions entérales et parentérales pour nouveau-nés, enfants, adultes. En applications individuelles ou intégrées à la station de perfusion. Frein de piston prévenant tout risque d'écoulement libre lors du remplacement de la seringue. Sur secteur et/ou sur batterie.

Kit : pousse-seringue, alimentation et pole clamp.

Réf : 8713030KIT

2.019,00€



Urgences et services



3 Kit pompe à perfusion Infusomat Space B.BRAUN

Administration intermittente ou continue des solutions entérales et parentérales pour nouveau-nés, enfants, adultes. En applications individuelles ou intégrées à la station de perfusion, gestion homogène du parc d'appareils. Double clamp anti-écoulement combinés aux tubulures de la gamme Space-Line. Sur secteur et/ou sur batterie.

Réf : 8713050KIT

2.845,00€

4 Tubulure pour pompes Infusomat Space B.BRAUN

Gamme de tubulures stériles à usage unique pour pompe Infusomat Space. L'unité.

Réf : 8700036SP
Tubulure standard.

à partir de 3,80€

Teleflex®



1

Compresseur pour nébulisation Innospire Éléance TELEFLEX

Ce générateur d'aérosol compact et portable permet de nébuliser les médicaments prescrits dans le traitement des maladies respiratoires communes. Gamme Philips Respironics. Mode fonctionnement continu, sur secteur, niveau sonore 58 dB, débit moyen 6Lpm@10psi, proportion de particules fines 77% en dessous de 5 µm. Livré avec nébuliseur Sidestream, masque adulte, masque enfant, embout buccal, tubulure et sacoche de transport.

Réf : 1099973

125,00€

2

Compresseur pneumatique Sami the Seal TELEFLEX

Générateur d'aérosol Philips Respironics développé pour les enfants. La technologie de pointe du nébuliseur Sidestream permet d'administrer des traitements rapides et de participer à la bonne observance de la thérapie par aérosol. Mode fonctionnement continu, sur secteur, débit moyen 6Lpm@10psi. Livré avec nébuliseur Sidestream, masque enfant, embout buccal, tubulure et sacoche de transport.

Réf : 1093268

169,00€

OMRON



3

Nébuliseur à compresseur C801 OMRON

Aérosol à compresseur fonctionnant sur secteur à usage semi-professionnel intensif. Confortable et silencieux, environ 46 dB. Vitesse de nébulisation d'environ 0,3 ml/min. Dim. particules propulsées : ~ 3,0 µ. Capacité réservoir à médicament : 7 ml ou 2 min en continu. Très léger et peu encombrant (270 g). Modèles masques : adultes ou enfant/nourrison. CE0197, DM classe IIa.

Réf : OMR801

Modèle masque adulte.

92,00€



4

Nébuliseur à compresseur C900 OMRON

Compresseur haute performance nouvelle génération en seulement 2 parties pour une utilisation et un nettoyage facile. Haut rendement de 7 l/min à 100 kPa, taux de nébulisation de 0,4 ml/min. Fourni avec 1 kit de nébulisation, 1 tube à air, 1 embout buccal, 1 embout nasal, 2 masques (adulte et enfant), 5 filtres, 1 sac de transport. Poignée facile à transporter. Dim. L 17,5 x H 11 x P 2,15 cm. CE0197, DM classe IIa.

Réf : OMRCOMP AIRC900

136,90€



1 Aspirateur médical Clario MEDELA

Recommandé pour une aspiration fiable des sécrétions claires et non épaisses. Facile à transporter et compact. Concept hygiénique unique qui exclut tout débordement à l'intérieur de l'aspirateur. Débit max. 15 l/min. Muni d'un sac de transport sur version C et set bocal de remplacement. Sac de transport en option pour les autres. Attention : non adapté en cas de fausses routes. Batterie garantie 6 mois. NOUVEAU pour les enfants : Clario Toni existe en 2 versions.

- A Version adulte standard CA, sur secteur.
Réf : 014.0011 859,00€
- B Version adulte CA/CC, sur secteur et batterie.
Réf : 014.0110 1.198,00€
- C Version adulte DE LUXE, sur secteur et batterie.
Réf : 014.0211 1.395,00€
- D Version enfant CLARIO TONI, sur secteur et batterie.
Réf : 014.0023 1.190,00€
- E Version enfant CLARIO TONI DELUXE, sur secteur et batterie.
Réf : 014.0027 1.390,00€



2 Aspirateur médical Vario 18 MEDELA

Recommandé collectivités (si kit fausse route*). Léger, compact, ultra silencieux et produisant peu de vibrations. Batterie rechargeable ou secteur. Instauration rapide du vide (technologie QuatroFlex™) et régulateur de vide à membrane avec bouton à cran de sécurité. Livré avec 5 filtres hydrophobes trop plein antibactériens et tuyau en silicone avec raccords. Débit max. : 18 l/min. Vide max. : -75 kPa / -563 mmHg. Batterie / Quatroflex : garantie 6 mois. **Livré sans consommable.**

- A Version CA, sur secteur.
Réf : 026.2112 1.245,00€
- B Version CA/CC, sur secteur et batterie.
Réf : 026.5112 1.892,00€



3 Aspirateur médical Basic MEDELA

Formation rapide du vide grâce à la technologie du piston/cylindre, aspiration élevée, fonctionnement silencieux et design compact. Réglage précis du vide grâce au régulateur de vide à membrane. Version portable, rack (à insérer dans une colonne ou armoire) ou sur pied. Livré avec son bocal de sécurité et tuyau en silicone avec raccords. **Livré sans consommable.** Domaine d'application : endoscopies, gynéco-obstétrique, cabinet dentaire, collectivités. Débit : 30 l/min. Dépression -90 kPa / -675 mmHg.

- A Version portable : 10 kg (29 x 30,5 x 32,5 cm).
Réf : 071.0000 2.457,00€
- B Version Rack : 9,3 kg (21 x 30,5 x 37,5 cm).
Réf : 071.0001 2.229,00€
- C Version sur pied : 16 kg (96,5 x 30,5 x 32,5 cm).
Réf : 071.00014 3.089,00€

medela

4 Accessoires pour aspirateur MEDELA

- A Bocal 1,5 litre PC pour poches à usage unique.
Réf : 077.0082 56,00€
- B Le carton de 40 poches UU 1,5 litre.
Réf : 077.0083 178,00€
- C Les 5 adaptateurs Vario pour bocaux PC désinfectables 1,5 et 2,5 litres. Indispensable au Vario pour recevoir le nouveau système à usage unique.
Réf : 077.0105 57,50€
- D Set réutilisable 1L PSU (couverture, bocal, 1 tuyau patient stérile à UU).
Réf : 077.0715 163,00€



- E Tuyau PVC stérile pour patient unique avec réglage fin au doigt 1,80 m.
Réf : 077.0951 10,10€
- F Support plastique à pressoir. Indispensable au Basic sur pied pour recevoir le consommable.
Réf : 077.0521 34,80€
- G Filtre trop plein antibactérien à usage unique pour vario (lot de 10).
Réf : 077.0571 124,50€
- H Tuyau silicone avec raccords pour Vario.
Réf : 077.0931 15,70€
- I Tuyau silicone avec raccords pour Basic.
Réf : 077.0922 16,50€

5 Kit fausse route* MEDELA

Recommandé en collectivités sur le VARIO 18 à utiliser après les manœuvres d'urgences habituelles.

- A Collecteur de mucosités 0,25 L PSU.
Réf : 077.0125 64,00€
- B Couverture avec trop-plein et embout tronconique 6-10 mm.
Réf : 077.0440 32,50€



1

Draps à usage unique de transfert DUMONT SECURITE

Draps blancs en non-tissé, à base de polypropylène. Validé IFTH.
Dim. 150 x 220 cm.
Emballage individuel.
Le carton de 50 draps.

- Ⓐ Grammage : 60 g/m².
Réf : 304850 59,00€
- Ⓑ Grammage : 70 g/m².
Réf : 304855 69,00€



2

Matelas immobilisateur PVC DUMONT SECURITE

Matelas immobilisateur à dépression en PVC - billes en vrac.
Pliage et mise en place faciles.
Portage pratique et ergonomique.
Matériau souple et résistant. Matelas léger et confortable. Très bon rapport qualité/prix.
Modèle en polyuréthane : nous consulter.

Réf : 100100 374,00€



3

Aspirateur de mucosités OB1000 DUMONT SECURITE

Aspirateur de mucosités compact et puissant, et possédant une grande autonomie (45 minutes). Puissance d'aspiration supérieure à 800 mbar.
Dim. 32 x 10 x 25 cm. Livré avec sa housse de transport.
Classe IIb.

- Ⓐ L'aspirateur avec support mural 10G et un câble pour branchement allume cigarette 12V.
Réf : 305016 799,00€
- Ⓑ L'aspirateur avec chargeur secteur 220V.
Réf : 305017 799,00€



4

Chaise S242T motorisée POWER TRAXX chenilles lisses DUMONT SECURITE

Monte et descend les escaliers grâce à ses chenilles motorisées.
4 roues dont 2 pivotantes, 2 poignées télescopiques, repose-tête, sangles et harnais de maintien.
Capacité de charge : 180 kg.
Batterie garantie 1 an.

Réf : 555243 6.129,00€



5

Sac DMT Bouteille 5L DUMONT SECURITE

Pour bouteille 5L : portage dos et poignée, fond du sac renforcé.
Avec poche avant pour DAE
Livré avec 2 pochettes.
Option : trolley.

Réf : 280400 185,00€



6

Sac à dos oxygénothérapie Stream O BAGHEERA par PROCOMEDIC

En CORDURA® ou DICKSON bâche avec fond antidérapant et fermeture à glissière. Pour bouteille de 2 litres.
Intérieur : 3 poches filet de chaque côté, volet avant équipé de 2 poches, porte-étiquette intégré (peut recevoir 2 trousse mirages).
Extérieur : bandes rétro-réfléchissantes, bretelles et ceinture larges et confortables, 1 poche grand volume (peut contenir un D.S.A), 1 poche pour documents, 1 poignée surmoulée, sangles d'hélictreuillage, sangles porte matériel, trappe d'accès sur le dessus.
Vol. max. 52 L. Poids : 3,6 kg.
Le sac seul.

Réf : BS004B 395,00€



1

Trousse de secours VSL DUMONT SECURITE

Trousse de secours complète pour ambulance et VSL pour agrément D.D.A.S.S. suivant l'arrêté du 10 février 2009.
Dim. L 308 x l 435 x H 88 mm.

A La trousse de secours.

Réf : 252468

79,90€

B Le kit de remplissage pour trousse.

Réf : 252488

62,90€



2

Trousse de secours Médecine du Travail ABS DUMONT SECURITE

La trousse remplie.
Dim. L 320 x l 220 x H 125 mm.

Réf : 252458

84,90€



3

Armoire à Pharmacie DUMONT SECURITE

Armoire à pharmacie métal 20 personnes.
Dim. L 530 x l 530 x H 190 mm.

Réf : 252465

193,00€



4

Sac DMTPACK PLUS DUMONT SECURITE

Solide et ergonomique, c'est la référence en sac de secours. 5 poches extérieures, 6 trousses amovibles à l'intérieur, portage à dos et poignées.
Coloris bleu ou rouge.
Dim. H 54 x l 45 x P 33 cm.

Réf : 303950

Le sac rouge.

253,50€



1
Lunettes O
DUMONT SECURITE

Pour inhalation d'oxygène.

- Taille adulte.
Réf : 278100 1,10€
- Taille enfant.
Réf : 278099 1,10€



2
Nébuliseurs
DUMONT SECURITE

A usage unique avec tuyau d'alimentation et élastique de maintien.

- Taille adulte.
Réf : 302201 2,85€
- Taille enfant.
Réf : 302218 2,85€



3
Masque à usage unique pour insufflateurs
DUMONT SECURITE

Masque à bourrelet gonflé en PVC avec crochets pour maintien par élastique. Tailles 0 à 5.

- Taille 0.
Réf : 322100 3,20€



4
Masque silicone pour insufflateurs
DUMONT SECURITE

Epouse facilement le visage du patient. Autoclavable à 134°C. Ø adulte 22 mm et enfant 15 mm. Tailles 0 à 5.

- Taille 0.
Réf : 248060 7,40€



5
Insufflateur à usage unique
DUMONT SECURITE

Réalisé en PVC sans latex. Modèle adulte sans valve de surpression, modèle enfant et bébé avec valve de surpression. Livré avec une tubulure d'oxygène, sous emballage individuel soudé de couleur différente pour les 3 tailles.

- Adulte + réservoir O² + Masque T5.
Réf : 248070 14,30€
- Enfant + réservoir O² + Masque T3.
Réf : 248071 14,30€
- Bébé + réservoir O² + Masque T1.
Réf : 248072 14,30€



6
Insufflateur réutilisable silicone
DUMONT SECURITE

Grand confort d'utilisation, très bonne résistance, en silicone (sans latex). Autoclavable jusqu'à 134°C. Modèle adulte sans valve de surpression, modèle enfant et bébé avec valve de surpression.

- Adulte + réservoir O² + Masque T5.
Réf : 248030 73,90€
- Enfant + réservoir O² + Masque T3.
Réf : 248040 72,90€
- Bébé + réservoir O² + Masque T1.
Réf : 248050 72,90€



1
Couverture de survie isothermique
COMED

En polyester métallisé résistant et imperméable. Protège le corps humain du froid, de la chaleur, de la pluie, de l'humidité et du vent. Epaisseur 1,2 µ.

- A** Enfant - 110 x 140 cm - 30 g.
Réf : 29 040 70 1,40€
- B** Adulte - 220 x 140 cm - 60 g.
Réf : 29 040 60 1,75€
- C** Adulte - 210 x 160 cm - 60 g.
Réf : 29 040 65 1,85€



2
Collier cervical réglable Patriot
DUMONT SECURITE

Collier cervical adulte réglable 28-58 cm (4 niveaux). Empêche les mouvements néfastes du cou du type flexion, extension et rotation. Mentonnière, support de nuque aéré, large ouverture trachéale. Résistant à l'eau et radio-transparent. En polyéthylène injecté haute densité, sans latex.

Réf : 302403 13,90€



3
Collier cervical SOBER 2 parties
DUMONT SECURITE

En mousse haute densité plastifiée avec orifice trachéal et orifices carotidiens à utiliser lors de suspicion de traumatismes du rachis cervical. Fixation par velcro, mise en place aisée. Nettoyage et désinfection par trempage (produits hospitaliers habituels).

- A** Taille bébé, coloris violet.
Réf : 247007 87,50€
- B** Taille petit enfant, coloris bleu.
Réf : 247008 87,50€
- C** Taille enfant, coloris vert.
Réf : 247009 87,50€
- D** Taille adulte T1, coloris rouge.
Réf : 247003 87,50€
- E** Taille adulte T2, coloris rouge.
Réf : 247004 87,50€
- F** Taille adulte T3, coloris rouge.
Réf : 247005 87,50€



4
Défibrillateur externe automatisé DEF NSI
COLSON

Des fonctions intelligentes intégrées pour mieux aider l'intervenant et faciliter la maintenance. Indication du niveau de charge et d'état des électrodes. Electrodes pré-connectées sur l'appareil. Temps de charge : 10 secondes. Possibilité de stocker des données sur carte SD. Poids : 2,4 kg avec batterie.

Réf : CC8011000 1.719,00€



5
Défibrillateur G5 S
CARDIAC SCIENCE par HOLTEX

Ce DAE combine des invites vocales d'accompagnement (technologie RescueCoach™), des intervalles courts entre les chocs et une énergie variable croissante. Fiable grâce au voyant Rescue Ready pour être sûr que le Powerheart est prêt à l'emploi. Dispositif intelligent : il adapte le choc afin d'administrer la plage d'énergie appropriée à chaque patient. DM classe IIb.

- A** Défibrillateur semi-automatique avec électrodes de défibrillation classiques.
Réf : SCDEFI02 1.975,00€
- B** Défibrillateur semi-automatique avec électrodes Intellisense (capteur RCP par l'aide au massage cardiaque).
Réf : SCDEFI04 2.095,00€

1

Location d'un lit Alzheimer

| .Tarif de location par semaine : 13,60€



2

Location d'un lit à hauteur variable électrique

| .Tarif de location par semaine : 13,60€



3

Location d'un déambulateur

| .Tarif de location par semaine.
Jusqu'à la 26ème semaine : 2,21€
Au-delà : 1,34 €/semaine



4

Location d'un lit médical pour patients de plus de 135 kg

| .Tarif de location par semaine : 25,00€

1

Location d'un lit enfant

. Tarif de location par semaine : 25,00€



2

Location d'un soulève-malade

. Tarif de location par semaine.

Jusqu'à la 32ème semaine : 17,53€

Au-delà : 10,82 €/semaine

3

Location d'un fauteuil roulant

. Tarif de location par semaine avec un accessoire.

Jusqu'à la 52ème semaine : 16,45€

Au-delà : 10,12 €/semaine

Tarif de location par semaine avec deux accessoires.

Jusqu'à la 52ème semaine : 21,30€

Au-delà : 13,07 €/semaine

Tarif de location par semaine avec plus de deux accessoires.

Jusqu'à la 52ème semaine : 25,51€

Au-delà : 15,60 €/semaine





1

Location d'un compresseur pour matelas à pression alternée Accessoires : achat d'un matelas simple

| .Tarif de location par semaine : 10,88€

2

Location d'un neurostimulateur transcutané

| .Tarif de location par mois : 12,20€



3

Location d'un tire-lait électrique

| .Tarif de location par semaine : 12,07€

4

Location d'un stimulateur périnéal

| .Tarif de location par semaine : 11,74€



A

Abaisse-langue	15
Aérosols.....	66, 67
Agrafeuses cutanées	49
Aiguilles.....	34, 35, 37, 87
Alcools.....	15, 67, 68
Alèses.....	241, 247
Allaitement.....	220, 221
Ampoules pour otoscopes.....	84
Ampouliers.....	55
Armoires à pharmacie	122, 207, 262
Arnica.....	67
Aspirateurs médicaux.....	260, 261
Assistants.....	122, 123
Atomiseurs / Aérosépts.....	61
Attelles.....	140
Audiomètres.....	85
Autoclaves & accessoires.....	65, 69, 70

B

Bacs à shampoing.....	228
Bacs à ultrasons.....	65
Bandages et plâtres.....	26 à 29, 131
Barres d'appui et de maintien.....	225, 229
Barres de lit.....	184, 185
Barres parallèles.....	140
Bassins de confort.....	250
Bavoires.....	14, 219, 239
Bidets amovibles.....	228
Bistouris et lames.....	48
Blouses.....	12, 52
Bocaux à urines.....	250
Bocks à douche.....	251
Bodies.....	217, 219
Boîtes à instruments.....	47
Bracelets d'identification.....	56
Brancards.....	204
Brossettes cervicales.....	18, 46
Broyeurs à médicaments.....	206, 226

C

Cabinets médicaux.....	110, 123
Cannes.....	171
Cathéters.....	34 à 37
Ceintures et gilets de maintien.....	163
Chaises de douche.....	234, 235
Chaises de transferts.....	204, 261
Chaises percées.....	234, 235, 252
Chambre médicalisée.....	186
Chariots.....	123
Chariots à linge.....	208, 209
Chariots de douche.....	205
Chariots distribution petits déjeuners.....	210
Charlottes.....	13
Chaussures thérapeutiques.....	222, 223
Chemises de malade.....	216, 218, 219
Chlorhexidine.....	60, 68
Cisailles à plâtre.....	50
Ciseaux.....	18, 44, 45
Collecteurs déchets.....	39, 40
Colliers cervicaux.....	264

Colonnes de pesée.....	92, 94, 96
Compresse.....	20
Compresse / Coussins thermiques.....	136, 137
Compresse allaitement.....	220
Cotons.....	19
Coussins de positionnement.....	187 à 189
Coussins prévention escarres.....	158 à 162
Couvertures de survie.....	264
Crachoirs.....	15, 251
Crèmes hydratantes / protectrices.....	59, 244, 245
Cryothérapie.....	49, 67, 131, 135, 137
Cupules.....	47
Curettes.....	45

D

Déambulateurs.....	172 à 174
Déambulateurs pédiatriques.....	174
Décolle adhésif.....	30
Défibrillateurs.....	264
Désinfectants / détachants linge.....	63, 66
Désinfectants cutanés.....	58, 60, 67, 68
Désinfectants instruments.....	61 à 65
Désinfectants surfaces.....	61 à 63, 67
Désinfection aérienne.....	61, 66
Désodorisants.....	63, 66
Diabète.....	37, 87
Disque tournant.....	202
Distributeurs de médicaments.....	206, 207
Distributeurs de papiers.....	6, 7, 9
Distributeurs de savon / gels hydroalcooliques.....	7, 59
Divans d'examen.....	110 à 116
Divans gynécologiques.....	114, 115
Divans pédiatriques.....	117
Doigtiers.....	14
Dopplers.....	86
Dossiers de positionnement.....	158, 159, 161
Draps d'examen.....	4, 5
Draps de lit.....	247

E

Ecrase-comprimés.....	206, 226
Ecarteurs à plâtre.....	50
Echographe.....	86
Ecouvillons.....	18
Electrocardiographes.....	104, 105
Electrodes.....	103, 139
Electrostimulateurs.....	138, 139
Elévateurs de bain.....	230
Enfile-bas.....	225
Epicrâniens.....	33, 37
Escaliers de rééducation.....	140
Espaliers.....	140
Essuie-mains / Essuie-tout.....	6 à 8
Etais péniens.....	248 à 249

F

Fauteuils ambulatoires.....	204
Fauteuils coquilles.....	215
Fauteuils d'examen.....	113, 116
Fauteuils de douche.....	234 à 235
Fauteuils de gériatrie.....	203
Fauteuils de pesée.....	92, 94, 97

Fauteuils de prélèvements.....	118
Fauteuils garde-robe.....	234, 235, 252
Fauteuils releveurs.....	212 à 214
Fauteuils roulants électriques.....	151 à 154
Fauteuils roulants manuels.....	144 à 150
Fauteuils roulants pédiatriques.....	165
Fauteuils roulants sport.....	157
Fiches & fichiers médicaux.....	122
Filets tubulaires.....	28
Films adhésifs.....	26
Flacons pissettes.....	251

G

Gants d'examen.....	10, 11, 14
Gants de chirurgie.....	11
Gants de toilette.....	228, 239, 242 à 244, 246
Garrots.....	56
Gélifiants.....	246
Gels de transmission.....	102
Gels douche.....	244 à 246
Gels hydroalcooliques.....	58
Gels lubrifiants.....	14
Gels pansement.....	21
Glycémie.....	37, 87
Gobelets.....	251
Grenouillères.....	216 à 219
Guéridons.....	110, 120, 121
Gynécologie.....	18, 46

H

Haricots / Plateaux inox / Cupules.....	47, 250
Huiles de massage.....	136, 245
Hystéromètres.....	18, 46
Histofreezer.....	49

I

Incontinence.....	238 à 242
Inhalateurs.....	251
Insecticide.....	63
Instruments.....	42 à 45
Insufflateurs.....	263

L

Lampes d'examen.....	98, 99
Lampes de lit.....	185
Lampes stylo.....	90
Lancettes.....	36, 87
Laryngoscopes.....	84
Lessives désinfectantes / détachantes.....	63, 66
Lève-personnes.....	198, 199, 201
Lingettes cutanées.....	67, 239, 242, 243
Lingettes surfaces.....	62, 67
Lits médicalisés.....	176 à 180
Lits pédiatriques.....	181
Location.....	265 à 267
Lunettes de protection.....	14
Lunettes O ²	263

M

Maintien.....	163
Mallettes de consultation / d'urgences.....	54, 55, 262
Marchepieds.....	110, 125, 232
Marteaux de Babinsky.....	46
Masques jetables.....	13
Masques pour insufflateur.....	263
Matelas à air dynamique.....	194 à 197
Matelas immobilisateur.....	261
Matelas prévention escarres.....	190 à 197
Mésothérapie.....	38
Microperfuseurs.....	34, 36
Moniteurs de constantes.....	80
Monte-escaliers.....	155, 164
Montres.....	52, 225
Motorisations fauteuils.....	155
Mouchoirs.....	8

N

Nébuliseurs et compresseurs.....	259, 263
Négatoscopes.....	100, 101
Nettoyage des plaies.....	23
Nutrition.....	254 à 257

O

Obturateurs.....	33, 37
Ophthalmoscopes.....	84
Optométrie.....	108
Oreillers.....	247
Ote agrafes.....	45
Otoscopes.....	82 à 84
Ouvre-bouteilles / bocaux / boîtes.....	226
Oxymètres de pouls.....	81

P

Pansements.....	20, 26, 29, 31
Pansements techniques.....	21 à 27
Papiers d'essuyage.....	6 à 8
Papiers imagerie.....	106, 107
Papiers toilette.....	9
Paravents.....	110, 119
Pédaliers.....	142
Pédicure.....	51
Perfuseurs.....	33, 34, 37
Pèse-bébés.....	91 à 93, 96
Pèse-personnes.....	91 à 97
Piluliers.....	206, 207, 226
Pincés.....	18, 42, 43, 45, 46, 51
Pincés de préhension.....	225
Pistolets.....	38
Planches de bain.....	232
Planches de transferts.....	202
Planches dorsales.....	141
Plateaux.....	47, 206, 207
Plateformes de pesée.....	92, 95, 97
Poches urinaires.....	248, 249
Podoscopes.....	51
Poires à lavements auriculaires.....	90
Pompes à perfusion.....	258
Porte-sérums.....	126
Porte-stylos.....	52

Pousse-seringues.....	258
Poussettes.....	167
Pressothérapie.....	135
Prolongateurs.....	33
Protections barrières de lit.....	185
Protections literie.....	247

R

Rameurs.....	141
Rampes d'accès.....	164
Rasoirs jetables.....	15
Récupérateurs de déchets.....	39, 40
Rééducation musculaire / posturale. 132 à 134, 140 à 142	
Rehausses WC.....	234 à 236
Relève-buste.....	184
Rembourrage orthopédique.....	29
Rollators.....	172 à 174
Rollators pédiatriques.....	174
Rubans périmétriques.....	90

S

Sabots.....	53
Sacs à déchets.....	39
Sacs oxygène.....	261, 262
Sangles.....	199, 200, 202
Savon.....	7, 60, 244 à 246
Scalpels.....	48
Scanners vessie.....	105
Scies à plâtre.....	50
Scooters.....	168, 169
Seaux.....	251
Seringues.....	33 à 36
Sérum physiologique.....	68
Serviettes de bain.....	243
Sets de soins à usage unique.....	16 à 18
Shampooings & accessoires.....	228, 243 à 246
Sièges auto.....	166
Sièges de bain.....	230, 231, 233
Sièges pédiatriques.....	166
Sièges releveurs.....	225
Soins buccaux.....	19
Sondage urinaire.....	248, 249
Sondes de rééducation.....	138
Sparadraps.....	20, 30, 31
Spatules d'Ayres.....	15, 18
Spéculums auriculaires.....	15, 83
Spéculums gynécologiques.....	46
Spiromètres.....	85
Sprays de froid.....	49, 67, 131
Stérilisation.....	69, 70
Stéthoscopes.....	72 à 74
Surchaussures.....	12
Surélévateurs de meubles.....	184
Surélévateurs WC.....	234 à 236
Surmatelas.....	193 à 196
Sutures.....	16, 32

T

Table de kinésithérapie et massage.....	111, 128 à 130
Tables de lit.....	182, 183
Tables de pédiatrie.....	117
Tables pour fauteuils releveurs.....	212
Tabourets.....	110, 124
Tabourets de douche.....	233
Tampons.....	15, 18, 19
Taping kinésiologique.....	131
Tapis de chute.....	184
Tapis de course.....	141
Tapis de douche.....	228
Téléphonie.....	224
Tensiomètres.....	75 à 79
Tests autoclaves.....	69
Tests urinaire.....	87
Thermomètres.....	88, 89
Thermosoudeuses.....	70
Thermothérapie.....	49, 67, 131, 135 à 137, 245
Tire-lait.....	220
Toises & microtoises de mesure.....	91, 94, 96
Tondeuses.....	49
Traitements anti-gale.....	67
Transfert de personnes.....	198 à 202, 261
Tricycles.....	170
Trousses de secours.....	262

U

Ultrasons.....	135
Unités de prélèvement.....	36
Urinaux.....	15, 250

V

Vaisselle / verres.....	226, 227
Vélos.....	142
Verticalisation.....	130, 140, 156, 201
Vessies.....	136
Vêtements de grossesse.....	221
Vêtements de protection.....	12 à 14
Vêtements enfants.....	216, 217
Vêtements hommes/femmes.....	52, 53, 216 à 219

3M FRANCE	13, 27, 30, 31, 32, 49, 72, 73, 103, 137	GENIN	130	160, 163, 184, 185, 187 à 189, 192 à 194, 216, 228, 231, 236, 246, 247, 250, 251
ABENA	242, 244	GILBERT HEALTHCARE	30, 68, 245	PHARMAOUEST
AKS NAUSICAA	163, 197, 199, 200	GLOBAL HYGIENE	4 à 9	PRATICIMA
ALTER MEDICAL	120, 125, 209	HEINE	83	PROCOMEDIC
ANIOS	58 à 66, 69	HERDEGEN	171 à 174, 182, 183, 185, 201, 212, 231 à 234, 236, 252	PROMOTAL
ANSELL MEDICAL	10, 11, 48	HMS-VILGO	171, 178, 179, 181, 183, 186, 198, 201, 203, 229, 231, 233 à 235, 252	RONT
APEX	196	HOLTEX	42 à 44, 46 à 54, 77 à 81, 88, 92, 99, 100, 110, 125, 129, 184, 224 à 226, 228, 233, 259, 264	RUPIANI
APOKELIS	10, 11, 15, 19, 35 à 38, 47, 48	HOSPIDEX	39, 40	SAINT-ROMAIN
ASEPT INMED	14, 33, 102, 103, 105 à 107	INNOSET	16 à 18, 45	SCHWA MEDICO
B.BRAUN	21, 32, 33, 37, 248, 258	INNOV'SA	147, 214, 215	SECA
B+B	146, 152, 173	INTERPACK	39	SISSEL
BACKJOY	134	INVACARE	144, 145, 147, 149 à 151, 153 à 158, 168, 172, 173, 176, 182, 184, 198, 214, 229, 230, 232, 234, 235	SOEHNLE PROFESSIONAL
BECTON DICKINSON	35 à 37	JTG	100, 120	SOLAISE
BSN MEDICAL	26, 29, 32, 131	KETTLER	141, 142	SOTEC MEDICAL
CARINA	111 à 113, 115 à 121, 124 à 126, 129	KINEA RELAXATION	213	SPENGLER
CEFAR	138, 139	KINETEC	135, 140	SUNRISE MEDICAL
COLSON	72 à 74, 76, 78, 79, 84 à 86, 104, 264	LACTALIS	257	SWANN MORTON
COMED	14, 15, 19, 42, 44, 50, 52, 55, 56, 81, 82, 84 à 86, 88 à 91, 102, 103, 106, 108, 122, 126, 136, 226, 227, 264	LID	98, 99, 185	SYST'AM
CONVATEC	23, 249	LOHMANN & RAUSCHER	19, 20, 24, 28, 47	TECHDENT
DUMONT SECURITE	261 à 264	MEDELA	220, 221, 260	TELEFLEX
DUPONT MEDICAL	72 à 74, 76, 78, 79, 84 à 86, 104, 144, 146, 148, 152, 155, 167, 168, 172, 174, 198, 201, 215, 229, 230, 232 à 234, 264	MEDILAX	214	TENA
ELLA LEGROS	51, 100, 101, 108	MEDISTOCK	12 à 14, 46, 69, 70, 243	TERUMO
EMILABO	10	MEDTRADE	168, 213	TORK
FLD	223	MOLNLYCKE	25	URGO
FMC	87, 96, 97, 128	NESTLE	254	VERMEIREN
FRAFITO	51, 55, 76, 78 à 86, 89, 104, 105, 224, 259	NEUT	53, 222	VOG MEDICAL
France REHAB	201, 235, 236	NUTRICIA	255	WINNCARE
FRESENIUS KABI	256, 258	OMRON	78, 79, 259	YPSOMED
GEEMARC	224	ONTEX HEALTHCARE	238, 239	
		PAROLAI STIL'ECO	39, 40	
		PAULINE & MANON	217, 218	
		PERFORMANCE HEALTH (ancien PATTERSON MEDICAL)	164, 172, 174, 182, 184, 185, 225, 226, 228, 231, 233	

Site Web

Restez connecté
au réseau **MEDICALLIANCE** :



- ▶ Les partenaires du réseau
- ▶ Les magasins adhérents
- ▶ Nos catalogues en ligne
- ▶ Les actualités

www.centrale-medicalliance.fr

Catalogues CIBLÉS



Vu à la TV

LA DOUCHE SUR-MESURE EASY SHOWER

recommandée par Bernard Hinault



X AVANT: NON SÉCURISÉ



✓ APRÈS: SÉCURISÉ

OFFRE spéciale

**TVA OFFERTE*
AVEC LE CODE MED003**

Demandez conseil à votre magasin adhérent Médicalliance, ou contactez Easy Shower au

0 806 800 760 Service gratuit + prix appel

ou sur www.easyshower.fr

25%
CREDIT D'IMPOT

POSE
1
JOUR

COLORIS
AU CHOIX

FABRICATION
FRANCAISE

CREATION
3D

EASY SHOWER
DOUCHES & BAINS *france*

Photos non contractuelles. * Selon taux de TVA en vigueur applicable de 10%. * Produit éligible au crédit d'impôt. Plafonné (voir modalités)

**CRÉDIT D'IMPÔT
-25%**

Stannah
150
1867 • 2017

**" STANNAH,
ÇA CHANGE
LA VIE. "**

- 100% sécurité
- Tous les escaliers
- Facile à utiliser
- Le plus large choix
- Sur mesure
- Installation rapide
- SAV partout en France
- RDV sous 48 heures



* Sous forme d'un crédit d'impôt équivalent à 25% du montant acquitté. Plafonné à 5 000 € par personne seule et à 10 000 € par couple. Conformément à la loi de finances en vigueur.

Demandez conseil à votre magasin de proximité **Médicalliance**, ou appelez **Stannah** :

0 800 94 20 51 Service & appel gratuits

poste 9604

www.stannah.fr

Stannah
Nous prenons soin de vous.



LE RESEAU NATIONAL

+

de **300** magasins
de proximité

Retrouvez votre magasin
spécialisé sur notre site
www.centrale-medicalliance.fr
